

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ООО «Фирма К и К»



/ Стародумов Ю.М./

« 20 » июня 2023 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Ирригатор полости рта AQUAJET LD-A9

производства компании / manufactured by the company

Литл Доктор Интернешнл (С) Пте. Лтд / Little Doctor International (S) Pte. Ltd.

2023 г.



Ирригатор полости рта AQUAJET LD-A9 – основной блок, вид спереди.



Ирригатор полости рта AQUAJET LD-A9 – основной блок с открытой крышкой, вид сверху.



Ручка ирригатора.



Ирригатор полости рта AQUAJET LD-A9 – основной блок, вид слева.



Ирригатор полости рта AQUAJET LD-A9 – основной блок, вид справа.



Ирригатор полости рта AQUAJET LD-A9 –
основной блок с панелью для крепления к стене, вид сзади.



AQUAJET LD-SA05



AQUAJET LD-SA02



AQUAJET LD-SA01




AQUAJET LD-SA01

Насадка AQUAJET LD-SA01,
Насадка AQUAJET LD-SA02,
Насадка AQUAJET LD-SA05.



AQUAJET LD-SA05



AQUAJET LD-SA02



AQUAJET LD-SA01




AQUAJET LD-SA01

Набор насадок AQUAJET SET4, в составе:

- Насадка AQUAJET LD-SA01 - 2 шт.
- Насадка AQUAJET LD-SA02 - 1 шт.
- Насадка AQUAJET LD-SA05 - 1 шт.



Контейнер



Панель для крепления к стене



Комплект шурупов и дюбелей для крепления к стене

DENTAL ORAL IRRIGATOR LD-A9
RATING: 110-240V~, 50/60Hz, 60VA
DUTY CYCLE: 5 min ON, 30 min OFF

AQUAJET®



LITTLE DOCTOR ELECTRONIC (NANTONG) CO., LTD.

No.8, Tongxing Road Economic & Technical Development Area, 226010 Nantong, Jiangsu, PRC



LITTLE DOCTOR EUROPE SP. Z O.O. 57G Zawila Street Krakow 30-390 Poland



IP24



0123



AYYMM A9XXXX

ИРРИГАТОР ПОЛОСТИ РТА LD-A9

ЭЛ.ПИТАНИЕ: 110-240В~, 50/60Гц, 60ВА
РАБОЧИЙ ЦИКЛ: ВКЛ.- 5 мин. ВЫКЛ.- 30 мин.

AQUAJET®



LITTLE DOCTOR ELECTRONIC (NANTONG) CO., LTD.

No.8, Tongxing Road Economic & Technical Development Area, 226010 Nantong, Jiangsu, PRC



LITTLE DOCTOR EUROPE SP. Z O.O. 57G Zawila Street Krakow 30-390 Poland



IP24



0123



AYYMM A9XXXX

Ирригатор полости рта AQUAJET LD-A9 – проект маркировки на корпусе основного блока на английском и русском языках

МАКЕТ МАРКИРОВКИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ ТАРЫ (УПАКОВКИ) МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ



AQUAJET®

LD-A9

ИРРИГАТОР ПОЛОСТИ РТА



*Рекомендован стоматологами
для взрослых и детей*

НОВАЯ МОДЕЛЬ

- СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН
- УСИЛЕННАЯ СТРУЯ
- ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
- ИНТЕНСИВНЫЙ МАССАЖ
ДЕСЕН
- ЭРГОНОМИЧНАЯ РУЧКА

3 ТИПА НАСАДОК
В КОМПЛЕКТЕ



AQUAJET® LD-A9

BLR

Ирригатор полости рта AQUAJET LD-A9. Предназначен для массажа и медикаментозного орошения слизистой полости рта, что способствует профилактике и терапии пародонтальных болезней, гингивита, пародонтита. Может применяться в домашних условиях, а также в медицинских учреждениях. Срок службы – 5 лет. Гарантийный срок – 12 месяцев. Комплектность, правила эксплуатации и адреса сервисных центров см. в Руководстве по Эксплуатации. Импортёр и Уполномоченный представитель производителя в РБ: УП «ФИАТОС», 220033, г. Минск, ул. Фабричная, 26, часть изолированного помещения 4Н. Тел. +375 (17) 221-02-90. E-mail: fatos@mail.ru. Тел.бесплатной горячей линии: +375 (17) 392-00-11

ENG

Dental Oral Irrigator AQUAJET LD-A9. Provides dental care and prevents teeth and gums diseases. For home and clinical use. Power source 100-240V, 50/60Hz. Power consumption 60VA. Max. water pressure: not less 620 kPa. Pump frequency 400-1800 imp/min. Water Tank volume not less than 500ml. 4 nozzles included: nozzle AQUAJET LD-SA01 (2 pcs), nozzle AQUAJET LD-SA02 (1 pc), nozzle AQUAJET LD-SA05 (1 pc). www.aquajet.sg

KAZ

Ауыз қуысына арналған AQUAJET LD-A9 шайғышы. Тіс пен қызыл иек ауруларын емдеуге және олардың алдын алуға арналған. Үй жағдайында да, сондай-ақ медициналық мекемелерде де қолдануға болады. Қуат көзі: 100-240В, 50/60 Гц. Тұтынатын қуаты: 60ВА. Су қысымы: ең жоғарғысы – 620 кПа-дан кем емес. Су ағынының солқылдату жиілігі 400-1800 серпін/минут. Контейнер сыйымдылығы 500 мл кем емес. Құрамында: қондырма AQUAJET LD-SA01 (2 дана.), қондырма AQUAJET LD-SA02 (1 дана.), қондырма AQUAJET LD-SA05 (1 дана.). www.aquajet.ru

RUS

Ирригатор полости рта AQUAJET LD-A9. Предназначен для массажа и медикаментозного орошения слизистой полости рта, что способствует профилактике и терапии пародонтальных болезней, гингивита, пародонтита. Электропитание – 100-240В, 50/60Гц. Потребляемая мощность max – 60ВА. Максимальное давление воды – не менее 620 кПа. Частота пульсации струи воды – 400 – 1800 импульс/мин. Емкость контейнера: 500мл. Четыре насадки в комплекте: насадка AQUAJET LD-SA01 (2 шт), насадка AQUAJET LD-SA02 (1 шт), насадка AQUAJET LD-SA05 (1 шт).

Тел. бесплатной линии: 8-800-200-00-37. www.aquajet.ru, www.Ирригатор.рф



Manufactured under control and for Little Doctor International (S) Pte. Ltd.,
Yishun Central P.O. Box 9293 Singapore 917699.
For more information please visit www.aquajet.sg



AQUAJET® LD-A9

ИРРИГАТОР ПОЛОСТИ РТА

AQUAJET® особенно необходим для ухода за ортодонтическими и ортопедическими аппаратами.

Сильная пульсирующая струя воды эффективно очищает межзубное пространство и мягко массирует десны.



AQUAJET®

LD-A9

ИРРИГАТОР ПОЛОСТИ РТА



Рекомендован стоматологами
для взрослых и детей

НОВАЯ МОДЕЛЬ

- СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН
- УСИЛЕННАЯ СТРУЯ
- ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
- ИНТЕНСИВНЫЙ МАССАЖ
ДЕСЕН
- ЭРГОНОМИЧНАЯ РУЧКА



3 ТИПА НАСАДОК
В КОМПЛЕКТЕ

AQUAJET® LD-A9



Включение-выключение и выбор давления производится одним большим ЭЛЕКТРОННЫМ переключателем со световой индикацией.



Эргономичный дизайн - удобство в использовании и легкий уход за прибором. Геометрия корпуса минимизирует места для скопления воды и ПЫЛИ.



Возможность разместить на столе или повесить на стену, с регулировкой длины шнура электропитания.



Вентилируемый, пылезащитный контейнер для хранения четырех насадок – обеспечивает их чистоту при хранении. Контейнер съемный и легко моется отдельно, в том числе в посудомоечной машине.



Три типа насадок в комплекте: 2 стандартные насадки, насадка-щетка для ухода за брекетами и субгингивальная насадка с мягким силиконовым распылителем.

Фрагмент 1

RUS Набор насадок AQUAJET SET4. Состав: насадка AQUAJET LD-SA01 (2 шт.), насадка AQUAJET LD-SA02 (1 шт.), насадка AQUAJET LD-SA05 (1 шт.). Предназначен для использования с ирригатором полости рта AQUAJET, исполнения LD-A3, LD-A8, LD-A9. Расходный материал. Правила использования, ухода, хранения и транспортировки смотрите в руководстве по эксплуатации к ирригатору полости рта. Срок службы не менее 1000 циклов использования. Срок хранения не ограничен. Претензии потребителей и пожелания направлять по адресу: Россия 117218 г. Москва а/я 36, "Фирма К и К" ООО. Производится под контролем и для Little Doctor International (S) Pte. Ltd. (Singapore). www.LittleDoctor.ru.

Фрагмент 2




Little Doctor Electronic (Nantong) Co., Ltd.
No.8. Tongxing Road Economic & Technical Development Area,
226010 Nantong, Jiangsu, PRC



Little Doctor Europe Sp. z o.o. 57G Zawila Street Krakow 30-390 Poland

Authorized Distributor in European Union:
Little Doctor Europe Sp. z o.o., 57G Zawila Street Krakow 30-390 Poland
Tel.: +48 12 2684746, 12 2684747, Fax: +48 12 2684753 biuro@littledoctor.pl

® Registered trade marks of Little Doctor International (S) Pte. Ltd
© Copyright Little Doctor International (S) Pte. Ltd., 2022



Dental Oral Irrigator AQUAJET



HANDLE WITH CARE

AQUAJET®

Little Doctor International (S) Pte. Ltd.

Yishun Central P.O. Box 9293 Singapore 917699

Fax: 65-62342197 e-mail: ld@singaporemail.com

Ирригатор полости рта AQUAJET

Manufacturer: Little Doctor Electronic (Nantong) Co., Ltd., P.R. China

8

Pcs.

LD-A9

Carton:

Ref. No

No

From

CE 0123

Маркировка этикетки на транспортной упаковке

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 22 (двадцать два) лист(а/ов)



Генеральный директор
ООО «Фирма К и К»

С.М.С.

Ю.М. Стародумов