


Генеральный директор

ООО «Миндрей Медикал Рус»



**Фотографические изображения
медицинского изделия**

**Аппарат наркозно-дыхательный серии А с принадлежностями,
варианты исполнения: А5, А7**

СОДЕРЖАНИЕ

Аппарат наркозно-дыхательный А5	6
Аппарат наркозно-дыхательный А7	7
Коннектор угловой	8
Коннектор Y-образный	9
Коннектор L-образный многоразовый	10
Коннектор Y-образный многоразовый	11
Мешок дыхательный безлатексный (0,5 л / 1 л / 2 л / 3 л)	12
Мешок дыхательный силиконовый (0,5л / 1 л / 2 л / 3 л)	16
Трубка для дыхательного мешка	20
Трубка дыхательная силиконовая для взрослых (450 мм / 1500 мм)	21
Трубка дыхательная силиконовая для детей (1000 мм / 1500 мм)	23
Трубка дыхательная силиконовая для взрослых гладкоствольная (450 мм / 1500 мм)	25
Трубка дыхательная силиконовая для детей/новорожденных, 1500 мм	27
Контур дыхательный одноразовый, для детей, в составе:	28
Контур дыхательный одноразовый для взрослых, в составе:	29
Контур дыхательный ручной (тип Mapleson D), в составе:	30
Контур дыхательный открытый детский (Т-образная система), в составе:	31
Контур дыхательный открытый взрослый (тип Mapleson C), в составе:	32
Комплект дыхательных принадлежностей одноразовых, для детей, в составе: 115-002636-00	33
Комплект дыхательных принадлежностей одноразовых, для детей, в составе:	34
Комплект дыхательных принадлежностей многоразовых для взрослых, в составе:	35
Комплект дыхательных принадлежностей многоразовых для детей, в составе:	36
Комплект дыхательных принадлежностей многоразовых без датчика потока, для взрослых, в составе:	37
Комплект дыхательных принадлежностей многоразовых без датчика потока, для детей, в составе:	38
Комплект дыхательных принадлежностей многоразовых для взрослых гладкоствольный, в составе:	39
Комплект дыхательных принадлежностей многоразовых для детей гладкоствольный, в составе:	40
Комплект дыхательных принадлежностей одноразовых для взрослых гофрированный, в составе:	41
Комплект дыхательных принадлежностей одноразовых для детей гофрированный, в составе:	42
Линия возврата газов в дыхательный контур	43
Маска Sil-Flex силиконовая (размеры: 0, 1, 2)	44
Маска экономичная силиконовая (размеры: 3, 4, 5)	47
Маска силиконовая (размеры: 0, 1, 2, 3, 4, 5)	50
Маска с воздушной подушкой (размеры: 0, 1, 2, 3, 4, 5)	56
Кабель датчика кислорода	62
Корпус датчика кислорода	63
Датчик кислорода	64
Заглушка на коннектор кабеля кислородного датчика	65
Заглушка для посадочного места кислородного датчика	66
Комплект заглушек, в составе:	67
Датчик потока экспираторный	68
Датчик потока инспираторный	69
Набор датчиков потока (экспираторный – 1 шт., инспираторный – 1 шт.)	70
Испаритель галотана Pour Fill	71
Испаритель галотана Keyed Filler	72
Испаритель севофлюрана Pour Fill	73
Испаритель севофлюрана Key Fill	74
Испаритель севофлюрана Quik-Fill	75
Испаритель энфлюрана Pour Fill	76

Испаритель энфлюорана Key Fill	77
Испаритель изофлюорана Pour Fill.....	78
Испаритель изофлюорана Key Fill	79
Адаптер Key Filler для галотана	80
Адаптер Key Filler для энфлюорана.	81
Адаптер Key Filler для изофлюорана.	82
Адаптер Key Filler для севофлюорана	83
Адаптер Quik-Fill для севофлюорана.....	84
Адаптер Quik-Fil для слива	85
Адаптер для заливки севофлюорана	86
Подставка для установки монитора T8.....	87
Подставка для установки монитора T5.....	88
Комплект кронштейнов для крепления монитора серии BeneView	89
Комплект кронштейнов для крепления монитора серии iMEC	90
Комплект кронштейнов для крепления монитора серии iPM.....	91
Комплект кронштейнов для крепления монитора серии MEC	92
Комплект кронштейнов для крепления монитора серии PM	93
Комплект кронштейнов для крепления мониторов серии iMEC и новой iPM серии	94
Комплект кронштейнов для крепления М серии (с держателем кабеля).....	95
Уплотнитель для газовых баллонов	96
Ключ для газовых баллонов.....	97
Линия возврата газа	98
Магистраль высокого давления для кислорода.....	99
Магистраль высокого давления для воздуха	103
Магистраль высокого давления для закиси азота	107
Магистраль высокого давления для вакуума.....	111
Хомут для магистралей высокого давления	116
Форсунка газового баллона.....	117
Гайка форсунки кислородного баллона	118
Гайка форсунки баллона закиси азота	119
Трубка газопередающая активной системы удаления газового анестетика	120
Шланг газовый активной низкопоточной системы удаления газового анестетика.....	121
Шланг газовый активной высокопоточной системы удаления газового анестетика	122
Шланг пассивной системы удаления газового анестетика.....	123
Шланг активной системы удаления газов, одноразовый.....	124
Блок активной высокопоточной системы удаления газового анестетика основной	125
Блок активной низкопоточной системы удаления газового анестетика основной	126
Система удаления газового анестетика активная низкопоточная, в составе:	127
Система удаления газового анестетика активная высокопоточная, в составе:.....	128
Набор коннекторов для системы удаления газового анестетика, в составе:	129
Фильтр одноразовый.....	130
Колба системы аспирации с защитой от переполнения	131
Колба системы аспирации без защиты от переполнения	132
Комплект трубок системы аспирации	133
Аспиратор внешний (воздушный привод NIST/ DISS, кислородный привод NIST/ DISS), монтируемый на рельс, с принадлежностями, включая:	134
Аспиратор с принадлежностями:, включая:	135
Набор расширения вакуум аспиратора, в составе:.....	136
Набор расширения аспирационной системы, в составе:.....	137

Панель контрольная аспирационной системы	138
Устройство для защиты от переполнения аспирационной системы	139
Держатель аспирационной трубки	140
Модуль мультигаза без парамагнитного датчика кислорода.....	141
Модуль мультигаза с парамагнитным датчиком кислорода	142
Модуль мультигаза без парамагнитного датчика кислорода и с BIS.....	143
Модуль газоанализа с парамагнитным датчиком кислорода и с BIS	144
Модуль определения глубины анестезии (BIS).....	145
Набор расширения модуля BIS для взрослых в составе:	146
Набор расширения модуля BIS для детей в составе:	147
Набор принадлежностей модуля BIS для взрослых, в составе:.....	148
Набор принадлежностей для модуля BIS для детей, в составе:	149
Кабель BIS измерительный	150
Датчик BIS для взрослых одноразовый	151
Датчик BIS для детей одноразовый.....	152
Модуль определения глубины анестезии (BIS) 4-х канальный	153
Набор расширения модуля BIS 4-х канального в составе:.....	154
Набор принадлежностей для модуля BIS 4-х канального, в составе:	155
Кабель BIS измерительный 4-х канальный	156
Датчик BIS билатеральный одноразовый	157
Модуль капнографии в основном потоке.....	158
Модуль капнографии в микро потоке.....	159
Набор расширения модуля капнографии в основном потоке, в составе:.....	160
Набор расширения модуля капнографии в микро потоке, в составе:	161
Набор принадлежностей для модуля капнографии в основном потоке, в составе:	162
Набор принадлежностей для модуля капнографии в микро потоке, в составе:.....	163
Модуль измерения CO ₂ (M02C) в основном потоке.....	164
Набор расширения модуля измерения CO ₂ (M02C) в основном потоке взрослый/детский, в составе:.....	165
Набор расширения модуля измерения CO ₂ (M02C) в основном потоке неонатальный, в составе:.....	166
Модуль измерения CO ₂ (M02B) в боковом потоке.....	167
Набор расширения модуля измерения CO ₂ (M02B) в боковом потоке взрослый/детский, в составе:	168
Набор расширения модуля измерения CO ₂ (M02B) в боковом потоке неонатальный, в составе:.....	169
Набор принадлежностей для модуля измерения CO ₂ взрослый/детский, в составе:.....	170
Набор принадлежностей для модуля CO ₂ неонатальный, в составе:	171
Модуль мультигаза двухслотовый с кислородным датчиком.....	172
Модуль мультигаза двухслотовый без кислородного датчика	173
Модуль мультигаза двухслотовый с кислородным датчиком и BIS	174
Модуль мультигаза двухслотовый без кислородного датчика, с BIS	175
Набор расширения модуля мультигаза двухслотового с кислородным датчиком, в составе:	176
Набор расширения модуля мультигаза двухслотового без кислородного датчика, в составе:	177
115-030381-00	178
Набор расширения модуля мультигаза двухслотового без кислородного датчика, с BIS, без принадлежностей для BIS, в составе:	179
Набор расширения модуля мультигаза двухслотового, с кислородным датчиком и BIS, с принадлежностями для BIS, в составе:	180
Набор расширения модуля мультигаза двухслотового без кислородного датчика, с BIS, с принадлежностями для BIS, в составе:	181
Набор принадлежностей для двухслотового модуля мультигаза, в составе:.....	182
Набор расширения модуля мультигаза с кислородным датчиком, в составе:	183

Набор расширения модуля мультигаза без кислородного датчика, в составе:.....	184
Набор расширения модуля мультигаза с кислородным датчиком, с BIS, без принадлежностей для BIS, в составе:.....	185
Набор расширения модуля мультигаза, без кислородного датчика, с BIS, без принадлежностей для BIS, в составе:	186
Набор расширения модуля мультигаза с кислородным датчиком, с BIS, с принадлежностями для BIS, в составе:.....	187
Набор расширения модуля мультигаза без кислородного датчика, с BIS, с принадлежностями для BIS, в составе:	188
Набор принадлежностей для модуля мультигаза, в составе:	189
Влагосборник неонатальный	190
Влагосборник взрослый	191
Адаптер прямой	192
Адаптер угловой.....	193
Линия забора пробы газа неонатальная	194
Линия забора пробы газа для взрослых	195
Модуль НМП	196
Набор расширения модуля НМП, в составе:.....	197
Набор принадлежностей для модуля НМП, в составе:.....	198
Кабель НМП.	199
Датчик НМП с кабелем.	200
Кабель НМП стимуляционный.	201
ксатор для датчика НМП, одноразовый (в упак. 20 шт.)	202
Тележка для компрессора.....	203
Опорный элемент для испарителя.....	204
Кронштейн артикуляционный с пластиной.....	205
Крепление для кабелей.....	206
Комплект креплений для фиксации дыхательного контура и проводов	207
Комплект креплений для проводов и шлангов	208
Комплект крюков для аксессуаров	209
Кабель питания.....	210
Батарея литиевая 35 мА.....	211
Батарея литий-ионная.....	212
Инструкция по применению наркозно-дыхательного аппарата (A5, A7).....	213
Карта референтных показателей наркозно-дыхательного аппарата (A5, A7)	215


Аппарат наркозно-дыхательный А5



Аппарат наркозно-дыхательный А7



M6Q-030031



M6Q-030028

REF 73001 LOT 140726 QTY: 1




(01) 14710810084918 (30) 1 (10) 140726

Y型接头

注意事项：
外观如有破损，请勿使用。
可用高温或高压消毒。
重复使用。

卫署医器制壹字第000178号

CE
0434



EXP.
2019-07

140726



崇仁科技事业股份有限公司
宜兰县五结乡利工二路87号
<http://www.galemed.com>
Tel:03-9908618

091-73001-C01-02

Коннектор L-образный многоходовый

040-001867-00



040-001866-00



040-001136-00 (0,5 л)

品名: 0.5L 橡胶袋 型号: 70137
注册证号: 国食药监械(许)字 2010 第 2560076 号
产品标准编号: YZB/国(台) 3118-2010《呼吸管路选配件》
制造商: 中国台湾 台湾蒙仁科技事业股份有限公司
使用说明及注意事项:
1. 请检视外观如有破损, 请勿使用。
2. 本产品不可用高温或高压消毒。
Name: Latex-Free Breathing Bag 0.5 Liter
Register No.: State Food and Drug Administration(xu) 2010 No.2560076
Product Standards No.:
YZB/State(taiwan) 3118-2010 respiratory pipe election accessories series
Manufacturer: GaleMed® corporation
Caution and Warning:
1. Before using, please ensure this product is not broken.
2. Do not sterilized this device by high temperature or high pressure.

M6Q-120030--- (1 л)

REF DAC150

LOT 140306

QTY: 1



(01) 14710810085342 (10) 140306

产品名称: 麻醉呼吸管路

型号/规格: 5663/非乳胶材质 1公升

材料编号: 70138-C01

使用说明及注意事项:

1. 请检视外观如有破损, 请勿使用。

2. 此产品不可用高温或高压消毒。

许可证号: 闽食药监械生产第20120198号

产品注册编号: 闽食药监械(注)第2010第2660087号

产品标准编号: YZB/闽0427-2010《麻醉呼吸管路》



2017-03

104-03



崇仁(厦门)医疗器械有限公司



厦门市出口加工区海沧三路39号

www.galemed.com

Tel: +86 592 6880568 Fax: +86 592 6880569


M6Q-120031--- (2 л)




M6Q-120032--- (3 л)




040-001856-00 (0,5 л)



M6Q-120025--- (1 л)



M6Q-120026--- (2 л)



M6Q-120027-... (3.11)

REF: RVA200 LOT: 140804 QTY: 1

CD1314710810083492<30>1<10>140804

产品名称: 麻醉呼吸管路
型号/规格: 70099/杨桃袋搭配环状袋塞 3L
材料编号: 70099-C02

使用说明及注意事项:
1. 请检查包装如有破损, 请勿使用。
2. 本产品可用高温或高压消毒。
3. 本产品可重复使用。

许可证号: 闽食药监械(准)字2010第2660087号
产品注册证号: 闽食药监械(准)字2010第2660087号
产品标准编号: YZB/Min 0427-2009《麻醉呼吸管路》

CE 0434 LATEX 2019-08 2014-08

厦门(厦门)医疗器械有限公司
厦门同安工业园区海晏东三路39号
www.galerbed.com
Tel: +86 592 5880588 Fax: +86 592 6880589


产品名称: 麻醉呼吸管路 型号: 70099
规格: 硅胶袋, 3 Literw/loop, 22F
产品注册证号: 闽食药监械(准)字2010第2660087号
产品标准编号: YZB/Min 0427-2009《麻醉呼吸管路》
生产企业名: 崇仁(厦门)医疗器械有限公司

使用说明及注意事项:
1. 请检视包装与外观, 如有破损, 请勿使用。
2. 本产品可以用高温高压消毒。


Name: Anesthesia Circuit
Specification: Silicone Breathing Bag 3 Literw/loop
Register No.: Fujian Xiamen Armed Food Drug Administration
(quasi-) character No.2010, No.2660087
Product Standards No.: "Anesthesia Circuit" YZB/Min 0427-2009
Manufacturer: GalenMed Xiamen Co., Ltd.

Caution and Warning:
1. Before use, please ensure this product has not been damaged.
2. This device can be sterilized by high temperature or high pressure.

115-028041-00



M6G-020039--- (450 мм)



M6G-020040--- (1500 mm)


物料名称: 硅胶呼吸管 (成人 1.5M)
物料型号: T171/1AE
生产日期: 2013/04
生产厂名称与地址: SOPPL FRANCE
38297 SAINT-QUENTIN FALLAVIER FRANCE

RESCUEX RESCUEX/RESCUEX RESCUEX BREATHING HOSE
REF: T1719ME
L: 1500 mm ϕ : 22/22 mm
COMPAND: QUALITY MATERIAL: QUALITY SMC CP81 / SMC CP35 / SMC CP51
QUANTITY: 1 P
LOT 4/2013
SAINT-COBAIN
PERFORMANCE PLASTICS
SOPPL FRANCE
38297 SAINT-QUENTIN FALLAVIER
FRANCE
CE 0459

M6G-020041--- (1000 мм)



082-001361-00 (1500 mm)



可再用硅胶管 Reusable Silicone Tubing

型号/Model: 082-001361-00 1500mm Reusable
规格/Length: 1.5m

适用范围: 可重复使用于呼吸回路中, 用于连接呼吸器与病人, 或用于连接呼吸器与呼吸机。
产品特点: 本产品由医用级硅胶制成, 柔软且具有良好的生物相容性。
产品特点: 本产品由医用级硅胶制成, 柔软且具有良好的生物相容性。
产品特点: 本产品由医用级硅胶制成, 柔软且具有良好的生物相容性。



INDICATION
To transfer medical gas or gas mixture for patients under anesthesia or mechanical ventilation.

STORAGE/STORAGE Store in clean, cool and dry place.

WARNING

1. DO NOT use the product if the package is damaged.
2. Must be according to physician direction to use.
3. Sterilize the product before re-use.

DIRECTION FOR STERILIZATION

This product can be sterilized for re-use using steam autoclave, can be reused 21 times.

DISINFECT INFORMATION

For further information, please consult the manufacturer or your local sales company.

Vincent Medical Manufacturing Co., Ltd.
25 Hoi Yuen Street, Hong Kong Industrial Building
Tel: (852) 2785 5888
Fax: (852) 2785 8420
Website: <http://www.vincentmedical.com>




CE mark
CE mark
CE mark

P/N: A30011580 Rev. B


040-001854-00 (450 мм)



040-001850-00 (1500 м)



040-001851-00 (1500 мм)



Конструктор дыхательный одноразовый, для детей, в составе:

трубка дыхательная для детей · т.; коннектор Y-образный; коннектор L-образный · фильтр; мешок дыхательный 1 л.



Конструктор дыхательный одноканальный для взрослых, в комплекте:

трубка дыхательная для взрослых 1 шт.; коннектор Y-образный; коннектор L-образный; фильтр; мешок дыхательный 3 л.



M6G-040003---

Контактный дыхательный ручной (тип Mapleson D), в составе:
трубка дыхательная 1500 мм; коннектор прямой - 1 шт.; мешок дыхательный 2 л.

040-001702-00



Контур дыхательный открытый детский (Т-образная система), в составе:
трубка дыхательная 1800 мм; коннектор прямой - 1 шт.; мешок респираторный 0,5 л.

040-001703-00



Контур дыхательный открытый взрослый (тип Mapleson C), в составе:
трубка дыхательная 1800 мм; коннектор прямой - 1 шт.; мешок дыхательный 2 л.

040-001704-00



Комплект дыхательных принадлежностей одноразовых, для детей - составе: 115-002636-00
контур дыхательный для детей (трубка дыхательная для детей 1500 мм - 2 шт., мешок дыхательный 1 шт., коннектор прямой, коннектор угловой, фильтр) – 2 наб.,
маска дыхательная, для детей – 2 шт.



Комплект дыхательных принадлежностей одноразовых, для детей, в составе:

контур дыхательный для детей (трубка дыхательная 1 детей 1500 мм - 2 шт., мешок дыхательный 1) коннектор прямой, коннектор угловой, фильтр) – 2 наб.,
маска дыхательная, для детей – 2 шт.



Комплект дыхательных принадлежностей многообразовых для взрослых, в составе:

контур дыхательный для взрослых (трубка дыхательная 1,5 м - 2 шт., мешок дыхательный 3 л - 2 шт., коннектор прямой, коннектор угловой) – 2 шт.;
маска дыхательная, для взрослых – 2 шт.



Комплект дыхательных принадлежностей многообразовых для детей, в составе:

контур дыхательный для детей (трубка дыхательная – 2 шт., мешок дыхательный 1л, коннектор прямой – 2 шт., коннектор угловой) – 2 шт., - маска дыхательная – 2 шт.



Комплект дыхательных принадлежностей многоразовых без датчика потока, для взрослых, в составе:
контур дыхательный для взрослых (трубка дыхательная 1,5 м - 2 шт., мешок дыхательный 3 л - коннектор прямой, коннектор угловой) – 2 шт.;
- маска дыхательная, для взрослых – 2 шт.



Комплект дыхательных принадлежностей многоуровневых без датчика потока, для детей, в составе:

контур дыхательный для детей (трубка дыхательная - 2 шт., мешок дыхательный 1л, коннектор прямой - 2 шт., коннектор угловой) – 2 шт., маска дыхательная – 2 шт.



Комплект дыхательных принадлежностей многоразовых для взрослых гладкоствольный, в составе:
трубка дыхательная силиконовая гладкоствольная для взрослых, 1,5 м - 2 шт.; мешок дыхательный 3л - 1 шт.; маска дыхательная силиконовая для взрослых - 1 шт.;
коннектор Y-образный - 1 шт.; коннектор угловой - 1 шт.



Комплект дыхательных принадлежностей многоразовых для детей гладкоствольный, в составе:

**трубка дыхательная силиконовая гладкоствольная для детей, 1 м - 2 шт.; мешок дыхательный 1л - 1 шт.; маска дыхательная силиконовая для детей - 1 шт.;
коннектор Y-образный - 1 шт.; коннектор угловой - 1 шт.**



Комплект дыхательных принадлежностей одноразовых для взрослых гофрированный, в составе:
контур дыхательный для взрослых (трубка дыхательная гофрированная 1,5 м - 1 шт.; мешок дыхательный 3 литра,
коннектор Y-образный, коннектор угловой, фильтр) - 1 наб.; маска дыхательная с воздушной подушкой - 1 шт.



Комплект дыхательных принадлежностей одноразовых для детей гофрированный, в составе:
контур дыхательный для (трубка дыхательная гофрированная 1,5 м - 2 шт., мешок дыхательный 1 литра,
коннектор Y-образный, коннектор угловой, фильтр) - 1 наб.; маска дыхательная с воздушной подушкой детская - 1 шт.




115-017042-00



040-000758-00 (0)



M6Q-150003---





M6Q-150005----

REF SREM

LOT 140919

QTY: 1



(01)34710810080907(30)1(10)140919

产品名称: 输氧面罩

型号/规格: 5133/经济型硅胶面罩3号

料件编号: 5133-C01

许可证字号: 闽食药管械生产许第20120198号

产品注册编号: 闽食药监械(准)字2012第2560052号

产品标准编号: YZB/闽0682-2011《输氧面罩》



崇仁(厦门)医疗器械有限公司

厦门市出口加工区海景东三路39号

www.galemed.com

Tel:+86 592 6880588 Fax:+86 592 6880589

CE
0434

2014-09

LATEX

2019-09

-40°C 80°C

095-5133-C01-05

innovation

M6Q-150006---(4)



040-001835-00 (размер 0)



040-001836-00 (размер 1)



040-001837-00 (размер 2)



040-001841-00 (3)



040-001842-00 (4)




040-001843-00 (5)



040-000759-00 (0)



M6Q-150009--- (1)



M6Q-150010--- (2)



M6Q-150011---(3)



M6Q-150012--- (4)



M6Q-150013---(5)



043-000616-00




043-000615-00



0611-10-45654



043-003033-00




115-016523-00




Комплект заглушек, в составе:
заглушка на коннектор кабе... кислородного датчика; заглушка для посадочно... места кислородного датчика.



115-008263-00



115-008262-00






115-008264-00

115-014139-00






115-005349-00








115-005347-00



115-005344-00





115-005348-00



040-000063-00



040-000064-00



Адаптер Key Filler для изофлорана.

040-000065-00



040-000066-00



115-026747-00

Name: Quik-Fil filling adapter for sevoflurane

REF



115-026747-00

SN



02674748000002



2014-03-29

Caution: agent-specific filling cannot be assured when bottles without collars are used.



SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO.,LT
Mindray Building, Keji 12th Road South, Hi-tech Industrial Park,
Nanshan, Shenzhen, 518057 P.R. China




040-000067-00



115-002357-00




115-004003-00



115-004004-00




115-015769-00












115-015784-00



115-015786-00





0348-00-0185



041-004480-00







082-001209-00

(стандарт BS)



082-001212-00

(стандарт GS)



082-001218-00

(стандарт FS)



082-001210-00

(стандарт BS)



082-001216-00

(стандарт SIS)



082-001213-00

(стандарт GS)



082-001219-00

(стандарт FS)



082-001211-00

(стандарт BS)



082-001217-00

(стандарт SIS)



082-001214-00

(стандарт GS)



082-001220-00


(стандарт FS)



082-001333-00

(стандарт US Diss)





082-001335-00

(стандарт US OH)



082-001336-00

(стандарт US CH)



082-001340-00

(стандарт US BS)

LOW-PRESSURE HOSE ASSEMBLIES
FOR USE WITH MEDICAL GASES
Part No. 35U-VAC-BS/CS-5
QTY 1 PCS
81M-13040074
GENTEC(Shanghai) Corp.
www.gentec.com.cn
Shanghai International Holding Corp.
GmbH(Europe)
20537 Hamburg Germany
Tel (0)49-40-2513175
Fax (0)49-40-255726
CE 0123
EC REP

CLEANED FOR OXYGEN USE

Do not open until ready to use



M90-000149---



0611-20-58778



0611-20-58779



0611-20-58839




115-006557-00



115-009073-00




115-009097-00




115-002342-00










Система удаления газового анестетика активная низкого давления, в составе:
трубка газопередающая - 1 шт.; шланг соединительный – 1 шт.; блок основной – 1 шт.



Система удаления газового анестетика активная высокопотенциальная, в составе:
трубка газопередающая - 1 шт.; - шланг соединительный - 1 шт.; - блок основной - 1 шт.




Набор коннекторов для системы удаления газового анестетика, в составе:
насадка – 1 шт.; муфта для насадки – 1 шт.; шайба уплотнительная – 1 шт.; муфта для трубки – 1 шт.



115-020745-00


082-001327-00



040-001532-00



040-001533-00





115-018429-00

MODEL: STB-4
LOT: 61G-13090269
304460270
1PCS

Аспиратор внешний (воздушный привод NIST/ DISS, кислородный привод NIST/ DISS), монтируемый на рельс, с принадлежностями, включая:
блок основной – 1 шт.; кронштейн для емкостей – 1 шт.; крепеж передвижной – 1 шт.; соединитель Т-образный аспирационный – 1 шт.;
фиксатор аспирационной трубки – 1 шт.



^спиратор с принадлежностями:, включая:

блок основной с системой защиты от переполнения; шланг для высокого давления; трубка соединительная с фильтром; трубка соединительная с фильтром; трубка для отсасывания; крепление для бутылок, бутылка для жидкости; бутылка для подачи газоснабжения




Р-600 расширение вакуум аспиратора, в состав

блок основной с системой защиты от переполне....., трубка аспирационная; шланг газовый; трубка соединительная; фильтр; крепление для емкостей;
емкость для жидкости - 2 шт.



Набор расширения аспирационной системы, в комплекте:

панель контрольная; защита от переполнения аспирационной системы; держатель аспирационной трубки; трубка газовая; генератор вакуума; дефлектор на газовый вход.



115-015246-00



115-018131-00




115-025391-00



115-013204-00




115-001698-00



115-013203-00



115-013202-00





6800-30-50880



Наименование: Расширение модуля BIS для детей в составе:
модуль BIS – 1 шт.; кабель BIS измерительный – 1 шт.; датчик BIS для детей одноразовый – 5 шт.




Набор принадлежностей модуля BIS для взрослых, составе:
кабель BIS и интубационный – 1 шт.; датчик BIS для взрослых одноразовый - 5 шт.



Набор принадлежностей для модуля BIS для детей, в составе:
кабель BIS визуальный – 1 шт.; датчик BIS для детей одноразовый – 5 шт.




6800-30-50761




0010-10-42672



0010-10-42673





115-030406-00



Набор принадлежностей для модуля BIS 4-х канальный в составе:
кабель BIS измерительный – 1 шт.; датчик BIS билатеральный одноразовый - 5 шт.

115-005614-00



115-005707-00



040-000392-00



115-030414-00



115-030416-00




Набор расширения модуля капнографии в основном потоке, в составе:

модуль капнографии в основном потоке – 1 шт.; датчик CO₂ – 1 шт.; адаптер взрослый – 1 шт.; адаптер неонатальный – 1 шт.; клипса для кабеля – 1 шт.




Набор расширения модуля капнографии в микро потоковом составе:

модуль капнографии в микро потоковом составе – 1 шт.; коннектор – 1 шт.; линия забора пробы газа взрослая/детская – 1 шт.




Набор принадлежностей для модуля капнографии в основном потоке, в составе:
датчик CO2 с кабелем – 1 шт.; адаптер воздуховода, взрослые/дети, одноразовый – 1 шт.; адаптер воздуховода, дети/новорожденные, одноразовый – 1 шт.;
клипса для кабеля – 1 шт.



Набор принадлежностей для модуля капнографии в микро блоке, в составе:
линия возврата с адаптером – 1 шт.; линия забора газа, взрослый/дети – 1 шт.

0621-30-69426



115-020189-00




Набор расширения модуля измерения CO₂ (M02C) в основном потоке: взрослый/детский, в составе:
модуль измерения CO₂ в основном потоке; коннектор; адаптер прямой взрослый/детский; влагоослаиватель взрослый/детский; линия забора пробы газа.



Набор расширения модуля измерения CO₂ (M02C) в основном потоке неонатальный, в составе:
модуль измерения CO₂ в основном потоке; датчик; адаптер прямой неонатальный; влагонепроницаемый неонатальный; линия забора пробы газа.




6800-30-50137



Набор расширения модуля измерения CO2 (M02B) в боковом потоке для взрослого/детский, в составе:
модуль измерения CO2 в боковом потоке; коннектор; адаптер прямой взрослый/детский; влагоseparator взрослый/детский; линия забора пробы газа.



Набор расширения мод измерения CO2 (M02B) в боковом потоке натальный, в составе:
модуль измерения CO2 в боковом потоке; коллектор; адаптер прямой неонатальный; влагосбоник неонатальный; линия забора пробы газа



115-024796-00

Набор принадлежностей для модуля измерения CO2 взрослый/детский, в составе:
коннектор; адаптер прямой/взрослый/детский; влагосорбник взрослый/детский, линия забора пробы газа

115-024752-00



Набор принадлежностей для модуля CO2 неонатальный в составе:

- коннектор; - адаптер проточный неонатальный; - влагосорбник неонатальный, линия забора пробы газа.



115-023943-00



115-023944-00



115-023945-00



115-023946-00



Набор расширения модуля мультигаза двухслотового с кислородным датчиком, в составе:

модуль мультигаза двухслотовый с кислородным датчиком - 1 шт.; - инструкция – 1 шт.; - адаптер прямой – 2 шт.; - адаптер с луер разъемом – 2 шт.; - влагосборник взрослый – 2 шт.; - влагосборник неонатальный – 2 шт.; - линия забора пробы газа взрослая – 2 шт.; - линия забора пробы газа неонатальная – 2 шт.; - коннектор - 1 шт.



Набор расширения модуля мультигаза двухслотового без кислородного датчика, составе:

модуль мультигаза двухслотовый без кислородного датчика - 1 шт.; - инструкция – 1 шт.; - адаптер прямосоединения - 2 шт.; - адаптер с луер разъемом – 2 шт.; - влагосорбник взрослый – 2 шт.; - влагосорбник неонатальный – 2 шт.; - линия забора пробы газа взрослая – 2 шт.; - линия забора пробы газа неонатальная – 2 шт.; - коннектор - 1 шт.



Набор расширения модуля мультигазового двухслотового с кислородным датчиком и BIS для принадлежностей для BIS, составе:
модуль мультигаза двухслотовый с кислородным датчиком и BIS - 1 шт.; инструкция – 1 шт.; адаптер прямой – 2 шт.; адаптер с луер разъемом – 2 шт.; влагосорбник
взрослый - 2 шт.; - влагосорбник неонатальный – 2 шт.; - линия забора пробы газа взрослая – 2 шт.; - линия забора пробы газа неонатальная – 2 шт.; - коннектор - 1 шт.



Набор расширения модуля мультигаза двухслотового без кислородного датчика, с BIS без принадлежностей для BIS, в составе:
двухслотовый модуль мультигаза без кислородного датчика, с BIS – 1 шт.; инструкция – 1 шт.; адаптер для BIS – 2 шт.; адаптер с луер разъемом – 2 шт.; влагосборник
взрослый – 2 шт.; влагосборник неонатальный – 2 шт.; линия забора пробы газа взрослая – 2 шт.; линия забора пробы газа неонатальная – 2 шт.; коннектор -1 шт.



Набор расширения модуля мультигаза 2-х слотового, с кислородным датчиком и BIS-принадлежностями для BIS, в составе:

модуль мультигаза 2-х слотовый с кислородным датчиком – 1 шт.; кабель BIS – 1 шт.; датчик BIS – 5 шт.; инструкц., адаптер прямой – 2 шт.; адаптер с луер разъемом – 2 шт.; влагосборник взрослый – 2 шт.; влагосборник неонатальный – 2 шт.; линия забора пробы газа взрослая – 2 шт.; линия забора пробы газа неонатальная – 2 шт.; коннектор.



Набор расширения модуля мультигаза двухслотового без кислородного датчика, с BIS-принадлежностями для BIS, в составе:

модуль двухслотовый мультигаза без кислородного датчика, с BIS; кабель BIS; датчик BIS – 5 шт.; инструкция, адаптер прямой – 2 шт.; адаптер с луер разъемом – 2 шт.; влагосорбник взрослый – 2 шт.; влагосорбник неонатальный – 2 шт.; линия забора пробы газа взрослая – 2 шт.; линия забора пробы газа неонатальная – 2 шт.; коннектор.



Набор принадлежностей для двухслотового модуля мультиза, в составе:

инструкция – 1 шт.; адаптер прямой – 2 шт.; адаптер с луер разъемом – 2 шт.; влагосборник взрослый – 2 шт.; влагосборник неонатальный – 2 шт.; линия забора пробы газа взрослая – 2 шт.; линия забора пробы газа неонатальная – 2 шт.; коннектор – 1 шт.



Набор расширения модуля мультигаза с кислородным датчиком, в составе:

модуль мультигаза с кислородным датчиком – 1 шт.; инструкция – 1 шт.; адаптер прямой – 2 шт.; адаптер угловой – 2 шт.; влагосорбник взрослый – 5 шт.; влагосорбник неонатальный – 5 шт.; линия забора пробы газа взрослая – 4 шт.; линия забора пробы газа неонатальная – 4 шт.; коннектор – 1 шт.



Набор расширения модуля мультигаза без кислородного датчика, в составе:

модуль мультигаза без кислородного датчика – 1 шт.; инструкция – 1 шт.; адаптер прямой – 2 шт.; адаптер угловой – 2 шт.; влагосборник взрослый – 5 шт.; влагосборник неонатальный – 5 шт.; линия забора пробы газа взрослая – 4 шт.; линия забора пробы газа неонатальная – 4 шт.; коннектор - 1 шт.



Набор расширения модуля мультигаза с кислородным датчиком, с BIS, без принадлежности для BIS, в составе:
модуль мультигаза с кислородным датчиком, с BIS – 1 шт.; инструкция – 1 шт.; адаптер прямой – 2 шт.; адаптер угловой – 2 шт.; влагосборник взрослый – 5 шт.; влагосборник неонатальный – 5 шт.; линия забора пробы газа взрослая – 4 шт.; линия забора пробы газа неонатальная – 4 шт.; коннектор – 1 шт.



Набор расширения модуля мультигаз, без кислородного датчика, с BIS, без принадлежностей для BIS, в составе:
модуль мультигаз без кислородного датчика, с BIS – 1 шт.; инструкция – 1 шт.; адаптер прямой – 2 шт.; адаптер угловой – 2 шт.; влагосборник взрослый – 5 шт.; влагосборник неонатальный – 5 шт.; линия забора пробы газа взрослая – 4 шт.; линия забора пробы газа неонатальная – 4 шт.; коннектор – 1 шт.



Набор расширения модуля мультигаза с кислородным датчиком, с BIS, с принадлежностями для BIS, в составе:
модуль мультигаза с кислородным датчиком, с BIS; кабель; датчик BIS – 5 шт.; инструкция; адаптер прямой – 2 шт.; адаптер угловой – 2 шт.; влагосборник взрослый – 5 шт.; влагосборник неонатальный – 5 шт.; линия забора пробы газа взрослая – 4 шт.; линия забора пробы газа неонатальная – 4 шт.; коннектор.



Набор расширения модуля мультигаза без кислородного датчика, с BIS, с принадлежностями для BIS, в составе:
модуль мультигаза без кислородного датчика, с BIS – 1 шт.; этикетка BIS; датчик BIS – 5 шт.; инструкция; адаптер прямой – 2 шт.; адаптер угловой – 2 шт.; влагосборник взрослый – 5 шт.; влагосборник неонатальный – 5 шт.; линия забора пробы газа взрослая – 4 шт.; линия забора пробы газа неонатальная – 4 шт.; коннектор.



Набор принадлежностей для модуля мультигаза, в комплекте:
инструкция – 1 шт.; адаптер прямой – 2 шт., адаптер угловой – 2 шт.; влагосорбник взрослый – 2 шт.; влагосорбник неонатальный – 5 шт.;
линия забора пробы газа взрослая – 4 шт.; линия забора пробы газа неонатальная – 4 шт.; коннектор – 1 шт.



9200-10-10574




9200-10-10530




Адаптер прямой

9000-10-07486



9000-10-07487




9200-10-10555




9200-10-10533






115-020916-00

Набор расширения модуля НМП, в составе
модуль НМП – 1 шт.; кабель I.....I – 1 шт.; датчик НМП с кабелем – 1 шт.; кабель ...МП стимуляционный – 1 шт.;
электрод ЭКГ детский (50 шт. в упак.) - 1упак.; фиксатор для НМП датчика, одноразовый - 20 шт.



Набор принадлежностей для модуля НМП, в комплекте:
кабель НМП – 1 шт.; датчик НМП с кабелем – 1 шт.; кабель НМП стимуляционный – 1 шт.; электрод ЭКГ детский (50 шт. в упак.) - 1 упак.;
фиксатор для НМП датчика, одноразовый - 20 шт.



040-001462-00



040-001463-00




040-001464-00






115-014961-00






034-000460-00




115-011304-00





115-024056-00



115-021015-00




009-001050-00



M05-010R03---




115-018012-00



046-003697-00 (A5)

046-005040-00 (A7)



A7 ANESTHESIA SYSTEM

Preoperative Checkout List



This checkout should be conducted before administering anesthesia. This is a guideline which users are encouraged to modify to variations in local clinical practice. Such local modifications should have appropriate peer review. Users should refer to the operator's manual for special procedures or precautions. For step-by-step instructions, please refer to the relevant chapter of the A7 Operator's Manual.

Each day before administering anesthesia, the following should be done:

- With the anesthesia machine connected to AC Power, turn the Mains switch to ON and verify that the unit is operating on AC. Follow the on-screen prompts to perform and complete the automatic machine start-up tests.
- Check the O₂ supply fail-safe message and alarm; test low O₂ concentration alarm; test high and low airway pressure alarms; test low minute volume and apnea alarms.
- Verify that the O₂ sensor displays approximately 21% in room air and above 94% after exposure to 100% O₂.
- Check that the vaporizers are properly installed and sufficiently filled and that filler ports are tightly closed. Verify that only one vaporizer turns ON at a time.
- Perform a 40 cmH₂O High Pressure Leak Test. If present, set test vaporizer to ON and perform a manual 40 cmH₂O High Pressure Leak test. Set vaporizer to OFF. Repeat for right vaporizer, if installed.
- Check that AGSS float moves freely. Set the vacuum flow so that the float position is between the Min and Max lines.
- Drain any moisture from the breathing system water trap.

(OVER)

046-003699-00 (A5)

046-005054-00 (A7)

046-003701-00 (A5)

046-005068-00 (A7)

A7

Auxiliary O₂/Air Reference Card

To get 30% O₂ concentration in Mixed Auxiliary Gas, determine desired total flow rate and set as follows (all measurements in L/min):

Total Flow	Set O ₂	Set Air
2	0.2	1.8
4	0.5	3.5
6	0.7	5.3
9	1.0	8.0
13	1.5	11.5
17	1.9	15.1

Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.

Mindray Building, Keji 12th Road South, Hi-tech Industrial Park,
Nanshan, Shenzhen 518057 P.R. China

Tel: +86 755 81888998

Fax: +86 755 26582680

www.mindray.com

mindray



046-005068-00(1.0)

ПРОШИТО И
СКРЕПЛЕНО
ПЕЧАТЬЮ
215 ЛИСТ *об*

Сыроев

