

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «Идея Медикал»

А.С. Николаев

01.08.2023 г.




Фотографическое изображение медицинского изделия

Шлем для неинвазивной вентиляции легких HAROL, варианты исполнения

Шлем для неинвазивной вентиляции легких HAROL CPAP ONE-HAR арт. CPAP10407, в составе:

- Шлем для неинвазивной вентиляции легких HAROL CPAP ONE-HAR размеры XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL – 1 шт.
- Клапан ПДКВ арт.9000/22 – 1 шт.
- Измерительная лента – 1 шт.
- Ремни фиксирующие для шлема – 2 шт.
- Переходник 22М/22М – 1 шт.
- Дыхательная трубка арт.1560—180 (при необходимости – 1 шт.)
- Генератор Вентури с двойным расходомером, манометром арт.9293/D (при необходимости – 1 шт.)
- Ремни фиксирующие для кровати арт.006 (при необходимости – 2 шт.)
- Манжета надувная (при необходимости арт.002 – 1 шт.)
- Инструкция – 1 шт.





Шлем для неинвазивной вентиляции легких HAROL CPAP ONE-HAR арт., CPAP10507 в составе:

- Шлем для неинвазивной вентиляции легких HAROL CPAP ONE-HAR размеры XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL – 1 шт.
- Клапан ПДКВ арт.9000/22 – 1 шт.
- Измерительная лента – 1 шт.
- Ремни фиксирующие для шлема – 2 шт.
- Переходник 22М/22М – 1 шт.
- Дыхательная трубка арт.1560—180 (при необходимости – 1 шт.)
- Генератор Вентури с двойным расходомером, манометром арт.9293/D (при необходимости – 1 шт.)
- Ремни фиксирующие для кровати арт.006 (при необходимости – 2 шт.)
- Манжета надувная (при необходимости арт.002 – 1 шт.)
- Инструкция – 1 шт.





Шлем для неинвазивной вентиляции легких HAROL CPAP ONE-HAR арт CPAP10400 в составе:

- Шлем для неинвазивной вентиляции легких HAROL CPAP ONE-HAR размеры XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL – 1 шт.
- Клапан ПДКВ арт.9000/22 – 1 шт.
- Манжета надувная арт.002 – 1 шт.
- Измерительная лента – 1 шт.
- Ремни фиксирующие для шлема – 2 шт.
- Переходник 22М/22М – 1 шт.
- Дыхательная трубка арт.1560—180 (при необходимости – 1 шт.)
- Генератор Вентури с двойным расходомером, манометром арт.9293/D (при необходимости – 1 шт.)
- Ремни фиксирующие для кровати арт.006 (при необходимости – 2 шт.)
- Инструкция – 1 шт.






Шлем для неинвазивной вентиляции легких HAROL NIV ONE-HAR арт. NIV10303 в составе:

- **Шлем для неинвазивной вентиляции легких HAROL NIV ONE-HAR размеры XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL – 1 шт.**
- **Измерительная лента – 1 шт.**
- **Ремни фиксирующие для шлема – 2 шт.**
- **Дыхательная трубка арт.1560—180 (при необходимости – 1 шт.)**
- **Ремни фиксирующие для кровати арт.006 (при необходимости – 2 шт.)**
- **Манжета надувная (при необходимости арт.002 – 1 шт.)**
- **Переходник 22М/22М (при необходимости – 1 шт.)**
- **Инструкция – 1 шт.**






Шлем для неинвазивной вентиляции легких HAROL NIV ONE-HAR арт. NIV10504 в составе:

- Шлем для неинвазивной вентиляции легких HAROL NIV ONE-HAR размеры XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL – 1 шт.
- Измерительная лента – 1 шт.
- Ремни фиксирующие для шлема – 2 шт.
- Дыхательная трубка арт.1560—180 (при необходимости – 1 шт.)
- Ремни фиксирующие для кровати арт.006 (при необходимости – 2 шт.)
- Манжета надувная (при необходимости арт.002 – 1 шт.)
- Переходник 22М/22М (при необходимости – 1 шт.)
- Инструкция – 1 шт.






Шлем для неинвазивной вентиляции легких HAROL NIV ONE-HAR арт. NIV10300 в составе:

- **Шлем для неинвазивной вентиляции легких HAROL NIV ONE-HAR размеры XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL – 1 шт.**
- **Манжета надувная арт.002 – 1 шт.**
- **Измерительная лента – 1 шт.**
- **Ремни фиксирующие для шлема – 2 шт.**
- **Дыхательная трубка арт.1560—180 (при необходимости – 1 шт.)**
- **Ремни фиксирующие для кровати арт.006 (при необходимости – 2 шт.)**
- **Переходник 22М/22М (при необходимости – 1 шт.)**
- **Инструкция – 1 шт.**






Шлем для неинвазивной вентиляции легких HAROL CPAP FAST-HAR арт. CPAP10451 в составе:

- Шлем для неинвазивной вентиляции легких HAROL CPAP FAST-HAR размеры XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL – 1 шт.
- Клапан ПДКВ арт.9000/22 – 1 шт.
- Измерительная лента – 1 шт.
- Ремни фиксирующие для шлема – 2 шт.
- Переходник 22М/22М – 1 шт.
- Дыхательная трубка арт.1560—180 (при необходимости – 1 шт.)
- Генератор Вентури с двойным расходомером, манометром арт.9293/D (при необходимости – 1 шт.)
- Ремни фиксирующие для кровати арт.006 (при необходимости – 2 шт.)
- Манжета надувная (при необходимости арт.002 – 1 шт.)
- Инструкция – 1 шт.






Шлем для неинвазивной вентиляции легких HAROL CPAP FAST-HAR арт. CPAP10551 в составе:

- **Шлем для неинвазивной вентиляции легких HAROL CPAP FAST-HAR размеры XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, PED1, PED2 – 1 шт.**
- **Клапан ПДКВ арт.9000/22 – 1 шт.**
- **Измерительная лента – 1 шт.**
- **Ремни фиксирующие для шлема – 2 шт.**
- **Переходник 22М/22М – 1 шт.**
- **Дыхательная трубка арт.1560—180 (при необходимости – 1 шт.)**
- **Генератор Вентури с двойным расходомером, манометром арт.9293/D (при необходимости – 1 шт.)**
- **Ремни фиксирующие для кровати арт.006 (при необходимости – 2 шт.)**
- **Манжета надувная (при необходимости арт.002 – 1 шт.)**
- **Инструкция – 1 шт.**





Шлем для неинвазивной вентиляции легких HAROL CPAP FAST-HAR арт. CPAP10551 в составе:

- **Шлем для неинвазивной вентиляции легких HAROL CPAP FAST-HAR размер NEO – 1 шт.**
- **Трусики фиксирующие для шлема – 1 шт.**
- **Переходник 22М/22М – 1 шт.**
- **Клапан ПДКВ арт.9000/22 – 1 шт.**
- **Дыхательная трубка арт.1560—180 (при необходимости – 1 шт.)**
- **Генератор Вентури с двойным расходомером, манометром арт.9293/D (при необходимости – 1 шт.)**
- **Ремни фиксирующие для кровати арт.006 (при необходимости – 2 шт.)**
- **Измерительная лента (при необходимости – 1 шт.)**
- **Инструкция – 1 шт.**






HAROL LOW-VENTILATOR SET-UP	
Flow (L/min)	1-12
Pressure (cmH ₂ O)	0-12
Time (min)	0-120
Flow (L/min)	1-12
Pressure (cmH ₂ O)	0-12
Time (min)	0-120

Шлем для неинвазивной вентиляции легких HAROL NIV FAST-HAR арт. NIV10351 в составе:

- **Шлем для неинвазивной вентиляции легких HAROL NIV FAST-HAR размеры XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL – 1 шт.**
- **Измерительная лента – 1 шт.**
- **Ремни фиксирующие для шлема – 2 шт.**
- **Дыхательная трубка арт.1560—180 (при необходимости – 1 шт.)**
- **Ремни фиксирующие для кровати арт.006 (при необходимости – 2 шт.)**
- **Манжета надувная (при необходимости арт.002 – 1 шт.)**
- **Переходник 22М/22М (при необходимости – 1 шт.)**
- **Инструкция – 1 шт.**





Шлем для неинвазивной вентиляции легких HAROL NIV FAST-HAR арт. NIV10551 в составе:

- Шлем для неинвазивной вентиляции легких HAROL NIV FAST-HAR размеры XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL – 1 шт.
- Измерительная лента – 1 шт.
- Ремни фиксирующие для шлема – 2 шт.
- Дыхательная трубка арт.1560—180 (при необходимости – 1 шт.)
- Ремни фиксирующие для кровати арт.006 (при необходимости – 2 шт.)
- Манжета надувная (при необходимости арт.002 – 1 шт.)
- Переходник 22M/22M (при необходимости – 1 шт.)
- Инструкция – 1 шт.






Шлем для неинвазивной вентиляции легких HAROL NIV FAST-HAR арт. NIV10551 в составе:

- Шлем для неинвазивной вентиляции легких HAROL NIV FAST-HAR размер NEO – 1 шт.
- Трусики фиксирующие для шлема – 1 шт.
- Дыхательная трубка арт.1560—180 (при необходимости – 1 шт.)
- Ремни фиксирующие для кровати арт.006 (при необходимости – 2 шт.)
- Переходник 22М/22М (при необходимости – 1 шт.)
- Измерительная лента (при необходимости) – 1 шт.
- Инструкция – 1 шт.






Шлем для неинвазивной вентиляции легких HAROL NIV FAST-HAR арт. NIV10551 в составе:

- **Шлем для неинвазивной вентиляции легких HAROL NIV FAST-HAR размеры PED1, PED2– 1 шт.**
- **Ремни фиксирующие для шлема – 2 шт.**
- **Дыхательная трубка арт.1560—180 (при необходимости – 1 шт.)**
- **Ремни фиксирующие для кровати арт.006 (при необходимости – 2 шт.)**
- **Переходник 22М/22М (при необходимости – 1 шт.)**
- **Измерительная лента (при необходимости) – 1 шт.**
- **Инструкция – 1 шт.**






Шлем для неинвазивной вентиляции легких HAROL COMPACT HELMET HAR арт. CPAP10505 в составе:

- Шлем для неинвазивной вентиляции легких HAROL COMPACT HELMET HAR размеры XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL – 1 шт.
- Клапан ПДКВ арт.9000/22 – 1 шт.
- Измерительная лента – 1 шт.
- Ремни фиксирующие для шлема – 2 шт.
- Генератор Вентури – 1 шт.
- Линия кислородная – 2 шт.
- Дыхательная трубка арт.1560—180 (при необходимости – 1 шт.)
- Ремни фиксирующие для кровати арт.006 (при необходимости – 2 шт.)
- Манжета надувная (при необходимости арт.002 – 1 шт.)
- Переходник 22М/22М (при необходимости – 1 шт.)
- Инструкция – 1 шт.





Прошито 43 ЛИСТОВ
Исх. № ТР-11
Николаев А.С.
Директор
ИДЕА МЕДИКАЛ
ИДЕА MEDICAL
ООО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
LIMITED LIABILITY COMPANY
ИНН 550766399
РОССИЯ • г. ОМСК