

Хранение: при плюс 2 - 8 °C



Набор реагентов для полуколичественного
определения содержания ревматоидного
фактора(РФ) в сыворотке (плазме) крови
методом латекс-агглютинации

РФ - ЛАТЕКС - ТЕСТ

Условия транспортировки:

Транспортирование наборов производится всеми видами крытых транспортных средств при температуре плюс 2-8 °C. Допускается транспортирование наборов при температуре до 25 °C не более 5 суток.

Осторожно хрупкое

Не замораживать

ООО фирма "ИМТЕК"

Количество наборов: 3

Срок годности: 25.05.11



Хранение: при плюс 2 - 8 °С



Набор реагентов для полуколичественного
определения содержания ревматоидного
фактора (РФ) в сыворотке (плазме) крови
методом латекс-агглютинации

РФ - ЛАТЕКС - ТЕСТ

- * Латексный реагент
- * Положительная контрольная сыворотка
- * Отрицательная контрольная сыворотка
- * Буфер для разведения

Только для *in vitro* диагностики

ТУ 9398-329-13257195-2004

ООО фирмы "ИМТЕК"

121552 Москва, 3-я Черепковская ул., д. 15а

Серия:

10715

тел.: (495) 4146572, факс: (499) 1490781

Дата изготовления:

15.07.2010

www.imtek.ru e-mail info@imtek.ru

Срок годности до :

16.07.2011



ООО «ЦИРМИ» И М Т Е К

3-й Череповецкий 15 А, 121552 МОСКВА

ПАСПОРТ

ПРОДУКТ: Набор реагентов для полуколичественного определения содержания рвматического фактора (РФ) в сыворотке (плазме) крови методом латекс-агглютинации (РФ-ЛАТЕКС-ТЕСТ) Объем серии: 100
Серия 10715
Дата анализа 15.07.10
ТУ 9398-329-13257185-2004

Наименование показателя	Требования нормативно-технической документации	Результаты контроля
1. Внешний вид		
1.1 Латексный реагент	Непрозрачная жидкость белого цвета	Соответствует ТУ
1.2 Положительная контрольная сыворотка	Прозрачная жидкость желтого цвета	Соответствует ТУ
1.3 Отрицательная контрольная сыворотка	Прозрачная жидкость светло-желтого цвета	Соответствует ТУ
1.4 Буфер для разведения	Прозрачная жидкость бесцветная	Соответствует ТУ
2. Технические характеристики		
2.1 Чувствительность в МЕ/мл	Не более 2	
2.2 Агглютинация с латексным реагентом		
2.2.1 Подсчитательный контроль (разведение 1:20)	Наличие агглютинации	Соответствует ТУ
2.2.2 Отрицательный контроль (разведение 1:20)	Отсутствие агглютинации	Соответствует ТУ

Хранение: При температуре 2-8 °С

Не допускать замораживания

Заключение: Набор реагентов для полуколичественного определения содержания рвматического фактора (РФ) в сыворотке (плазме) крови методом латекс-агглютинации (РФ-ЛАТЕКС-ТЕСТ) соответствует ТУ

Дата выпуска 15.07.10

Срок годности 15.07.11

