

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «Ормко»



А.А. Шавырин

2023 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Брекеты ортодонтические, модель DAMON ULTIMA
производства Ormco Corporation (Ормко Корпорэйшн), США

Оглавление

1. Брекет ортодонтический, модель DAMON ULTIMA, паз .022 на 2-й правый премоляр нижней челюсти, торк -17°/ангуляция +4°/ротация 0° (нейтральный торк), 10 шт./уп., арт. 333-4500.....	4
2. Брекет ортодонтический, модель DAMON ULTIMA, паз .022 на 2-й левый премоляр нижней челюсти, торк -17°/ангуляция +4°/ротация 0° (нейтральный торк), 10 шт./уп., арт. 333-3500.....	6
3. Брекет ортодонтический, модель DAMON ULTIMA, паз .022 на 1-й левый премоляр нижней челюсти, торк -12°/ангуляция +4°/ротация 0° (нейтральный торк), 10 шт./уп., арт. 333-3400.....	7
4. Брекет ортодонтический, модель DAMON ULTIMA, паз .022 на 1-й правый премоляр нижней челюсти, торк -12°/ангуляция +4°/ротация 0° (нейтральный торк), 10 шт./уп.	8
5. Брекет ортодонтический, модель DAMON ULTIMA, паз .022 на левый 1-й и 2-й премоляр верхней челюсти, торк -4°/ангуляция +2°/ротация 0° (нейтральный торк), 10 шт./уп., арт. 333-2400.....	9
6. Брекет ортодонтический, модель DAMON ULTIMA, паз .022 на правый 1-й и 2-й премоляр верхней челюсти, торк -4°/ангуляция +2°/ротация 0° (нейтральный торк), арт. 333-1400.....	10
7. Брекет ортодонтический, модель DAMON ULTIMA, паз .022 на правый клык нижней челюсти, торк +10°/ангуляция +5°/ротация 0° (проклинированный торк), 10 шт./уп., арт. 333-4320.....	11
8. Брекет ортодонтический, модель DAMON ULTIMA, паз .022 на правый клык нижней челюсти, торк -16°/ангуляция +5°/ротация 0° (ретроклинированный торк), 10 шт./уп., арт. 333-4310	12
Брекет ортодонтический, модель DAMON ULTIMA, паз .022 на левый клык нижней челюсти, торк -16°/ангуляция +5°/ротация 0° (ретроклинированный торк), 10 шт./уп., арт. 333-3310	12
Брекет ортодонтический, модель DAMON ULTIMA, паз .022 на левый клык нижней челюсти, торк +10°/ангуляция +5°/ротация 0° (проклинированный торк), 10 шт./уп., арт. 333-3320.....	12
9. Брекет ортодонтический, модель DAMON ULTIMA, паз .022 на левый клык нижней челюсти, торк -3°/ангуляция +5°/ротация 0° (нейтральный торк), 10 шт./уп., арт. 333-3300	13
Брекет ортодонтический, модель DAMON ULTIMA, паз .022 на правый клык нижней челюсти, торк -3°/ангуляция +5°/ротация 0° (нейтральный торк), 10 шт./уп.6 арт. 333-4300	13
10. Брекет ортодонтический, модель DAMON ULTIMA, паз .022 на правый клык верхней челюсти, торк -15°/ангуляция +5°/ротация 0° (ретроклинированный торк), 10 шт./уп., арт. 333-1310	14
11. Брекет ортодонтический, модель DAMON ULTIMA, паз .022 на левый центральный резец верхней челюсти, торк +20°/ангуляция +5°/ротация 0° (проклинированный торк) , 10 шт./уп., арт. 333-2120, Брекет ортодонтический, модель DAMON ULTIMA, паз .022 на правый центральный резец верхней челюсти, торк -6°/ангуляция +5°/ротация 0° (ретроклинированный торк) , 10 шт./уп.,арт. 333-1110, Брекет ортодонтический, модель DAMON ULTIMA, паз .022 на правый центральный резец верхней челюсти, торк +20°/ангуляция +5°/ротация 0° (проклинированный торк) , 10 шт./уп., арт. 333-1120	15
12. Брекет ортодонтический, модель DAMON ULTIMA, паз .022 на левый центральный резец верхней челюсти, торк +7°/ангуляция +5°/ротация 0° (нейтральный торк) , 10 шт./уп., арт. 333-2100, Брекет ортодонтический, модель DAMON ULTIMA, паз .022 на левый центральный резец верхней челюсти, торк -6°/ангуляция +5°/ротация 0° (ретроклинированный торк) , 10 шт./уп., арт.333-2110.....	16
13. Брекет ортодонтический, модель DAMON ULTIMA, паз .022 на правый боковой резец верхней челюсти, торк +16°/ангуляция +9°/ротация 0° (проклинированный торк) , 10 шт./уп., арт. 333-1220.....	17

14. Брекет ортодонтический, модель DAMON ULTIMA, паз .022 на левый боковой резец верхней челюсти, торк -10°/ ангуляция +9°/ ротация 0° (ретроклинированный торк) , 10 шт./уп., арт. 333-2210; Брекет ортодонтический, модель DAMON ULTIMA, паз .022 на правый боковой резец верхней челюсти, торк -10°/ ангуляция +9°/ ротация 0° (ретроклинированный торк) , 10 шт./уп., арт. 333-1210; Брекет ортодонтический, модель DAMON ULTIMA, паз .022 на левый боковой резец верхней челюсти, торк +3°/ ангуляция +9°/ ротация 0° (нейтральный торк) , 10 шт./уп., 333-2200.	18
15. Брекет ортодонтический, модель DAMON ULTIMA, паз .022 на левый боковой резец верхней челюсти, торк +16°/ ангуляция +9°/ ротация 0° (проклинированный торк), 10 шт./уп., арт. 333-2220; Брекет ортодонтический, модель DAMON ULTIMA, паз .022 на правый боковой резец верхней челюсти, торк +3°/ ангуляция +9°/ ротация 0° нейтральный торк) , 10 шт./уп. . арт. 333-1200.	19
16. Макет русскоязычной этикетки медицинского изделия	20
17. Транспортная упаковка	20

1. Брекет ортодонтический, модель DAMON ULTIMA, паз .022 на 2-й правый премоляр нижней челюсти, торк -17°/ангуляция +4°/ротация 0° (нейтральный торк), 10 шт./уп., арт. 333-4500
(красная цветовая точка зуба – 2-го правого премоляра н.ч, синяя цветовая точка нейтрального торка)







2. Брекеты ортодонтические, модель DAMON ULTIMA, паз .022 на 2-й левый премоляр нижней челюсти, торк -17°/ ангуляция +4°/ ротация 0° (нейтральный торк), 10 шт./уп., арт. 333-3500
(аналогично, красная цветовая точка зуба – 2-го левого премоляра н.ч., синяя цветовая точка нейтрального торка)




3. Брекеты ортодонтические, модель DAMON ULTIMA, паз .022 на 1-й левый премоляр нижней челюсти, торк -12°/ ангуляция +4°/ ротация 0° (нейтральный торк), 10 шт./уп., арт. 333-3400 (белая цветовая точка зуба – 1-го левого премоляра н.ч., синяя цветовая точка нейтрального торка)




4. Брекеты ортодонтические, модель DAMON ULTIMA, паз .022 на 1-й правый премоляр нижней челюсти, торк -12°/ ангуляция +4°/ ротация 0° (нейтральный торк), 10 шт./уп.
(аналогично предыдущему, белая цветовая точка зуба -1-го правого моляра н.ч., синяя цветовая точка нейтрального торка)



5. Брекет ортодонтический, модель DAMON ULTIMA, паз .022 на левый 1-й и 2-й премоляр верхней челюсти, торк -4°/ ангуляция +2°/ ротация 0° (нейтральный торк), 10 шт./уп., арт. 333-2400
(фиолетовая цветовая точка зубов -1-го и 2-го премоляров в.ч., синяя цветовая точка нейтрального торка)




6. Брекеты ортодонтические, модель DAMON ULTIMA, паз .022 на правый 1-й и 2-й премоляр верхней челюсти, торк -4°/ ангуляция +2°/ ротация 0° (нейтральный торк), арт. 333-1400



7. Брекеты ортодонтические, модель DAMON ULTIMA, паз .022 на правый клык нижней челюсти, торк +10°/ангуляция +5°/ротация 0° (проклинированный торк), 10 шт./уп., арт. 333-4320
(голубая цветовая точка зуба – правого клыка нижней челюсти, красная цветовая точка проклинированного торка)



8. Брекет ортодонтический, модель DAMON ULTIMA, паз .022 на правый клык нижней челюсти, торк -16°/ ангуляция +5°/ ротация 0° (ретроклинированный торк), 10 шт./уп., арт 333-4310
 Брекет ортодонтический, модель DAMON ULTIMA, паз .022 на левый клык нижней челюсти, торк -16°/ ангуляция +5°/ ротация 0° (ретроклинированный торк), 10 шт./уп., арт. 333-3310
 Брекет ортодонтический, модель DAMON ULTIMA, паз .022 на левый клык нижней челюсти, торк +10°/ ангуляция +5°/ ротация 0° (проклинированный торк), 10 шт./уп., арт. 333-3320




9. Брекеты ортодонтические, модель DAMON ULTIMA, паз .022 на левый клык нижней челюсти, торк -3°/ангуляция +5°/ротация 0° (нейтральный торк), 10 шт./уп., арт. 333-3300
- Брекеты ортодонтические, модель DAMON ULTIMA, паз .022 на правый клык нижней челюсти, торк -3°/ангуляция +5°/ротация 0° (нейтральный торк), 10 шт./уп.б арт. 333-4300



10. Брекеты ортодонтические, модель DAMON ULTIMA, паз .022 на правый клык верхней челюсти, торк -15°/ангуляция +5°/ротация 0° (ретроклинированный торк), 10 шт./уп., арт. 333-1310
(зеленая цветовая точка зуба – правого клыка верхней челюсти, зеленая цветовая точка ретроклинированного торка)




11. Брекеты ортодонтические, модель DAMON ULTIMA, паз .022 на левый центральный резец верхней челюсти, торк +20°/ангуляция +5°/ротация 0° (проклонированный торк), 10 шт./уп., арт. 333-2120, Брекеты ортодонтические, модель DAMON ULTIMA, паз .022 на правый центральный резец верхней челюсти, торк -6°/ангуляция +5°/ротация 0° (ретроклонированный торк), 10 шт./уп., арт. 333-1110, Брекеты ортодонтические, модель DAMON ULTIMA, паз .022 на правый центральный резец верхней челюсти, торк +20°/ангуляция +5°/ротация 0° (проклонированный торк), 10 шт./уп., арт. 333-1120




12. Брекеты ортодонтические, модель DAMON ULTIMA, паз .022 на левый центральный резец верхней челюсти, торк +7°/ангуляция +5°/ротация 0° (нейтральный торк), 10 шт./уп., арт. 333-2100, Брекеты ортодонтические, модель DAMON ULTIMA, паз .022 на левый центральный резец верхней челюсти, торк -6°/ангуляция +5°/ротация 0° (ретроклинированный торк), 10 шт./уп., арт. 333-2110




13. Брекеты ортодонтические, модель DAMON ULTIMA, паз .022 на правый боковой резец верхней челюсти, торк +16°/ангуляция +9°/ротация 0° (проклинированный торк), 10 шт./уп., арт. 333-1220 (розовая цветовая точка зубов – правого бокового резца в.ч., красная цветовая точка проклинированного торка)



14. Брекет ортодонтический, модель DAMON ULTIMA, паз .022 на левый боковой резец верхней челюсти, торк -10°/ ангуляция +9°/ ротация 0° (ретроклинированный торк), 10 шт./уп., арт. 333-2210; Брекет ортодонтический, модель DAMON ULTIMA, паз .022 на правый боковой резец верхней челюсти, торк -10°/ ангуляция +9°/ ротация 0° (ретроклинированный торк), 10 шт./уп., арт. 333-1210; Брекет ортодонтический, модель DAMON ULTIMA, паз .022 на левый боковой резец верхней челюсти, торк +3°/ ангуляция +9°/ ротация 0° (нейтральный торк), 10 шт./уп., 333-2200.



15. Брекеты ортодонтические, модель DAMON ULTIMA, паз .022 на левый боковой резец верхней челюсти, торк +16°/ангуляция +9°/ротация 0° (проклинированный торк), 10 шт./уп., арт. 333-2220; Брекеты ортодонтические, модель DAMON ULTIMA, паз .022 на правый боковой резец верхней челюсти, торк +3°/ангуляция +9°/ротация 0° нейтральный торк), 10 шт./уп. . арт. 333-1200.



16. Макет русскоязычной этикетки медицинского изделия

Брекет ортодонтический, модель DAMON ULTIMA

Производитель: Orthco Corporation, США (адрес см.уп) Изготовлено в Мексике.

УПП / Импортёр: ООО «Ормко», 195112, Россия, г. Санкт-Петербург,
Малоохтинский проспект, д.64, литера В, пом. 26Н. Тел. +7 (812) 324-74-14.

**ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В
СТОМАТОЛОГИИ.**

РУ:

Дата производства указана на упаковке.

Срок годности 5 лет. символы и предупреждения см. на упаковке

17. Транспортная упаковка

Первичная упаковка с продукцией упаковывается в картонную коробку (при необходимости используется пузырчатая пленка либо зип-пакеты), которая затем склеивается скотчем. Транспортная тара является неспецифической. Размеры гофрокороба варьируются в зависимости от размера заказа, который может включать в себя различные продукты. Индивидуальный вес коробки с продукцией не должен превышать 50 фунтов (22,68 кг).

Этикетка транспортной тары является неспецифической применительно к изделию и представляет собой общую этикетку с указанием номера заказа, наименования и адреса получателя, наименования и адреса отправителя, соответствующими штрих-кодами.

Дополнительно в случае необходимости транспортная тара может быть маркирована символами:

Смешанный заказ



Хрупкое



В фотофайле представлены изображения артикулов с различными вариантами цветовых точек и особенностями конструкции брекетов (со смещением к десне, различным торком), остальные варианты исполнения медицинского изделия идентичны представленным ввиду симметрии зубного ряда, отличие заключается в размерах и величине паза.

Прошито и пронумеровано.

Всего 20/двадцать листов

Представитель по доверенности от 05.12.2022

Специалист по сертификации

ООО «Ормко» Драчкова О.О.

