




Беспроводное зарядное
устройство

**Беспроводное зарядное
устройство**



Буфер




Валик

**Весы крановые
MNCS-M OCS-03-L**



**Жилет для поддержания
пациента
взрослый 1**



стирка с вещами,
схожими по цвету



**Жилет для поддержания
пациента
взрослый 2**



стирка с вещами,
схожими по цвету



**Жилет для поддержания
пациента
детский**




стирка с вещами,
схожими по цвету



**Жилет для поддержания
пациента
подростковый**



стирка с вещами,
схожими по цвету







**Закладная для
модификации "РП-4"**



Кабель питания




Кабель питания




Карабин овальный



**Каретка для
траверсной конструкции**







Каретка с зарядкой

Каретка с зарядкой



Каретка самоходная






Каретка-вертлюг





Комплект крепления
рельсов между собой

**Комплект крепления
рельсов между собой**



**Комплект настенного
крепления рельсов**

**Комплект настенного
крепления рельсов**



Кронштейн перекидной



Малая подвеска 0,9м




Малая подвеска 1,2м



Напольная конструкция
L2,5м



Напольная конструкция
L3,5м




Основание стоек для
модификации "РП-1"

**Основание стоек для
модификации "РП-1"**




**Основание стоек для
модификации "РП-4"**



Поворотная система



Подвеска под таз



Система подъема и перемещения пациента медицинская «ReaPort» по ТУ 32-50-50-016-68709709-2021		
Модификация «РП-3» - передвижная, с питанием от батареи		
Максимальная нагрузка, кг:		150
Режим работы:	работа / перерыв	IPX4   
при нагрузке 90 кг	4 мин / 16 мин	
при нагрузке 150 кг	2 мин / 18 мин	
Номинальное напряжение питания:		230 В ~
Номинальная частота напряжения питания:		50 Гц
 Изделие с внутренним источником питания		
Номинальное напряжение аккумулятора:		24 В ==
Максимальный ток аккумулятора:		7.7 А
 ООО НПФ «Реабилитационные технологии», 603136, Россия, город Нижний Новгород, улица имени Генерала Ивлиева И.Д., 39, 64		
Заводской номер:		




Система подъема и перемещения пациента медицинская «ReaPort» по ТУ 32-50-50-016-68709709-2021		
Модификация «РП-2» - автономная, с питанием от сети		
Максимальная нагрузка, кг:		150
Режим работы:		работа / перерыв
при нагрузке 90 кг:		4 мин / 16 мин
при нагрузке 150 кг:		2 мин / 18 мин
Номинальное напряжение питания:		230 В ~
Номинальная частота напряжения питания:		50 Гц
Максимальная потребляемая мощность:		500 В · А
В качестве резервного источника питания используется литий-ионный аккумулятор		
ООО НПФ «Реабилитационные технологии», 603136, Россия, город Нижний Новгород, улица имени Генерала Ивлиева И.Д. 39, 64		
Заводской номер:		



Система подъема и перемещения пациента медицинская «ReaPort» по ТУ 32-50-50-016-68709709-2021	
Модификация «РП-1» - с помощью верхних направляющих	
Максимальная нагрузка, кг: 150 ☐ 200 ☐ 250 ☐	
Режим работы:	работа / перерыв
при нагрузке 90 кг	4 мин / 16 мин
при нагрузке 250 кг	2 мин / 18 мин
Изделие с внутренним источником питания	
Параметры зарядного устройства: --- 25.2 В / 2.8 А	
 ООО НПФ «Реабилитационные технологии», 603136, Россия, город Нижний Новгород, улица имени Генерала Ивлиева И.Д., 39, 64	
Заводской номер:	






Система подъема и перемещения пациента медицинская «ReaPort» по ТУ 32-50-50-016-68709709-2021		
Модификация «РП-4» - рельсовая с динамической компенсацией веса		
Максимальная масса пациента, кг:	200	
Максимальная величина разгрузки пациента, кг	70±7	
Режим работы:	работа / перерыв	IPX0  
при нагрузке 90 кг	4 мин / 16 мин	
при нагрузке 200 кг	2 мин / 18 мин	
Изделие с внутренним источником питания		
Параметры зарядного устройства: $\approx 25.2 \text{ В} / 2.8 \text{ А}$		
	ООО НПО «Реабилитационные технологии», 603136, Россия, город Нижний Новгород, улица имени Генерала Ивлиева И.Д., 39, 64	
Заводской номер:		





Полувалик



Поручни



Пульт управления
для модификации "РП-1"







Пульт управления для
модификации "РП-3"




Пульт управления для
модификации "РП-4"



Рельс 4.0






Рельс 45°



Сетка для перемещения
пациента горизонтальная
(для бассейна)

Сетка для перемещения
пациента горизонтальная





Сетка пациента XXXL

**Сетка пациента XXXL
(для бассейна)**






Стойка 85мм




Строп текстильный
петлевой ленточный XS






Торцевая заглушка

Торцевая заглушка



Устройство для
сцепки рельсов

**Устройство для
сцепки рельсов**



**Штанга для крепления
жилета с вертлюгом**



Штанга для
крепления жилета



**Штанга для крепления
сеток "паук"**