


ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Габаритные и основные размеры изделий.


Троакары



Наименование	Обозначение	Вид рабочей части	A, мм	B, мм	B, мм
Троакар пирамидальный	БИВЖ.942244.001		4f8	220±2	190±2
Троакар конусный	БИВЖ.942244.002		4f8	220±2	190±2
Троакар тупо-конечный	БИВЖ.942244.003		5f8	65±1	50±1
	БИВЖ.942244.004		10f8	65±1	50±1
	БИВЖ.942244.005		5f8	220±2	190±2
	БИВЖ.942244.006		10f8	220±2	190±2


Канюли троакаров

Канюля бесклапанная винтовая




Наименование	Обозначение	A, мм	B, мм	B, мм
Канюля бесклапанная винтовая	БИВЖ.942249.001	5F8	70±2	50±2
	БИВЖ.942249.002	10F8	70±2	50±2

Канюля Хассона




Наименование	Обозначение	A, мм	B, мм	B, мм
Канюля бесклапанная винтовая коническая (Хассона)	БИВЖ.942249.003	5F8	71±2	50±2
	БИВЖ.942249.004	10F8	71±2	50±2


Канюля бесклапанная прямого обзора БИВЖ.942249.005



Канюля бесклапанная бокового обзора БИВЖ.942249.006




Канюля клапанная




Наименование	Обозначение	A
Канюля клапанная 5 мм	БИВЖ.942249.007	5f8
Канюля клапанная 10 мм	БИВЖ.942249.008	10f8

Канюля клапанная с краном




Наименование	Обозначение	A
Канюля клапанная с краном 5 мм	БИВЖ.942249.009	5f8
Канюля клапанная с краном 10 мм	БИВЖ.942249.010	10f8

Канюля субфасциальная БИВЖ.942249.011




Выкусыватели эндоскопические прямые, боковые и обратные, прямые и изогнутые




Наименование	Обозначение	Вид рабочей части	Отклонение рабочей части
Выкусыватель тип Блэксли прямой	БИВЖ.942216.001		Прямой
Выкусыватель тип Блэксли 45°	БИВЖ.942216.002		45°
Выкусыватель тип Блэксли 90°	БИВЖ.942216.003		90°
Выкусыватель эндоскопический обратный прямой	БИВЖ.942216.004		Прямой
Выкусыватель эндоскопический обратный левый	БИВЖ.942216.005		Прямой
Выкусыватель эндоскопический обратный правый	БИВЖ.942216.006		Прямой
Выкусыватель боковой правый	БИВЖ.942216.007		Прямой
Выкусыватель боковой левый	БИВЖ.942216.008		Прямой

Канюли эндоскопические


Канюля эндоскопическая одноходовая прямая БИВЖ.942273.004




Канюля эндоскопическая одноходовая изогнутая БИВЖ.942273.005



Канюля эндоскопическая одноходовая с краном прямая БИВЖ.942273.006




Канюля эндоскопическая двухходовая изогнутая БИВЖ.942273.007



№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Име. дубл.	Подп. и дата


Инструменты для расширения полостей и сепарации тканей

Расширители




Наименование	Обозначение	A
Расширитель 5 x 10	БИВЖ.942261.001	10f8
Расширитель 10 x 20	БИВЖ.942261.002	20f8
Расширитель 5 x 15	БИВЖ.942261.003	15f8

Расширитель троакарных отверстий трехлепестковый БИВЖ.942261.004




Ретрактор полостной трехлепестковый БИВЖ.942261.005




Наименование	Обозначение	A
Ретрактор полостной трехлепестковый 5 мм	БИВЖ.942261.005	5f8
Ретрактор полостной трехлепестковый 10 мм	БИВЖ.942261.006	10f8

Ретрактор полостной пятилепестковый




Наименование	Обозначение	A
Ретрактор полостной пятилепестковый 5 мм	БИВЖ.942261.007	5f8
Ретрактор полостной пятилепестковый 10 мм	БИВЖ.942261.008	10f8

Ложки-распаторы




Наименование	Обозначение	A
Ложка-распатор с выдвижной рабочей частью	БИВЖ.942261.009	10f8
Ложка-распатор с неподвижной рабочей частью	БИВЖ.942261.010	10f8
Ложка-распатор с волоконно-оптической рабочей частью	БИВЖ.942261.011	10f8

Эlevator-распатор БИВЖ.942261.012



Ножницы эндоскопические поворотные с одной и двумя подвижными браншами, прямые и изогнутые, клювовидные и серповидные, остроконечные и тупоконечные



Наименование	Обозначение	Вид рабочей части	А, мм	Б, мм
Ножницы поворотные с одной подвижной браншей 130 мм	БИВЖ.942212.001		130±5	230±5
Ножницы поворотные с одной подвижной браншей 310 мм	БИВЖ.942212.002		310±5	420±5
Ножницы поворотные с двумя подвижными браншами 310 мм	БИВЖ.942212.003		310±5	420±5
Ножницы поворотные с двумя укороченными подвижными браншами, остроконечные 310 мм	БИВЖ.942212.004		310±5	420±5
Ножницы поворотные изогнутые по плоскости однобланшевые правые 310 мм	БИВЖ.942212.005		310±5	420±5
Ножницы поворотные изогнутые по плоскости однобланшевые левые 310 мм	БИВЖ.942212.006		310±5	420±5
Ножницы поворотные изогнутые по ребру 310 мм	БИВЖ.942212.007		310±5	420±5
Ножницы поворотные, однобланшевые серповидные ребру 310 мм	БИВЖ.942212.008		310±5	420±5

Подп. и дата

Име. №


Взам. инв. №

Подп. и дата


№ подл.

Наименование	Обозначение	Вид рабочей части	А, мм	Б, мм
Ножницы односторонние клювовидные прямые 310 мм	БИБЖ.942212.009		310±5	420±5
Ножницы односторонние клювовидные прямые 130 мм	БИБЖ.942212.010		130±5	230±5
Ножницы односторонние клювовидные левые 130 мм	БИБЖ.942212.011		130±5	230±5
Ножницы односторонние клювовидные правые 130 мм	БИБЖ.942212.012		130±5	230±5

Зажимы эндоскопические захватывающие, удерживающие, атравматичные, 2-х и 3-х зубые, жесткие и полужесткие, окончатые и ложкообразные с различными насечками.



Наименование	Обозначение	Вид рабочей части	А	Б	В
Зажим с крамальной анатомической «полуволна» длиной 230 мм и Ø 5 мм	БИБЖ.942251.001		340±5	230±5	5f8
Зажим с крамальной анатомической «полуволна» длиной 320 мм и Ø 5 мм	БИБЖ.942251.002		420±5	320±5	5f8
Зажим с крамальной анатомической «полуволна» длиной 320 мм и Ø 10 мм	БИБЖ.942251.003		420±5	320±5	10f8
Зажим с крамальной хирургической длиной 230 мм и Ø 5 мм	БИБЖ.942251.004		340±5	230±5	5f8
Зажим с крамальной хирургической длиной 320 мм и Ø 5 мм	БИБЖ.942251.005		420±5	320±5	5f8


Наименование	Обозначение	Вид рабочей части	А	Б	В
Зажим с крамальной хирургической длиной 320 мм и Ø 10 мм	БИВЖ.942251.006		420±5	320±5	10f8
Зажим типа Бэкбок с крамальной длиной 230 мм и Ø 5 мм	БИВЖ.942251.007		340±5	230±5	5f8
Зажим типа Бэкбок с крамальной длиной 320 мм и Ø 5 мм	БИВЖ.942251.008		420±5	320±5	5f8
Зажим типа Бэкбок с крамальной длиной 320 мм и Ø 10 мм	БИВЖ.942251.009		420±5	320±5	10f8
Зажим с крамальной «универсал» длиной 230 мм и Ø 5 мм	БИВЖ.942251.010		340±5	230±5	5f8
Зажим с крамальной «универсал» длиной 320 мм и Ø 5 мм	БИВЖ.942251.011		420±5	320±5	5f8
Зажим с крамальной «универсал» длиной 320 мм и Ø 10 мм	БИВЖ.942251.012		420±5	320±5	10f8
Зажим с крамальной ложкообразный длиной 230 мм и Ø 5 мм	БИВЖ.942251.013		340±5	230±5	5f8
Зажим с крамальной ложкообразный длиной 320 мм и Ø 5 мм	БИВЖ.942251.014		420±5	320±5	5f8
Зажим с крамальной ложкообразный длиной 320 мм и Ø 10 мм	БИВЖ.942251.015		420±5	320±5	10f8
Зажим с крамальной окончатый длиной 230 мм и Ø 5 мм	БИВЖ.942251.016		340±5	230±5	5f8
Зажим с крамальной окончатый длиной 320 мм и Ø 5 мм	БИВЖ.942251.017		420±5	320±5	5f8
Зажим с крамальной окончатый длиной 320 мм и Ø 10 мм	БИВЖ.942251.018		420±5	320±5	10f8
Зажим с крамальной эластичный (Клинч) длиной 230 мм и Ø 5 мм	БИВЖ.942251.019		340±5	230±5	5f8
Зажим с крамальной эластичный (Клинч) длиной 320 мм и Ø 5 мм	БИВЖ.942251.020		420±5	320±5	5f8
Зажим с крамальной эластичный (Клинч) длиной 320 мм и Ø 105 мм	БИВЖ.942251.021		420±5	320±5	10f8

№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Име. №	Подп. и дата

Наименование	Обозначение	Вид рабочей части	А	Б	В
Зажим с крамальной 5 мм типа Элвис длиной 230 мм и Ø 5 мм	БВЖ.942251.022		340±5	230±5	5f8
Зажим с крамальной 5 мм типа Элвис длиной 320 мм и Ø 5 мм	БВЖ.942251.023		420±5	320±5	5f8
Зажим с крамальной 5 мм типа Элвис длиной 320 мм и Ø 10 мм	БВЖ.942251.024		420±5	320±5	10f8
Зажим трехбраншевый для сведения тканей длиной 230 мм и Ø 5 мм	БВЖ.942251.025		340±5	230±5	5f8
Зажим трехбраншевый для сведения тканей длиной 320 мм и Ø 5 мм	БВЖ.942251.026		420±5	320±5	5f8
Зажим трехбраншевый для сведения тканей длиной 320 мм и Ø 10 мм	БВЖ.942251.027		420±5	320±5	10f8
Зажим когтевой с крамальной длиной 230 мм и Ø 5 мм	БВЖ.942251.028		340±5	230±5	5f8
Зажим когтевой с крамальной длиной 320 мм и Ø 5 мм	БВЖ.942251.029		420±5	320±5	5f8
Зажим когтевой с крамальной длиной 320 мм и Ø 10 мм	БВЖ.942251.030		420±5	320±5	10f8
Зажим «аллигатор» длиной 230 мм и Ø 5 мм	БВЖ.942251.031		340±5	230±5	5f8
Зажим «аллигатор» длиной 320 мм и Ø 5 мм	БВЖ.942251.032		420±5	320±5	5f8
Зажим «аллигатор» длиной 320 мм и Ø 10 мм	БВЖ.942251.033		420±5	320±5	10f8
Зажим «кобра» трехзубый длиной 230 мм и Ø 5 мм	БВЖ.942251.034		340±5	230±5	5f8
Зажим «кобра» трехзубый длиной 320 мм и Ø 5 мм	БВЖ.942251.035		420±5	320±5	5f8
Зажим «кобра» трехзубый длиной 320 мм и Ø 5 мм	БВЖ.942251.036		420±5	320±5	10f8
Зажим «кобра» трехзубый длиной 140 мм и Ø 4 мм	БВЖ.942251.037		250±5	140±5	4f8

№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. №	Подп. и дата

Щипцы эндоскопические: поворотные биопсийные, захватывающие, разрушающие, гибкие, полужесткие, для холангиографии



Наименование	Обозначение	Вид рабочей части	A	B	B
Щипцы биопсийные длиной 230 мм и Ø 5 мм	БИВЖ.942253.001		230±2	340±2	5f8
Щипцы биопсийные длиной 320 мм и Ø 5 мм	БИВЖ.942253.002		320±2	420±2	5f8
Щипцы биопсийные длиной 370 мм и Ø 4 мм	БИВЖ.942253.003		370±2	470±2	4f8
Щипцы биопсийные длиной 370 мм и Ø 5 мм	БИВЖ.942253.004		370±2	470±2	5f8
Щипцы хирургические длиной 230 мм и Ø 5 мм	БИВЖ.942253.005		230±2	340±2	5f8
Щипцы хирургические длиной 320 мм и Ø 5 мм	БИВЖ.942253.006		320±2	420±2	5f8
Щипцы хирургические длиной 370 мм и Ø 4 мм	БИВЖ.942253.007		370±2	470±2	4f8
Щипцы разрушающие (по Страйкен) прямые длиной 140 мм. и Ø 4 мм	БИВЖ.942253.008		140±2	240±2	4f8
Щипцы разрушающие (по Страйкен) правые длиной 140 мм. и Ø 4 мм	БИВЖ.942253.009		140±2	240±2	4f8
Щипцы разрушающие (по Страйкен) левые длиной 140 мм. и Ø 4 мм	БИВЖ.942253.010		140±2	240±2	4f8
Щипцы захватывающие длиной 140 мм. и Ø 4 мм	БИВЖ.942253.011		140±2	240±2	4f8
Щипцы захватывающие длиной 230 мм. и Ø 5 мм	БИВЖ.942253.012		230±2	340±2	5f8
Щипцы захватывающие длиной 320 мм. и Ø 5 мм	БИВЖ.942253.013		320±2	420±2	5f8

Подп. и дата

Инв. №

Взам. инв. №


Подп. и дата

№ подл.

Наименование	Обозначение	Вид рабочей части	А	Б	В
Щипцы пулевочные длиной 230 мм. и Ø 5 мм	БИВЖ.942253.014		230±2	340±2	5f8
Щипцы пулевочные длиной 320 мм. и Ø 5 мм	БИВЖ.942253.015		320±2	420±2	5f8
Щипцы холангиогра- фические длиной 230 мм. и Ø 5 мм	БИВЖ.942253.016		230±2	340±2	5f8
Щипцы холангиогра- фические длиной 320 мм. и Ø 5 мм	БИВЖ.942253.017		320±2	420±2	5f8
Щипцы диссекцион- ные длиной 230 мм. и Ø 5 мм	БИВЖ.942253.018		230±2	340±2	5f8
Щипцы диссекцион- ные длиной 320 мм. и Ø 5 мм	БИВЖ.942253.019		320±2	420±2	5f8
Щипцы диссекцион- ные длиной 370 мм. и Ø 4 мм	БИВЖ.942253.020		370±2	470±2	4f8
Щипцы диссекцион- ные длиной 370 мм. и Ø 5 мм	БИВЖ.942253.021		370±2	470±2	5f8

Инструменты для удержания и проведения игл и шовных материалов


Иглодержатели




Наименование	Обозначение	Вид рабочей части
Иглодержатель с прямы- ми браншами	БИВЖ.942254.001	
Иглодержатель с изогну- тыми браншами	БИВЖ.942254.002	

Наименование	Обозначение	Вид рабочей части
Иглодержатель с V- браншами	БИВЖ.942254.003	


Держатели нити



Наименование	Обозначение	Вид рабочей части
Держатель приемной нити	БИВЖ.942254.004	
Держатель нити для наложения непрерывного шва	БИВЖ.942254.005	
Держатель для опускания нити	БИВЖ.942254.006	
Держатель для подъема нити	БИВЖ.942254.007	


Иглы эндоскопические ирригационные, инсуффляционные, пунктирующие, биопсийные, инъекционные, ушивающие

Игла для пневмоперитонеума (по Veress) БИВЖ.942241.001




№ подл.	Подп и дата	Взам. инв. №	Ина. №	Подп. и дата


Игла пункционная БИВЖ.942241.002




Игла хирургическая БИВЖ.942241.003



Игла скорняжная БИВЖ.942241.004




Игла биопсийная БИВЖ.942241.005



Игла спиралевидная левая БИВЖ.942241.006

Игла спиралевидная правая БИВЖ.942241.007



Подп. и дата


Инв. № б/л

Взам. инв. №


Подп. и дата

№ подл.

Игла изогнутая для инъекций БИВЖ.942241.008




Игла для холицистомы БИВЖ.942241.009



Инструменты для аспирации и ирригации клапанные и бесклапанные, с волоконной оптикой и без нее.

Инструмент для аспирации-ирригации двухходовой



Наименование	Обозначение	A
Инструмент для аспирации-ирригации двухходовой длиной 125 мм. и Ø 4 мм	БИВЖ.942273.009	5 f8
Инструмент для аспирации-ирригации двухходовой длиной 350 мм. и Ø 5 мм	БИВЖ.942273.010	10 f8

Подп. и дата


Инв. №

Взам. инв. №

Подп. и дата


№ подл.

Инструмент для аспирации-ирригации одноходовой



Наименование	Обозначение	A
Инструмент для аспирации-ирригации одноходовой длиной 350 мм. и Ø 5 мм	БИВЖ.942273.013	5f8
Инструмент для аспирации-ирригации одноходовой длиной 350 мм. и Ø 10 мм	БИВЖ.942273.014	10f8


Инструмент для аспирации-ирригации клапанный с подсветкой



Наименование	Обозначение	A
Инструмент для аспирации-ирригации клапанный с подсветкой длиной 350 мм. и Ø 4 мм	БИВЖ.942273.015	4f8
Инструмент для аспирации-ирригации клапанный с подсветкой длиной 350 мм. и Ø 5 мм	БИВЖ.942273.016	5,5f8

Тубусы


Тубус с краном постоянного орошения



Наименование	Обозначение	A, мм	Б, мм	В, мм
Тубус с краном постоянного орошения длиной 310 мм. и Ø 4,5 мм	БИВЖ.942269.001	4,5F8	230±2	310±2


Наименование	Обозначение	А, мм	Б, мм	В, мм
Тубус с краном постоянного орошения длиной 310 мм. и Ø 4,7 мм	БИВЖ.942269.002	4,7F8	230±2	310±2
Тубус с краном постоянного орошения длиной 310 мм. и Ø 5,5 мм	БИВЖ.942269.003	5,5F8	230±2	310±2
Тубус с краном постоянного орошения длиной 310 мм. и Ø 5,7 мм	БИВЖ.942269.004	5,7F8	230±2	310±2
Тубус с краном постоянного орошения длиной 310 мм. и Ø 7,7 мм	БИВЖ.942269.005	7,7F8	230±2	310±2
Тубус с краном постоянного орошения длиной 230 мм. и Ø 4,7 мм	БИВЖ.942269.006	4,7F8	230±2	254±2
Тубус с краном постоянного орошения длиной 254 мм. и Ø 5,7 мм	БИВЖ.942269.007	5,7F8	230±2	254±2
Тубус с краном постоянного орошения длиной 254 мм. и Ø 6,3 мм	БИВЖ.942269.008	6,3F8	230±2	254±2
Тубус с краном постоянного орошения длиной 254 мм. и Ø 6,9 мм	БИВЖ.942269.009	6,9F8	230±2	254±2
Тубус с краном постоянного орошения длиной 254 мм. и Ø 7,5 мм	БИВЖ.942269.010	7,5F8	230±2	254±2
Тубус с краном постоянного орошения длиной 254 мм. и Ø 8,6 мм	БИВЖ.942269.011	8,6F8	230±2	254±2

Тубус с кранами постоянного орошения, с инструментальным каналом поворотный.



Наименование	Обозначение	А, мм	Б, мм
Тубус с кранами постоянного орошения, с инструментальным каналом 1,6 мм поворотный	БИВЖ.942269.012	1,6F8	5,7f8
Тубус с кранами постоянного орошения, с инструментальным каналом 2 мм поворотный	БИВЖ.942269.016	2F8	7,5f8


Тубус внешний с изолирующей вставкой поворотный



Наименование	Обозначение	А, мм	Б, мм	В, мм
Тубус внешний с изолирующей вставкой поворотный Ø 5,5 мм	БИВЖ.942269.013	5,5F8	230±2	310±2

Наименование	Обозначение	А, мм	Б, мм	В, мм
Тубус внешний с изолирующей вставкой поворотный Ø 7,5 мм	БИВЖ.942269.014	7,5F8	230±2	310±2
Тубус внешний с изолирующей вставкой поворотный Ø 9,0 мм	БИВЖ.942269.015	9F8	230±2	275±2


Обтураторы



Наименование	Обозначение	А	Б	В
Обтуратор Ø 4,0 мм	БИВЖ 942269.013	4f8	310±2	345±2
Обтуратор Ø 5,0 мм	БИВЖ 942269.014	5f8	310±2	345±2
Обтуратор Ø 7,0 мм	БИВЖ 942269.015	7f8	310±2	345±2
Обтуратор Ø 4,2 мм	БИВЖ 942269.016	4,2f8	254±2	290±2
Обтуратор Ø 6,1 мм	БИВЖ 942269.017	6,1f8	254±2	290±2
Обтуратор Ø 6,8 мм	БИВЖ 942269.018	6,8f8	254±2	290±2
Обтуратор Ø 7,5 мм	БИВЖ 942269.019	7,5f8	254±2	290±2
Обтуратор Ø 8,4 мм	БИВЖ 942269.020	8,4f8	254±2	290±2

Вставки эндоскопические инструментальные, редуцирующие, накладные, с инструментальными каналами и без, с краном и без.

Вставки эндоскопические редуцирующие



Наименование	Обозначение	Диаметр канала
Вставка редуцирующая с внутренним Ø 5,5 мм	БИВЖ.942274.001	5,5F8
Вставка редуцирующая с внутренним Ø 10 мм	БИВЖ.942274.002	10F8

Подп. и дата


Инв. №

Взам. инв. №


Подп. и дата

в. № подл.

Вставки эндоскопическая диагностическая с внутренним Ø 4,2 мм БИВЖ.942274.003




Вставки инструментальные одноканальные с краном



Наименование	Обозначение	Диаметр канала
Вставка инструментальная одноканальная с краном с внутренним Ø 6,5 мм	БИВЖ.942274.004	6,5F8
Вставка инструментальная одноканальная с краном с внутренним Ø 7,5 мм	БИВЖ.942274.005	7,5F8

Вставки инструментальные двухканальные с кранами



Наименование	Обозначение	Диаметр канала
Вставка инструментальная двухканальная с краном с внутренним Ø 6,5 мм	БИВЖ.942274.006	6,5F8
Вставка инструментальная двухканальная с краном с внутренним Ø 7,5 мм	БИВЖ.942274.007	7,5F8

Подп. и дата

Изм.


Исх.

Взам. инв. №


Подп. и дата

№ подл.


Вставка-подъемник с одним механизмом БИВЖ.942274.008



Вставка-подъемник с двумя механизмами БИВЖ.942274.009



Вставки инструментальная риноскопические



Наименование	Обозначение	А (диаметр рабочей части)
Вставка инструментальная риноскопическая режущая Ø 2,3 мм	БИВЖ.942231.001	2,3F8
Вставка инструментальная риноскопическая режущая Ø 4,2 мм	БИВЖ.942231.002	4,2F8
Вставка инструментальная риноскопическая режущая Ø 5,5 мм	БИВЖ.942231.003	5,5F8
Вставка инструментальная риноскопическая сепарирующая Ø 2,3 мм	БИВЖ.942231.004	2,3F8
Вставка инструментальная риноскопическая сепарирующая Ø 4,2 мм	БИВЖ.942231.005	4,2F8
Вставка инструментальная риноскопическая сепарирующая Ø 5,5 мм	БИВЖ.942231.006	5,5F8
Вставка инструментальная риноскопическая отсекающая Ø 2,3 мм	БИВЖ.942231.007	2,3F8
Вставка инструментальная риноскопическая отсекающая Ø 4,2 мм	БИВЖ.942231.008	4,2F8
Вставка инструментальная риноскопическая отсекающая Ø 5,5 мм	БИВЖ.942231.009	5,5F8

Подп. и дата

Име. и дата


Взам. инв. №

Подп. и дата

№ подл.

Наименование	Обозначение	А (диаметр рабочей части)
Вставка инструментальная риноскопическая сверлящая Ø 2,3 мм	БИВЖ.942231.010	2,3F8
Вставка инструментальная риноскопическая сверлящая Ø 4,2 мм	БИВЖ.942231.011	4,2F8
Вставка инструментальная риноскопическая сверлящая Ø 5,5 мм	БИВЖ.942231.012	5,5F8
Вставка инструментальная риноскопическая шлифующая Ø 2,3 мм	БИВЖ.942231.013	2,3F8
Вставка инструментальная риноскопическая шлифующая Ø 4,2 мм	БИВЖ.942231.014	4,2F8
Вставка инструментальная риноскопическая шлифующая Ø 5,5 мм	БИВЖ.942231.015	5,5F8


Вставки режущие артроскопические




Наименование	Обозначение	А (диаметр рабочей части)
Вставка инструментальная артроскопическая режущая Ø 2,3 мм	БИВЖ.942231.016	2,3F8
Вставка инструментальная артроскопическая режущая Ø 4,2 мм	БИВЖ.942231.017	4,2F8
Вставка инструментальная артроскопическая режущая Ø 5,5 мм	БИВЖ.942231.018	5,5F8
Вставка инструментальная артроскопическая сепарирующая Ø 2,3 мм	БИВЖ.942231.019	2,3F8
Вставка инструментальная артроскопическая сепарирующая Ø 4,2 мм	БИВЖ.942231.020	4,2F8
Вставка инструментальная артроскопическая сепарирующая Ø 5,5 мм	БИВЖ.942231.021	5,5F8
Вставка инструментальная артроскопическая отсекающая Ø 2,3 мм	БИВЖ.942231.022	2,3F8
Вставка инструментальная артроскопическая отсекающая Ø 4,2 мм	БИВЖ.942231.023	4,2F8
Вставка инструментальная артроскопическая отсекающая Ø 5,5 мм	БИВЖ.942231.024	5,5F8
Вставка инструментальная артроскопическая сверлящая Ø 2,3 мм	БИВЖ.942231.025	2,3F8

Наименование	Обозначение	А (диаметр рабочей части)
Вставка инструментальная артроскопическая сверлящая Ø 4,2 мм	БИВЖ.942231.026	4,2F8
Вставка инструментальная артроскопическая сверлящая Ø 5,5 мм	БИВЖ.942231.027	5,5F8
Вставка инструментальная артроскопическая шлифующая Ø 2,3 мм	БИВЖ.942231.028	2,3F8
Вставка инструментальная артроскопическая шлифующая Ø 4,2 мм	БИВЖ.942231.029	4,2F8
Вставка инструментальная артроскопическая шлифующая Ø 5,5 мм	БИВЖ.942231.030	5,5F8

Вставка элемент активная БИВЖ.942274.010




Вставка элемент пассивная БИВЖ.942274.011




Рукоятки и держатели для инструментов и эндоскопов


Рукоятка легкая инструментальная изолированная без фиксации БИВЖ.942254.008




Рукоятка легкая инструментальная изолированная с фиксацией БИВЖ.942254.009




Рукоятка инструментальная неизолированная без фиксации БИВЖ.942254.010



Рукоятка инструментальная неизолированная с фиксацией БИВЖ.942254.011




Рукоятка инструментальная силовая БИВЖ.942254.012




Име. № подл.	Подп и дата	Взам. инв. №	Име. Л. С. Ф. И. О.	Подп. и дата

Рукоятка защитная



Наименование	Обозначение	Диаметр канала
Рукоятка защитная 2,1 мм	БИВЖ.942254.013	2,1F8
Рукоятка защитная 4,2 мм	БИВЖ.942254.014	4,2F8


Инструменты для наложения клипс



Наименование	Обозначение	Вид рабочей части	А (диаметр рабочей части), мм.
Клипсапликатор прямой диаметром 5 мм	БИВЖ.942112.001		5f8
Клипсапликатор прямой диаметром 10 мм	БИВЖ.942112.002		10f8
Клипсапликатор боковой диаметром 10 мм	БИВЖ.942112.003		10f8


Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата
Инт. № подл.	Взам. инв. №	Инт. № подл.	Взам. инв. №

Клипсы



Наименование	Обозначение	A, мм	Б, мм.
Клипсы титановые 5 мм	ИПГС.765131.001	5,5 – 0,4	5 – 0,2
Клипсы титановые 8 мм	ИПГС.765131.001	6 – 0,5	8 – 0,2

Картриджи под клипсы



Наименование	Обозначение	A, мм
Картридж под клипсы титановые 5 мм.	ИПГС.943219.001	12 max
Картридж под клипсы титановые 8 мм.	ИПГС.943219.001-01	15 max

Подп. и дата

Име. № бл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Име. № подл.