



ООО «Терумо Рус»

Бизнес-Центр «Северная Башня»
123112, г. Москва, Россия,
ул.Тестовская, дом 10, эт/пом/ком 13/1/5,
Tel.: +7 495 988 4740
Fax: +7 495 988 4739

www.terumo-europe.com

ПОДТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «Терумо Рус»
Уэно Минору



5 августа 2021 г.

**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО
ИЗДЕЛИЯ**

Набор Mirasol® Whole Blood Set для цельной крови

1. Упаковка Набора Mirasol® Whole Blood Set для цельной крови



Mirasol®



Mirasol® Whole Blood Disposable Kit

Dispositif à usage unique pour sang total Mirasol®

Jednorazowy zestaw Mirasol® do krwi pełnej

Одноразовый комплект Mirasol® для цельной крови




MIRASOL® Whole Blood Illumination/Storage Set

Kit d'illumination et de conservation pour sang total MIRASOL®

Zestaw MIRASOL® do naświetlania/przechowywania krwi pełnej

Набор MIRASOL® для облучения и хранения цельной крови




500 µM Riboflavin in 0.9% Sodium Chloride Solution, 35mL

Riboflavine 500 µM dans 35 ml de solution de chlorure de sodium à 0,9 %


500 µM ryboflawiny w 0,9% roztworze chlorku sodu, 35 ml

500 мкМ рибофлавина в 0,9 % растворе хлорида натрия, 35 мл



TERUMO BCT

10811 W. Collins Ave.
Lakewood CO 80215 USA



Terumo BCT Europe N.V.
Ikarcoslaan 41
1930 Zaventem
Belgium

Terumo BCT Biotechnologies, LLC

TPN - 777815-771



2022-01-06



2019-01-06



10460



06C9995



DEHP

2 °C



30 °C

CE 0086



0391



(01)05020583104600



(17)220601(10)06C9995

35 мл



TERUMOBCT
10811 W. Collins Ave., Lakewood, CO 80215, USA


LOT

PN 777702-140

LPN 777702-146


4. Индивидуальная упаковка Контейнера с раствором 500μМ рибофлавина в 0,9% растворе хлорида натрия, 35 мл



5. Контейнер с раствором 500μМ рибофлавина в 0,9% растворе хлорида натрия, 35 мл



6. Общий вид Набора для облучения и хранения цельной крови



7. Контейнер для облучения цельной крови



8. Контейнер для хранения цельной крови



9. Макет маркировки на русском языке для упаковочного пакета из фольги

Набор Mirasol® Whole Blood Set для цельной крови
 Стерильно, апирогенно, нетоксично.
 Состав:
 I. Контейнер с раствором 500µМ рибофлавина в 0,9% растворе хлорида натрия, 35 мл;
 II. Набор для облучения и хранения цельной крови, в составе:
 1. Контейнер для облучения цельной крови;
 2. Контейнер для хранения цельной крови.

См. серию/номер партии, дату истечения срока годности (или дату изготовления, срок годности) на упаковке. Не использовать при отсутствии типа крови. Не использовать при видимых следах повреждений.
 Информацию по использованию см. в инструкции. См. условия хранения на упаковке.

Производитель: Терумо БСТ, Инк. (Terumo BCT, Inc.), 10811 W. Collins Avenue Lakewood, Colorado 80215 USA

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ: ООО «Терумо Рус», 123317, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10, Эт/Пом/Ком 13/1/5, тел. 8 (495) 988 47 40, факс +7-495-988-47-39.

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

10. Макет маркировки на русском языке для транспортных упаковок:

НЕТОКСИЧНО	Набор Mirasol® Whole Blood Set для цельной крови
	Производитель: Терумо БСТ, Инк. (Terumo BCT, Inc.), 10811 W. Collins Avenue Lakewood, Colorado 80215 USA
	Сделано в США.
	Организация, уполномоченная принимать претензии на территории РФ: ООО "Терумо Рус", 123317, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10, Эт/Пом/Ком 13/1/5. Тел. +7-495-988-47-40, факс +7-495-988-47-39
	Регистрационное Удостоверение № _____ от _____
	Условия транспортировки и хранения: • 2–30 ° C (предохранять от замерзания), с допустимыми отклонениями до 60 ° C на срок до 2 недель; • относительная влажность до 75% (без образования конденсата).
	Не допускать замораживания. Избегать перегрева.

Всего пронумеровано,
прошнуровано и
скреплено печатью
10 листа (ов)

