





Левитский И.И.
«27» июня 2023 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

«Система однофотонной эмиссионной компьютерной томографии Symbia Evo с принадлежностями,
варианты исполнения: Symbia Evo, Symbia Evo Excel»




Общий вид медицинского изделия «Система Однофотонной эмиссионной компьютерной томографии Symbia Evo, вариант исполнения: Symbia Evo»




Общий вид медицинского изделия «Система Однофотонной эмиссионной компьютерной томографии Symbia Evo вариант исполнения: Symbia Evo Excel»




1. Гантри ОФЭКТ: -Детекторы ОФЭКТ (3/8 дюйма или 5/8 дюйма), 2 шт.; -Коллиматоры, 2 шт.; - Монитор для позиционирования пациента; - Пульт ручного управления; Кнопки аварийной остановки, 2 шт.



2. Стол пациента.




3. Задний стол.



4. Встроенный держатель источников.



5. Держатель точечного источника для автоматической калибровки.




6. Держатель линейного источника для автоматической калибровки.



7. Контроллер ядерного исследования.



8. Консоль управления и оценки исследований в составе: - блок системный; - мониторы (не более 2 шт.), - клавиатура, - мышь, - базовое программное обеспечение.



9. Документация пользователя на русском языке.



10. Матрасы для стола пациента



11. Регуляторы положения детекторов стандартные




12. Регуляторы положения детекторов в каудальном направлении



13. Коллиматоры низких энергий, многоцелевые



14. Коллиматоры низких энергий высокого разрешения



15. Коллиматоры низких энергий высокого разрешения с низкой проникаемостью



16. Коллиматоры низких энергий сверхвысокого разрешения



17.Коллиматоры средних энергий высокого разрешения



18.Коллиматоры высоких энергий




19. Коллиматоры точечные («пинхол») с точечными насадками, 4 мм




20. Насадки точечные, 6 мм




21. Насадки точечные, 8 мм



22. Коллиматоры веерного типа




23. Коллиматоры кардиологические специализированные



24. Тележки коллиматорные



25. Модуль для смены коллиматоров, встроенный



26. Модуль для смены коллиматоров, автоматический




27. Источники бесперебойного питания для ОФЭКТ гентри




Основной блок Symbia Evo Excel


Гентри ОФЭКТ: детекторы ОФЭКТ (3/8 дюйма или 5/8 дюйма), 2 шт.; коллиматоры, 2 шт.; монитор для позиционирования пациента; пульт ручного управления; кнопки аварийной остановки, 2 шт.



2. Стол пациента.



3. Задний стол.




4. Встроенный держатель источников.



5. Контроллер ядерного исследования.



6. Консоль управления и оценки исследований в составе: - блок системный; - мониторы (не более 2 шт.), - клавиатура, - мышь, - базовое программное обеспечение.



7. Документация пользователя на русском языке.



8. Матрасы для стола пациента



9. Регуляторы положения детекторов стандартные




10. Регуляторы положения детекторов в каудальном направлении



11. Коллиматоры низких энергий, многоцелевые



12.Коллиматоры низких энергий высокого разрешения



13. Коллиматоры низких энергий высокого разрешения с низкой проникаемостью



14. Коллиматоры низких энергий сверхвысокого разрешения



15. Коллиматоры средних энергий высокого разрешения



16. Коллиматоры высоких энергий



17.Коллиматоры точечные («пинхол») с точечными насадками, 4 мм




18.Насадки точечные, 6 мм




19.Насадки точечные, 8 мм



20. Коллиматоры веерного типа




21. Коллиматоры кардиологические специализированные



22. Тележки коллиматорные



23.Модуль для смены коллиматоров, встроенный



24. Модуль для смены коллиматоров, автоматический



25. Источники бесперебойного питания для ОФЭКТ гентри

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



1. Консоль оператора для реконструкции изображений, дополнительная: блок системный; клавиатура; мышь компьютерная.



2. Консоль оператора для реконструкции и обработки изображений, дополнительная: - Блок системный; - Клавиатура; - Мышь компьютерная.




3. Консоли оператора для обработки и реконструкции изображений мультимодальные, дополнительные



4. Консоль оператора для обработки изображений универсальная, дополнительная




5.Стойка для размещения консолей оператора



6.Режим программный стандартный для дополнительной консоли оператора для обработки изображений



7. Аппаратное обеспечение для дополнительной консоли оператора для обработки изображений: - Блок системный; - Клавиатура; - Мышь компьютерная.




8. Режимы программные для подключения двух мониторов



9. Монитор специальный, цветной жидкокристаллический




Монитор специальный, цветной жидкокристаллический



10. Клавиатура



11.Подголовник для ОФЭКТ



12. Наборы подушек для подголовника ОФЭКТ - Подушка клинообразная 15°; - Пара тонких фиксирующих подушек; - Подушка клинообразная 25°; - Пара толстых фиксирующих подушек; - Подушка плоская.



Наборы подушек для подголовника ОФЭКТ: - Подушка клинообразная 15°; - Пара тонких фиксирующих подушек; - Подушка клинообразная 25°; - Пара толстых фиксирующих подушек; - Подушка плоская.



13. Подлокотники для ОФЭКТ




14. Опоры для головы, плеч и рук для кардиологических исследований




15. Подлокотники для использования при сканировании всего тела



Подлокотники для использования при сканировании всего тела




16. Наборы ремней для фиксации пациента: - Ремень для туловища фиксирующий, широкий; - Ремни для туловища фиксирующие, узкие 2 шт.; - Ремень фиксирующий, для подбородка, широкий; - Ремень фиксирующий, для подбородка, узкий; - Ремни фиксирующие, для поддержки лба, 3 шт.




Наборы ремней для фиксации пациента: - Ремень для туловища фиксирующий, широкий; - Ремни для туловища фиксирующие, узкие 2 шт.; - Ремень фиксирующий, для подбородка, широкий; - Ремень фиксирующий, для подбородка, узкий; - Ремни фиксирующие, для поддержки лба, 3 шт.




17.Полотна для фиксации туловища (левая сторона)



18.Полотна для фиксации туловища (правая сторона)



19. Система для сокращения времени сбора данных при исследовании миокарда: - Коллиматоры кардиологические специализированные (не более 2 шт.); - Режим программный кардиоцентрический для позиционирования детекторов; - Режим программный, реконструкции изображений.




20. Система для автоматического контроля качества: модуль для смены коллиматоров, автоматический; режим программный для автоматического контроля качества.



Система для автоматического контроля качества: модуль для смены коллиматоров, автоматический; режим программный для автоматического контроля качества.



21. Режимы программные для автоматического контроля качества




22 Модули ЭКГ, встроенные



23. Модули ЭКГ с самописцем




24. Модули ЭКГ без самописца, подключаемые




25. Материал монтажный для прокладки кабеля между гентри и столом пациента под полом.




26. Материал монтажный для прокладки кабеля между гентри и столom пациента по полу.



27. Пластины монтажные для смещения стола пациента на 45° (не более 5 шт.)




28. Паллеты маммографические (не более 10 шт.)





29. Паллеты педиатрические



30. Пульт ручного управления, дополнительный



31. Режимы программы для отображения параметров монитора позиционирования пациента на дополнительной рабочей станции



32. Режимы программные удаленного мониторинга статуса системы через интерактивный интерфейс (не более 10 шт.)

Available Licenses

SECURITY PRIVACY BASIC

NMG_FLASH3D_GENERAL

NMG_FLASH3D_CARDIAC

NMG_ECTB_PERFEX2

NMG_CLINICAL_WIZARD

NMG_DUAL_MONITORS

NMG_GENERIC_WRAPPER

NMG_MM_DISPLAY

NMG_CT_TOOLBOX

NMG_CEDARS_ARG

CAP3D_FUSIONLAYOUT

CAP3D_FUSIONCLIPVIEW

CAP3D_ROTATINGMIP


NMG_CEDARS_QARG

NMG_SCENIUM

NMG_SOFT_EDX

OK


33. Режимы программные для обеспечения информационной безопасности (не более 10 шт.)




34. Режимы программные , информационно-обучающие




35. DVD-проигрыватель встроенный.




36.Режимы программные для формирования отчета по лучевой нагрузки на пациента



37.Режимы программы для удаленного доступа к консоли управления




38. Режимы программные для обработки ОФЭКТ изображений органов на консоли управления




Symbia.net Symbia.net Cluster Manager Shortcut




40. Режимы программные для использования консоли оператора в качестве сервера с возможностью подключения нескольких одновременных пользователей




41. Режимы программы на подключение одного одновременного пользователя к консоли оператора, используемой в качестве сервера





42. Режимы программы для привязки к определенной модальности




43. Режимы программные для обработки ПЭТ-, ОФЭКТ-, КТ-, МРТ- исследований: базовый функционал



44.Режимы программные для обработки специализированных мультифункциональных ОФЭКТ-исследований




45. Режимы программные для обработки специализированных мультифункциональных ОФЭКТ- и КТ-исследований



46. Режимы программные для обработки специализированных мультифункциональных ПЭТ- и КТ-исследований




47.Режимы программные для обработки специализированных мультифункциональных ПЭТ- и ОФЭКТ- исследований



48.Режимы программные для обработки специализированных мультифункциональных ПЭТ-, ОФЭКТ- и КТ исследований




49.Режимы программные для обработки специализированных мультифункциональных МР-исследований




Cinematic VRT

50.Режимы программные для получения фотореалистичных изображений





51.Режимы программные для удаленного доступа к системе




52.Режимы программные для чтения изображений и составления отчетов

Wholebody 13-Jan-17


%




53 Режимы программные для обработки планарных и ОФЭКТ изображений




Режимы программные для обработки планарных и ОФЭКТ изображений




54. Режимы программы для обработки онкологических данных




55. Режимы программы для обработки онкологических ОФЭКТ данных




Режимы программы для обработки онкологических ОФЭКТ данных




56. Режимы программы для обработки онкологических ОФЭКТ данных для одного одновременного пользователя




Режимы программы для обработки онкологических ОФЭКТ данных для одного одновременного пользователя




Режимы программы для обработки онкологических ОФЭК данных для одного одновременного пользователя




57. Режимы программы для обработки онкологических ОФЭКТ/КТ данных




Режимы программные для обработки онкологических ОФЭКТ/КТ данных




Режимы программные для обработки онкологических ОФЭКТ/КТ данных







59. Режимы программные для представления данных.




60. Режимы программные для обработки кардиологических данных




61. Режимы программные для обработки кардиологических ОФЭКТ данных




Режимы программные для обработки кардиологических ОФЭКТ данных для одного одновременного пользователя




63. Режимы программные для обработки кардиологических ОФЭКТ/КТ данных




Режимы программные для обработки кардиологических ОФЭКТ/КТ данных




64. Режимы программные для обработки кардиологических ОФЭКТ/КТ данных для одного одновременного пользователя




Режимы программные для обработки кардиологических ОФЭКТ/КТ данных для одного одновременного пользователя




67. Режимы программные для совмещения коронарного дерева (КТ) и изображений перфузии миокарда




68.Режимы программные для совмещения коронарного дерева (КТ) и изображений перфузии миокарда для одного одновременного пользователя




Режимы программы для совмещения коронарного дерева (КТ) и изображений перфузии миокарда для одного одновременного пользователя




69. Режимы программы для обработки кардиологических КТ данных




70. Режимы программы для обработки кардиологических КТ данных для одного одновременного пользователя




71. Режимы программы для автоматической перераспределения кардиологических данных




73. Режимы программные для обработки неврологических ОФЭКТ данных




74. Режимы программные для обработки неврологических ОФЭКТ данных для одного одновременного пользователя




75. Режимы программные для расширенной обработки неврологических ОФЭКТ данных




76. Режимы программные для расширенной обработки неврологических ОФЭКТ данных для одного одновременного пользователя




78. Режимы программные для обработки неврологических ОФЭКТ данных: визуальная и количественная оценка изображений полосатого тела в головном мозге с ^{123}I -loflupane (не более 50 шт.)



79. Режимы программные для обработки неврологических ОФЭКТ данных: определение эпилептических очагов в головном мозге



80. Режимы программы для обработки неврологических ОФЭКТ данных: определение эпилептических очагов в головном мозге, для одного одновременного пользователя




81. Режимы программы для создания баз данных нормальных значений накопления РФП в головном мозге




82. Режимы программные для реконструкции и обработки кардиологических данных




83. Режимы программные для реконструкции и обработки кардиологических данных для одного одновременного пользователя




84. Режимы программные для обработки ОФЭКТ изображений органов



85. Режимы программные для обработки ОФЭКТ изображений органов для одного одновременного пользователя



86. Режимы программные для реконструкции планарных и ОФЭКТ изображений



87. Режимы программные для реконструкции планарных и ОФЭКТ изображений для одного одновременного пользователя

Configure Input Data

The AutoRecon activity supports multiple data paths simultaneously. Each data path can only contain a single series. Since each series can contain one or more isotopes, and each isotope can have independent reconstruction parameters, it is important that the data path be configured so that the expected number of series and isotopes are known. In the data path box below, select the desired data paths supported in this copy of the AutoRecon activity. For each selected data path, select the number of isotopes expected in the series. Selecting the number of isotopes is not required for the profile/clear data. For Dynamic data in addition to the number of isotopes, number of Phases should be selected.

Note: The input for AC Recon Enhanced uses CT image data to create and apply a zone-map to the iterative reconstruction process.

Inputs for Non AC Recon ☐ 1st Tomo Raw ☐ 2nd Tomo Raw ☐ 3rd Tomo Raw ☐ 4th Tomo Raw ☐ 5th Tomo Raw ☐ Prepare for Registration	Inputs for AC Recon ☒ 1st Tomo Raw # Isotopes: 1 ☒ 2nd Tomo Raw # Isotopes: 1 ☒ 3rd Tomo Raw # Isotopes: 1 ☒ 4th Tomo Raw # Isotopes: 1 ☒ 5th Tomo Raw # Isotopes: 1
Input for Non AC Dynamic Recon ☐ 1st Dynamic Tomo Raw ☐ Prepare for Registration	Input for AC Dynamic Recon ☒ 1st Dynamic Tomo Raw # Isotopes: 1 # Phases: 1
Inputs for Profile/clear ☐ 1st AC Raw ☐ 2nd AC Raw ☐ 3rd AC Raw ☐ 4th AC Raw	Inputs for Gated Recon ☐ 1st Gated Tomo Raw ☐ 2nd Gated Tomo Raw ☐ 3rd Gated Tomo Raw ☐ 4th Gated Tomo Raw

OK

Cancel

88. Режимы программные для реконструкции планарных и ОФЭКТ изображений с коррекцией на поглощение по КТ


The AutoRecon activity supports multiple data paths simultaneously. Each data path can only contain a single series. Since each series can contain one or more isotopes, and each isotope can have independent reconstruction parameters, it is important that the data path be configured so that the expected number of series and isotopes are known. In the data path box below, select the desired data paths supported in this copy of the AutoRecon activity. For each selected data path, select the number of isotopes expected in the series. Selecting the number of isotopes is not required for the profile clear data. For Dynamic data in addition to the number of isotopes, number of Phases should be selected.

Note: The input for AC Recon Enhanced uses CT image data to create and apply a zone-map to the iterative reconstruction process.

Inputs for Non AC Recon ☐ 1st Tomo Raw ☐ 2nd Tomo Raw ☐ 3rd Tomo Raw ☐ 4th Tomo Raw ☐ 5th Tomo Raw ☐ Prepare for Registration	Inputs for AC Recon ☒ 1st Tomo Raw ☒ 2nd Tomo Raw ☒ 3rd Tomo Raw ☒ 4th Tomo Raw ☒ 5th Tomo Raw	# Isotopes: 1 # Isotopes: 1 # Isotopes: 1 # Isotopes: 1 # Isotopes: 1
Input for Non AC Dynamic Recon ☐ 1st Dynamic Tomo Raw ☐ Prepare for Registration	Input for AC Dynamic Recon ☒ 1st Dynamic Tomo Raw	# Isotopes: 1 # Phases: 1
Inputs for Profile Clear ☐ 1st AC Raw ☐ 2nd AC Raw ☐ 3rd AC Raw ☐ 4th AC Raw	Inputs for Gated Recon ☐ 1st Gated Tomo Raw ☐ 2nd Gated Tomo Raw ☐ 3rd Gated Tomo Raw ☐ 4th Gated Tomo Raw	

OK

Cancel



90. Режимы программы для совмещения объемных изображений КТ, ОФЭКТ или ПЭТ

syngo Media Viewer

File

Data for Syngo Media Viewer. Double click on a single series to load it or select two for use as base and overlay.

Patient's name	Modality	Series date	Description
1 static	 NM	20010214	SYRINGE

Data for Secondary Capture Viewer. Double click on a single series to load it or select multiple series.

Patient's name	Modality	Series date	Description
----------------	----------	-------------	-------------

Base

Overlay

Show Unloadable >>



Exit

Load

91. Режимы программные для просмотра изображений, записанных на диск, на ПК

syngo Media Viewer

File

Data for Syngo Media Viewer. Double click on a single series to load it or select two for use as base and overlay.

Patient's name	Modality	Series date	Description
1 static	 NM	20010214	SYRINGE

Data for Secondary Capture Viewer. Double click on a single series to load it or select multiple series.

Patient's name	Modality	Series date	Description
----------------	----------	-------------	-------------

Base

Overlay


Show Unloadable >>


 Switch


Exit

Load


92. Режимы программные для просмотра изображений, записанных на диск, на ПК для одного одновременного пользователя



93. Режимы программные для запуска приложений, разработанных пользователями



94. Режимы программные для разработки и запуска пользовательских приложений



95. Режимы программные для разработки и запуска пользовательских приложений для одного одновременного пользователя

PETonly (Adult)

Test T.S.

849.3 mm 10 MBq



PET WB



1

Recon job 1 2 3 4 5 6 7 8

Series description PET WB Uncorrected



Recon range (bed) Begin 1 End 6

Attenuation correction CT

Output Image type Uncorrected

Recon method Iterative+TOF

Registration Matrices

Iterations 3

Subsets 21

Default

Image size 200

Zoom 1.00

Scatter correction

Filter Gaussian

FWHM (mm) 5.0

Match CT slice location


Offset (mm) X 0.00 Y 0.00

Save mu-map image

Metal Artifact Reduction

Comments

Volume Scaling




Routine


Scan

Recon


Auto Tasking




97. Режимы программные для обработки ПЭТ изображений




98. Режимы программные для обработки онкологических ПЭТ данных




99. Режимы программные для обработки онкологических ПЭТ данных для одного одновременного пользователя




100. Режимы программы для обработки кардиологических ПЭТ данных



101. Режимы программные для обработки кардиологических ПЭТ данных для одного одновременного пользователя




102. Режимы программные для обработки неврологических ПЭТ данных




103. Режимы программные для обработки неврологических ПЭТ данных для одного одновременного пользователя



104. Режимы программные для сокращения времени сбора планарных данных в два раза, без потери качества изображения



105. Режимы программные для реконструкции ОФЭКТ и планарных данных



106. Режимы программные для реконструкции онкологических ОФЭКТ и планарных данных



107. Режимы программные для реконструкции кардиологических ОФЭКТ данных

Configure Input Data

The Autocardiac activity supports multiple data paths simultaneously. Each data path can only contain a single series. Since each series can contain one or more isotopes, and each isotope can have independent reconstruction parameters, it is important that the data path be configured so that the expected number of series and isotopes are known. In the data path box below, select the desired data paths supported in this copy of the Autocardiac activity. For each selected data path, select the number of isotopes expected in the series. Selecting the number of isotopes is not required for the profile data, the c clear data, the coincidence data, and the data using attenuation on map or scatter input.


Data Path Inputs

☒ 1st Cardiac Raw	☐ Scatter Correction	☒ Attenuation Correction	Input μ -map:	☐ CT	☐ RECON TOMO
☒ 2nd Cardiac Raw	☐ Scatter Correction	☒ Attenuation Correction	Input μ -map:	☐ CT	☐ RECON TOMO
☒ 3rd Cardiac Raw	☐ Scatter Correction	☒ Attenuation Correction	Input μ -map:	☐ CT	☐ RECON TOMO
☒ 4th Cardiac Raw	☐ Scatter Correction	☒ Attenuation Correction	Input μ -map:	☐ CT	☐ RECON TOMO
☐ 1st Gated Cardiac Raw					
☐ 2nd Gated Cardiac Raw					
☐ 3rd Gated Cardiac Raw					
☐ 4th Gated Cardiac Raw					
☐ 1st AC Raw					
☐ 2nd AC Raw					
☐ 3rd AC Raw					
☐ 4th AC Raw					


OK

Cancel


108. Режимы программные для коррекции на поглощение ОФЭКТ изображений




109. Режимы программные для визуализации и объемного анализа в онкологии




110. Режимы программные для совмещения изображений ядерной медицины с данными КТ или МРТ




111. Режимы программные для совмещения результатов оценки кальциатов по КТ-изображениям с изображениями перфузии миокарда




112. Режимы программные для обработки неврологических ОФЭКТ данных: оценки деменции неврологических расстройств




114. Режимы программные для создания пользователем протоколов сбора, реконструкции и обработки данных




115. Режимы программные для обработки кардиологических ОФЭКТ данных




116. Фантомы калибровочные, 4-х квадратные



117. Фантом калибровочный, ACRSPECT



118. Фантом калибровочный, Deluxe SPECT




119. Фантом калибровочный прямоугольный, плоский, наливной




120. Источник бесперебойного питания, дополнительный




121. Набор инсталляционный для установки системы в сейсмоопасных районах: болты удлиненные, не более 10 шт.; шайбы, не более 20 шт.; винты, не более 10 шт.; колпачки и шляпки, не более 20 шт.; сверло; элементы фиксирующие, не более 20 шт.



Набор инсталляционный для установки системы в сейсмоопасных районах: болты удлиненные, не более 10 шт.; шайбы, не более 20 шт.; винты, не более 10 шт.; колпачки и шляпки, не более 20 шт.; сверло; элементы фиксирующие, не более 20 шт.




122.Распределительные щиты для Symbia Evo




123. Столы для компьютерной системы



124.Тумбы для компьютерной системы



Скриншот экрана с информацией о программном обеспечении (с указанием версии)



Всего прошито и пронумеровано
102 листа (ов).

ООО «Сименс Здравоохранение»

