

Фотографические изображения медицинского изделия

Устройство для цифровой обработки, визуализации и архивирования
медицинских изображений
УЦОИ-«АККОРД» по
ТУ 9442-009-34597883-2007

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ЗАО «АЗРТ»



с.ф.

Н.Е. Станкевич

«26»

июня

2023

Устройство для цифровой обработки, визуализации и архивирования медицинских изображений УЦОИ-«АККОРД»








1.1 Средство управления на базе РС компьютера КЛУЖ 38637.009.02-01



Версия 5.5. КЛУЖ 38637.029.04



1.3 Монитор ЖК (Товарный знак - Ii ia)



1.3 Монитор ЖК (Товарный знак - А)



1.3 Монитор ЖК (Товарный знак - Р ы)



1.3 Монитор ЖК (Товарный знак - А



1.3 Монитор ЖК (Товарный знак - В)



1.3 Монитор ЖК (Товарный знак - Н



1.3 Монитор ЖК (Товарный знак - L



1.3 Монитор ЖК (Товарный знак - D



1.3 Монитор ЖК (Товарный знак - V Sonic)



1.3 Монитор ЖК (Товарный знак - G ыте)



1.3 Монитор ЖК (Товарный знак - N



1.3 Монитор ЖК (Товарный знак - А 3)



1.3 Монитор ЖК (Товарный знак - SAMSUNG)



1.3 Монитор ЖК (Товарный знак - L OVO)



1.4 Принтер лазерный (Формат печатной площади: А4, черно-белая печать, разрешение печати 600 dpi), торговая марка - HP



1.4 Принтер лазерный (Формат печати А4, черно-белая печать, разрешение не менее 600 dpi), торговая марка - PANTUM



1.4 Принтер лазерный (Формат печатного листа А4, черно-белая печать, разрешение не менее 600 dpi), торговая марка - Xerox



1.4 Принтер лазерный (Формат печати А4, черно-белая печать, разрешение не менее 600 dpi), торговая марка - Kyocera



1.4 Принтер лазерный (Формат печати А4, черно-белая печать, разрешение не менее 600 dpi), торговая марка - Canon



1.4 Принтер лазерный (Формат печатного листа А4, черно-белая печать, разрешение печати 600 dpi), торговая марка - Brother



1.4 Принтер лазерный (Формат печати А4, черно-белая печать, разрешение не менее 600 dpi), торговая марка - Lexmark



1.4 Принтер лазерный (Формат печати А4, черно-белая печать, разрешение не менее 600 dpi), торговая марка - SAMSUNG



1.4 Принтер лазерный (Формат печатного листа А4, черно-белая печать, разрешение печати не менее 600 dpi), торговая марка - RICOH




1.4 Принтер лазерный (Формат печати А4, черно-белая печать, разрешение не менее 600 dpi), торговая марка - Konica




1.4 Принтер лазерный (Формат печати А4, черно-белая печать, разрешение не менее 600 dpi), торговая марка - Sharp




2. LCD-монитор медицинский, varia исполнения M260G, или вариант испо: ния M350G



2. LCD-монитор медицинский, вари исполнения M260G



2. LCD-монитор медицинский, испол ния M350G




Устройство обработки рентгеновского изображения с принадлежностями:

3.1 Устройство получения рентгеновского изображения с возможностью как проводного, так и беспроводного соединения (модель 1417WCC)



Устройство обработки рентгеновского изображения с принадлежностями:

3.2 Устройство обработки рентгеновского изображения проводное (модель 1717SCC)



4.1 Камера мультимедийная термографическая с принадлежностями, Drystar 5302



4.2 Камера мультимедийная термогигиеническая с принадлежностями Drystar AXYS



4.3 Камера лазерная мультимедийная для печати медицинских изображений с принадлежностями, DRYVIEW 5700

Laser Imaging System




4.4 Камера лазерная мультиформатн принадлежностями, DRYVIEW 5950 Laser Imager Imaging System





4.6 Камера медицинская лазерная мультиформатная с принадлежностями, DRYPIX 4000 исполнения DRYPIX Plus



4.7 Камера лазерная мультиформатная : принадлежностями, модель DRYPRO ΣMA



4.7 Камера лазерная мультиформатная с принадлежностями, модель DRYPRO ΣMA 2




5. Стол компьютерный «Стратегия»



6. Устройство бесперебойного питания Powercom SPIDER





ЗАО "АЗРТ"




Россия, 143360, Московская область,
Наро-Фоминский р-н, г.Апрелевка, ул. Ленина, д.4

Устройство для цифровой обработки, визуализации
и архивирования медицинских изображений

УЦОИ - "АККОРД"

SN A21-05.025



12

2021

220 В 50Гц 2400 В·А

ТУ 9442-009-34597883-2007



~

IP 20



Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 48 листов
(серия Воесемь)
Директор ЗАО «АЗРТ»

 Н.Е. Станкевич



УТВЕРЖДАЮ

Директор ЗАО «АЗРТ»




Н.Е. Станкевич

«07» декабря 2021 г.

МАРКИРОВОЧНЫЕ ТАБЛИЧКИ


Устройство для цифровой обработки, визуализации и
архивирования медицинских изображений УЦОИ-«АККОРД»
ТУ 9442-009-34597883-2007

устройство для цифровой обработки, визуализации и архивирования медицинских изображений
ЦОИ-«АККОРД», производства ЗАО «АЗРТ», РФ




в составе:

1. Комплекс средств управления на базе РС компьютера, производства ЗАО «АЗРТ», РФ



в составе:

1.1 Средство управления на базе РС компьютера, производства ЗАО «АЗРТ», РФ




1.2 Программное обеспечение для автоматизированного комплекса компьютерной рентгенодиагностики "АККОРД - АМИКО", производства НПАО «АМИКО», РФ, без маркировочной таблички.


1.3 Монитор ЖК X2483HSU, производства IIYAMA ProLite, Китай





1.4 Принтер лазерный Laser 107a, производства HP, Китай







2. LCD-монитор медицинский вариант исполнения M260G, производства «Найкий Джуша Дисплей Текнолоджи Ко., Лтд.», Китай





3. Устройство обработки рентгеновского изображения с принадлежностями:

3.1 Устройство получения рентгеновского изображения с возможностью как проводного, так и беспроводного соединения (модель 1417WCC), производства «Рэйенс Ко., Лтд.», Корея или



3.2 Устройство обработки рентгеновского изображения проводное (модель 1717 SCC), производства «Рэйенс Ко., Лтд.», Корея



Перевод:

Производитель Rayence Co.,Ltd

Модель: 1717SCC (устройство обработки изображения)

Напряжение: 24В

Внимание: Использовать только с RS1717 источником электропитания

Серийный номер: JCI021360593


Дата выпуска: 2021/09/06

Сделано в Корее


4. Камера мультиформатная термографическая с принадлежностями DryStar 5302, производства "Агфа Н.В.", Бельгия



5. Стол «Стратегия», производства АО МК «Шатура», РФ




6. Устройство бесперебойного питания Powercom SPIDER



Перевод:

Внимание: Опасность поражения электрическим током. Угроза сохраняется даже при отключении от сети. Не разбирать. Самостоятельный ремонт не допускается. Во избежание возгорания используйте только штатные предохранители.

Серийный номер: 40211682205



Перевод: Модель SPD-650N

Вход: переменный ток 220-240 В 50/60 Гц 8 Ам

Выход: переменный ток 220-240 В 50/60 Гц 8 Ам

650ВА/390Вт

Выключатель нагрузки 200А

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 1 листов
(1)
Директор ЗАО «АЗРТ»
Н.Е. Станкевич

ЗАО «АЗРТ», Российская Федерация

**Устройство
для цифровой обработки, визуализации и архивирования
медицинских изображений**

УЦОИ - «АККОРД»

**Макеты маркировки и упаковки
Фотографические изображения**

**Макет маркировочной таблички устройства
для цифровой обработки, визуализации и архивирования
медицинских изображений
УЦОИ - «АККОРД»**

Основная маркировочная табличка устройства располагается на комплекте средств управления на базе РС компьютера.

		ЗАО «АЗРТ»	
Россия, 143360, Московская область, Наро-Фоминский р-н, г.Апрелевка, ул. Ленина, д.4			
Устройство для цифровой обработки, визуализации и архивирования медицинских изображений			
УЦОИ - «АККОРД»			
SN	AXX-05.XXX		XX XXXX
220 В 50Гц 2400 В·А		 ~ IP 20	
ТУ 9442-009-34597883-2007			

Расположение маркировочной таблички устройства УЦОИ-«АККОРД» - располагается на системных блоках.



		ЗАО «АЗРТ»	
Россия, 143360, Московская область, Наро-Фоминский р-н, г.Апрелевка, ул. Ленина, д.4			
Устройство для цифровой обработки, визуализации и архивирования медицинских изображений			
УЦОИ - «АККОРД»			
SN	AXX-05.XXX		XX XXXX
220 В 50Гц 2400 В·А		 ~ IP 20	
ТУ 9442-009-34597883-2007			

Макеты первичной и вторичной упаковки

Макеты первичной и вторичной упаковки составных частей устройства для цифровой обработки, визуализации и архивирования медицинских изображений УЦОИ - «АККОРД».

Информационные манипуляционные знаки транспортной тары аппарата.

Информация с нумерацией, количеством упаковочных мест и их составом указаны на упаковочных листах каждого транспортного места аппарата.

Состав упаковочных мест согласно комплектности устройства УЦОИ-«АККОРД»:

Место № 1

Состав упаковочного места согласно комплектности устройства УЦОИ-«АККОРД»:

поз. 1 Комплекс средств управления на базе PC компьютера, в составе:

поз. 1.1 Средство управления на базе PC компьютера;

поз. 1.2 Программное обеспечение для автоматизированного комплекса компьютерной рентгенодиагностики "АККОРД - АМИКО", версия 5.5 (установленное на устройстве);

поз. 1.3 Монитор ЖК IIYAMA ProLite X2483HSU;

поз. 1.4 Принтер лазерный HP Laser 107a.

поз. 6 Устройство бесперебойного питания Powercom SPIDER модель SPD-650N

поз. 2 LCD-монитор медицинский;

поз. 7 Комплект эксплуатационных документов УЦОИ - «АККОРД», согласно ведомости эксплуатационных документов КЛУЖ 38637.009.00 ВЭ.

Место № 2.

Состав упаковочного места:

поз. 3 Устройство обработки рентгеновского изображения с принадлежностями, модель 1717 SCC.

Место № 3

Состав упаковочного места:

поз. 4 Камера мультимедийная термографическая с принадлежностями, Drystar 5302.

Место № 4

Состав упаковочного места:

поз. 5 Стол.

Сводный упаковочный лист:

УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ (сводный)

Номер документа	Дата составления
A21-05.025/Свод	27.11.2021

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ОБРАБОТКИ, ВИЗУАЛИЗАЦИИ И АРХИВИРОВАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ УЦОН "АККОРД"

№ A21-05.025

Доставка

Получены

ЗАО "АЗРТ" (г. Агратево)

Получатель

Позиция	Состав упаковочного места (наименование/обозначение)	Номер тары (наименование)	Ед. изм.	Кол-во
	Комплекс средств управления на базе PC вышестоящего, в составе	COM1118710018	шт.	1
	Средство управления на базе PC компьютера	CU-PC27FXLF	шт.	1
	Программное обеспечение для автоматизированного комплекса компьютерной рентгенодиагностики "АККОРД - АМИКО", версия 5.5 (установленное на устройстве)		шт.	1
1	Монитор ЖК, HYAMA ProLife X2483HSU	1156514341790	шт.	1
	Принтер лазерный, HP Laser 107a	CNB3P7FMW7	шт.	1
	Устройство беспроводного питания Powercom SPIDER модель SPD-650N	40211682206	шт.	1
	LCD-монитор медицинский, вариант исполнения M2600	EM260023CBG2 0038	шт.	1
	Комплект эксплуатационных документов в составе, согласно ведомости эксплуатационных документов, КУДЖ 38637 038 00 ВЗ		шт.	1
2	Устройство обработки рентгеновского изображения с принадлежностями, модель J312360	J3123140593	шт.	1
3	Камера мультимедийная термографическая с принадлежностями, Druzier 6302	727424	шт.	1
4	Сумка	5/51	шт.	1

Упаковщик/подписи

Примечание, включая ОТК

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ

Номер документа	Дата составления
A21-05.025	27.12.2021

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ОБРАБОТКИ, ВИЗУАЛИЗАЦИИ И АРХИВИРОВАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ УЦОН "АККОРД"

№ A21-05.025

Доставка

Получены

ЗАО "АЗРТ" (г. Агратево)

Получатель

РАЗМЕР упаковки 100x100x100 мм

96 x 76 x 86 см

МАССА (БРУТТО)

76 кг

МЕСТО №

1

из

4

СОСТАВ МЕСТА:

№	Товар (наименование, характеристика (мод. порт. серийн))	Ед. изм.	Кол-во	Упаковка
№				Кол-во
1	Комплекс средств управления COM1118710018, в составе	шт.	1	1
1.1	Средство управления на базе PC компьютера, CU-PC27FXLF	шт.	1	1
1.2	Программное обеспечение для автоматизированного комплекса компьютерной рентгенодиагностики "АККОРД - АМИКО", версия 5.5 (установленное на устройстве)	шт.	1	1
1.3	Монитор ЖК, HYAMA ProLife X2483HSU, №1156514341790	шт.	1	1
1.4	Принтер лазерный, HP Laser 107a, №CNB3P7FMW7	шт.	1	1
1.5	Устройство беспроводного питания Powercom SPIDER модель SPD-650N	шт.	1	1
2	LCD-монитор медицинский, вариант исполнения M2600, №EM260023CBG20038	шт.	1	1
3	Комплект эксплуатационных документов УЦОН "АККОРД", согласно ведомости эксплуатационных	шт.	1	1

Упаковщик/подписи

Примечание, включая ОТК

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Стр. 1 из 1

УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ (Сводный)

Номер документа

A21-05.025/ Свод

Дата составления

27.12.2021

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ОБРАБОТКИ, ВИЗУАЛИЗАЦИИ И АРХИВИРОВАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ УЦОИ - "АККОРД"

№

A21-05.025

ДоговорПродавец:

ЗАО "АЗРТ" (г. Апрелевка)

(организация, адрес)

Покупатель:

(организация, адрес)

Номера упако- вочных мест	Состав упаковочных мест (наименование/обозначение)	НОМЕР серийный (заводской)	Ед. изм.	Кол-во
	Комплекс средств управления на базе PC компьютера, в составе:	COM1118710016		
	Средство управления на базе PC компьютера	CY-PC27PXL	шт.	1
	Программное обеспечение для автоматизированного комплекса компьютерной рентгенодиагностики "АККОРД - АМИКО", версия 5.5 (установленное на устройстве)		шт.	1
1	Монитор ЖК, IIYAMA ProLite X2483HSU	1156514341790	шт.	1
	Принтер лазерный, HP Laser 107a	CNB3P7FMW7	шт.	1
	Устройство бесперебойного питания Powercom SPIDER модель SPD-650N	40211682205	шт.	1
	LCD-монитор медицинский, вариант исполнения M260G	EM260G23CBG20038	шт.	1
	Комплект эксплуатационных документов в составе, согласно ведомости эксплуатационных документов, КЛУЖ 38637.009.00 ВЭ		шт.	1
2	Устройство обработки рентгеновского изображения с принадлежностями, модель 1717SCC	JCI021360593	шт.	1
3	Камера мультимедийная термографическая с принадлежностями, Drystar 5302	727624	шт.	1
4	Стол	Б/Н	шт.	1

Упаковано, кладовщик

(подпись)

(расшифровка подписи)

Проверено, инженер ОТК

(подпись)

(расшифровка подписи)

Место № 1

Состав упаковочного места:

1. Комплект средств управления, в составе:

- 1.1 Средство управления на базе РС компьютера (коробка №1)
- 1.2 Программное обеспечение для автоматизированного комплекса компьютерной рентгенодиагностики "АККОРД - АМИКО", версия 5.5 (установленное на устройстве);
- 1.3 Монитор ЖК, IIYAMA ProLite X2483HSU с принадлежностями (коробка №2);
- 1.4 Принтер лазерный, HP Laser 107a с принадлежностями (коробка №3);
- 1.5 LCD-монитор медицинский, вариант исполнения M260G (коробка №4);
- 1.6 Устройство бесперебойного питания Powercom SPIDER модель SPD-650N (коробка №5)
- 1.7 Комплект эксплуатационных документов УЦОИ - "АККОРД", согласно ведомости эксплуатационных документов КЛУЖ 38637.009.00 ВЭ.



УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ (Сводный)

Номер документа
A21-05.025/СводДата составления
27.12.2021УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ОБРАБОТКИ, ВИЗУАЛИЗАЦИИ И
АРХИВИРОВАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ УЦОН - "АККОРД"

№ A21-05.025

Договор

Продавец ЗАО "АЗРТ" (г. Апелеевка)

Покупатель:

Полное наименование товара	Состав упаковочных мест (наименование/обозначение)	Номер серийный (идентификационный)	Ед. изм.	Кол-во
	Комплекс средств управления на базе PC компьютера, в составе:	COM1118710016		
	Средство управления на базе PC компьютера	CU-PC27PXL	шт	1
	Программное обеспечение для автоматизированного комплекса компьютерной рентгенодиагностики "АККОРД - АМИКО", версия 5.5 (установленное на устройстве)		шт	1
1	Монитор ЖК, HYAMA ProLite X2483HSU	1156514341790	шт	1
	Принтер лазерный, HP Laser 107a	CNB3P7FMW7	шт	1
	Устройство беспроводного питания Powercom SPIDER модель SPD-650N	40211682206	шт	1
	LCD-монитор медицинский, вариант исполнения M2600	EM2600J3CBQ2 0038	шт	1
	Комплект эксплуатационных документов в составе, согласно ведомости эксплуатационных документов, КТУЖ 38637 006 00 B3		шт	1
2	Устройство обработки рентгеновского изображения с принадлежностями, модель JCB3 LN8953		шт	1
3	Камера мультимедийная термографическая с принадлежностями, Dnatac 3202	727624	шт	1
4	Сумка	Б/И	шт	1

Уполномоченный

(подпись)

(расшифровка подписи)

Претензионно-исполнитель ОТК

(подпись)

(расшифровка подписи)

УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ

Номер документа
1Дата составления
27.12.2021УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ОБРАБОТКИ, ВИЗУАЛИЗАЦИИ И
АРХИВИРОВАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ УЦОН - "АККОРД"

№ A21-05.025

Договор

Продавец

ЗАО "АЗРТ" (г. Апелеевка)

Покупатель:

РАЗМЕР упаковочной тары

96 x 76 x 86 см

МАССА (БРУТТО)

76 кг

МЕСТО №

1 ИЗ 4

СОСТАВ МЕСТА:

№ п/п	Товар (наименование, характеристика (вид, сорт, группа))	Ед. изм.	Кол-во	Упаковка
1	Комплекс средств управления COM1118710016, в составе:	шт	1	1
1.1	Средство управления на базе PC компьютера, CU-PC27PXL	шт	1	1
1.2	Программное обеспечение для автоматизированного комплекса компьютерной рентгенодиагностики "АККОРД - АМИКО", версия 5.5 (установленное на устройстве)	шт	1	1
1.3	Монитор ЖК, HYAMA ProLite X2483HSU, №1156514341790	шт	1	1
1.4	Принтер лазерный, HP Laser 107a, №CNB3P7FMW7	шт	1	1
1.5	Устройство беспроводного питания Powercom SPIDER модель SPD-650N	шт	1	1
2	LCD-монитор медицинский, вариант исполнения M2600, №EM2600J3CBQ20038	шт	1	2
3	Комплект эксплуатационных документов УЦОН - "АККОРД", согласно ведомости эксплуатационных	шт	1	1

Уполномоченный

(подпись)

(расшифровка подписи)

Претензионно-исполнитель ОТК

(подпись)

(расшифровка подписи)

УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ

Номер документа	Дата составления
1	27.12.2021

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ОБРАБОТКИ, ВИЗУАЛИЗАЦИИ И
АРХИВИРОВАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ УЦОИ - "АККОРД"

№ А21-05.025

Договор №
Продавец: ЗАО "АЗРТ" (г. Апелевка)
(организация, адрес)

Покупатель:
(организация, адрес)

РАЗМЕР упаковочной тары 96 x 76 x 86 см

МАССА (БРУТТО) 76 кг

МЕСТО № 1 ИЗ 4

СОСТАВ МЕСТА:

№ п/п	Товар (наименование, характеристика (вид, сорт, группа))	Ед. изм.	Кол-во	Упаковано Кол-во
1	Комплекс средств управления COM1118710016, в составе:	шт.	1	1
1.1	Средство управления на базе PC компьютера, CY-PC27PXL	шт.	1	1
1.2	Программное обеспечение для автоматизированного комплекса компьютерной рентгенодиагностики "АККОРД - АМИКО", версия 5.5 (установленное на устройстве)	шт.	1	1
1.3	Монитор ЖК, IIYAMA ProLite X2483HSU, №1156514341790	шт.	1	1
1.4	Принтер лазерный, HP Laser 107a, №CNB3P7FMW7			
1.5	Устройство бесперебойного питания Powercom SPIDER модель SPD-650N	шт.	1	1
2	LCD-монитор медицинский, вариант исполнения M260G, №EM260G23CBG20038	шт.	1	1
3	Комплект эксплуатационных документов УЦОИ - "АККОРД", согласно ведомости эксплуатационных	шт.	1	1

Упаковано, кладовщик

(подпись)

(расшифровка подписи)

Проверено, инженер ОТК

(подпись)

(расшифровка подписи)

Стр. 1 из 1

Место № 2

Состав упаковочного места:

1. Устройство обработки рентгеновского изображения с принадлежностями, модель 1717SCC.



УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ

УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ

Номер документа	Дата составления
- 2	27.12.2021

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ОБРАБОТКИ, ВИЗУАЛИЗАЦИИ И
АРХИВИРОВАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ УЦОИ - "АККОРД"

№ А21-05.025

Договор

№

Продавец:

ЗАО "АЗРТ" (г. Апрелевка)

(организация, адрес)

Покупатель:

(организация, адрес)

РАЗМЕР упаковочной тары

60 х 56 х 28 см

МАССА (БРУТТО)

9 кг

МЕСТО №

2

из

4

СОСТАВ МЕСТА:

№ п/п	Товар (наименование, характеристика (вид, сорт, группа))	Ед. изм.	Кол-во	Упаковано
				Кол-во
1	Устройство обработки рентгеновского изображения с принадлежностями, модель 1717SCC, №JCI021360593	шт.	1	1

Упаковано, кладовщик

(подпись)

(расшифровка подписи)

Проверено, инженер ОТК

(подпись)

(расшифровка подписи)

Стр. 1 из

Место № 3

Состав упаковочного места:

1. Камера мультимедийная термографическая с принадлежностями, Drystar 5302.





DRYSTAR 5302

Type 5366/100

REF MAA8K



УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ

Номер документа

Дата составления

3

27.12.2021

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ОБРАБОТКИ, ВИЗУАЛИЗАЦИИ И
АРХИВИРОВАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ УЦОИ - "АККОРД"
№ А21-05.025

Договор

№

Продавец:

ЗАО "АЗРТ" (г. Апелеево)

Покупатель:

(полное наименование, адрес)

РАЗМЕР упаковочной тары

82 x 80 x 73 см

МАССА (БРУТТО)

80 кг

МЕСТО №

3

из

4

СОСТАВ МЕСТА:

№ п/п	Товар (наименование, характеристика (вид, сорт, группа))	Ед. изм.	Кол-во	Упаковка Кол-во
1	Камера мультимедийная термографическая с принадлежностями, Drystar 5302, №727624	шт.	1	1

Упаковано, кладущий

(подпись)

(расшифровка подписи)

Проверено, инженер ОТК

(подпись)

(расшифровка подписи)

Стр. 1 из 1

VOORZICHTIG BEHANDELEN ! ELEKTRONISCH TOESTEL !
HANDLE WITH CARE ! ELECTRONIC INSTRUMENT !
VORSICHT ! ELEKTRONISCHES GERÄT !
CAUTION ! APPAREIL ELECTRONIQUE !
¡ MANEJAR CON CUIDADO ! ¡ EQUIPO ELECTRONICO !
小心！小心！



УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ

Номер документа	Дата составления
3	27.12.2021

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ОБРАБОТКИ, ВИЗУАЛИЗАЦИИ И
АРХИВИРОВАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ УЦОИ - "АККОРД"
№ A21-05.025

Договор

№

Продавец:

ЗАО "АЗРТ" (г. Апрелевка)

(организация, адрес)

Покупатель:

(организация, адрес)

РАЗМЕР упаковочной тары

82 x 80 x 73 см

МАССА (БРУТТО)

80 кг

МЕСТО №

3

из

4

СОСТАВ МЕСТА:

№ п/п	Товар (наименование, характеристика (вид, сорт, группа))	Ед. изм.	Кол-во	Упаковано
				Кол-во
1	Камера мультимедийная термографическая с принадлежностями, Drystar 5302, №727624	шт.	1	1

Упаковано, кладовщик

(подпись)

(расшифровка подписи)

Проверено, инженер ОТК

(подпись)


(расшифровка подписи)

Стр. 1 из 1

Место № 4

Состав упаковочного места:

1. Стол .



УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ

Номер документа	Дата составления
4	27.12.2021

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ОБРАБОТКИ, ВИЗУАЛИЗАЦИИ И
АРХИВИРОВАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ УЦОИ - "АККОРД"
№ А21-05.025

Договор №

Продавец: ЗАО "АЭРТ" (г. Апелеевка)

Покупатель:

РАЗМЕР упаковочной тары 126 x 74 x 6 см

МАССА БРУТТО 23 кг

МЕСТО № 4 из 4

СОСТАВ МЕСТА:

№ п/п	Товар (наименование, характеристика (вид, сорт, группа))	Ед. изм.	Кол-во	Упаковано
				Кол-во
1	Стол	шт.	1	1

Упаковано, кладовщик

(подпись)

(расшифровка подписи)

Проверено, инженер ОТК

(подпись)

(расшифровка подписи)

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 14 листов
(свидающих)
Директор ЗАО «АЗРТ»



с.ф.

Н.Е. Станкевич