



Нейрософт

www.neurosoft.com, info@neurosoft.com

Телефоны: +7 4932 24-04-34, +7 4932 95-99-99

Факс: +7 4932 24-04-35

Россия, 153032, г. Иваново, ул. Воронина, д. 5

Утверждаю
Президент ООО «Нейрософт»
А.Б.Шубин

 06.06.2023
Подпись, дата
МП




Фотографические изображения медицинского изделия:

**Комплект медицинских изделий для
проведения урофлоуметрии по ТУ
26.60.12-097-13218158-2022, варианты
исполнения «Ривус», «Амнис УФМ»**



Датчик урофлоуметрический



Блок питания, NS097201.003



Стойка урофлоуметрическая



Воронка, NS097205.002, NS097205.004,



Емкость для мочи: Кружка мерная 1.5л, Vochem, арт.8662



Емкость для мочи: Кружка мерная 1л, Vitlab, арт.482941

Ривус

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНОГО
УРОФЛОУМЕТРА

версия 1.0.0.2

Служба сервиса:

+7 (4932) 59-21-12

help@neurosoft.com

Отдел продаж:

+7 (4932) 95-99-99

info@neurosoft.com

Заккрыть

Комплект установочный программы для ЭВМ «Ривус»



Средство реабилитации инвалидов: кресло-туалет «Armed», вариант исполнения: FS810, 1014401, Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory, LTD, Китай, РУ №ФСЗ 2010/06753, кресло-туалет грузоподъемность не менее 110 кг; ширина не менее 420 мм; диапазон регулирования высоты сиденья не более 450 мм нижнее значение и не менее 550 мм верхнее значение; соответствие стандартам серии ISO 10993, действующим на целевых рынках,



Кресло инвалидное с санитарным оснащением «АРМЕД» по ТУ 9451-009-13391002-2015, вариант исполнения: ФС810, 1014201, ООО «НПЦ МТ «АРМЕД»», Россия, РУ №РЗН 2016/4136: кресло-туалет грузоподъемность не менее 110 кг; ширина не менее 420 мм; диапазон регулирования высоты сиденья не более 450 мм нижнее значение и не менее 550 мм верхнее значение; соответствие стандартам серии ISO 10993, действующим на целевых рынках




Кабель соединительный, NS097103.003, NS097103.003-01, ООО «Нейрософт», Россия




Преобразователь "Ривус"



Преобразователь "Амнис УФМ"



Кабель USB (A-B)



Держатель



Терминал, ООО «Нейрософт», Россия




Педиатрическое сиденье: ширина не менее 20 см; глубина не менее 30 см; соответствие стандартам серии ISO 10993, действующим на целевых рынках



Подставка педиатрическая: высота не менее 10 см и не более 50 см



Принтер беспроводной: формат печати А4; интерфейс Wi-Fi





Подставка для планшета: ширина не менее 25 см



Кабель OTG: длина не менее 0.1 м; разъем USB тип А (гнездо); разъем USB, подходящий к планшету (тип micro B или тип C)




Батарея аккумуляторная «Нейрософт»



Кабель питания, NS097103.006



Кабель сетевой: длина кабеля 1.8 м; сечение кабеля 3×0.75 кв. мм; рабочее напряжение 220 В; предельный ток 10 А; разъем IEC 320 C13



Термобумага: ширина термобумаги 80 мм; внешний диаметр рулона не более 60 мм



Комплект упаковочной тары



Общий вид комплекта

ПРОШУРОВАН
ПРОНУМЕРОВАН
СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЮ
НА 87 ЛИСТАХ
ПРЕЗИДЕНТ ООО «НЕЙРОСОФТ»
А.Б. ШУБИН

