


«УТВЕРЖДАЮ»

Директор

ООО «ИМБИАН»



С.А. Иванов



15 августа 2023 г.

Проект маркировки

Экспресс-тест для полуколичественного иммунохроматографического определения
прокальцитонина в сыворотке, плазме и цельной крови
«Прокальцитонин-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-073-39271034-2023

Прокальцитонин-ИМБИАН-ИХА

ООО «ИМБИАН»

Тест-кассета - 1 шт.

LOT



Прокальцитонин-ИМБИАН-ИХА

ООО «ИМБИАН»

Буферный раствор, 5,0 мл

LOT



Прокальцитонин- ИМБИАН-ИХА

Комплект №Х

Экспресс-тест для полуколичественного
иммунохроматографического определения
прокальцитонина в сыворотке, плазме и цельной
крови «Прокальцитонин-ИМБИАН-ИХА» по
ТУ 21.20.23-073-39271034-2023

- Тест-кассета
- Буферный раствор, 5,0 мл
- Ланцеты одноразовые iCHECK: AUTO SAFETY
2,3 мм (ПУ № РЗН 2013/1213)
- Салфетка инъекционная спиртовая одноразовая
Inekta варианты исполнения: 2. 65x56
(ПУ № РЗН 2013/822)
- Пипетки медицинские полимерные МиниМед по
ТУ 32.50.50-028-29508133-2019: Пипетки для переноса
жидкостей (Пастера), 0,25 мл (ПУ № РЗН 2019/8912)
- Инструкция по применению

Замораживание не допускается.

Для профессионального применения.

Х шт.

Х фл.

Х шт.

Х шт.

Х шт.

Х шт.

ПУ № XXX XXXX/XXXXX

Imbian

LOT

000-ММГГ

REF

iAB-000/X.Y




ГГГГ-ММ-ДД



ГГГГ-ММ-ДД



4 620102 804274



IVD





ООО «ИМБИАН», 630554, Россия, Новосибирская область,
м.р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с. Барышево, ул. Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1.
+7 (383) 209-34-54

www.imbian.ru

info@imbian.ru

Прокальцитонин-ИМБИАН-ИХА

Комплект №Х

Экспресс-тест для
полуколичественного
иммунохроматографического
определения прокальцитонина
в сыворотке, плазме и цельной
крови «Прокальцитонин-ИМБИАН-ИХА»
по ТУ 21.20.23-073-39271034-2023

РУ № XXX XXXX/XXXXX

Количество		шт.	Масса нетто	кг	Масса брутто	кг
LOT	000-ММГГ		ГГГГ-ММ-ДД			
REF	iAB-000/X.Y		ГГГГ-ММ-ДД			



ООО «ИМБИАН»
630554, Россия, Новосибирская область,
м.р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет, с.
Барышево, ул. Ленина, зд.247, к.4, помещ.1.
+7 (383) 209-34-54
www.imbian.ru
info@imbian.ru

Замораживание не допускается.



Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

5 лист 06

Директор ООО «ИМБИАН»




С.А. Иванов 15 08 2023

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор

ООО «ИМБИАН»



С.А. Иванов

«15» августа 2023 г.




Фотографические изображения общего вида медицинского изделия

**Экспресс-тест для полуколичественного иммунохроматографического определения
прокальцитонина в сыворотке, плазме и цельной крови «Прокальцитонин-ИМБИАН-ИХА»
по ТУ 21.20.23-073-39271034-2023**

2023 г.

В состав изделия входят следующие компоненты:

Тест-кассета





Флакон с буферным раствором (5 мл)



Пипетки медицинские полимерные МиниМед по ТУ 32.50.50-028-29508133-2019:
Пипетки для переноса жидкостей (Пастера), 0,25 мл (РУ № РЗН 2019/8912)





Салфетка инъекционная спиртовая одноразовая Inekta варианты исполнения: 2. 65x56 (РУ
№ РЗН 2013/822)



Прокальцитонин- ИМБИАН-ИХА

Комплект №1

- Тест-кассета 1 шт.
 - Буферный раствор, 5,0 мл 1 фл.
 - Ланцеты одноразовые iCHECK: AUTO SAFETY 2,6 мм (РУ № РЗН 2013/1213) 1 шт.
 - Салфетка инъекционная спиртовая одноразовая Inekta варианты исполнения: 2. 65x56 (РУ № РЗН 2013/822) 1 шт.
 - Пипетки медицинские полимерные МиниМед по ТУ 32.50.50-028-29508133-2019: Пипетки для переноса жидкостей (Пастера), 0,25 мл (РУ № РЗН 2019/8912) 1 шт.
 - Инструкция по применению 1 шт.
- Замораживание не допускается.**
Для профессионального применения.

Экспресс-тест для полуколичественного
иммунохроматографического определения
прокальцитонина в сыворотке, плазме и цельной
крови «Прокальцитонин-ИМБИАН-ИХА» по
ТУ 21.20.23-073-39271034-2023


РУ № XXX XXXX/XXXXX Imbian

LOT 003-0523

REF iQR-002/1.1

2023-05-05

2025-05-05



IVD



ООО «ИМБИАН», 630554, Россия, Новосибирская область,
м.р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с. Барышево, ул. Ленина, зд.247, к. 4, помещ. 1.
+7 (383) 209-34-54
www.imbian.ru
info@imbian.ru

Потребительская упаковка. Комплект № 1



ООО «ИМБИАН», 630554, Россия, Новосибирская область,
м.р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с. Барышево, ул. Ленина, зд.247, к. 4, помещ. 1.
+7 (383) 209-34-54
www.imbian.ru
info@imbian.ru

Прокальцитонин-ИМБИАН-ИХА

Комплект №2



- | | |
|---|-------|
| - Тест-кассета | 2 шт. |
| - Буферный раствор, 5,0 мл | 1 фл. |
| - Ланцеты одноразовые iCHECK: AUTO SAFETY 2,6 мм (ПУ № РЗН 2013/1213) | 2 шт. |
| - Салфетка инъекционная спиртовая одноразовая Inekla варианты исполнения: 2. 65x56 (ПУ № РЗН 2013/822) | 2 шт. |
| - Пипетки медицинские полимерные МиниМед по ТУ 32.50.50-028-29508133-2019: Пипетки для переноса жидкостей (Пастера), 0,25 мл (ПУ № РЗН 2019/8912) | 2 шт. |
| - Инструкция по применению | 1 шт. |

Замораживание не допускается.
Для профессионального применения.

Экспресс-тест для полуколичественного иммунохроматографического определения прокальцитонина в сыворотке, плазме и цельной крови «Прокальцитонин-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-073-39271034-2023

ПУ № XXX XXXX/XXXXXX Imbian

LOT	003-0523
REF	iQR-002/2.2
EXP	2023-05-05
EXP	2025-05-05



Прокальцитонин- ИМБИАН-ИХА

Комплект №3


Экспресс-тест для полуколичественного
иммунохроматографического определения
прокальцитонина в сыворотке, плазме и цельной
крови «Прокальцитонин-ИМБИАН-ИХА» по
ТУ 21.20.23-073-39271034-2023

- Тест-кассета 5 шт.
- Буферный раствор, 5,0 мл 1 фл.
- Ланцеты одноразовые iCHECK: AUTO SAFETY 5 шт.
- 2,6 мм (РУ № РЗН 2013/1213)
- Салфетка инъекционная спиртовая одноразовая 5 шт.
- Ивета варианты исполнения: 2. 65x56
- (РУ № РЗН 2013/822)
- Пипетки медицинские полимерные МиниМед по 5 шт.
- ТУ 32.50.50-028-29508133-2019: Пипетки для переноса
- жидкостей (Пастера), 0,25 мл (РУ № РЗН 2019/8912)
- Инструкция по применению 1 шт.

Замораживание не допускается.
Для профессионального применения.

РУ № XXX XXXX/XXXXX Imbian

LOT 003-0523
REF iQR-002/5.3
2023-05-05
2025-05-05



ООО «ИМБИАН», 630554, Россия, Новосибирская область,
м.р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с. Барышево, ул. Ленина, зд.247, к. 4, помещ. 1.
+7 (383) 209-34-54
www.imbian.ru
info@imbian.ru

Прокальцитонин- ИМБИАН-ИХА

Комплект №4


- Тест-кассета 10 шт.
- Буферный раствор, 5,0 мл 1 фл.
- Ланцеты одноразовые ICHECK: AUTO SAFETY 10 шт.
2,6 мм (РУ № РЗН 2013/1213)
- Салфетка инъекционная спиртовая одноразовая 10 шт.
Inekta варианты исполнения: 2. 65x56
(РУ № РЗН 2013/822)
- Пипетки медицинские полимерные МиниМед по 10 шт.
ТУ 32.50.50-028-29508133-2019: Пипетки для переноса
жидкостей (Пастера), 0,25 мл (РУ № РЗН 2019/8912)
- Инструкция по применению 1 шт.

Замораживание не допускается.
Для профессионального применения.

Экспресс-тест для полуколичественного
иммунохроматографического определения
прокальцитонина в сыворотке, плазме и цельной
крови «Прокальцитонин-ИМБИАН-ИХА» по
ТУ 21.20.23-073-39271034-2023

РУ № XXX XXXX/XXXXX Imbian

LOT 003-0523
REF iQR-002/10.4
2023-05-05
2025-05-05



ООО «ИМБИАН», 630554, Россия, Новосибирская область,
м.р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с. Барышево, ул. Ленина, зд.247, к. 4, помещ. 1.
+7 (383) 209-34-54
www.imbian.ru
info@imbjan.ru

Потребительская упаковка. Комплект № 4

Прокальцитонин- ИМБИАН-ИХА

Комплект №5


- Тест-кассета 20 шт.
- Буферный раствор, 5,0 мл 1 фл.
- Ланцеты одноразовые iCHECK: AUTO SAFETY 20 шт.
- Ланцеты одноразовые iCHECK: AUTO SAFETY 2,6 мм (РУ № РЗН 2013/1213)
- Салфетка инъекционная спиртовая одноразовая 20 шт.
- Салфетка инъекционная спиртовая одноразовая Inekta варианты исполнения: 2. 65x56 (РУ № РЗН 2013/822)
- Пипетки медицинские полимерные МиниМед по ТУ 32.50.50-028-29508133-2019: Пипетки для переноса жидкостей (Пастера), 0,25 мл (РУ № РЗН 2019/8912) 20 шт.
- Инструкция по применению 1 шт.

Замораживание не допускается.
Для профессионального применения.

Экспресс-тест для полуколичественного иммунохроматографического определения прокальцитонина в сыворотке, плазме и цельной крови «Прокальцитонин-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-073-39271034-2023

РУ № XXX XXXX/XXXXX Imbian

LOT 003-0523
REF iQR-002/20.5
2023-05-05
2025-05-05



ООО «ИМБИАН», 630554, Россия, Новосибирская область,
м.р.-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с. Барышево, ул. Ленина, зд.247, к. 4, помещ. 1.
+7 (383) 209-34-54
www.imbian.ru
info@imbian.ru

Потребительская упаковка. Комплект № 5

**Прокальцитонин-
ИМБИАН-ИХА**

Комплект №6


- | | |
|---|--------|
| - Тест-кассета | 25 шт. |
| - Буферный раствор, 5,0 мл | 1 фл. |
| - Ланцеты одноразовые iCHECK: AUTO SAFETY 2,6 мм (ПУ № РЗН 2013/1213) | 25 шт. |
| - Салфетка инъекционная спиртовая одноразовая Inekta варианты исполнения: 2. 65x56 (ПУ № РЗН 2013/822) | 25 шт. |
| - Пипетки медицинские полимерные МиниМед по ТУ 32.50.50-028-29508133-2019. Пипетки для переноса жидкостей (Пастера), 0,25 мл (ПУ № РЗН 2019/8912) | 25 шт. |
| - Инструкция по применению | 1 шт. |

**Замораживание не допускается.
Для профессионального применения.**

**Экспресс-тест для полуколичественного
иммунохроматографического определения
прокальцитонина в сыворотке, плазме и цельной
крови «Прокальцитонин-ИМБИАН-ИХА» по
ТУ 21.20.23-073-39271034-2023**


ПУ № XXX XXXX/XXXXX Imbian

LOT 003-0523
REF iQR-002/25.6
2023-05-05
2025-05-05






ООО «ИМБИАН», 630554, Россия, Новосибирская область,
м.р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с. Барышево, ул. Ленина, зд.247, к. 4, помещ. 1.
+7 (383) 209-34-54
www.imbian.ru
info@imbian.ru


Потребительская упаковка. Комплект № 6




Общий вид медицинского изделия. Комплект № 1











Общий вид медицинского изделия. Комплект № 5





Прокальцитонин-ИМБИАН-ИХА

Комплект №6

- Тест-кассета 25 шт.
- Буферный раствор, 5,0 мл 1 фл.
- Ланцеты одноразовые ICHECK: AUTO SAFETY 25 шт.
- 2,6 мм (ПУ № РЗН 2013/1213)
- Салфетка инъекционная спиртовая одноразовая 25 шт.
- Inecta варианты исполнения: 2. 65x56 (ПУ № РЗН 2013/822)
- Пипетки медицинские полимерные МиниМед по 25 шт.
- ТУ 32.50.50-028-29508133-2019: Пипетки для переноса жидкостей (Пастера), 0,25 мл (ПУ № РЗН 2019/8912)
- Инструкция по применению 1 шт.

Замораживание не допускается.
Для профессионального применения.


Экспресс-тест для полуколичественного иммунохроматографического определения прокальцитонина в сыворотке, плазме и цельной крови «Прокальцитонин-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-073-39271034-2023

ПУ № XXX XXXX/XXXXX Imbian

LOT 003-0523
REF iQR-002/25.6
2023-05-05
2025-05-05



4 610240 911705





Прокальцитонин-ИМБИАН-ИХА

Комплект №7

ПУ № XXX XXXX/XXXXX

Экспресс-тест для
полуколичественного
иммунохроматографического
определения прокальцитонина
в сыворотке, плазме и цельной
крови «Прокальцитонин-ИМБИАН-ИХА»
по ТУ 21.20.23-073-39271034-2023

Количество	шт.	Масса нетто	кг
		Масса брутто	кг

LOT 003-0523

REF iQR-002/50.7

2023-05-05

2025-05-05

Imbian

ООО «ИМБИАН»
608554, Россия, Новосибирская область,
г. р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет, с.
Барышево, ул. Ленина, зд.247, к.4, помещ.1.
+7 (383) 209-34-54
www.imbian.ru
info@imbien.ru

Замораживание не допускается.

+2°C +30°C

IVD

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

22 лист а
Директор ООО «ИМБИАН»

С.А. Иванов

С.А. Иванов "15" 08 2023г

