

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор АО «РУС-Индустрия».



Лебедева Л.В.

«01» сентября 2023 г.

МАКЕТЫ МАРКИРОВКИ

МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

**Маска медицинская, одноразовая, трехслойная, из нетканого материала
в вариантах исполнения**

по ТУ 32.50.50-001-16118821-2020

Белгород

2023

Макеты маркировки потребительской упаковки

Маска медицинская, одноразовая, трехслойная, из нетканого материала по ТУ 32.50.50-001-16118821-2020, размер 170х95 мм, цвет голубой – 10 шт./уп.



Изготовитель: АО «РУС-Индустрия».
Юр. адрес. 308010, РОССИЯ, РФ, Белгородская область,
Белгородский район, пгт Северный, тер.промышленный парк Фабрика, зд.1, к.16



Дата изготовления: _____ Годен до: _____ г.

Нестерильно. Однократного применения. Тип I по ГОСТ Р 58396-2019

Серия _____

Указания по использованию:

- Приложите маску к лицу носовым фиксатором вверх, натяните и закрепите резиновые петли за ушными раковинами
- Согните носовой фиксатор по контуру носа
- Удерживая маску рукой, натяните нижнюю часть маски на подбородок
- Меняйте маску по мере повреждения, промокания, но не реже чем через 3-4 часа

После использования изделия утилизировать по СанПиН 2.1.3684-21.

Хранить в складских помещениях при температуре от минус 40°С до плюс 40°С, с относительной влажностью воздуха 50-70%. Избегать прямого попадания солнечных лучей и атмосферных воздействий.

РУ № _____

По истечении срока хранения утилизировать как отходы класса А по СанПиН 2.1.3684-21.

При контакте изделий с биологическими жидкостями утилизировать как отходы класса Б по СанПиН 2.1.3684-21



Маска медицинская, одноразовая, трехслойная, из нетканого материала по ТУ 32.50.50-001-16118821-2020, размер 170х95 мм, цвет голубой – 50 шт./уп.



Изготовитель: АО «РУС-Индустрия».
Юр. адрес. 308010, РОССИЯ, РФ, Белгородская область,
Белгородский район, пгт Северный, тер.промышленный парк Фабрика, зд.1, к.16



Дата изготовления: _____ Годен до: _____ г.

Нестерильно. Однократного применения. Тип I по ГОСТ Р 58396-2019

Серия _____

Указания по использованию:

- Приложите маску к лицу носовым фиксатором вверх, натяните и закрепите резиновые петли за ушными раковинами
- Согните носовой фиксатор по контуру носа
- Удерживая маску рукой, натяните нижнюю часть маски на подбородок
- Меняйте маску по мере повреждения, промокания, но не реже чем через 3-4 часа

После использования изделия утилизировать по СанПиН 2.1.3684-21.

Хранить в складских помещениях при температуре от минус 40°С до плюс 40°С, с относительной влажностью воздуха 50-70%. Избегать прямого попадания солнечных лучей и атмосферных воздействий.

РУ № _____

По истечении срока хранения утилизировать как отходы класса А по СанПиН 2.1.3684-21.

При контакте изделий с биологическими жидкостями утилизировать как отходы класса Б по СанПиН 2.1.3684-21



Маркировка транспортной упаковки

Упаковочный лист

Наименование изготовителя: АО «РУС-Индустрия»

Наименование изделия: Маска медицинская, одноразовая, трехслойная, из нетканного материала по ТУ32.50.50-001-16118821-2020, размер 170х95мм, цвет голубой-50 шт/уп.

Количество изделий в коробке: 2500 штук.

Упаковал _____ **Должность** _____ **Подпись** _____ **ФИО** _____

Упаковку проверил _____
Должность Подпись ФИО

Дата упаковки: _____

Грузополучатель _____

Пункт назначения _____

Грузоотправитель:
АО «Рус-индустрия»

Наименование пункта отправления:
308010, Россия, РФ, Белгородская
область, Белгородский район, ПГТ
Северный, тер. Промышленный парк -
Фабрика, зд. 1, к16.

Масса Брутто_____**Масса Нетто**_____

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

3 (три)

____ листов (а)

Генеральный директор

АО «РУС-Индустрия»

Лебедева Л.В.



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор АО «РУС-Индустрия».



Лебедева Л.В

«01» сентября 2023 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

**Маска медицинская, одноразовая, трехслойная, из нетканого материала
в вариантах исполнения
по ТУ 32.50.50-001-16118821-2020**

г. Белгород

2023



Общий вид изделия



Маска медицинская, одноразовая, трехслойная, из нетканого материала по ТУ 32.50.50-001-16118821-2020, размер 170х95 мм, цвет голубой – 10 шт./уп.
Изготовитель: АО «РУС-Индустрия»
Юр. адрес. 308010, РОССИЯ, РФ, Белгородская область, Белгородский район, пгт Северный, тер.промышленный парк Фабрика, зд.1, к.16

Дата изготовления: 16.11.2022г. Годен до: 16.11.2027г.
Стерильно. Однократного применения. Тип I по ГОСТ Р 58396-2019
Серия 16/11/2022

Указания по использованию:

- Приложите маску к лицу носовым фиксатором вверх, натяните и закрепите резиновые петли за ушными раковинами
- Согните носовой фиксатор по контуру носа
- Удерживая маску рукой, натяните нижнюю часть маски на подбородок
- Меняйте маску по мере повреждения, промокания, но не реже чем через 3-4 часа


После использования изделия утилизировать по СанПиН 2.1.7-2790-10.

Хранить в складских помещениях при температуре от минус 40°С до плюс 40°С, с относительной влажностью воздуха 50-70%. Избегать прямого попадания солнечных лучей и атмосферных воздействий.

РУ №
По истечении срока хранения, утилизировать как отходы класса А по СанПиН 2.1.7-2790-10.
При контакте изделий с биологическими жидкостями утилизировать как отходы класса Б по СанПиН 2.1.3684-21

Маска медицинская, одноразовая, трехслойная, из нетканого материала по ТУ 32.50.50-001-16118821-2020, размер 170х95 мм, цвет голубой – 10 шт./уп.

Общий вид изделия в упаковке



Маска медицинская, одноразовая, трехслойная, из нетканого материала по ТУ 32.50.50-001-16118821-2020, размер 170х95 мм, цвет голубой – 50 шт./уп.

Общий вид изделия в упаковке



	Грузополучатель _____
	Пункт назначения _____
	Грузоотправитель: АО "Рус-индустрия"
	Наименование пункта отправления: 308010, Россия, РФ, Белгородская область, Белгородский район, ПГТ Северный, тер. Промышленный парк — Фабрика, зд.1, к16.
	Масса Брутто _____ Масса Нетто _____

Упаковочный лист		
Наименование изготовителя: АО «РУС-Индустрия».		
Наименование изделия: Маска медицинская, одноразовая, трехслойная, из нетканого материала по ТУ 32.50.50-001-16118821-2020, размер 170x95 мм, цвет голубой-50 шт./уп.		
Количество изделий в коробке: 2500 штук.		
Упаковал _____	_____	_____
должность	подпись	ФИО
Упаковку проверил _____	_____	_____
должность	подпись	ФИО
Дата упаковывания: _____		

Транспортная упаковка и маркировка транспортной упаковки

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

5 (пять) листов (а)

Генеральный директор
АО «РУС-Индустрия» Лебедева Л.В.

