

«УТВЕРЖДАЮ»

Специалист по регуляторным  
вопросам

ООО «Рекитт Бенкизер Хэлскэр»

Разуваева Е.М.

«15» февраля 2024 г.



**Фотографические изображения общего вида медицинского изделия,  
с актуальными макетами упаковки и маркировки**

**Презервативы из натурального латекса  
Contex® Classic**

(ПУ № РЗН 2022/18814 от 28.12.2023)

**Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Ltd., Соединенное Королевство**

2024

## 1. В свёрнутом виде



## 2. В развёрнутом виде




### 3. В первичной упаковке

#### 3.1. передняя сторона



3.2. задняя сторона



#### 4. Во вторичной/потребительской упаковке

##### 4.1. Презервативы из натурального латекса Contex® Classic по 3 шт./уп.

Макет в развёрнутом виде





## 4.2. Презервативы из натурального латекса Contex® Classic по 6 шт./уп.

Макет в развёрнутом виде






Макет в развёрнутом виде





### Макет в развернутом виде





### Макет в развёрнутом виде





### Макет в развёрнутом виде






#### 4.5.2. Презервативы из натурального латекса Contex® Classic по 30 шт./уп.

### Макет в развёрнутом виде





## **5. Маркировка на внутренней стороне вторичной/потребительской упаковки**

### **(обязательная информация)**

Перед использованием внимательно прочитайте инструкцию, особенно если презервативы используются для орального или анального секса.

Надевать презерватив до того, как пенис коснется тела партнера. Это может помочь в предотвращении наступления беременности и возможности передачи заболеваний, передающихся половым путем.

**ВНИМАНИЕ:** Проверить срок годности презерватива перед использованием. Если индивидуальная упаковка повреждена, выбросить презерватив и использовать новый из неповрежденной упаковки.

### **НАЗНАЧЕНИЕ**

Презервативы применяются в качестве барьерного средства контрацепции для предотвращения нежелательной беременности и для защиты от ВИЧ и других заболеваний, передающихся половым путем.

### **СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ**

1. Надорвать упаковку со стороны зубчатой кромки и аккуратно обращаться с презервативом, т.к. его можно повредить ногтями и острыми предметами.

2. Проверить, чтобы презерватив был свернут наружу. Сдавлив накопитель, надеть презерватив на головку эрегированного пениса.

3. Развернуть презерватив по направлению к основанию пениса. Если презерватив не разворачивается, значит он свернут в обратную сторону. Выбросить данный презерватив и использовать новый. Остановиться и проверить при ощущении соскальзывания презерватива или его чрезмерного сжатия пениса, поскольку это может привести к нарушению целостности презерватива.

Сразу после эякуляции извлечь пенис, плотно придерживая презерватив у его основания, и аккуратно снять презерватив.

4. Выбросить в мусорное ведро. Не спускать презерватив в унитаз.

Использовать только такую смазку, которая рекомендована для использования с презервативами.

Для анального секса или при необходимости использовать дополнительную смазку на внешней стороне презерватива. Перед использованием такой смазки необходимо ознакомиться с указаниями по применению на упаковке смазки.

Презервативы могут представлять опасность удушья. Хранить в недоступном для детей месте.

Если презерватив используется сначала для орального секса, для других последующих видов секса следует использовать новый презерватив.

Презервативы предназначены только для однократного использования. Повторное использование может привести к нарушению целостности презерватива или увеличить риск передачи заболеваний, передающихся половым путем.

## ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Повышенная чувствительность или аллергия к любому из компонентов, входящих в состав презерватива.

## ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ

Презервативы изготовлены из натурального латекса, который может вызвать аллергическую реакцию, включая анафилактический шок, если у потребителя аллергия на латекс.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ


Использовать смазку, которая рекомендована для использования с презервативами. Смазки нефтяного происхождения и на масляной основе (например, вазелин, детское масло), некоторые пессарии, а также некоторые лекарственные средства местного применения, которые наносятся на пенис или вводятся во влагалище, могут повредить презерватив.

Прекратить использование презерватива, если чувствуется дискомфорт или раздражение во время использования презерватива.

Проконсультироваться со специалистом:

- о совместимости презервативов с другими контрацептивами;
- при использовании лекарственного средства местного применения, которое наносится на пенис или вводится во влагалище;
- если раздражение/ дискомфорт сохраняются после использования презерватива;
- если вы не уверены, есть ли у вас аллергия на латекс;
- если презерватив протекает или порвался во время его использования (сделать это как можно скорее в течение 72 часов).

Ни один из методов контрацепции не может гарантировать 100% защиты от нежелательной беременности, ВИЧ или других заболеваний, передающихся половым путем.



*Дата последней редакции инструкции: 11/2022 г.*

Всего прошито и скреплено  
печатью 21 лист

Специалист по регуляторным вопросам  
Разуваева Е.М.

