



МЕРС

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «МЕРС»




В.В. Волченко

«19» октября 2023 г.

АЛЬБОМ ФОТОГРАФИЧЕСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ

«УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ОРГАНОВ И ТКАНЕЙ «МЕРС»,
СТЕРИЛЬНОЕ, ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
ПО ТУ 32.50.13-002-56695793-2022»



**Устройство для извлечения органов и тканей
«МЕРС», стерильное, однократного
применения
по ТУ 32.50.13-002-56695793-2022**

Грузополучатель: _____
Пункт назначения: _____

Пункт перегрузки: _____

БРУТТО – _____ КГ



ООО «МЕРС»
420127, Россия,
Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Дементьева,
д. 1, помещ. 1

_____ × _____ × _____ СМ

НЕТТО – _____ КГ

Фото 1. Пример маркировки транспортной упаковки медицинского изделия




Фото 2. Пример потребительской индивидуальной упаковки и маркировки.

Устройство для извлечения органов и тканей «МЕРС», стерильное, однократного применения по ТУ 32.50.13-002-56695793-2022, в составе:
1. Мешок, вариант исполнения 5, с тупыми углами: - с манипуляционными петлями, 2 шт.; 2. Система затягивания, вариант исполнения 5




Фото 3. Пример потребительской упаковки и маркировки.

Устройство для извлечения органов и тканей «МЕРС», стерильное, однократного применения по ТУ 32.50.13-002-56695793-2022, в составе:

1. Мешок, вариант исполнения 1, с скругленными углами: с отверстием, 1 шт.; 2. Система затягивания, вариант исполнения 6;

3. Система доставки, вариант исполнения 6; 4. Система разворачивания, вариант исполнения 3.




Фото 4. Пример потребительской групповой упаковки и маркировки.

Устройство для извлечения органов и тканей «МЕРС», стерильное, однократного применения по ТУ 32.50.13-002-56695793-2022, в составе:
 1. Мешок, вариант исполнения 2, с скругленными углами; 2. Система затягивания, вариант исполнения 1.



Фото 5. Мешок, вариант исполнения 1, с острыми углами.




Фото 6. Мешок, вариант исполнения 1, с тупыми углами.



Фото 7. Мешок, вариант исполнения 1, с скругленными углами.



Фото 8. Мешок, вариант исполнения 2, с острыми углами.




Фото 9. Мешок, вариант исполнения 2, с тупыми углами.



Фото 10. Мешок, вариант исполнения 2, с скругленными углами.



Фото 11. Мешок, вариант исполнения 3, с острыми углами.



Фото 12. Мешок, вариант исполнения 3, с тупыми углами.



Фото 13. Мешок, вариант исполнения 3, с скругленными углами.




Фото 14. Мешок, вариант исполнения 4, с острыми углами.



Фото 15. Мешок, вариант исполнения 4, с тупыми углами.




Фото 16. Мешок, вариант исполнения 4, с скругленными углами.



Фото 17. Мешок, вариант исполнения 5, с острыми углами.




Фото 18. Мешок, вариант исполнения 5, с тупыми углами.




Фото 19. Мешок, вариант исполнения 5, с скругленными углами.




Фото 20. Система затягивания, вариант исполнения 1 (при необходимости).



Фото 21. Система затягивания, вариант исполнения 2 (при необходимости).




Фото 22. Система затягивания, вариант исполнения 3 (при необходимости).




Фото 23. Система затягивания, вариант исполнения 4 (при необходимости).




Фото 24. Система затягивания, вариант исполнения 5 (при необходимости).




Фото 25. Система затягивания, вариант исполнения 6 (при необходимости).




Фото 26. Система разворачивания, вариант исполнения 1 (при необходимости).




Фото 27. Система разворачивания, вариант исполнения 2 (при необходимости).




Фото 28. Система разворачивания, вариант исполнения 3 (при необходимости).




Фото 29. Система доставки, вариант исполнения 1 (при необходимости).



Фото 30. Система доставки, вариант исполнения 2 (при необходимости).




Фото 31. Система доставки, вариант исполнения 3 (при необходимости).




Фото 32. Система доставки, вариант исполнения 4 (при необходимости).




Фото 33. Система доставки, вариант исполнения 5 (при необходимости).




Фото 34. Система доставки, вариант исполнения 6 (при необходимости).




Фото 35. Система доставки, вариант исполнения 7 (при необходимости).




Фото 36. Система доставки, вариант исполнения 8 (при необходимости).




Фото 37. Комплектация мешка: хвост (при необходимости).




Фото 38. Комплектация мешка: хвост (при необходимости).




Фото 39. Комплектация мешка: хвост (при необходимости).




Фото 40. Комплектация мешка: отверстие (при необходимости)




Фото 41. Комплектация мешка: отверстие (при необходимости)




Фото 42. Комплектация мешка: манипуляционные петли (при необходимости)




Фото 43. Пример комплектности.

Устройство для извлечения органов и тканей «МЕРС», стерильное, однократного применения по ТУ 32.50.13-002-56695793-2022, в составе:

1. Мешок, вариант исполнения 2, с острыми углами;
2. Система затягивания, вариант исполнения 3;
3. Система доставки, вариант исполнения 7.




Фото 44. Пример комплектности.

Устройство для извлечения органов и тканей «МЕРС», стерильное, однократного применения по ТУ 32.50.13-002-56695793-2022, в составе:

1. Мешок, вариант исполнения 1, с скругленными углами: с отверстием, 1 шт.;
2. Система затягивания, вариант исполнения 6;
3. Система доставки, вариант исполнения 6;
4. Система разворачивания, вариант исполнения 3.




Фото 45. Пример комплектности.

Устройство для извлечения органов и тканей «МЕРС», стерильное, однократного применения по ТУ 32.50.13-002-56695793-2022, в составе:

1. Мешок, вариант исполнения 3, с острыми углами: с хвостом, 2 шт.; - с манипуляционными петлями, 5 шт.;
2. Система затягивания, вариант исполнения 5




Фото 46. Пример комплектности.

Устройство для извлечения органов и тканей «МЕРС», стерильное, однократного применения по ТУ 32.50.13-002-56695793-2022, в составе:

1. Мешок, вариант исполнения 1, с тупыми углами; 2. Система затягивания, вариант исполнения 2;
3. Система доставки, вариант исполнения 4; 4. Система разворачивания, вариант исполнения 1.




Фото 47. Пример комплектности.

Устройство для извлечения органов и тканей «МЕРС», стерильное, однократного применения по ТУ 32.50.13-002-56695793-2022, в составе:

1. Мешок, вариант исполнения 2, с скругленными углами; 2. Система затягивания, вариант исполнения 6;
3. Система доставки, вариант исполнения 3; 4. Система разворачивания, вариант исполнения 3.




Фото 48. Пример комплектности.

Устройство для извлечения органов и тканей «МЕРС», стерильное, однократного применения по ТУ 32.50.13-002-56695793-2022, в составе:

1. Мешок, вариант исполнения 4, с острыми углами; 2. Система затягивания, вариант исполнения 5;
3. Система доставки, вариант исполнения 5.




Фото 49. Пример комплектности.

Устройство для извлечения органов и тканей «МЕРС», стерильное, одноразового применения по ТУ 32.50.13-002-56695793-2022, в составе:

- 1. Мешок, вариант исполнения 3, с острыми углами; 2. Система затягивания, вариант исполнения 2;**
- 3. Система доставки, вариант исполнения 4; 4. Система разворачивания, вариант исполнения 1.**



Фото 50. Пример комплектности.

Устройство для извлечения органов и тканей «МЕРС», стерильное, однократного применения по ТУ 32.50.13-002-56695793-2022, в составе:
1. Мешок, вариант исполнения 2, с скругленными углами; 2. Система затягивания, вариант исполнения 1.




Фото 51. Пример комплектности.

Устройство для извлечения органов и тканей «МЕРС», стерильное, однократного применения по ТУ 32.50.13-002-56695793-2022, в составе:

1. Мешок, вариант исполнения 2, с тупыми углами; с манипуляционными петлями, 2 шт.; 2. Система затягивания, вариант исполнения 5.




Фото 52. Пример комплектности.

Устройство для извлечения органов и тканей «МЕРС», стерильное, однократного применения по ТУ 32.50.13-002-56695793-2022, в составе:
1. Мешок, вариант исполнения 1, с тупыми углами; с хвостом, 1 шт.; 2. Система доставки, вариант исполнения 7.

ВСЕГО ПРОШНУРОВАНО И СКРЕПЛЕНО
ПЕЧАТЬЮ 53 ЛИСТА(ОВ)
ДИРЕКТОР
ООО «МЕРС»
ВОЛЧЕНКО В. В.

