



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 17 октября 2023 года № РЗН 2023/21365

На медицинское изделие

Артроскоп 4КО жесткий многоразовый

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

"Смит энд Нефью Инк., Эндоскопи Дивижн", США,

**Smith & Nephew, Inc. Endoscopy Division, 150 Minuteman Road, Andover,
Massachusetts, 01810-1031, USA**

Производитель

"Смит энд Нефью Инк., Эндоскопи Дивижн", США,

**Smith & Nephew, Inc. Endoscopy Division, 150 Minuteman Road, Andover,
Massachusetts, 01810-1031, USA**

Место производства медицинского изделия

Henke-Sass Wolf GmbH, Keltensstraße 1, 78532 Tuttlingen, Germany

Номер регистрационного досье № РД-57039/57147 от 20.07.2023

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2а

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности 26.60.12.126

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

приказом Росздравнадзора от 17 октября 2023 года № 7182
допущено к обращению на территории Российской Федерации

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0068020

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 17 октября 2023 года № РЗН 2023/21365

Лист 1

На медицинское изделие

Артроскоп 4КО жесткий многоразовый, в вариантах исполнения:

1. Артроскоп, угол наблюдения 30°, диаметр 4.0 мм, длина 160 мм, тип крепления камеры - C-Mount, в составе:

- Артроскоп, угол наблюдения 30°, диаметр 4.0 мм, длина 160 мм, тип крепления камеры - C-Mount - 1 шт.;

- Порошок оксида алюминия во флаконе, 4 мл (при необходимости) - 1 шт.;

- Инструкция по применению - 1 шт.

2. Артроскоп, угол наблюдения 70°, диаметр 4.0 мм, длина 160 мм, тип крепления камеры - C-Mount, (RND TIP), в составе:

- Артроскоп, угол наблюдения 70°, диаметр 4.0 мм, длина 160 мм, тип крепления камеры - C-Mount, (RND TIP) - 1 шт.;

- Порошок оксида алюминия во флаконе, 4 мл (при необходимости) - 1 шт.;

- Инструкция по применению - 1 шт.

3. Артроскоп, угол наблюдения 0°, диаметр 4.0 мм, длина 160 мм, тип крепления камеры - окулярная чашка, в составе:

- Артроскоп, угол наблюдения 0°, диаметр 4.0 мм, длина 160 мм, тип крепления камеры - окулярная чашка - 1 шт.;

- Порошок оксида алюминия во флаконе, 4 мл (при необходимости) - 1 шт.;

- Инструкция по применению - 1 шт.

4. Артроскоп, угол наблюдения 30°, диаметр 4.0 мм, длина 160 мм, тип крепления камеры - окулярная чашка, в составе:

- Артроскоп, угол наблюдения 30°, диаметр 4.0 мм, длина 160 мм, тип крепления камеры - окулярная чашка - 1 шт.;

- Порошок оксида алюминия во флаконе, 4 мл (при необходимости) - 1 шт.;

- Инструкция по применению - 1 шт.

5. Артроскоп, угол наблюдения 70°, диаметр 4.0 мм, длина 160 мм тип крепления камеры - окулярная чашка, (RND TIP), в составе:

- Артроскоп, угол наблюдения 70°, диаметр 4.0 мм, длина 160 мм тип крепления камеры - окулярная чашка, (RND TIP) - 1 шт.;

- Порошок оксида алюминия во флаконе, 4 мл (при необходимости) - 1 шт.;

- Инструкция по применению - 1 шт.

6. Артроскоп, угол наблюдения 45°, диаметр 4.0 мм, длина 160 мм, тип крепления камеры - окулярная чашка, в составе:

- Артроскоп, угол наблюдения 45°, диаметр 4.0 мм, длина 160 мм, тип крепления камеры - окулярная чашка - 1 шт.;

- Порошок оксида алюминия во флаконе, 4 мл (при необходимости) - 1 шт.;

- Инструкция по применению - 1 шт.



Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0130200