




## **ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ**

### **НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

**Набор реагентов для количественного определения холестерина ЛПНП методом спектрофотометрического анализа в сыворотке и плазме крови на анализаторах и модулях биохимических Roche/Hitachi cobas c и COBAS INTEGRA (LDLC3), в вариантах исполнения**

**производства Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer Strasse 116, 68305 Mannheim, Germany**

Вариант 1. Набор реагентов LDLC3/LDL Cholesterol Gen.3 cobas с 111, 2x50 тестов (общий вид)




Вариант 1. Набор реагентов LDLC3/LDL Cholesterol Gen.3 cobas c 111, 2x50 тестов

# LDLC3

**cobas c 111**

H317, H319, H411, P261,  
P273, P280, P333+P313,  
P337+P313, P391



**REF** 07005806190


LDL Cholesterol Gen.3

COBAS and COBAS C are  
trademarks of Roche.

**CONTENT**

**R1 REAGENT** 2 x 9.6 mL

**SR REAGENT** 2 x 4.6 mL



 2 x 50

 Roche Diagnostics GmbH  
Sandhofer Str. 116  
D-68305 Mannheim

07020287001 (1)  
Distribution in USA by:  
Roche Diagnostics,  
Indianapolis, IN  
Made in Germany

**IVD** **CE** 0123  2-8 °C

02

 [dialog.roche.com](http://dialog.roche.com)



**cobas**<sup>®</sup>

Вариант 1. Набор реагентов LDLC3/LDL Cholesterol Gen.3 cobas c 111, 2x50 тестов

**LDLC3**

**REF** (240)07005806190

**GTIN** (01)04015630934607

**LOT**  
(10)70478501

**UDI**



2024-07-31

2022-12-15

04

**Roche**

Вариант 1. Набор реагентов LDLC3/LDL Cholesterol Gen.3 cobas c 111, 2x50 тестов

Набор реагентов для количественного определения холестерина ЛПНП методом спектрофотометрического анализа в сыворотке и плазме крови на анализаторах и модулях биохимических Roche/Hitachi cobas c и COBAS INTEGRA (LDLC3), в вариантах исполнения:

Вариант 1. Набор реагентов LDLC3 / LDL Cholesterol Gen.3 cobas c 111, 2x50 тестов, в составе:

1. Реагент R1, флакон объем 9,6 мл, 2 шт.

2. Реагент SR, флакон объем 4,6 мл, 2 шт.

3. Инструкция по применению

Регистрационное удостоверение № РЗН 2018/7312 от 27.06.2022

Срок годности см. на упаковке

Температура хранения см. на упаковке

Номер лота см. на упаковке

Производитель: «Roche Diagnostics GmbH» ("Рош Диагностика ГмбХ"), Sandhofer Strasse 116, 68305 Mannheim, Germany, Германия

Изделие предназначено только для диагностики in vitro

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ: Общество с ограниченной ответственностью «Рош Диагностика Рус» (ООО «Рош Диагностика Рус»), 107031, Москва, Трубная площадь, д.2 Тел. +7 495 229-69-99, факс: +7 495 229-62-64. E-mail: moscow.reception\_dia@roche.com

Кат. номер 07005806190

For USA:

**CONTENT**


07005806 190

**R1** Bis-tris buffer: 20.1 mmol/L, pH 7.0; 4-aminoantipyrine 0.98 mmol/L; ascorbate oxidase (AOD, Acremonium spec.)  $\geq 66.7 \mu\text{kat/L}$ ; peroxidase (recombinant from Basidiomycetes)  $\geq 166.7 \mu\text{kat/L}$ ; BSA 4.0 g/L

**SR** MOPS buffer 20.1 mmol/L, pH 7.0; EMSE 2.16 mmol/L; cholesterol esterase (Pseudomonas spec.)  $\geq 33.3 \mu\text{kat/L}$ ; cholesterol oxidase (recombinant from E.coli)  $\geq 31.7 \mu\text{kat/L}$ ; peroxidase (recombinant from Basidiomycetes)  $\geq 333.3 \mu\text{kat/L}$ ; BSA 4.0 g/L; detergents

Rx only

001



**Набор реагентов для количественного определения холестерина ЛПНП методом спектрофотометрического анализа в сыворотке и плазме крови на анализаторах и модулях биохимических Roche/Hitachi cobas с и COBAS INTEGRA (LDLC3), в вариантах исполнения:**  
**Вариант 1. Набор реагентов LDLC3 / LDL Cholesterol Gen.3 cobas с 111, 2x50 тестов, в составе:**

1. Реагент R1, флакон объем 9,6 мл, 2 шт.
2. Реагент SR, флакон объем 4,6 мл, 2 шт.
3. Инструкция по применению

**Регистрационное удостоверение № РЗН 2018/7312 от 27.06.2022**

Срок годности см. на упаковке

Температура хранения см. на упаковке

Номер лота см. на упаковке

**Производитель: «Roche Diagnostics GmbH» ("Рош Диагностика ГмбХ"), Sandhofer Strasse 116, 68305 Mannheim, Germany, Германия**

**Изделие предназначено только для диагностики in vitro**

**Уполномоченный представитель производителя на территории РФ: Общество с ограниченной ответственностью «Рош Диагностика Рус» (ООО «Рош Диагностика Рус»), 107031, Москва, Трубная площадь, д.2 Тел. +7 495 229-69-99, факс +7 495 229-62-64. E-mail: moscow.reception\_dia@roche.com**

Кат. номер 07005806190



Вариант 1. Набор реагентов LDLC3/LDL Cholesterol Gen.3 cobas с 111, 2x50 тестов, в составе:

1. Реагент R1, флакон объем 9,6 мл, - 2 шт.

Вариант 1. Набор реагентов LDLC3/LDL Cholesterol Gen.3 cobas с 111, 2x50 тестов, в составе:  
1. Реагент R1, флакон объем 9,6 мл, - 2 шт







Вариант 1. Набор реагентов LDLC3/LDL Cholesterol Gen.3 cobas c 111, 2x50 тестов, в составе:  
2. Реагент SR, флакон объем 4,6 мл - 2 шт.

Вариант 1. Набор реагентов LDLC3/LDL Cholesterol Gen.3 cobas с 111, 2x50 тестов, в составе:


1. Реагент R1, флакон объем 9,6 мл, - 2 шт.

2. Реагент SR, флакон объем 4,6 мл - 2 шт.



Вариант 2. Кассета с реагентами LDLC3/LDL-Cholesterol Gen.3 COBAS INTEGRA / cobas c systems, 200 тестов





Вариант 2. Кассета с реагентами LDLC3/LDL-Cholesterol Gen.3 COBAS INTEGRA / cobas c systems, 200 тестов (Маркировка на русском языке)

**Набор реагентов для количественного определения холестерина ЛПНП методом спектрофотометрического анализа в сыворотке и плазме крови на анализаторах и модулях биохимических Roche/Hitachi cobas c и COBAS INTEGRA (LDLC3), в вариантах исполнения: Вариант 2. Кассета с реагентами LDLC3/ LDL-Cholesterol Gen.3 COBAS INTEGRA / cobas c systems, 200 тестов**

**Регистрационное удостоверение № РЗН 2018/7312 от 27.06.2022**

Срок годности см. на упаковке

Температура хранения см. на упаковке

Номер лота см. на упаковке


**Производитель: «Roche Diagnostics GmbH» ("Рош Диагностикас ГмбХ"), Sandhofer Strasse 116, 68305 Mannheim, Germany, Германия**


**Изделие предназначено только для диагностики in vitro**


**Уполномоченный представитель производителя на территории РФ: Общество с ограниченной ответственностью «Рош Диагностика Рус» (ООО «Рош Диагностика Рус»), 107031, Москва, Трубная площадь, д.2 Тел: +7 495 229-69-99, факс: +7 495 229-62-64. E-mail: moscow.reception\_dia@roche.com**

Кат. номер 07005717190


Вариант 2. Кассета с реагентами LDLC3/LDL-Cholesterol Gen.3 COBAS INTEGRA / cobas c systems,  
200 тестов







Вариант 3. Кассета с реагентами LDLC3/LDL-Cholesterol Gen.3 cobas c systems, 500 тестов



Вариант 3. Кассета с реагентами LDLC3/LDL-Cholesterol Gen.3 cobas c systems, 500 тестов (Маркировка на русском языке)

**Набор реагентов для количественного определения холестерина ЛПНП методом спектрофотометрического анализа в сыворотке и плазме крови на анализаторах и модулях биохимических Roche/Hitachi cobas c и COBAS INTEGRA (LDLC3), в вариантах исполнения: Вариант 3. Кассета с реагентами LDLC3/ LDL-Cholesterol Gen.3 cobas c systems, 500 тестов**

**Регистрационное удостоверение № РЗН 2018/7312 от 27.06.2022**

Срок годности см. на упаковке

Температура хранения см. на упаковке

Номер лота см. на упаковке

**Производитель: «Roche Diagnostics GmbH» ("Рош Diagnostикс ГмбХ"), Sandhofer Strasse 116, 68305 Mannheim, Germany, Германия**

**Изделие предназначено только для диагностики in vitro**


**Уполномоченный представитель производителя на территории РФ: Общество с ограниченной ответственностью «Рош Diagnostика Рус» (ООО «Рош Diagnostика Рус»), 107031, Москва, Трубная площадь, д.2 Тел: +7 495 229-69-99, факс: +7 495 229-62-64. E-mail: moscow.reception\_dia@roche.com**

Кат. номер 07005768190

Вариант 4. Кассета с реагентами LDLC3/LDL-Cholesterol Gen.3 cobas c systems, 600 тестов



Вариант 4. Кассета с реагентами LDLC3/LDL-Cholesterol Gen.3 cobas c systems, 600 тестов



Вариант 4. Кассета с реагентами LDLC3/LDL-Cholesterol Gen.3 cobas c systems, 600 тестов  
(Маркировка на русском языке)

Набор реагентов для количественного определения холестерина ЛПНП методом спектрофотометрического анализа в сыворотке и плазме крови на анализаторах и модулях биохимических Roche/Hitachi cobas c и COBAS INTEGRA (LDLC3), в вариантах исполнения:

Вариант 4. Кассета с реагентами LDLC3/ LDL-Cholesterol Gen.3 cobas c systems, 600 тестов

Регистрационное удостоверение № РЗН 2018/7312 от \_\_\_\_\_

Срок годности см. на упаковке

Температура хранения см. на упаковке

Номер лота см. на упаковке

Производитель: «Roche Diagnostics GmbH» ("Рош Diagnostикс ГмбХ"),  
Sandhofer Strasse 116, 68305 Mannheim, Germany, Германия

Изделие предназначено только для диагностики in vitro

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:

Общество с ограниченной ответственностью «Рош Diagnostика Рус»

(ООО «Рош Diagnostика Рус»), 107031, Москва, Трубная площадь, д.2.

Тел: +7 495 229-69-99, факс: +7 495 229-62-64. E-mail: moscow.reception\_dia@roche.com

Кат. номер 08057966190

Всего пронумеровано,  
прошнуровано и  
скреплено печатью  
*22* листа (ов)



*Воронина Л.А.*