

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор

ЗАО НПП «МедИнж»

А.С. Евдокимов

04 2023 г.



Фотографическое изображение медицинского изделия:

«Протез клапана сердца аортальный с системой транскатетерной доставки «МедЛаб-КТ» по ТУ 9444-019-27771122-2014»,
производства ЗАО НПП «МедИнж»

2023 год



Протез клапана сердца аортальный с системой транскатетерной доставки «МедЛаб-КТ» ТУ 9444-019-27771122-2014



Баллон диаметром 25 мм катетера
баллонного для дилатации




Протез клапана сердца аортальный с системой транскатетерной доставки «МедЛаб-КТ» ТУ 9444-019-27771122-2014

Компонент системы транскатетерной доставки – катетер баллонный для дилатации МЛЦК.942511.221



Протез клапана сердца аортальный с системой транскатетерной доставки «МедЛаб-КТ» ТУ 9444-019-27771122-2014
Компонент системы транскатетерной доставки – порт МЛЦК.942511.220



Протез клапана сердца аортальный с системой транскатетерной доставки «МедЛаб-КТ» ТУ 9444-019-27771122-2014

Компоненты системы транскатетерной доставки – порт МЛЦК.942511.220 и буж МЛЦК.942511.223





Протез клапана сердца аортальный с системой транскатетерной доставки «МедЛаб-КТ» ТУ 9444-019-27771122-2014

Компонент системы транскатетерной доставки – устройство доставляющее МЛЦК.942511.219



Протез клапана сердца аортальный «МедЛаб-КТ» ТУ 9444-019-27771122-2014

ПКС, модели: аортальный, лепестковый, механический (АЛМ)



Протез клапана сердца аортальный с системой транскатетерной доставки «МедЛаб-КТ» ТУ 9444-019-27771122-2014

Протез клапана сердца аортальный с системой транскатетерной доставки «МедЛаб-КТ» ТУ 9444-019-27771122-2014

Компоненты системы транскатетерной доставки в картонной коробке

ДИАМЕТР ПРОВОДНИКА	1,89 мм (0,075")
НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ	500 кПа (5 атм)
МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ	600 кПа (6 атм)

СЕРИЙНЫЙ №
УСТРОЙСТВА ДОСТАВЛЯЮЩЕГО 00422
2023-06 2024-06



Протез клапана сердца аортальный с системой транскатетерной доставки «МедЛаб-КТ» ТУ 9444-019-27771122-2014

Рег. № 16 РЗН 2016/0627
«МедЛаб-КТ» ЗАО НПП «Ведикс» 440064, Рязань, г. Рязань,
ул. Центральная, д. 1, стр. 2/13, (8125) 93-47-43,
факс: (8125) 38-09-61, E-mail: info@vediks.ru, www.vediks.ru

СИСТЕМА ТРАНСКАТЕТЕРНОЙ ДОСТАВКИ


Катетер баллонный для дилатации

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР БАЛЛОНА	23 мм
ЭФФЕКТИВНАЯ ДЛИНА БАЛЛОНА	35 мм
РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ МАРКЕРАМИ	16,5 мм
ДИАМЕТР ПРОВОДНИКА	0,89 мм (0,035")
НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ	500 кПа (5 атм)
МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ	600 кПа (6 атм)



СН/СЕРИЙНЫЙ НОМЕР 00612

2022-08 2023-08



Протез клапана сердца аортальный с системой транскатетерной доставки «МедЛаб-КТ» ТУ 9444-019-27771122-2014

Рег. № 16 РЗН 2016/0627
«МедЛаб-КТ» ЗАО НПП «Ведикс» 440064, Рязань, г. Рязань,
ул. Центральная, д. 1, стр. 2/13, (8125) 93-47-43,
факс: (8125) 38-09-61, E-mail: info@vediks.ru, www.vediks.ru

СИСТЕМА ТРАНСКАТЕТЕРНОЙ ДОСТАВКИ

Переходник



LOT/№ ПАРТИИ 00088

2023-06 2024-06



↑ Открыть здесь,
не используя,
при поврежденной пломбе
«МедЛаб-КТ»

СИСТЕМА ТРАНСКАТЕТЕРНОЙ ДОСТАВКИ
Устройство доставляющее

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР КАТЕТЕРА	23 мм
ЭФФЕКТИВНАЯ ДЛИНА КАТЕТЕРА	35 мм
РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ МАРКЕРАМИ	16,5 мм
ДИАМЕТР ПРОВОДНИКА	0,89 мм (0,035")
НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ	500 кПа (5 атм)
МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ	600 кПа (6 атм)

СЕРИЙНЫЙ №
УСТРОЙСТВА ДОСТАВЛЯЮЩЕГО 00422
2023-06 2024-06



Протез клапана сердца аортальный с системой транскатетерной доставки «МедЛаб-КТ» ТУ 9444-019-27771122-2014


СИСТЕМА ТРАНСКАТЕТЕРНОЙ ДОСТАВКИ
Катетер баллонный для дилатации

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР БАЛЛОНА	23 мм
ЭФФЕКТИВНАЯ ДЛИНА БАЛЛОНА	35 мм
РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ МАРКЕРАМИ	16,5 мм
ДИАМЕТР ПРОВОДНИКА	0,89 мм (0,035")
НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ	500 кПа (5 атм)
МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ	600 кПа (6 атм)



СН/СЕРИЙНЫЙ НОМЕР 00612

2022-08 2023-08



Протез клапана сердца аортальный с системой транскатетерной доставки «МедЛаб-КТ» ТУ 9444-019-27771122-2014

СИСТЕМА ТРАНСКАТЕТЕРНОЙ ДОСТАВКИ
Переходник



LOT/№ ПАРТИИ 00088
2023-06 2024-06



Протез клапана сердца аортальный с системой транскатетерной доставки «МедЛаб-КТ» ТУ 9444-019-27771122-2014

СИСТЕМА ТРАНСКАТЕТЕРНОЙ ДОСТАВКИ


Катетер баллонный для дилатации

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР БАЛЛОНА	23 мм
ЭФФЕКТИВНАЯ ДЛИНА БАЛЛОНА	25 мм
РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ МАРКЕРАМИ	16,5 мм
ДИАМЕТР ПРОВОДНИКА	0,89 мм (0,035")
НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ	500 кПа (5 атм)
МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ	600 кПа (6 атм)



SN/СЕРИЙНЫЙ НОМЕР 00612

2022-08 2023-08



Протез клапана сердца аортальный с системой транскатетерной доставки «МедЛаб-КТ» ТУ 9444-019-27771122-2014

Рег. уд. № РЗН 2016/3827 от
МедИнж ЗАО НПП «МедЛаб», 440004, Россия, г. Пенза, ул. Царствынина, д. 1, а/я 2913; Тел.: (8412) 93-47-63; Факс: (8412) 38-09-66; E-mail: medlab@yandex.ru; www.medlab.ru

СИСТЕМА ТРАНСКАТЕТЕРНОЙ ДОСТАВКИ


Катетер баллонный для дилатации

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР БАЛЛОНА	23 мм
ЭФФЕКТИВНАЯ ДЛИНА БАЛЛОНА	25 мм
РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ МАРКЕРАМИ	16,5 мм
ДИАМЕТР ПРОВОДНИКА	0,89 мм (0,035")
НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ	500 кПа (5 атм)
МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ	600 кПа (6 атм)



SN/СЕРИЙНЫЙ НОМЕР 00612

2022-08 2023-08




Протез клапана сердца аортальный с системой транскатетерной доставки «МедЛаб-КТ» ТУ 9444-019-27771122-2014

Рег. уд. № РЗН 2016/3827 от
МедИнж ЗАО НПП «МедЛаб», 440004, Россия, г. Пенза, ул. Царствынина, д. 1, а/я 2913; Тел.: (8412) 93-47-63; Факс: (8412) 38-09-66; E-mail: medlab@yandex.ru; www.medlab.ru

СИСТЕМА ТРАНСКАТЕТЕРНОЙ ДОСТАВКИ


Катетер баллонный для дилатации

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР БАЛЛОНА	23 мм
ЭФФЕКТИВНАЯ ДЛИНА БАЛЛОНА	35 мм
РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ МАРКЕРАМИ	16,5 мм
ДИАМЕТР ПРОВОДНИКА	0,89 мм (0,035")
НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ	500 кПа (5 атм)
МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ	600 кПа (6 атм)



SN/СЕРИЙНЫЙ НОМЕР 00612

2022-08 2023-08



Протез клапана сердца аортальный с системой транскатетерной доставки «МедЛаб-КТ»
ТУ 9444-019-27771122-2014

Рег. уд. № РЗН 2016/3827 от
МедИнж ЗАО НПП «МедИнж», 440004, Россия, г. Пенза,
ул. Центральная, д. 1, а/я 2913; Тел.: (8412) 93-47-63;
Факс: (8412) 38-09-68; E-mail: medinj@sura.ru; www.medeng.ru

↑ Открыть
здесь
Не использовать
при поврежденной пломбе
МедИнж

СИСТЕМА ТРАНСКАТЕТЕРНОЙ ДОСТАВКИ

Катетер баллонный для дилатации

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР БАЛЛОНА	23 мм
ЭФФЕКТИВНАЯ ДЛИНА БАЛЛОНА	35 мм
РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ МАРКЕРАМИ	16,5 мм
ДИАМЕТР ПРОВОДНИКА	0,89 мм (0,035")
НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ	500 атм (5 атм)
МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ	600 атм (6 атм)




SN/СЕРИЙНЫЙ НОМЕР 00612

2022-08 2023-08



Протез клапана сердца аортальный с системой транскатетерной доставки «МедЛаб-КТ» ТУ 9444-019-27771122-2014

Компонент системы транскатетерной доставки – катетер баллонный для дилатации МЛЦК.942511.221 в картонной коробке




Протез клапана сердца аортальный с системой транскатетерной доставки «МедЛаб-КТ» ТУ 9444-019-27771122-2014
Компоненты системы транскатетерной доставки – порт МЛЦК.942511.220 и буж МЛЦК.942511.223 в индивидуальной таре

Не использовать
при поврежденной пломбе



СИСТЕМА ТРАНСКАТЕТЕРНОЙ ДОСТАВКИ

Порт



LOT/№ ПАРТИИ 00514

Буж

ДИАМЕТР ПРОВОДНИКА 0,89 мм (0,035")



LOT/№ ПАРТИИ 00509

2023-06 2024-06



Протез клапана сердца аортальный с системой транскатетерной доставки «МедЛаб-КТ» ТУ 9444-019-27771122-2014

Рег. №. № РЗН 2016/3827

МедИнн ЗАО НПП «МедИнн», 440004, Рязань, г. Пенза,
ул. Центральная, д. 1, а/я 2115. Тел: (812) 93-47-63,
Факс: (812) 38-09-60; E-mail: medinn@yandex.ru, www.medinn.ru



Открыть
здесь
Не использовать
при поврежденной пломбе



СИСТЕМА ТРАНСКАТЕТЕРНОЙ ДОСТАВКИ

Порт



LOT/№ ПАРТИИ 00514


Буж

ДИАМЕТР ПРОВОДНИКА 0,89 мм (0,035")



LOT/№ ПАРТИИ 00509

2023-06 2024-06



Протез клапана сердца аортальный с системой транскатетерной доставки «МедЛаб-КТ» ТУ 9444-019-27771122-2014

Рег. №. № РЗН 2016/3827

МедИнн ЗАО НПП «МедИнн», 440004, Рязань, г. Пенза,
ул. Центральная, д. 1, а/я 2115. Тел: (812) 93-47-63,
Факс: (812) 38-09-60; E-mail: medinn@yandex.ru, www.medinn.ru



Не использовать
при поврежденной пломбе

Протез клапана сердца аортальный с системой транскатетерной доставки «МедЛаб-КТ» ТУ 9444-019-27771122-2014

Использовать систему транскатетерной доставки – порт МЛЦК.942511.220 и буж МЛЦК.942511.223 в картонной коробке


ПРОТЕЗ КЛАПАНА СЕРДЦА АОРТАЛЬНЫЙ МедЛаб-КТ с СИСТЕМОЙ ТРАНСКАТЕТЕРНОЙ ДОСТАВКИ

МОДЕЛЬ ПКС АЛМ
РАЗМЕР ПКС 25 MM
СЕРИЙНЫЙ № 00381

Использовать до 2024-06

Изделие укомплектовано:

- устройство доставляющее с закрепленным ПКС и переходник, в упаковке 1 шт.
- катетер баллонный для дилатации, в упаковке 1 шт.
- порт и буж, в упаковке 1 шт.
- карта идентификации пациента 1 шт.
- наклейка с информацией об изделии 3 шт.
- инструкция по применению 1 шт.



Протез клапана сердца аортальный
с системой транскатетерной доставки «МедЛаб-КТ»
ТУ 9444-019-27771122-2014

Пер. уд. № РЗН 2016/3827 от

МедИнж ЗАО НПП «МедИнж», 440004, Россия, г. Пенза,
ул. Центральная, д. 1, а/я 2913; Тел.: (8412) 93-47-63;
Факс: (8412) 38-09-68; E-mail: meng@sura.ru; www.medeng.ru

ПРОТЕЗ КЛАПАНА СЕРДЦА АОРТАЛЬНЫЙ МедЛаб-КТ с СИСТЕМОЙ ТРАНСКАТЕТЕРНОЙ ДОСТАВКИ

МОДЕЛЬ ПКС АЛМ
РАЗМЕР ПКС 25 MM
СЕРИЙНЫЙ № 00381

Использовать до 2024-06

Изделие укомплектовано:

- устройство доставляющее с закрепленным ПКС и переходник, в упаковке 1 шт.
- катетер баллонный для дилатации, в упаковке 1 шт.
- порт и буж, в упаковке 1 шт.
- карта идентификации пациента 1 шт.
- наклейка с информацией об изделии 3 шт.
- инструкция по применению 1 шт.



Протез клапана сердца аортальный
с системой транскатетерной доставки «МедЛаб-КТ»
ТУ 9444-019-27771122-2014

Пер. уд. № РЗН 2016/3827 от

МедИнж ЗАО НПП «МедИнж», 440004, Россия, г. Пенза,
ул. Центральная, д. 1, а/я 2913; Тел.: (8412) 93-47-63;
Факс: (8412) 38-09-68; E-mail: meng@sura.ru; www.medeng.ru

Протез клапана сердца аортальный с системой транскатетерной доставки «МедЛаб-КТ» ТУ 9444-019-27771122-2014
ПКС модель аортальный лепестковый механический, закрепленный на устройстве доставляющем МЛЦК.942511.219 и компоненты системы транскатетерной доставки в картонной коробке

МедИнж
Не использовать
при поврежденной пломбе



ЗАО НП «МедИнж»,
440004, Россия, г. Пенза,
ул. Центральная, д. 1, а/я 2913;
Тел.: (8412) 93-47-63;
Факс: (8412) 38-09-68;
E-mail: meng@sura.ru; www.medeng.ru

ПРОТЕЗ КЛАПАНА СЕРДЦА АОРТАЛЬНЫЙ МедЛаб-КТ



Протез клапана сердца аортальный
с системой транскатетерной доставки
«МедЛаб-КТ»
ТУ 9444-019-27771122-2014

ЗАО НП «МедИнж», 440004, Россия, г. Пенза,
ул. Центральная, д. 1, а/я 2913;
Тел.: (8412) 93-47-63; Факс: (8412) 38-09-68;
E-mail: meng@sura.ru; www.medeng.ru

Рег. уд. № РЗН 2016/3627 от _____

МОДЕЛЬ АЛМ
СЕРИЙНЫЙ № ПКС 02431
РАЗМЕР ПКС 27
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДО 2024-06

АОРТАЛЬНЫЙ

АОРТАЛЬНЫЙ

МОДЕЛЬ АЛМ
СЕРИЙНЫЙ № ПКС 02431
РАЗМЕР ПКС 27
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДО 2024-06

АОРТАЛЬНЫЙ

ВНИМАНИЕ!

Не использовать при повреждении упаковки

Изделие укомплектовано:

- карта идентификации пациента - 1 шт.
- наклейка с данными ПКС - 1 шт.
- инструкция по применению - 1 шт.
- ручка-держатель МИ-0578-00-00 (рег. уд. № РЗН 2014/1590 от 17.04.2014 г.) - 1 шт.

Условия хранения



МОДЕЛЬ

СЕРИЙНЫЙ № ПКС

РАЗМЕР ПКС


АЛМ

02416

25

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДО 2024-06

АОРТАЛЬНЫЙ



Протез клапана сердца аортальный «МедЛаб-КТ» ТУ 9444-019-27771122-2014

ПКС модели: аортальный, лепестковый, механический (АЛМ), вариант маркировки картонной коробки

ЗАО НПФ «МедИнж», 440004, Россия, г. Пенза,
ул. Центральная, д. 1, а/я 2913;
Тел.: (8412) 93-47-63;
Факс: (8412) 38-09-68;
E-mail: meng@sura.ru; www.medeng.ru



ПРОТЕЗ КЛАПАНА СЕРДЦА АОРТАЛЬНЫЙ МедЛаб-КТ



ЗАО НПФ «МедИнж», 440004, Россия, г. Пенза,
ул. Центральная, д. 1, а/я 2913;
Тел.: (8412) 93-47-63; Факс: (8412) 38-09-68;
E-mail: meng@sura.ru; www.medeng.ru

Протез клапана сердца аортальный
с системой транскатетерной доставки
«МедЛаб-КТ»
ТУ 9444-019-27771122-2014

Per уд. № РЗН 2016/3827 от _____

Протез клапана сердца упакован в консервирующий раствор

ВНИМАНИЕ!

Не использовать при повреждении упаковки

Изделие укомплектовано:

- | | |
|--|---------|
| - карта идентификации пациента | - 1 шт. |
| - наклейка с данными ПКС | - 1 шт. |
| - инструкция по применению | - 1 шт. |
| - ручка-держатель МИ-0578-00-00
(рег. уд. № РЗН 2014/1590 от 17.04.2014 г.) | - 1 шт. |

МОДЕЛЬ АЛБ
СЕРИЙНЫЙ № ПКС 02416
РАЗМЕР ПКС 25
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДО 2024-06

АОРТАЛЬНЫЙ


МОДЕЛЬ АЛБ
СЕРИЙНЫЙ № ПКС 02416
РАЗМЕР ПКС 25
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДО 2024-06

АОРТАЛЬНЫЙ

АОРТАЛЬНЫЙ



Условия хранения



МОДЕЛЬ

СЕРИЙНЫЙ № ПКС

РАЗМЕР ПКС

АЛБ

02416

25

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДО 2024-06

АОРТАЛЬНЫЙ

Протез клапана сердца аортальный «МедЛаб-КТ» ТУ 9444-019-27771122-2014

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU аортальный, лепестковый, биологический (АЛБ), вариант маркировки картонной коробки

Карта идентификации пациента
с имплантированным изделием:
«Протез клапана сердца аортальный
с системой транскатетерной доставки
«МедЛаб-КТ»»
по ТУ 9444-019-27771122-2014

Модель АЛМ Размер 27 Серийный номер 02431

Клиника, её адрес: _____

Ф.И.О. хирурга: _____

№ истории болезни пациента (или иной идентификатор): _____ возраст: _____ пол: муж. ☐ жен. ☐

Ф.И.О пациента (если информация разрешена): _____

Диагноз основной: _____

сопутствующий: _____

Дата имплантации: _____

Первичная имплантация: да ☐ нет ☐

Операция: экстренная ☐ плановая ☐ Срок госпитализации: _____

Осложнения: _____

Состояние при выписке: _____

Ф.И.О. отправителя, телефон: _____

Изготовитель: ЗАО НПП «МедИнж», России, 440004, г. Пенза, а/я 2913, тел/факс (8412) 38-09-59

ПРОТЕЗ КЛАПАНА СЕРДЦА
АОРТАЛЬНЫЙ
МедЛаб-КТ

Открывать
здесь

А О Р Т А Л Ь Н Ы Й

Модель ПКС **АЛМ** Размер ПКС **27**

SN

02431

2023-06

2024-06

STERILE EO

Стерильный
модель 100%

Нет нагрева

Абсолютно
безопасно

Не использовать
спиртосодержащие
растворы

Запрет на
маслянистые
жидкости

Осторожно! Обращаться
по инструкции на
упаковке

+40°C
0%
-40°C

Хранить в сухости

ЗАО НПП «МедИнж», 440004, Россия, г. Пенза, ул. Центральная, д. 1, а/я 2913. Тел.: (8412) 93-47-63; Факс: (8412) 38-09-66; E-mail: meng@sura.ru; www.medeng.ru

Протез клапана сердца аортальный с системой транскатетерной доставки «МедЛаб-КТ» ТУ 9444-019-27771122-2014 Рег. уд. № РЗН 2010/3527 от _____

AORTIC

МОДЕЛЬ / РАЗМЕР / СЕРИЙНЫЙ № / ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДО /
MODEL / SIZE / SERIAL NUMBER / USE BEFORE

Ф.И.О. ПАЦИЕНТА / PATIENTS NAME

АЛМ 27 02431 2024-06

РУЧКА-ДЕРЖАТЕЛЬ

РУ № РЗН 2014/1590 от 17.04.2014

2023-06 2028-06

LOT 23-06-01-03

ЗАО НПП «МедИнж», 440004
Россия, г. Пенза, Центральная, д. 1

НЕТОКСИЧНО

STERILE EO

5°C - 40°C

хранить при

Карта идентификации пациента
с имплантированным изделием:
«Протез клапана сердца аортальный
с системой транскатетерной доставки
«МедЛаб-КТ»»
по ТУ 9444-019-27771122-2014

Модель АЛБ Размер 25 Серийный номер 02416

Клиника, её адрес: _____

Ф.И.О. хирурга: _____

№ истории болезни пациента (или иной идентификатор): _____ возраст: _____ пол: муж. ☐ жен. ☐

Ф.И.О пациента (если информация разрешена): _____

Диагноз основной: _____ сопутствующий: _____

Дата имплантации: _____

Первичная имплантация: да ☐ нет ☐

Операция: экстренная ☐ плановая ☐ Срок госпитализации: _____

Осложнения: _____

Состояние при выписке: _____

Ф.И.О. отправителя, телефон: _____

Изготовитель: ЗАО НПЦ «МедИнж», Россия, 440004, г. Пенза, а/я 2913, тел/факс (8412) 38-09-59

ПРОТЕЗ КЛАПАНА СЕРДЦА
АОРТАЛЬНЫЙ
МедИнж **МедЛаб-КТ**

А О Р Т А Л Ь Н Ы Й
Модель ПКС АЛБ **Размер ПКС 25**

SN 02416 **2023-06** **2024-06**

Протез клапана сердца упакован в консервирующий раствор

STERILE **НЕТОКСИЧНО** **АЛЕРГИЧНО** **НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОСЛЕ ПОСЛЕДНЕГО УПАКОВКИ** **Защитить от влаги** **Осторожно! Обращаться в соответствии с инструкцией по применению** **Хранить при 5°C - 25°C** **80%**

ЗАО НПЦ «МедИнж», 440004, Россия, г. Пенза,
ул. Центральная, д. 1, а/я 2913; Тел.: (8412) 93-47-63;
Факс: (8412) 38-09-88;
E-mail: meng@sura.ru; www.medeng.ru

Протез клапана сердца аортальный
с системой транскатетерной доставки
«МедЛаб-КТ»
ТУ 9444-019-27771122-2014
Рег. уд. № РЗН 2019/3827 от

AORTIC

МОДЕЛЬ / MODEL	РАЗМЕР / SIZE	СЕРИЙНЫЙ № / SERIAL NUMBER	ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДО / USE BEFORE
АЛБ	25	02416	2024-06

Ф.И.О. ПАЦИЕНТА /
PATIENTS NAME _____

РУЧКА-ДЕРЖАТЕЛЬ

РУ № РЗН 2014/1590 от 17.04.2014

2023-06 **LOT** 23-06-01-03

ЗАО НПЦ «МедИнж», 440004, Россия, г. Пенза, Центральная, д. 1

НЕТОКСИЧНО **STERILE** **EO** **80%** **5°C** **40°C** **хранить при**

Протез клапана сердца аортальный «МедЛаб-КТ» ТУ 9444-019-27771122-2014
ПКС, модели: аортальный, лепестковый, биологический (АЛБ)

Пронумеровано,
прошнуровано и
скреплено печатью

19 ЛИСТОВ