




Фото 1. Набор реагентов ПОЛИВИР HCV Количественный. Состав набора.



Фото 2. Набор реагентов ПОЛИВИР HCV Количественный. Потребительская упаковка.




Фото 3. Набор реагентов **ПОЛИВИР НСV Количественный**. Групповая упаковка.

Прошито, проверено,
скреплено печатью.
Количество листов
3 шт.
Директор Наумов А.Ю.



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО НПФ «Литех»

А.Ю. Наумов

« » 20 г.

ООО НПФ «Литех»

Набор реагентов для выявления и количественного определения
РНК вируса гепатита С методом полимеразной цепной
реакции с обратной транскрипцией
ПОЛИВИР HCV Количественный

ТУ 21.20.23-1803-17253567-2020

Маркировка набора реагентов

Внешняя сторона упаковки

Внутренняя сторона упаковки

Заклейка

01803Q-PB	ООО НПФ «Литех»
119435, г. Москва, ул. Малая Пироговская, д. 1, стр. 3	
Набор реагентов для выявления и количественного определения РНК вируса гепатита С методом полимеразной цепной реакции с обратной транскрипцией	
ПОЛИВИР HCV Количественный	
ТУ 21.20.23-1803-17253567-2020 РЗН	
Для профессионального применения	
Обратитесь к инструкции по применению на www.litech.ru	
Хранить при -18...-20°C	Серия 02/1803Q/20
Транспортировать при -18...-20°C	Годен до: 16.04.21
Только для in vitro диагностики	

ПОЛИВИР HCV Количественный	
Состав набора	
1. Реакционная смесь	1 пробирка x 1100 мкл
2. Разбавитель	1 пробирка x 1.8 мл
3. Смесь ферментов	1 пробирка x 550 мкл
4. ВКО	1 пробирка (лиофилизат)
5. Стандартный контрольный образец 1	1 пробирка (лиофилизат)
6. Стандартный контрольный образец 2	1 пробирка (лиофилизат)
7. Раствор для восстановления	1 пробирка x 1.8 мл
Серия 02/1803Q/20	
Годен до: 16.04.21	

Серия 02/1803Q/20
Дата изготовления: 16.04.20
Годен до: 16.04.21

Маркировка внутренней упаковки

01803Q-PB	ООО НПФ «Литех»
119435, г. Москва, ул. Малая Пироговская, д. 1, стр. 3	
Набор реагентов для выявления и количественного определения РНК вируса гепатита С методом полимеразной цепной реакции с обратной транскрипцией	
ПОЛИВИР HCV Количественный	
ТУ 21.20.23-1803-17253567-2020 РЗН	
Для профессионального применения	
Обратитесь к инструкции по применению на www.litech.ru	
Хранить при -18...-20°C	Серия 02/1803Q/20
Транспортировать при -18...-20°C	Годен до: 16.04.21
Только для in vitro диагностики	

ПОЛИВИР HCV Количественный	
Состав набора	
1. Реакционная смесь	1 пробирка x 1100 мкл
2. Разбавитель	1 пробирка x 1.8 мл
3. Смесь ферментов	1 пробирка x 550 мкл
4. ВКО	1 пробирка (лиофилизат)
5. Стандартный контрольный образец 1	1 пробирка (лиофилизат)
6. Стандартный контрольный образец 2	1 пробирка (лиофилизат)
7. Раствор для восстановления	1 пробирка x 1.8 мл
Серия 02/1803Q/20	
Годен до: 16.04.21	

ООО НПФ «Литех»
ВКО
1 пробирка
Серия 02/1803Q/20
Годен до: 16.04.21
Хранить при -18...-20°C
Только для in vitro диагностики

ООО НПФ «Литех»
Стандартные контрольные образцы
2 пробирки
Серия 02/1803Q/20
Годен до: 16.04.21
Хранить при -18...-20°C
Только для in vitro диагностики

Маркировка компонентов набора

ООО НПФ «Литех»
Реакционная смесь
1100 мкл
Серия 02/1803Q/20
Годен до: 16.04.21
Хранить при -18...-20°C
Только для in vitro диагностики

ООО НПФ «Литех»
Разбавитель
1.8 мл
Серия 02/1803Q/20
Годен до: 16.04.21
Хранить при -18...-20°C
Только для in vitro диагностики

ООО НПФ «Литех»
Смесь ферментов
550 мкл
Серия 02/1803Q/20
Годен до: 16.04.21
Хранить при -18...-20°C
Только для in vitro диагностики

ООО НПФ «Литех»
ВКО
(требует растворения)
(обратитесь к инструкции)
Серия 02/1803Q/20
Годен до: 16.04.20
Хранить при -18...-20°C
Только для in vitro диагностики

ООО НПФ «Литех»
Стандартный контрольный образец 1
(требует растворения)
(обратитесь к инструкции)
Серия 02/1803Q/20
Годен до: 16.04.21
Хранить при -18...-20°C
Только для in vitro диагностики

ООО НПФ «Литех»
Стандартный контрольный образец 2
(требует растворения)
(обратитесь к инструкции)
Серия 02/1803Q/20
Годен до: 16.04.21
Хранить при -18...-20°C
Только для in vitro диагностики

ООО НПФ «Литех»
Раствор для восстановления
1.8 мл
Серия 02/1803Q/20
Годен до: 16.04.21
Хранить при -18...-20°C
Только для in vitro диагностики

Образец маркировки групповой упаковки

Набор реагентов для выявления и количественного определения
РНК вируса гепатита С методом полимеразной цепной
реакции с обратной транскрипцией
ПОЛИВИР HCV Количественный

Номер серии 02/1803 Q/20

Дата изготовления 16.04.2020

Гожен до 16.04.2021

Число единиц потребительской упаковки _____

Масса нетто _____

Масса брутто _____

Масса нетто потребительской упаковки _____

Условия хранения:

ПОЛИВИР HCV Количественный должен храниться при температуре
-18...-20°C в течение всего срока годности. Срок годности набора – 12 месяцев.

Условия транспортировки:

рекомендуется транспортировать при температуре хранения. Допустима
транспортировка при температуре +2°...+8°C в течение трех дней (не более).

Копия верна
Прошито, проверено,
скреплено печатью.
Количество листов
шт.



Директор