


Фотографические изображения общего вида на медицинское изделие


Контрольные материалы для подтверждения воспроизводимости и правильности количественного определения прогастрин-рилизинг-пептида (ProGRP) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови человека на иммунохимических анализаторах Alinity i «ProGRP Контрольные материалы (Alinity i ProGRP Controls)»


(размером не менее 18 x 24 сантиметра)





Фотографическое изображение открытой упаковки ProGRP Контрольные материалы (Alinity i ProGRP Controls)











Макет маркировки на медицинское изделие

**Контрольные материалы для подтверждения воспроизводимости и правильности
количественного определения прогастрин-рилизинг-пептида (ProGRP)
иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови человека на
иммунохимических анализаторах Alinity i «ProGRP Контрольные материалы
(Alinity i ProGRP Controls)»**



09P3210



Контрольные материалы для подтверждения воспроизводимости и правильности количественного определения прогастрин-рилизинг-пептида (ProGRP) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови человека на иммунохимических анализаторах Alinity i «ProGRP Контрольные материалы (Alinity i ProGRP Controls)» в составе:

Контроль L (Control L) -1 флакон x 8,0 мл.; Контроль M (Control M) -1 флакон x 8,0 мл.; Контроль H (Control H) -1 флакон x 8,0 мл.; Инструкция по применению / Производитель: Эбботт ГмбХ, Германия, Abbott GmbH, Max-Planck-Ring 2, 65205 Wiesbaden, Germany / Место производства: Denka Co., Ltd., Kagamida Factory, 1359-1, Kagamida, Kigoshi, Gosen-shi, Niigata, 959-1695, Japan / Страна происхождения: Япония / РУ № ____ / ____ от ____ / ____ / Инструкция по применению на русском языке: www.corelaboratory.abbott / IFU / Серия, использовать до, условия хранения указаны в графических символах. Расшифровку графических символов см. в инструкции.

Авторизованный представитель изготовителя на территории России и других стран СНГ:

Общество с ограниченной ответственностью «Эбботт Лэбораториз»,
125171, Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, 16А, строение 1,
Тел: +7 (495) 258 42 70 (80); Факс: +7 (495) 258 42 71 (81)

Макет оригинальной маркировки медицинского изделия ProGRP Контрольные материалы (Alinity i ProGRP Controls), Кат № 09P3210

20190302

Lot

EXP

REF 09P3210

www.abbott.com

ProGRP Ctrl's

Alinity i ProGRP Controls

Abbott

		CONC	RANGE
		pg/mL	pg/mL
CONTROL L	1 x 8.0 mL	40.0	32.0 - 48.0
CONTROL M	1 x 8.0 mL	160.0	128.0 - 192.0
CONTROL H	1 x 8.0 mL	2500.0	2000.0 - 3000.0



2°C 8°C

Abbott GmbH
New-Berlin-Str. 1
65116 Wiesbaden
Germany
+49 6122 450


IND

CE

PRODUCED FOR ABBOTT BY
Denka Co. Ltd.

PRODUCT OF JAPAN

ProGRP Ctrl's



Макет маркировки компонентов медицинского изделия ProGRP Контрольные материалы (Alinity i ProGRP Controls), Кат № 09P3210

• Контроль L (Alinity i ProGRP Control L)



• Контроль M (Alinity i ProGRP Control M)



• Калибратор H (Alinity i ProGRP Control H)



Сведения о стандартах, применяемых к этикетке на МИ:

Стандарт	Наименование стандарта
ГОСТ Р ИСО 18113-1 – 2015	Медицинские изделия для диагностики <i>in vitro</i> . Информация, предоставляемая изготовителем (маркировка). Часть 1. Термины, определения и общие требования.
ГОСТ Р ИСО 18113-2 – 2015	Медицинские изделия для диагностики <i>in vitro</i> – Информация, предоставляемая производителем (маркировка) – Часть 2: Реагенты для диагностики <i>in vitro</i> для профессионального применения.
ГОСТ Р ИСО 15223-1-2014	Изделия медицинские. Символы, применяемые при маркировании на медицинских изделиях, этикетках и в сопроводительной документации. Часть 1. Основные требования.

Расшифровка символов представлена в инструкции.

