

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «Миндрей Медикал Рус»

Сюнь Вэй

27 октября 2023 года




ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Набор имплантатов для эндопротезирования тазобедренного сустава

производства компании / manufactured by the company
«Ухань Майндрэй Саиэнтифик Ко., Лтд.» /
Wuhan Mindray Scientific Co., Ltd.,

Чашка ацетабулярная МН, с тремя
отверстиями, следующих типов: 44/36;
46/38; 48/40; 50/42; 52/44; 54/46; 56/48;
58/50; 60/52; 62/54; 64/54

Набор имплантатов для
эндопротезирования тазобедренного
сустава



Пример изображения медицинского изделия: Чашка ацетабулярная
МН, с тремя отверстиями 56/48, вид сверху (другие типы изделия
отличаются только размерами)



Пример изображения медицинского изделия:
Чашка ацетабулярная МН, с тремя отверстиями
56/48, вид снизу (другие типы изделия отличаются
только размерами)



Пример изображения медицинского изделия:
Чашка ацетабулярная МН, с тремя отверстиями
56/48, вид сбоку (другие типы изделия отличаются
только размерами)



Заглушка нижнего отверстия ацетабулярной чашки
МН, условный номер М10, размер 10 × 4 мм,
вид сверху



Заглушка нижнего отверстия ацетабулярной чашки
МН, условный номер М10, размер 10×4 мм,
вид снизу



Заглушка нижнего отверстия ацетабулярной чашки
МН, условный номер М10, размер 10 × 4 мм,
вид сбоку




Заглушка отверстия винта ацетабулярной чашки
МН, условный номер М8, размер 8×3 мм,
вид сверху



Заглушка отверстия винта ацетабулярной чашки
МН, условный номер М8, размер 8×3 мм,
вид снизу



Заглушка отверстия винта ацетабулярной чашки
МН, условный номер М8, размер 8×3 мм,
вид сбоку




Вкладыш Delta ацетабулярной
чашки МН керамический,
следующих типов: 28/36; 28/38;
32/40; 32/42; 36/44; 36/46; 36/48;
36/50; 36/52; 36/54


Пример изображения
медицинского изделия: Вкладыш
Delta ацетабулярной чашки МН
керамический 28/36, вид сбоку
(другие типы изделия отличаются
только размерами)



Пример изображения
медицинского изделия: Вкладыш
Delta ацетабулярной чашки МН
керамический 28/36, вид сверху
(другие типы изделия отличаются
только размерами)



Пример изображения
медицинского изделия: Вкладыш
Delta ацетабулярной чашки МН
керамический 28/36, вид сверху
(другие типы изделия отличаются
только размерами)



Вкладыш ацетабулярной чашки
МН из сшитого полиэтилена I,
следующих типов: 28/36; 28/38;
32/40; 32/42; 36/44; 36/46

Пример изображения
медицинского изделия: Вкладыш
ацетабулярной чашки МН из
сшитого полиэтилена I 28/36, вид
сверху (другие типы изделия
отличаются только размерами)



1001-1-3628  FFK1095002

Пример изображения
медицинского изделия: Вкладыш
ацетабулярной чашки МН из
сшитого полиэтилена I 28/36, вид
сбоку (другие типы изделия
отличаются только размерами)



Пример изображения
медицинского изделия: Вкладыш
ацетабулярной чашки МН из
сшитого полиэтилена I 28/36, вид
снизу (другие типы изделия
отличаются только размерами)



Вкладыш ацетабулярной чашки
МН из сшитого полиэтилена II,
следующих типов: 28/40; 28/42;
32/44; 32/46; 32/48; 32/50; 32/52;
32/54; 36/48; 36/50; 36/52; 36/54

Пример изображения
медицинского изделия: Вкладыш
ацетабулярной чашки МН из
сшитого полиэтилена II 28/40, вид
сверху (другие типы изделия
отличаются только размерами)




Пример изображения
медицинского изделия: Вкладыш
ацетабулярной чашки МН из
сшитого полиэтилена П 28/40, вид
сбоку (другие типы изделия
отличаются только размерами)



Вкладыш ацетабулярной чашки МН из
сверхвысокомолекулярного
полиэтилена, следующих типов: 28/36;
28/38; 32/40; 32/42; 32/44; 32/46; 32/48;
32/50; 32/52; 32/54

Пример изображения медицинского
изделия: Вкладыш ацетабулярной чашки
МН из сверхвысокомолекулярного
полиэтилена 28/36, вид сверху (другие типы
изделия отличаются только размерами)



Пример изображения медицинского изделия: Вкладыш ацетабулярной чашки МН из сверхвысокомолекулярного полиэтилена 28/36, вид снизу (другие типы изделия отличаются только размерами)



Винт ацетабулярной чашки, следующих
типов: 6,3×15; 6,3×20; 6,3×25; 6,3×30;
6,3×35; 6,3×40; 6,3×45; 6,3×50; 6,3×55;
6,3×60; 6,3×65; 6,3×70

Пример изображения медицинского
изделия: Винт ацетабулярной чашки 6,3×20,
вид сбоку (другие типы изделия отличаются
только размерами)




Компонент ацетабулярный в сборе,
следующих типов: 42/24; 44/24; 46/24; 48/28;
50/28; 52/28; 54/28; 56/28; 58/28; 60/28; 62/28

Пример изображения медицинского
изделия: Компонент ацетабулярный в сборе
42/24, вид сверху (другие типы изделия
отличаются только размерами)



Пример изображения медицинского изделия: Компонент ацетабулярный в сборе 42/24, вид сбоку (другие типы изделия отличаются только размерами)

Ножка бедренной кости первичная МН
NEOS, следующих типов: 5/115/135°;
5/130/135°; 6/140/135°; 7/145/135°;
8/150/135°; 9/155/135°; 10/160/135°;
11/165/135°



Пример изображения медицинского изделия:
Ножка бедренной кости первичная МН NEOS
5/115/135°, вид 1 (другие типы изделия
отличаются только размерами)



Пример изображения медицинского изделия:
Ножка бедренной кости первичная МН NEOS
5/115/135°, вид 2 (другие типы изделия
отличаются только размерами)




Пример изображения медицинского изделия:
Ножка бедренной кости первичная MH NEOS
5/115/135°, вид 3 (другие типы изделия
отличаются только размерами)

Ножка бедренной кости первичная NEOS,
следующих типов: 5/121; 5/135; 6/140; 7/145;
8/151; 9/156; 10/162; 11/167



Пример изображения медицинского изделия: Ножка
бедренной кости первичная NEOS 5/121, вид 1 (другие
типы изделия отличаются только размерами)

Пример изображения медицинского изделия: Ножка
бедренной кости первичная NEOS 5/121, вид 2 (другие
типы изделия отличаются только размерами)



Ножка бедренной кости коническая МН, следующих
типов: 6/140/130°; 7/145/130°; 8/151/130°; 9/156/130°;
10/162/130°; 11/167/130°; 12/173/130°



Пример изображения медицинского изделия: Ножка
бедренной кости коническая МН 6/140/130° (другие
типы изделия отличаются только размерами)

Ножка бедренной кости коническая, следующих типов:
6/140; 7/145; 8/151; 9/156; 10/162; 11/167; 12/173




Пример изображения медицинского изделия: Ножка бедренной кости коническая 7/145, вид 1 (другие типы изделия отличаются только размерами)



Пример изображения медицинского изделия: Ножка
бедренной кости коническая 7/145, вид 2 (другие типы
изделия отличаются только размерами)

Ножка бедренной кости клиновидная, следующих
типов: 01-7/129; 0-8/133; 1-9/137; 2-10/141; 3-11/145; 4-
12/149; 5-13/153; 6-14/158



Пример изображения медицинского изделия: Ножка
бедренной кости клиновидная 01-7/129, вид 1 (другие
типы изделия отличаются только размерами)




Пример изображения медицинского изделия: Ножка
бедренной кости клиновидная 01-7/129, вид 2 (другие
типы изделия отличаются только размерами)

Ножка бедренной кости ревизионная NEOS,
следующих типов: 8/170; 8,5/170; 9,5/170; 10,5/170;
11/170; 11,5/170; 12,5/170; 8/200; 8,5/200; 9,5/200;
10,5/200; 11/200; 11,5/200; 12,5/200; 13/200; 14/200



Пример изображения медицинского изделия: Ножка
бедренной кости ревизионная NEOS 8/170, вид 1
(другие типы изделия отличаются только размерами)


Пример изображения медицинского изделия: Ножка
бедренной кости ревизионная NEOS 8/170, вид 2
(другие типы изделия отличаются только размерами)



Головка бедренной кости керамическая Delta,
следующих размеров: 28S; 28M; 28L; 32S; 32M; 32L;
32XL; 36S; 36M; 36L; 36XL



Пример изображения медицинского изделия: Головка
бедренной кости керамическая Delta, размер: 28S, вид
сбоку (другие типы изделия отличаются только
размерами)



Пример изображения медицинского изделия: Головка бедренной кости керамическая Delta, размер: 28S, вид снизу (другие типы изделия отличаются только размерами)



Пример изображения медицинского изделия: Головка
бедренной кости керамическая Delta, размер: 28S, вид
сверху (другие типы изделия отличаются только
размерами)

Головка бедренной кости металлическая, следующих
размеров: 24S; 24M; 24L; 28S; 28M; 28L; 28XL; 32S;
32M; 32L; 32XL

Пример изображения медицинского изделия: Головка
бедренной кости металлическая, размер: 28S, вид снизу
(другие типы изделия отличаются только размерами)



Пример изображения медицинского изделия: Головка
бедренной кости металлическая, размер: 28S, вид сверху
(другие типы изделия отличаются только размерами)




Головка бедренной кости биполярная с вкладышем из
сверхвысокомолекулярного полиэтилена, следующих
типов: 38/24; 40/24; 42/24; 44/24; 46/28; 48/28; 50/28;
52/28; 54/28; 42/28; 44/28



Пример изображения медицинского изделия: Головка
бедренной кости биполярная с вкладышем из
сверхвысокомолекулярного полиэтилена 38/24, вид снизу
(другие типы изделия отличаются только размерами)



Пример изображения медицинского изделия: Головка
бедренной кости биполярная с вкладышем из
сверхвысокомолекулярного полиэтилена 38/24, вид сверху
(другие типы изделия отличаются только размерами)



Ножка бедренной кости коническая МН 6/140/130°,
упаковка медицинского изделия, вид 1



Ножка бедренной кости коническая МН 6/140/130°,
упаковка медицинского изделия, вид 2



Ножка бедренной кости коническая МН 6/140/130°,
упаковка медицинского изделия, вид 3 (с этикеткой)



Ножка бедренной кости коническая МН 6/140/130°,
упаковка медицинского изделия, вид 4 (с этикеткой)




Ножка бедренной кости коническая МН 6/140/130°,
упаковка медицинского изделия, вид 5 (с этикеткой)

mindray
Healthcare within reach

Hip Joint Series

Ножка бедренной кости клиновидная 6-14/158, упаковка
медицинского изделия, вид 1



Wedge-shaped Stem
6-14/158

QTY: 1 Titanium+HA

REF F13AB-PA00082

2019-06-24

SN 190629310021

2024-06-21

STERILE R

Made in China



(01)06943242304632(17)240621(21)190629310021

EC REP

Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)
ADD: Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany

mindray

WUHAN MINDRAY SCIENTIFIC CO., LTD.
No 18, Qinglinghe Road, Hongshan District, Wuhan City,
430065 Hubei Province, P.R.China
Tel: +86-27-88309090 Fax: +86-27-88309082

Ножка бедренной кости клиновидная 6-14/158, упаковка
медицинского изделия, вид 2 (с этикеткой)

mindray
Healthcare within reach

ORTHOPAEDICS

OPEN

Головка бедренной кости металлическая, размер: 28S, упаковка
медицинского изделия, вид 1




WUHAN MINDRAY SCIENTIFIC CO., LTD.

mindray
Healthcare within reach

Головка бедренной кости металлическая, размер: 28S, упаковка
медицинского изделия, вид 2


 (013694)32473043111722081021171407600070
 Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
 ADD: Eilfflatrasse 60, 20537 Hamburg, Germany
 
 2022-06-12
   
 WUHAN MINDRAY SCIENTIFIC CO., LTD.
 No. 18, Qingjinghe Road, Hongshan District, Wuhan City,
 430085 Hubei Province, P.R. China
 Tel: +86-27-88302000 Fax: +86-27-88305082
 Made in China

Please Store Under This Condition



Головка бедренной кости металлическая, размер: 28S, упаковка медицинского изделия, вид 3 (с этикеткой)




mindray

Головка бедренной кости металлическая, размер: 28S, упаковка
медицинского изделия, вид 4 (с этикеткой)

Metal Femoral Head



mindray



28S

CoCrMo

QTY: 1

Φ28mm - 3.5mm



STERILE R

REF

F13AB-PA00041

SN

FFM07690020




2027-06-10

Головка бедренной кости металлическая, размер: 28S, упаковка
медицинского изделия, вид 5 (с этикеткой)

6/140/130°

FFF24990019

Ножка бедренной кости коническая МН 6/140/130° этикетка на блистере
медицинского изделия



В блистере

Пример упаковки медицинского изделия



В медицинском
полимерном
упаковочном
пакете



Country Name
NO.: XX/XXXX
TOTAL CTNS: XXXX
SIZE: XXXXXXXX
N.W.: XX Kg
G.W.: XX Kg
WUHAN MINDRAY SCIENTIFIC CO., LTD.
No.18, Qinglinghe Road, Hongshan District, Wuhan City,
430065 Hubei Province, P.R.China
Tel: +86-27-88309090 Fax: +86-27-88309082

Внешняя (транспортная)
упаковка медицинского
изделия с макетом
этикетки

MH Acetabular Cup Tri-holes

44/36 **mindray**

Titanium alloy + Titanium QTY: 1

44 mm O.D.

MH Cup match with MH Liner Only **STERILE R**

REF F13AB-PA00503 SN XXXXXXXX XXXX-XX-XX

(01)00000000000000(17)000000(21)XXXXXXXXXX

EC REP Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)
ADD: Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany XXXX-XX-XX

WUHAN MINDRAY SCIENTIFIC CO., LTD.
No.18, Qinglinghe Road, Hongshan District,
WuhanCity, 430065 Hubei Province, P. R. China
Tel: +86-27-88309090 Fax: +86-27-88309082

Made in China

Чашка ацетабулярная МН, с тремя отверстиями
Пример макета этикетки медицинского изделия

MH Plug-Screw Hole

8 × 3 **mindray**

Titanium alloy QTY: 1

M8

To preassemble it before implanting the cup **STERILE R**

REF F13AB-PA00515 LOT XXXXXXXX XXXX-XX-XX

(01)00000000000000(17)000000(10)XXXXXXXXXX

EC REP Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)
ADD: Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany XXXX-XX-XX

WUHAN MINDRAY SCIENTIFIC CO., LTD.
No.18, Qinglinghe Road, Hongshan District,
WuhanCity, 430065 Hubei Province, P. R. China
Tel: +86-27-88309090 Fax: +86-27-88309082

Made in China

Заглушка отверстия винта ацетабулярной чашки МН, условный номер М8, размер 8 × 3 мм. Пример макета этикетки медицинского изделия

MH Plug-Bottom Hole

10 × 4 **mindray**

Titanium alloy QTY: 1

M10

STERILE R

REF F13AB-PA00514 LOT XXXXXXXX XXXX-XX-XX

(01)00000000000000(17)000000(10)XXXXXXXXXX

EC REP Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)
ADD: Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany XXXX-XX-XX

WUHAN MINDRAY SCIENTIFIC CO., LTD.
No.18, Qinglinghe Road, Hongshan District,
WuhanCity, 430065 Hubei Province, P. R. China
Tel: +86-27-88309090 Fax: +86-27-88309082

Made in China

Заглушка нижнего отверстия ацетабулярной чашки МН, условный номер М10, размер 10 × 4 мм. Пример макета этикетки медицинского изделия

MH Ceramic Liner-Delta

28/36 **mindray**

Ceramic QTY: 1

Match with **44mm O.D. Cup**
Φ28mm Head

MH Liner match with MH Cup Only **STERILE R**

REF F13AB-PA00527 SN XXXXXXXX XXXX-XX-XX

(01)00000000000000(17)000000(21)XXXXXXXXXX

EC REP Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)
ADD: Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany XXXX-XX-XX
ID Code: XXXXXXXX

WUHAN MINDRAY SCIENTIFIC CO., LTD.
No.18, Qinglinghe Road, Hongshan District,
WuhanCity, 430065 Hubei Province, P. R. China
Tel: +86-27-88309090 Fax: +86-27-88309082

Made in China

Вкладыш Delta ацетабулярной чашки МН керамический
Пример макета этикетки медицинского изделия

MH Acetabular Liner XLPE

28/36 **mindray**

High Cross Linked Polyethylene QTY: 1

Match with **44mm O.D. Cup**
Φ28mm Head

MH Liner match with MH Cup Only

REF F13AB-PA00366 SN XXXXXXXXX XXXX-XX-XX

(01)00000000000000(17)000000(21)XXXXXXXXXX

EC REP Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)
ADD: Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany XXXX-XX-XX

WUHAN MINDRAY SCIENTIFIC CO., LTD.
No. 18, Qinglinghe Road, Hongshan District,
WuhanCity, 430065 Hubei Province, P. R. China
Tel: +86-27-88309090 Fax: +86-27-88309082

Made in China

Вкладыш ацетабулярной чашки МН из сшитого полиэтилена I
Пример макета этикетки медицинского изделия

MH Acetabular Liner

28/36 **mindray**

UHMWPE QTY: 1

Match with **44mm O.D. Cup**
Φ28mm Head

MH Liner match with MH Cup Only

REF F13AB-PA00493 SN XXXXXXXXX XXXX-XX-XX

(01)00000000000000(17)000000(21)XXXXXXXXXX

EC REP Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)
ADD: Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany XXXX-XX-XX

WUHAN MINDRAY SCIENTIFIC CO., LTD.
No. 18, Qinglinghe Road, Hongshan District,
WuhanCity, 430065 Hubei Province, P. R. China
Tel: +86-27-88309090 Fax: +86-27-88309082

Made in China

Вкладыш ацетабулярной чашки МН из сверхвысокомолекулярного полиэтилена
Пример макета этикетки медицинского изделия

MH Acetabular Liner XLPE

28/42 **mindray**

High Cross Linked Polyethylene QTY: 1

Match with **50mm O.D. Cup**
Φ28mm Head

MH Liner match with MH Cup Only

REF F13AB-PA00404 SN XXXXXXXXX XXXX-XX-XX

(01)00000000000000(17)000000(21)XXXXXXXXXX

EC REP Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)
ADD: Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany XXXX-XX-XX

WUHAN MINDRAY SCIENTIFIC CO., LTD.
No. 18, Qinglinghe Road, Hongshan District,
WuhanCity, 430065 Hubei Province, P. R. China
Tel: +86-27-88309090 Fax: +86-27-88309082

Made in China

Вкладыш ацетабулярной чашки МН из сшитого полиэтилена II
Пример макета этикетки медицинского изделия

Screw for Acetabular Cup

6.3 × 40 **mindray**

Titanium alloy QTY: 1

Length 40 mm

REF F13AB-PA00539 LOT XXXXXXXXX XXXX-XX-XX

(01)00000000000000(17)000000(10)XXXXXXXXXX

EC REP Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)
ADD: Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany XXXX-XX-XX

WUHAN MINDRAY SCIENTIFIC CO., LTD.
No. 18, Qinglinghe Road, Hongshan District,
WuhanCity, 430065 Hubei Province, P. R. China
Tel: +86-27-88309090 Fax: +86-27-88309082

Made in China

Винт ацетабулярной чашки
Пример макета этикетки медицинского изделия

Acetabular Component

42/24

REF F13AB-PA00009

SN XXXXXXXX

QTY: 1 Titanium alloy + Titanium + HA + UHMWPE

XXXX-XX-XX


XXXX-XX-XX



(01)00000000000000(17)000000(21)XXXXXXXXXX

EC REP

Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)
ADD: Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany



STERILE R

Made in China

mindray



WUHAN MINDRAY SCIENTIFIC CO., LTD.
No.18, Qinglinghe Road, Hongshan District, Wuhan City,
430065 Hubei Province, P. R. China
Tel: +86-27-88309090 Fax: +86-27-88309082

Компонент ацетабулярный в сборе
Пример макета этикетки медицинского изделия

NEOS Primary Stem

5/115

REF F13AB-PA00200

SN XXXXXXXX

QTY: 1 Titanium alloy+ Titanium +HA

XXXX-XX-XX



XXXX-XX-XX



(01)00000000000000(17)000000(21)XXXXXXXXXX

EC REP

Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)
ADD: Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany



STERILE R

Made in China

mindray



WUHAN MINDRAY SCIENTIFIC CO., LTD.
No.18, Qinglinghe Road, Hongshan District, Wuhan City,
430065 Hubei Province, P. R. China
Tel: +86-27-88309090 Fax: +86-27-88309082

Ножка бедренной кости первичная NEOS
Пример макета этикетки медицинского изделия

MH NEOS Primary Stem

5/130/135°

mindray

Titanium alloy + Titanium

QTY: 1

Size 1



STERILE R

REF F13AB-PA00584

SN XXXXXXXX

XXXX-XX-XX



(01)00000000000000(17)000000(21)XXXXXXXXXX

EC REP

Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)
ADD: Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany

XXXX-XX-XX



Ножка бедренной кости первичная MH NEOS
Пример макета этикетки медицинского изделия

MH Tapered Stem

7/145/130°

mindray

Titanium alloy + Titanium

QTY: 1

Size 2



STERILE R

REF F13AB-PA00595

SN XXXXXXXX

XXXX-XX-XX



(01)00000000000000(17)000000(21)XXXXXXXXXX

EC REP

Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)
ADD: Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany

XXXX-XX-XX



Ножка бедренной кости коническая MH
Пример макета этикетки медицинского изделия

Tapered Stem

Size 1

6/140

REF F13AB-PA00091

SN XXXXXXXX

QTY: 1 Titanium alloy+ Titanium +HA

XXXX-XX-XX

XXXX-XX-XX



(01)00000000000000(17)000000(21)XXXXXXXXXX

EC REP

Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)
ADD: Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany



STERILE R

Made in China

mindray



WUHAN MINDRAY SCIENTIFIC CO., LTD.
No.18, Qinglinghe Road, Hongshan District, Wuhan City,
430065 Hubei Province, P. R. China
Tel: +86-27-88309090 Fax: +86-27-88309082

Ножка бедренной кости коническая
Пример макета этикетки медицинского изделия

Wedge-shaped Stem

Size 01

01-7/129

REF F13AB-PA00075

SN XXXXXXXX

QTY: 1 Titanium alloy+ Titanium +HA

XXXX-XX-XX

XXXX-XX-XX



(01)00000000000000(17)000000(21)XXXXXXXXXX

EC REP

Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)
ADD: Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany



STERILE R

Made in China

mindray



WUHAN MINDRAY SCIENTIFIC CO., LTD.
No.18, Qinglinghe Road, Hongshan District, Wuhan City,
430065 Hubei Province, P. R. China
Tel: +86-27-88309090 Fax: +86-27-88309082

Ножка бедренной кости клиновидная
Пример макета этикетки медицинского изделия

NEOS Revision Stem

Size 14

8/170

REF F13AB-PA00208

SN XXXXXXXX

QTY: 1 Titanium alloy

XXXX-XX-XX

XXXX-XX-XX



(01)00000000000000(17)000000(21)XXXXXXXXXX

EC REP

Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)
ADD: Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany



STERILE R

Made in China

mindray



WUHAN MINDRAY SCIENTIFIC CO., LTD.
No.18, Qinglinghe Road, Hongshan District, Wuhan City,
430065 Hubei Province, P. R. China
Tel: +86-27-88309090 Fax: +86-27-88309082

Ножка бедренной кости ревизионная NEOS
Пример макета этикетки медицинского изделия

Ceramic Head-Delta

28S

Ceramic

QTY: 1

Φ28mm -3.5mm



REF F13AB-PA00516

SN XXXXXXXX

XXXX-XX-XX



(01)00000000000000(17)000000(21)XXXXXXXXXX


EC REP

Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)
ADD: Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany

XXXX-XX-XX
ID Code: XXXXXXXX




WUHAN MINDRAY SCIENTIFIC CO., LTD.
No.18, Qinglinghe Road, Hongshan District,
Wuhan City, 430065 Hubei Province, P. R. China
Tel: +86-27-88309090 Fax: +86-27-88309082





Made in China

Головка бедренной кости керамическая Delta
Пример макета этикетки медицинского изделия

Metal Femoral Head	
	32S mindray
CoCrMo	QTY: 1
Φ32mm -4mm	
STERILE R	
REF F13AB-PA00353	SN XXXXXXXX  XXXX-XX-XX
	
EC REP Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe) ADD: Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany	 XXXX-XX-XX
 WUHAN MINDRAY SCIENTIFIC CO., LTD. No.18, Qinglinghe Road, Hongshan District, WuhanCity, 430065 Hubei Province, P. R. China Tel: +86-27-88309090 Fax: +86-27-88309082	 Made in China

Головка бедренной кости металлическая
Пример макета этикетки медицинского изделия


Bipolar Head	
	38/24 mindray
Stainless Steel+UHMWPE	QTY: 1
38mm O.D. 24mm I.D.	
STERILE R	
REF F13AB-PA00048	SN XXXXXXXX  XXXX-XX-XX
	
EC REP Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe) ADD: Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany	 XXXX-XX-XX
 WUHAN MINDRAY SCIENTIFIC CO., LTD. No.18, Qinglinghe Road, Hongshan District, WuhanCity, 430065 Hubei Province, P. R. China Tel: +86-27-88309090 Fax: +86-27-88309082	 Made in China

Головка бедренной кости биполярная с вкладышем из сверхвысокомолекулярного полиэтилена. Пример макета этикетки медицинского изделия

Product Name	
Specifications	
REF XXXXXXXX	QTY: 1 Material  XXXX-XX-XX
SN XXXXXXXX	 XXXX-XX-XX
	
(01)00000000000000(17)000000(21)XXXXXXXXXX	
EC REP Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe) ADD: Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany	Made in China
mindray  WUHAN MINDRAY SCIENTIFIC CO., LTD. No.18, Qinglinghe Road, Hongshan District, Wuhan City, 430065 Hubei Province, P. R. China Tel: +86-27-88309090 Fax: +86-27-88309082	

Макет стикера для прослеживания имплантата

Please Store Under This Condition



Пример дополнительной этикетки с информацией об условиях хранения

Наименование изделия

и обозначение типа или размера

Регистрационное удостоверение

№ РЗН XXXX/XXXX от ДД.ММ.ГГГГ года



«Ухань Майндрэй Санэнтифик Ко., Лтд.» (Wuhan Mindray Scientific Co., Ltd.)
No.18, Qinglinghe Road, Hongshan District, Wuhan City, 430065, Hubei Province,
P.R. China
Тел.: +86-27-88309090 Факс: +86-27-88309082

Уполномоченный представитель производителя в России: ООО «Миндрей Медикал Рус»

Адрес: 129110, г. Москва, Вн.тер.г. Муниципальный округ Мещанский, пр-кт Олимпийский, д. 16,
стр. 5, ан./пом. 4/1, ком. 7, 11А

Тел.: (499) 553-60-36, Факс: (499) 553-60-39.

E-mail: info.ru@mindray.com

Макет дополнительной этикетки с основными сведениями о медицинском изделии



Дополнительная этикетка с обозначением «МН»



Пломбировочная наклейка



Пломбировочная наклейка
для имплантатов серии МН

NO.: XX/XXXX

Country Name

TOTAL CTNS: XXXX

SIZE: XXXXXXXXX

N.W.: XX Kg

G.W.: XX Kg




WUHAN MINDRAY SCIENTIFIC CO., LTD.


**No.18, Qinglinghe Road, Hongshan District, Wuhan City,
430065 Hubei Province, P.R.China**

Tel : +86-27-88309090 Fax : +86-27-88309082

mindray



Макет этикетки на транспортной упаковке



Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью:

34 (тридцать четыре) лист(а/ов)

Генеральный директор

ООО «Миндрей Медикал Рус»

Сюн Вэй

