

Макет индивидуальной упаковки



Покрывание раневое на основе
коллаген-ламининовой матрицы «NovoSkin», стерильное
по ТУ 21.20.24-001-31654468-2019

Ø 55 мм

СТЕРИЛЬНО, НЕТОКСИЧНО

Состав: коллаген 1 типа, ламинин, вода.




ООО «Шэнэскин» 670034, Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
ул. Хахалова, д. 12а, офис 15, тел.: +7 (301-2) 441-780,
snovoskin@gmail.com.


STERILE EO     ⁶⁵



LOT



Макет транспортной упаковки






Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 3 листов.


Генеральный директор
ООО «ЦГНЭСКИН»

Балханов Ю.С.



«Покрывте раневое на основе коллаген-ламининовой матрицы «NovoSkin»,
стерильное по ТУ 21.20.24-001-31654468-2019»





Покрывание раневое на основе
коллаген-ламининовой
матрицы «NovoSkin»,
стерильное
по ТУ 21.20.24-001-31654468-2019

Ø 55 мм

СТЕРИЛЬНО, НЕТОКСИЧНО

Покрывание раневое на основе
коллаген-ламининовой
матрицы «NovoSkin»,
стерильное
по ТУ 21.20.24-001-31654468-2019

СТЕРИЛЬНО, НЕТОКСИЧНО

Показания к применению:

Покрывание раневое показано для применения при ожогах I-III степеней, ранах донорского поля, для лечения плоских гранулирующих вялотекущих неинфицированных ран в стадии регенерации, трофических язв любой этиологии и локализации и пролежней.

Состав: коллаген I типа, ламинин, вода.

Способ применения и противопоказания подробно изложены в инструкции по применению.

Комплектность:

1. Покрывание раневое на основе коллаген-ламининовой матрицы «NovoSkin» – 3 шт;
2. Инструкция по применению – 1 шт.

Не использовать после истечения срока годности.

 ООО «Шэнаскин» 670034, Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
ул. Хахалова, д. 12а, офис 15, тел.: +7 (301-2) 441-780, snovoskin@gmail.com.

Место производства:
670018, Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Покровская, д. 33а, блок 2.

РУ №

Дата регистрации

NOVO

SKIN

Покрывание раневое на основе коллаген-ламининовой матрицы «NovoSkin», стерильное
по ТУ 21.20.24-001-31654468-2019

1 Внимательно прочитайте инструкцию по применению.

2 Доставьте покрытие раневое из холодильника и дождитесь до комнатной температуры в течение 20 мин.

3 Осторожно отслайте рану от фибрина и некротизированных тканей с помощью затупого или марлевого тампона, смоченного антисептиком.


4 Издавите покрытие раневое из упаковки стерильными пинцетами.

5 Осторожно наложите NovoSkin на рану – глянцевой стороной вверх, матовой стороной непосредственно на дефект, обеспечив максимально полное прилегание покрытия раневого ко всем стенкам и дну. При продолжительном или массивном раневом дефекте можно использовать несколько элементов NovoSkin с краевым наложением друг на друга, при этом возможно разделение покрытия стерильным скальпелем или пинцетом на части для более равномерного распределения по площади раны.

6 Зафиксируйте покрытие раневое любым способом, например, стерильной повязкой пластырного типа, сетчатый бинт.

NovoSkin может находиться на ране до 10 дней в зависимости от состояния раны.

При повторных перевязках остатки материала из раны не удалять.





Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 48 листов.

Генеральный директор

ООО «ШЭНЭСКИН»

Балханов Ю.С.

