

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор

ЗАО «ААИ»

Пластинин А.Ю.

«08» сентября 2023 г.




**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБРАБОТКИ КОСТНОЙ ТКАНИ ААИ-5
ПО ТУ 32.50.13-007-23433902-2022 с принадлежностями, в вариантах исполнения**

Дрель большая канюлированная ААИ-5, арт. 11100



Контейнер стерилизационный, арт. 10105










Аккумулятор АКБ-5.1, арт. 10102









Дрель малая канюлированная ААИ-5, арт.12100



Дрель малая ример ААИ-5, арт. 12200









































Пила большая сагиттальная ААИ-5, арт.21100
















Пила малая реципрокная ААИ-5, арт. 22200







































Патрон фрезы перфоратор, арт. 30130, арт. 30131, арт. 30132, арт. 30133, арт. 30134


















Патрон-адаптер малый для спиц Киршнера, арт. 30208, арт. 30209










АССОЦИАЦИЯ
АЭРОКОСМИЧЕСКИХ
ИНЖЕНЕРОВ



ПРОШИТО И ПРОНУМЕРОВАНО
60 (Шестдесят) ЛИСТОВ
Директор ЗАО "ААИ"
Пластикин А.С.



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор

ЗАО «ААИ»

Пластинин А.Ю.

«08» сентября 2023 г.



**МАРКИРОВКА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБРАБОТКИ КОСТНОЙ ТКАНИ ААИ-5
ПО ТУ 32.50.13-007-23433902-2022 с принадлежностями, в вариантах исполнения**

Маркировка корпуса дрелей, пил, рукояток
-на примере Дрель большая канюлированная ААИ-5



-на примере Дрель большая ример ААИ-5



-на примере Дрель малая канюлированная ААИ-5



-на примере Дрель малая краниотомная ААИ-5



-на примере Пила малая сагиттальная ААИ-5



-на примере Рукоятка большая многофункциональная ААИ-5



Маркировка зарядного устройства ЗУ-5.1



Маркировка зарядного устройства ЗУ-5.3



Маркировка зарядного устройства ЗУ-5.2



Дополнительная маркировка зарядного устройства:

	Зарядное устройство ЗУ-5. ____, арт. ____
Для ____ аккумуляторов	
	
Вх.напряжение ~ 110-240В	
Вых. Напряжение === __ В	
Частота 50-60Гц	
Мощность __ Вт	

Маркировка аккумулятора АКБ-5.2



Маркировка аккумулятора АКБ-5.1



Маркировка аккумулятора АКБ-5.3



Дополнительный стикер на аккумулятор:



Аккумулятор АКБ-5. __, арт. _____

Тип

Емкость

Напряжение

Маркировка упаковки бура, патрона фрезы перфоратора на примере Бур краниотомный



**Инструмент для обработки костной ткани
ААИ-5 по ТУ 32.50.13-007-23433902-2022, с
принадлежностями, в вариантах исполнения: Бур
краниотомный**

Арт. _____



ЗАО «ААИ», Россия



Кол-во, шт: 1

«Н»

ТУ 32.50.13-007-23433902-2022

Маркировка упаковки лезвий на примере Лезвие пилы реципрокной



**Инструмент для обработки костной ткани
ААИ-5 по ТУ 32.50.13-007-23433902-2022, с
принадлежностями, в вариантах исполнения:
Лезвие пилы реципрокной**

Размер _____



ЗАО «ААИ», Россия



Кол-во, шт: 1

«Н»

ТУ 32.50.13-007-23433902-2022

Маркировка потребительской упаковки



Дрель большая канюлированная ААИ-5



Закрытое акционерное общество «Ассоциация аэрокосмических инженеров» (ЗАО «ААИ»), Россия, 141074, Московская обл., г. Королев, ул. Пионерская, д.4. Тел.: +7(495)780-1066, E-mail: info@aae.ru.



Вх. напряжение  В

Мощность _____ Вт

Режим работы/отдыха: 1 мин работы/ 4 мин покоя, 4 раза, перерыв между циклами 3 часа

IPX0

РУ № _____ от _____

ТУ 32.50.13-007-23433902-2022

Гарантийный срок: 12 мес.

Срок службы: 5 лет

Условия хранения: Условия хранения в части воздействия климатических факторов должны соответствовать ГОСТ Р 50444 для исполнения УХЛ 4.2 и ГОСТ 15150 по условиям хранения 1, температура от + 5 °С до + 40 °С.

Хранение изделий у поставщика (потребителя) должно производиться на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов.

Масса брутто, кг:



ПРОШТО И ПРОНУМЕРОВАНО
10 (Десять) ЛИСТОВ
Директор ЗАО "ААИ"
Пластинин А. В.

