


УТВЕРЖДАЮ


Генеральный директор

ООО «Компания «БиВи»

 Т.А. Носова

«13» 11 2023 г.

МИТРОХИНА Ю.Ю.
ПО ДОВЕРЕННОСТИ
№ 77АД3555350



Фотографические изображения

медицинского изделия

Магистраль кровопроводящая для проведения процедуры гемодиализа JRHLL-020


**(Shandong Weigao Blood Purification Products Co., Ltd. («Шаньдун Вэйгао Блад
Пьюрификейшн Продактс Ко., Лтд.»), Китай)**




Магистраль кровопроводящая для проведения процедуры гемодиализа JRHLL-020 04A.
Общий вид изделия




Магистраль кровопроводящая для проведения процедуры гемодиализа JRHLL-020 05A.
Общий вид изделия




Магистраль кровопроводящая для проведения процедуры гемодиализа JRHLL-020 08B.
Общий вид изделия




Магистраль кровопроводящая для проведения процедуры гемодиализа JRHLL-020 20A.
Общий вид изделия




Магистраль кровопроводящая для проведения процедуры гемодиализа JRHL-020 26A.
Общий вид изделия




Магистраль кровопроводящая для проведения процедуры гемодиализа JRHLL-020 30A.
Общий вид изделия



Магистраль кровопроводящая для проведения процедуры гемодиализа JRHL-020 33А.
Общий вид изделия



Магистраль кровопроводящая для проведения процедуры гемодиализа JRHL-020 35A.
Общий вид изделия



Магистраль кровопроводящая для проведения процедуры гемодиализа JRHL-020 36А.
Общий вид изделия



Магистраль кровопроводящая для проведения процедуры гемодиализа. Вид спереди индивидуальной упаковки.

Открывать здесь

WEGO

Стерильно. Апиrogenно
Артериальная магистраль: красная
Венозная магистраль: голубая

Магистраль кровопроводящая для проведения процедуры гемодиализа JRHLL-020



Указывает завершение стерилизации

Инструкция по подготовке магистрали к использованию:

- Перед применением прочтите инструкцию
- Изделие предназначено только для одноразового использования. Не используйте изделие, если внутренняя упаковка повреждена
- Хранить в сухом и чистом помещении с относительной влажностью менее 80%
- Проверьте соединения трубок перед использованием
- Проверьте есть ли на каждой магистрали фильтр крови
- Не используйте изделие, если протекает кровь или трубки и компоненты повреждены во время заполнения и процедуры
- Изделие стерильно и апиrogenно
- Гарантийный срок хранения и сохранения стерильности - 2 года

Shandong Weigao Blood Purification Products Co., Ltd.
(«Шаньдун Вэйгао Блад Пьюрификайшн Продактс Ко., Лтд.»), Китай
No. 20 Xingshen Road, Weihai Torch Hi-tech Science Park, 264210 Weihai,
Shandong Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA.
Tel: +86-631-5660598 Fax: +86-631-5660598

Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО «Компания «БиВи»
129085, г. Москва, Проспект Мира, дом 101, стр. 1, пом 17
ИНН 7722385440, Тел: +7(499)2816768
Регистрационное удостоверение:



Нетоксично



Длина насосного сегмента:

Внутренний диаметр насосного сегмента:

LOT



Ver. 1.0

Магистраль кровопроводящая для проведения процедуры гемодиализа. Вид сзади индивидуальной упаковки.

Открывать здесь

WEGO

Стерильно. Апиrogenно
Артериальная магистраль: красная
Венозная магистраль: голубая

Магистраль кровопроводящая для проведения процедуры гемодиализа JRHLL-020



Указывает на завершение стерилизации

Инструкция по подготовке магистрали к использованию:

- Перед применением прочтите инструкцию
- Изделие предназначено только для однократного использования. Не используйте изделие, если внутренняя упаковка повреждена
- Хранить в сухом и чистом помещении с относительной влажностью менее 80%
- Проверьте соединение трубок перед использованием
- Проверьте есть ли на каждой магистрали фильтр крови
- Не используйте изделие, если протекает кровь или трубки и компоненты повреждены во время заполнения и процедуры
- Изделие стерильно и апиrogenно
- Гарантийный срок хранения и сохранения стерильности - 2 года



Shandong Wego Blood Purification Products Co., Ltd.
(«Шаньдун Вэйгао Блад Пьюрификайшн Продактс Ко., Лтд.»), Китай
No.20 Xingshan Road, Weihai Torch Hi-tech Science Park, 264210 Weihai,
Shandong Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA.
Tel: +86-631-5660598 Fax: +86-631-5660598

Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО «Компания «БиВи»
129085, г. Москва, Проспект Мира, дом 101, стр. 1, пом 17
ИНН 7722385440, Тел: +7(499)2816768
Регистрационное удостоверение:



Модель:

LOT

Длина венозного сегмента:




Внутренний диаметр венозного сегмента:



Ver. 1.0

Магистраль кровопроводящая для проведения процедуры гемодиализа. Макет маркировки индивидуальной упаковки

Магистраль кровопроводящая для проведения процедуры гемодиализа. Внешний вид потребительской/транспортной упаковки.



Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью и подписью: 14 листа (-ов)

Генеральный директор _____ / Носова Т.А



МИТРОХИНА Ю.Ю.
ПО ДОВЕРЕННОСТИ
№77АД3555350