


Фото 1. Набор "СЕТТОСКРИН" (общий вид упаковки набора)



- 1. Комплект для приготовления (реакт «ДНК-ЖСТИРЕС»)
- 2. Комплект реактивов для ПЦР-амплификации, формат «реальной точки»
- 3. Комплект реактивов для ПЦР-амплификации, формат «экстраскрип»
- 4. Комплект реактивов для ПЦР-амплификации, формат «экстраскрип»
- 5. Комплект реактивов для электрофоретической диссекции № 1

СОСТАВ НАБОРА:

только для in vitro диагностики

серию 01/65/12

дата изготовления 09.04.12

по ТУ 9398-065-17253567-2012

набор реактивов для обнаружения ДНК  
бактериальных патогенов, ассоциированных с септицемией,  
методом полимеразной цепной реакции

СЕТТОСКРИН

НПО ЛИНТЕХ



Фото 2. Набор " СЕПТОСКРИН " (внутренний вид упаковки набора)



Фото 3.Набор " СЕПТОСКРИН " (состав набора)





Набор реагентов для обнаружения ДНК  
бактериальных патогенов ассоциированных с септициемией,  
методом полимеразной цепной реакции  
**СЕПТОСКРИН**  
ФОРМАТ "ЭЛЕКТРОФОРЕЗ"



Схема расположения пробирок

Коробка №1  
амплификационные смеси:

- 1 ряд – КОЛИПОЛ
- 2 ряд – ЭНТЕРОПОЛ
- 3 ряд – ПРОТЕПОЛ
- 4 ряд – СЕРАТИПОЛ

Коробка №2  
амплификационные смеси:


- 1 ряд – АРУГИПОЛ
- 2 ряд – ЭНКОПОЛ
- 3 ряд – СТАФИПОЛ
- 4 ряд – СТРЕПТОПОЛ






Набор реагентов для обнаружения ДНК  
бактериальных патогенов, ассоциированных с септициемией,  
методом полимеразной цепной реакции  
СЕПТОСКРИН  
ФОРМАТ "ПО КОНЕЧНОЙ ТОЧКЕ"

Схема расположения пробирок.



Коробка №1  
амплификационные смеси:


- 1 ряд – КОЛИПОЛ
- 2 ряд – ЭНТЕРОПОЛ
- 3 ряд – ПРОТЕПОЛ
- 4 ряд – СЕРАТИПОЛ



Коробка №2  
амплификационные смеси:

- 1 ряд – АРУГИПОЛ
- 2 ряд – ЭНКОПОЛ
- 3 ряд – СТАФИПОЛ
- 4 ряд – СТРЕПОПОЛ







Прошито, проверено, скреплено печатью.  
Количество листов \_\_\_\_\_ шт.  
Директор *А.Ю. Наумов* Наумов А.Ю.

