



Фото 1. Набор реагентов «ДИПЛЕКС Ct+Tv» вариант исполнения ДИПЛЕКС Ct+Tv-PB-120.

Литех

ПАСПОРТ КАЧ.
Набор реагентов
С *Chlamydia trachomatis*
методом полимеразной цепной
реакции «ДИПЛЕКС
Сt+Tv»
для диагностики
по ТУ 93398-2016

ДИПЛЕКС

Предприятие-изготовитель: ООО НПФ «Литех»


Номер серии: 05/312/16 Дата изготовления: _____

Состав комплекта:

Состав	Комплектация
Реакционная смесь РВ	1 пробирка - 900 мкл
Таг-полимераза	1 пробирка - 50 мкл
Разбавитель	2 пробирки - по 2 мкл
ПКО ИППП	1 пробирка - 200 мкл

Результаты контроля:

Наименование показателя	Характеристика и норма
1. Компактность	Согласно 1.4 ТУ



Вкладыш
к контрольному образцу ПКО ИППП

Номер серии: 05/312/16 Дата изготовления: 05.03.16 Годен до: 21.03.17

Концентрация плазмид, несущих специфический фрагмент ДНК соответствующего возбудителя (и человека), входящих в состав ПКО ИППП:

Фрагмент ДНК, содержащийся в плазмиде	Концентрация (ГЭ/мл)	Допустимый диапазон Ct
<i>Chlamydia trachomatis</i>	$1,0 \cdot 10^5$	22,9 - 26,9
<i>Trichomonas vaginalis</i>	$6,0 \cdot 10^5$	23,7 - 27,7
<i>Neisseria gonorrhoeae</i>	$2,1 \cdot 10^5$	23,5 - 27,5
<i>Mycoplasma genitalium</i>	$3,9 \cdot 10^5$	23,4 - 27,4
<i>U. parvum</i>	$2,0 \cdot 10^5$	23,5 - 27,5
<i>U. urealyticum</i>	$8,0 \cdot 10^5$	23,9 - 27,9
<i>Mycoplasma hominis</i>	$1,8 \cdot 10^5$	24,0 - 28,0
<i>U. urealyticum</i> spp.	$4,7 \cdot 10^5$	23,0 - 27,0
<i>Herpes simplex virus type 1</i>	$2,0 \cdot 10^5$	22,8 - 26,8
<i>Herpes simplex virus type 2</i>	$5,5 \cdot 10^5$	23,7 - 27,7
<i>U. urealyticum</i>	$2,8 \cdot 10^5$	22,6 - 26,6
<i>U. urealyticum</i>	$1,0 \cdot 10^5$	22,0 - 26,0

ПАМЯТКА
по применению набора реагентов для выявления и идентификации
Chlamydia trachomatis и *Trichomonas vaginalis* методом полимеразной цепной
реакции с детекцией в реальном времени ДИПЛЕКС St+Tv
для диагностики ИИ ВИЧ

1. Подготовка к проведению амплификации, вариант исполнения ДИПЛЕКС St+Tv-PB-120.

1.1. Приготовить необходимое число бесцветных пробирок вместимостью 0,2 мл, включая пробирки для положительного и отрицательного контрольных образцов. Маркировка пробирок на крышке возможна только для реал-тайм амплификатора. Для всех остальных амплификаторов маркировка пробирок на крышке недопустима! В любом случае пробирки следует расставить в соответствии с заранее подготовленной схемой.

1.2. Полностью разморозить компоненты набора. Пробирки с реакционной смесью и разбавителем тщательно перемешать.

1.3. Из компонентов набора приготовить смесь из расчета на 1 образец:

Компонент	Количество (мкл)
Разбавитель	21
Реакционная смесь РВ	7
Таг-полимераза	0,3

Фото 2. Набор реагентов «ДИПЛЕКС St+Tv» вариант исполнения ДИПЛЕКС St+Tv-PB-120. Комплектность набора.



Фото 3. Набор реагентов «ДИПЛЕКС St+Tv» вариант исполнения ДИПЛЕКС St+Tv-PB-120. Компоненты набора.



Фото 4. Набор реагентов «ДИПЛЕКС Ct+Tv» вариант исполнения ДИПЛЕКС Ct+Tv-OneStep-PB-60.




Фото 5. Набор реагентов «ДИПЛЕКС St+Ty» вариант исполнения ДИПЛЕКС St+Ty-OneStep-PB-60. Комплектность набора.




Фото 6. Набор реагентов «ДИПЛЕКС Сt+Tv» вариант исполнения ДИПЛЕКС Сt+Tv-OneStep-PB-60. Компоненты набора.



Фото 7. Набор реагентов «ДИПЛЕКС Ct+Tv» вариант исполнения ДИПЛЕКС Ct+Tv-OneStep-PB-96.

Фото 8. Набор реагентов «ДИПЛЕКС Сt+Tv» вариант исполнения ДИПЛЕКС Сt+Tv-OneStep-PB-96. Комплектность набора.






Фото 9. Набор реагентов «ДИПЛЕКС St+Tv» вариант исполнения ДИПЛЕКС St+Tv-OneStep-PB-96. Компоненты набора.



Фото 10. Набор реагентов «ДИПЛЕКС St+Tv» вариант исполнения ДИПЛЕКС St+Tv-TwoStep-PB-60.




Фото 12. Набор реагентов «ДИПЛЕКС St+Tv» вариант исполнения *ДИПЛЕКС St+Tv-TwoStep-PB-60*. Компоненты набора.



Фото 13. Набор реагентов «ДИПЛЕКС St+Tv» вариант исполнения ДИПЛЕКС St+Tv-TwoStep-PB-96.




Фото 14. Набор реагентов «ДИПЛЕКС C+Tv» вариант исполнения ДИПЛЕКС C+Tv-TwoStep-PB-96. Комплектность набора.




Фото 15. Набор реагентов «ДИПЛЕКС Ст+Тв» вариант исполнения ДИПЛЕКС Ст+Тв-TwoStep-PB-96. Компоненты набора.



Фото 16. Набор реагентов «ДИПЛЕКС Ст+Тв» вариант исполнения ДИПЛЕКС Ст+Тв-PB-120. Групповая упаковка в закрытом виде.



Фото 17. Набор реагентов «ДИПЛЕКС Сt+Tv» вариант использования ДИПЛЕКС Сt+Tv-PB-120. Групповая упаковка в открытом виде.

