

Фотографические изображения
медицинского изделия

***Реакционные чашечки (Reaction Cup) для автоматических
анализаторов MAGLUMI®***

УТВЕРЖДАЮ




Генеральный директор

ООО «КПС»

Смирнов Э.А.

«2» июня 2023 г.

***Реакционные чашечки (Reaction Cup)
для автоматических анализаторов MAGLUMI[®],
в составе:***





130105000101

Реакционные чашечки (Reaction Cup) для автоматических анализаторов MAGLUMI®.

НАЗНАЧЕНИЕ

Медицинское изделие используется как вспомогательное средство для диагностики и мониторинга in vitro на образцах цельной крови, сыворотки, плазмы или мочи человека и предназначено для размещения реакционных смесей в автоматических иммунохемилюминесцентных анализаторах MAGLUMI®.

ОПИСАНИЕ

Реакционные чашечки (Reaction Cup) используются для размещения реакционных смесей в автоматических иммунохемилюминесцентных анализаторах MAGLUMI®. Реакционные чашечки загружаются в отсек для кювет.

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

Реакционные чашечки (Reaction Cup) для автоматических анализаторов MAGLUMI®, в составе:

Реакционные чашечки (Reaction Cup) для автоматических анализаторов MAGLUMI® 546 шт. в упаковке
Инструкция по применению 1 шт.

КОМПОНЕНТЫ НАБОРА

REF	Описание материала	Спецификация
130105000101	Полипропилен	546 шт. в упаковке

Необходимые, но не предоставляемые изделия

Материал	№ПУ / REF
Анализатор автоматический иммунохемилюминесцентный MAGLUMI® с принадлежностями	РЗН 2021/15740
Набор реагентов in vitro для автоматических анализаторов MAGLUMI®	Индивидуально
Реакционные модули (Reaction Module) для автоматических анализаторов MAGLUMI®	РЗН 2021/14862
Накопечник (Tip) для автоматических анализаторов MAGLUMI®	130208000201
Набор реагентов Starter (Starter 1, Starter 2) для автоматических анализаторов MAGLUMI®	РЗН 2021/14858
Контроль измерений люминесценции (Light Check) для автоматических анализаторов MAGLUMI®	РЗН 2021/14861
Концентрат для очистки (Wash Concentrate) для автоматических анализаторов MAGLUMI®	РЗН 2021/14863
Раствор для очистки системы пробирок (System Tubing Cleaning Solution) для автоматических анализаторов MAGLUMI®	РЗН 2021/14881

Конкретные необходимые принадлежности и спецификации принадлежностей для каждой модели см. в Руководстве по эксплуатации анализатора MAGLUMI®.

Заказывайте данные материалы у Шэньчжэнь Нью Индастриз Биомедикал Инжиниринг Ко., Лтд (SNIBE Co., Ltd.) или у наших уполномоченных представителей по РФ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Для диагностики in vitro.
- Только для профессионального использования.
- Не используйте набор после истечения срока годности, указанного на этикетке.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
СМИРНОВ С.А.
Всего прошнуровано и
скреплено 4 листов

