

Фотографические изображения
медицинского изделия

***Наконечник (Tip) для автоматических анализаторов
MAGLUMI®***

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «КЛС»




Смирнов Э.А.

2023 г.

***Наконечник (Tip) для автоматических
анализаторов MAGLUMI[®], в составе:***

Наконечник (Tip) для автоматических анализаторов MAGLUMI® - 20 коробок по 192 шт. в упаковке.





130208000201

Наконечник (Tip) для автоматических анализаторов MAGLUMI®

НАЗНАЧЕНИЕ

Медицинское изделие используется как вспомогательное средство для диагностики и мониторинга *in vitro* на образцах цельной крови, сыворотки, плазмы или мочи человека и предназначено для переноса образцов при проведении анализов на иммунохемилюминесцентных анализаторах MAGLUMI®.

ОПИСАНИЕ

Наконечник (Tip) используется для переноса образцов при проведении анализов на иммунохемилюминесцентных анализаторах MAGLUMI®. Наконечник загружается в ящик для хранения наконечников.

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

Наконечник (Tip) для автоматических анализаторов MAGLUMI®, в составе:

Наконечник (Tip) для автоматических анализаторов MAGLUMI® - 20 коробок по 192 шт. в упаковке.

Инструкция по применению - 1 шт.

Сертификат контроля качества производителя - 1 шт.

КОМПОНЕНТЫ НАБОРА

REF	Описание материала	Спецификация
130208000201	Полипропилен	20 коробок по 192 шт. в упаковке

Необходимые, но не предоставляемые изделия

Материал	№ПУ / REF
Анализатор автоматический иммунохемилюминесцентный MAGLUMI® с принадлежностями	РЗН 2021/15740
Набор реагентов <i>in vitro</i> для автоматических анализаторов MAGLUMI®	Индивидуально
Реакционные модули (Reaction Module) для автоматических анализаторов MAGLUMI®	РЗН 2021/14862
Реакционные чашечки (Reaction Cup) для автоматических анализаторов MAGLUMI®	130105000101
Набор реагентов Starter (Starter 1, Starter 2) для автоматических анализаторов MAGLUMI®	РЗН 2021/14858
Контроль измерений люминесценции (Light Check) для автоматических анализаторов MAGLUMI®	РЗН 2021/14861
Концентрат для очистки (Wash Concentrate) для автоматических анализаторов MAGLUMI®	РЗН 2021/14863
Раствор для очистки системы пробирок (System Tubing Cleaning Solution) для автоматических анализаторов MAGLUMI®	РЗН 2021/14881

Конкретные необходимые принадлежности и спецификации принадлежностей для каждой модели см. в Руководстве по эксплуатации анализатора MAGLUMI®.

Заказывайте данные материалы у Шэньчжэнь Нью Индастриз Биомедикал Инжиниринг Ко., Лтд (SNIBE Co., Ltd.) или у наших уполномоченных представителей по РФ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Для диагностики *in vitro*.
- Только для профессионального использования.
- Не используйте набор после истечения срока годности, указанного на этикетке.
- Не используйте изделие повторно.
- Утилизация всех отходов должна осуществляться в соответствии с местными правилами.

Примечание: Если в отношении изделия произошел какой-либо серьезный инцидент, сообщите об этом в компанию Шэньчжэнь Нью Индастриз Биомедикал Инжиниринг Ко., Лтд. (Snibe) или нашему уполномоченному представителю, а также в компетентный орган государства, в котором вы находитесь.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

CERTIFICATE

Quality Inspector: 07

Inspection Qualified & Approved
For Release

Shenzhen New Industries Biomedical
Engineering Co., Ltd.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
СМИРНОВ
Всего прошнуровано «И/С»
скреплено «Листов»
ОТД. 1125042015000
МОСКВА

