

ПОДТВЕРЖДАЮ

Супервайзер по регистрации
ООО «Джонсон & Джонсон»
Кривенкова К.В.




2018 г.

Фотографические изображения медицинского изделия:

**Линза интраокулярная акриловая торическая однокомпонентная TECNIS®,
модели: ZCT 375, ZCT 450, ZCT 525, ZCT 600, ZCT 700, ZCT 800**

ISSUED



DC • Labeling & Packaging	
Approved Specifications	
Title: TECNIS Toric Monofocal Packaging	
Drawing No.: 02540066	
PLAT: IBM, MAC, & CUSTOMER CDS	
Note: This color copy is for review only. Color placement and color density. Actual colors will be matched on print in approved color standards and/or PMS color swatches.	
TECNIS AL Red Monofocal Dark Blue Toric Johnson & Johnson Monofocal Light Blue Black	

Production Order:
900006071964

Label printed on:
Wednesday, 18 April, 2018
11:34:15

Number of reprint labels: 1

ZCT225
+20.0D SE
2.25D CYL

TECNIS
Toric IOL

Johnson & Johnson VISION
2022-04-18
SN 8607641804



ZCT225
TORIC (2.25D CYL)

REF ZCT2250200

TECNIS
Toric IOL

DIOPTER: +20.0D SE 2.25D CYL

SUGGESTED "A" CONSTANT:

Optical Biometry 119.3

Ultrasound Biometry 118.8

OVERALL DIAMETER ($\emptyset_T$): 13 mm

OPTIC DIAMETER ($\emptyset_B$): 6 mm

USE BY (YYYY-MM-DD): 2022-04-18

SERIAL NUMBER (SN): 8607641804


MANUFACTURED ON (YYYY-MM-DD): 2018-04-18

One piece posterior chamber biconvex IOL:
Acrylic aspheric 2.25D cylinder optic with UV absorber.

PRODUCT OF MALAYSIA

 Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc.
1700 E. St. Andrew Place,
Santa Ana, CA 92705 USA.

Production site:
JJSV Manufacturing Malaysia Sdn. Bhd. Lot H.S (D) 70252,
PT 2489, Jalan Hi Tech 11, Industrial Zone Phase 3, Kulim
Hi Tech Park, 09000 Kulim, Kedah Darul Aman, Malaysia



CE
0344


Reprint label
Ordno.: 900006071964
Quantity: 1
Date: 18-04-2018, 11:34:15
8607641804



(01)05050474538757(17)220418(11)180418(21)8607641804

Z353395 Rev. A Revision Date: 04/2018

Фото 2 – Линза интраокулярная акриловая торическая однокомпонентная TECNIS®,
модель ZCT 225, SN 8418161411 – потребительская упаковка (обратная сторона) [Макет]





**Линза интраокулярная акриловая мультифокальная торическая однокомпонентная
TECNIS®, модели: ZMT 150**

Номер и дата РУ: [Number / Date RC]

Назначение: Линза предназначена для визуальной коррекции зрения при афакии у взрослых пациентов, у которых пораженный катарактой хрусталик удален посредством экстракапсулярной экстракции катаракты. Это устройство помещается в капсулярный мешок.



Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. («Джонсон & Джонсон» Сергикал Вижн, Инк.),
1700 East St. Andrew Pl., Santa Ana, California 92705, United States

Уполномоченный
представитель
производителя в РФ:

ООО «Джонсон & Джонсон», Россия, 121614, г. Москва, ул. Крылатская, д. 17, к. 2

Место производства:
Production Site:

[The Netherlands] Нидерланды

Diopter

Диоптрия:

Suggested "A" constant:

Поправочный коэффициент («А»-
константа):

Optical biometry

Оптическая биометрия

Ultrasound biometry

Ультразвук

Overall diameter ($\varnothing_T$):

Общий диаметр ($\varnothing_T$):

Optic diameter ($\varnothing_B$):

Оптический диаметр ($\varnothing_B$):

Use by (YYYY-MM-DD):

Срок годности (TTT-MM-DD):

Serial number (SN):

Серийный номер (IT):

Manufactured on (YYYY-MM-DD)

Дата производства (TTT-MM-DD):

ИОЛ однокомпонентная двояковыпуклая имплантируемая в заднюю камеру:
акриловая асферическая / дифракционная мультифокальная оптика с
ковалентно связанным поглотителем УФ излучения

STERILE EO



Стерилизовано
этиленоксидом

Повторное использование
запрещено



Не подлежит повторной
стерилизации



См. инструкции по
применению



Верхний предел температуры



Не использовать, если
упаковка повреждена



Хранить вдали от солнечных
лучей

RxOnly

Для продажи только врачам

Апирогенно

Нетоксично

Прошито и пронумеровано и
скреплено печатью 6 листа(ов).

Должность

ФИО

(подпись)

М.П.

« 3 »

20 18 года