




17, Krylatskaya str., bld. 2, Moscow, 121614
Tel.: (495) 580-77-77 Fax: (495) 580-78-78

121614, г. Москва, ул. Крылатская, 17, корп. 2
Тел.: (495) 580-77-77, Факс: (495) 580-78-78

ПОДТВЕРЖДАЮ

Супервайзер по регистрации
ООО «Джонсон & Джонсон»
Кривенкова К. В.



Фотографические изображения на медицинское изделие

*«Линза интраокулярная акриловая расширенного диапазона зрения
однокомпонентная TECNIS® Symphony в различных вариантах исполнения»*

2019




Фото 1. Линза интраокулярная акриловая расширенного диапазона зрения однокомпонентная TECNIS® Symfomy, модель: ZXR00 – потребительская упаковка [Макет].

Production Order:
900006071964

Label printed on:
Wednesday, 18 April, 2018
12:05:09

ZXR00
+20.0D

TECNIS
Symphony IOL

Johnson & Johnson VISION

2023-04-18

SN 8607641804



Number of reprint labels:1

ZXR00
Extended Range of Vision IOL

REF ZXR00I0200

TECNIS
Symphony IOL

DIOPTER: +20.0D

SUGGESTED "A" CONSTANT:

Optical Biometry 119.3

Ultrasound Biometry 118.8

OVERALL DIAMETER ($\varnothing_T$): 13 mm

OPTIC DIAMETER ($\varnothing_B$): 6 mm

USE BY (YYYY-MM-DD): 2023-04-18

SERIAL NUMBER (SN): 8607641804

MANUFACTURED ON (YYYY-MM-DD): 2018-04-18


Diffractive Aspheric Extended Range of Vision 1-Piece posterior chamber
biconvex IOL with UV absorber.

PRODUCT OF THE NETHERLANDS



Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc.
1700 E. St. Andrew Place,
Santa Ana, CA 92705 USA.

Production site:
AMO Groningen BV, van Swietenlaan 5,
9728 NX Groningen, The Netherlands



CE
0344

Reprint label
Ordno.: 900006071964
Quantity: 1
Date: 18-04-2018, 12:05:09
8607641804



(01)05050474575608(17)230418(11)180418(21)8607641804

Z353387 Rev. A Revision Date:04/2018

Фото 2. Линза интраокулярная акриловая расширенного диапазона зрения однокомпонентная TECNIS® Symphony, модель: ZXR00 –
потребительская упаковка (обратная сторона) [Макет].




Фото 3. Линза интраокулярная акриловая расширенного диапазона зрения однокомпонентная TECNIS® Symphony, модель: ZXR00 – лепестковая упаковка.



Фото 5. Линза интраокулярная акриловая расширенного диапазона зрения однокомпонентная TECNIS® Symphony, торическая, модель: ZXT375 – изделие в стерильной упаковке.



Фото 6. Линза интраокулярная акриловая расширенного диапазона зрения однокомпонентная TECNIS® Symfony, торическая, модель: ZXT375 – лепестковая упаковка.

Линза интраокулярная акриловая расширенного диапазона зрения однокомпонентная TECNIS® Symphony в различных вариантах исполнения: ZXT 100

Номер и дата РУ: [Number / Date RC]

Назначение: Линза предназначена для визуальной коррекции зрения при афакии у взрослых пациентов, у которых пораженный катарактой хрусталик удален посредством экстракапсулярной экстракции катаракты. Это устройство помещается в капсулярный мешок.



Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. («Джонсон & Джонсон Серджикал Вижн. Инк.»),
1700 East St. Andrew Pl., Santa Ana, California 92705, United States

Уполномоченный
представитель
производителя в РФ:

ООО «Джонсон & Джонсон», Россия, 121614, г. Москва, ул. Крылатская, д. 17, к. 2

Место производства:

[Puerto Rico (USA)] Пуэрто-Рико (США) или [The Netherlands] Нидерланды

Production Site:



Diopter

Диоптрия:

Suggested "A" constant:

Поправочный коэффициент («А»-
константа):

Optical biometry

Оптическая биометрия

Ultrasound biometry

Ультразвук

Overall diameter ($\varnothing_T$):

Общий диаметр ($\varnothing_T$):

Optic diameter ($\varnothing_B$):

Оптический диаметр ($\varnothing_B$):

Use by  (YYYY-MM-DD):

Срок годности  (TTT-MM-DD):

Serial number (SN):

Серийный номер (bIT):

Manufactured on  (YYYY-MM-DD)

Дата производства  (TTT-MM-DD):

Линза однокомпонентная, двояковыпуклая имплантируемая в заднюю камеру: Акрил с поглотителем УФ излучения

STERILE EO



Стерилизовано
этиленоксидом.
Повторное использование
запрещено



Не подлежит повторной
стерилизации



См. инструкции по
применению



Верхний предел температуры



Не использовать, если
упаковка повреждена



Хранить вдали от солнечных
лучей

RxOnly

Для продажи только врачам

Аллергенно
Нетоксично

Фото 7. Пример проекта маркировки на русском языке на примере модели ZXT100.

Прошито и пронумеровано и
скреплено печатью 8 листа(ов).
Должность супервайзер по
регистрации
ФИО Крибенкова Л.В.
Л.В.
«Джонсон»
(подпись)
М.П. «Джонсон» 2019 года
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
* МОСКВА * 07022050