



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

**«Фрезы стоматологические для установки имплантатов дентальных ASTRA TECH Implant System
нестерильные»**


Удлинитель фрезы (Drill Extension).




Фреза направляющая, диаметр 1,8 мм (Guide Drill Ø 1,8)



Фреза коническая короткая, диаметр 4,5 мм (Conical Drill Ø 4.5 mm, Short)




Фреза костная, диаметр 4,2 мм, глубина погружения 8-19 мм (Twist Drill Ø 4,2 mm, 8-19 mm)



Фреза пилотная короткая, диаметр 3,7/4,2 мм (Pilot Drill Ø 3,7/4,2 mm, Short)



Фреза кортикальная короткая, диаметр 3,2/3,5 мм (Cortical Drill Ø 3,2/3,5 mm, Short)



Прошито и скреплено печатью

7 листов

" 04 " 04 20 16 год

Менеджер по регистрации

ООО «Дентсплай Ай-Эйч»

Доброва Е.П.

