



121357, Москва г, Верейская ул., дом 17, Верейская Плаза-2, офис 216, ИНН/КПП 7703819090/ 773101001,
т. +7 (499) 682-67-87

ПОДТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО "ЭДАН МЕДИКАЛ"
Цзян Шуай



2023г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

**«Система холтеровская в вариантах исполнения SE-2003, SE-2012,
SE-2003A, SE-2012A с принадлежностями»**


Edan Medical Co., Ltd
Room 216, 17 Vereyskaya str. 121357, Moscow
mail: russia@edan.com.cn | www.edanmedical.ru | www.edan.com.cn

Система холтеровская в вариантах исполнения SE-2003, SE-2012, SE-2003A, SE-2012A с принадлежностями:

I. Система холтеровская SE-2003, в составе: 1. Регистратор 3х-канальный холтеровской системы



2. ПО анализа холтеровской системы.



3. Кабель 7-электродный ЭКГ (IEC).



4. Кабель 5-электродный ЭКГ (IEC).



5.1. Электроды одноразовые адгезивные для взрослых (30 шт. в уп.).



5.2. Электроды одноразовые адгезивные для взрослых (30 шт. в уп.).



6.1. Электроды одноразовые адгезивные детские/неонатальные (50 шт. в уп.).




6.2. Электроды одноразовые адгезивные детские/неонатальные (50 шт. в уп.).



7.1. ЭКГ-электроды одноразовые для диагностики (с коннекторами и без коннекторов) РУ ФСЗ 2008/02776 от 02.07.2021 (25 шт./уп.).



7.2. ЭКГ-электроды одноразовые для диагностики (с коннекторами и без коннекторов) РУ ФСЗ 2008/02776 от 02.07.2021 (25 шт./уп.).



Do not open until immediately prior to use.

COVIDIEN™

Kendall™

200 Foam Electrodes

Conductive Adhesive Hydrogel

Électrodes en mousse 200

Hydrogel adhésif conducteur

REF 31050522

2 004

100

(01)20884527007926
(17)221213
(10)634706X

LOT 534706X
2022-12-13


8.2. Электроды одноразовые адгезивные для взрослых (100 шт. в уп.).



9.1. Электроды одноразовые (100 шт в уп. для разъема с зажимом).



9.2. Электроды одноразовые (100 шт в уп. для разъема с зажимом).



10. Micro-SD карта.



11. Кард-ридер.



12. Батарейка ААА.



13. Батарейка литий-ионная.





15. USB кабель.



II.1. Система холтеровская SE-2012, общий вид в упаковке



II.2. Система холтеровская SE-2012, маркировка

EDAN

P/N:



83.61.360248_0351



CE 0123

Product: Holter System

Model: SE-2012



2021-03-01




SN



Rx Only

360248-M21207650002

1X1.5V AAA IEC LR03



Shanghai International Holding Corp. GmbH.
Eiffelstrasse 80, 20537 Hamburg, Germany
Tel: +49-40-2513175
E-mail: shholding@hotmail.com

Transport and Storage Environment
Temperature: -20°C~+55°C
Relative Humidity: 10%RH~ 95%RH
(Non-condensation)
Atmospheric Pressure: 70kPa~106kPa




Edan Instruments, Inc.
#15 Jinhui Road, Jlnsha Community, Kengzi Sub-District,
Pingshan District, 518122 Shenzhen, P.R.China
Tel: +86-755-26898326 Fax: +86-755-26898330
[http:// www.edan.com.cn](http://www.edan.com.cn)



(01)06944413800977
(21)360248-M21207650002
(11)210301



6 944413 800977



1.1. Регистратор 12-ти-канальный холтеровской системы



 01.03.2026

Holter System

1X1.5V AAA IEC LR03

Rx Only

EC REP

Shanghai International Holding Corp. GmbH
Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany
Tel: +49-40-2513175
E-mail: shholding@hotmail.com



Edan Instruments, Inc.
#15 Jinhui Road, Jinsha Community, Kengzi
Sub-District, Pingshan District, 518122
Shenzhen, P.R. China.
Tel: +86-755-26898326
Fax: +86-755-26898330
<http://www.edan.com.cn>



IP27



0123



Model: SE-2012



2021-03-01

SN



360248-M21207650002

(01)06944413800977 Transportation&storage:

(21)360248-M21207650002 -20°C to +55°C

(11)210301

2. ПО анализа холтеровской системы.



3. Кабель 10-электродный ЭКГ (IEC)



4. Кабель 7-электродный ЭКГ (IEC)



5. Кабель 5-электродный ЭКГ (ПЕС



6.1. Электроды одноразовые адгезивные для взрослых (30 шт. в уп.). Общий вид в упаковке.




6.2. Электроды одноразовые адгезивные для взрослых (30 шт. в уп.).






7.2. Электроды одноразовые адгезивные детские/неонатальные (50 шт. в уп.). Общий вид в упаковке.



8.1 ЭКГ-электроды одноразовые для диагностики (с коннекторами и без коннекторов) РУ ФСЗ 2008/02776 от 02.07.2021 (25 шт./уп.). Общий вид в упаковке.



8.2 ЭКГ-электроды одноразовые для диагностики (с коннекторами и без коннекторов) РУ ФСЗ 2008/02776 от 02.07.2021 (25 шт./уп).



9.1. Электроды одноразовые адгезивные для взрослых (100 шт. в уп.). Общий вид в упаковке.




9.2. Электроды одноразовые адгезивные для взрослых (100 шт. в уп.).



10.1 Электроды одноразовые (100 шт. в уп. для разъема с зажимом). Общий вид в упаковке.



10.2 Электроды одноразовые (100 шт. в уп. для разъема с зажимом).



11. Micro-SD карта.



12. Кард-ридер.



13. Батарейка ААА.




14. Батарейка литий-ионная.





16. USB кабель



III.1. Система холтеровская SE-2003A. Общий вид в упаковке.



III.2. Система холтеровская SE-2003A. Маркировка.

EDAN

P/N:



83 61 360248_0352

Product: Holter System

Model: SE-2003A




2021-03-11

SN



360248-K21300010001

1X1.5V AAA IEC LR03



Shanghai International Holding Corp. GmbH

Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany

Tel: +49-40-2513175

E-mail: shholding@hotmail.com

Transport and Storage Environment

Temperature: -20 C~+55 C

Relative Humidity: 10% RH~ 95% RH
(Non-condensation)

Atmospheric Pressure: 70kPa~106kPa



Edan Instruments, Inc.

#15 Jinhui Road, Jinsha Community, Kengzi Sub-District,

Pingshan District, 518122 Shenzhen, P.R. China

Tel: +86-755-26898326 Fax: +86-755-26898330

http://www.edan.com.cn




(01)06944413807679

(21)360248-K21300010001

(11)210311



6 944413 807679



2026. 3. 11


1.1 Регистратор 3х-канальный холтеровской системы. Вид спереди.



1.2 Регистратор 3х-канальный холтеровской системы. Маркировка.



2. ПО анализа холтеровской системы.



3. Кабель 7-электродный ЭКГ (ИЕС).



4. Кабель 5-электродный ЭКГ (ПЕС).



5.1. Электроды одноразовые адгезивные для взрослых (30 шт. в уп.). Общий вид в упаковке.




5.2. Электроды одноразовые адгезивные для взрослых (30 шт. в уп.).



6.1. Электроды одноразовые адгезивные детские/неонатальные (50 шт. в уп.). Общий вид в упаковке.




6.2. Электроды одноразовые адгезивные детские/неонатальные (50 шт. в уп.).



7.1. ЭКГ-электроды одноразовые для диагностики (с коннекторами и без коннекторов) РУ ФСЗ 2008/02776 от 02.07.2021 (25 шт. в уп.). Общий вид в упаковке.



7.2. ЭКГ-электроды одноразовые для диагностики (с коннекторами и без коннекторов) РУ ФСЗ 2008/02776 от 02.07.2021 (25 шт. в уп.). Общий вид в упаковке.



8.1. Электроды одноразовые адгезивные для взрослых (100 шт. в уп.). Общий вид в упаковке.




8.2. Электроды одноразовые адгезивные для взрослых (100 шт. в уп.). Общий вид в упаковке.



9.1. Электроды одноразовые (100 шт. в уп. для разъема с зажимом). Общий вид в упаковке.



9.2. Электроды одноразовые (100 шт. в уп. для разъема с зажимом).





11. Кард-ридер.



12. Батарейка ААА.




13. Батарейка литий-ионная.





15. USB кабель.



16. Адаптер для Micro SD карты.



IV.1 Система холтеровская SE-2012A. Общий вид в упаковке.




IV.2 Система холтеровская SE-2012A. Маркировка.

EDAN

P/N:



83.61.360248_0353



CE 0123

Product: Holter System

Model: SE-2012A



2021-03-11




SN



Rx Only

360248-K21300020002

1X1.5V AAA IEC LR03



Shanghai International Holding Corp. GmbH.
Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany
Tel: +49-40-2513175
E-mail: shholding@hotmail.com

Transport and Storage Environment
Temperature: -20°C~+55°C
Relative Humidity: 10%RH~ 95%RH
(Non-condensation)
Atmospheric Pressure: 70kPa~106kPa




Edan Instruments, Inc.
#15 Jinhui Road, Jinsha Community, Kengzi Sub-District,
Pingshan District, 518122 Shenzhen, P.R.China
Tel: +86-755-26898326 Fax: +86-755-26898330
[http:// www.edan.com.cn](http://www.edan.com.cn)




(01)06944413807686
(21)360248-K21300020002
(11)210311



6 944413 807686




1.1 Регистратор 12ти-канальный холтеровской системы. Вид спереди.



1.2 Регистратор 12ти-канальный холтеровской системы. Маркировка.



2. ПО анализа холтеровской системы.



3. Кабель 10-электродный ЭКГ (IEC).



4. Кабель 7-электродный ЭКГ (IEC).



5. Кабель 5-электродный ЭКГ (IEC).



Do not open until immediately prior to use

COVIDIEN™

Kendall™

ECG Electrodes

Électrodes ECG

H99SG

Cloth, Hydrogel
55 mm
Textile, hydrogel

Soft, hydrogel
Informed adhesive
Dry, hydrogel
Dry, hydrogel
Fast, hydrogel
Soft, hydrogel

REF 31.1996.21

LOT 0016X
Use by 2022-01-16

PZN -00045876

30

LOT 0016X
Use by 2022-01-16

REF 31.1996.21

6.2 Электроды одноразовые адгезивные для взрослых (30 шт. в уп.).



7.1 Электроды одноразовые адгезивные детские/неонатальные (50 шт. в уп.). Общий вид в упаковке.




7.2 Электроды одноразовые адгезивные детские/неонатальные (50 шт. в уп.).



8.1 ЭКГ-электроды одноразовые для диагностики (с коннекторами и без коннекторов) РУ ФСЗ 2008/02776 от 02.07.2021 (25 шт./уп.). Общий вид в упаковке.



8.2. ЭКГ-электроды одноразовые для диагностики (с коннекторами и без коннекторов) РУ ФСЗ 2008/02776 от 02.07.2021 (25 шт./уп.).



9.1. Электроды одноразовые адгезивные для взрослых (100 шт. в уп.). Общий вид в упаковке.




9.2. Электроды одноразовые адгезивные для взрослых (100 шт. в уп.).



10.1 Электроды одноразовые (100 шт. в уп. для разъема с зажимом). Общий вид в упаковке.



10.2 Электроды одноразовые (100 шт. в уп. для разъема с зажимом).



11. SD карта






13. Батарейка ААА.




14. Батарейка литий-ионная





16. USB кабель



17. Адаптер для Micro SD карты



Принадлежности:


1. Сумка.




2. Ремень.



3. Шнур



4. Чехол



Транспортная упаковка:



EDAN

P/N: 
AAAA



Наименование: Система холтеровская

Модель: SE-2003

 YYYY-MM-DD



SN 
CCCC

<10kg
 Rx Only

"ПУ № _____ дата _____" 1X1.5V AAA IEC LR03

RF REP

Уполномоченный представитель
на территории РФ:

Общество с ограниченной ответственностью
"ЭДАН МЕДИКАЛ", 121357, Россия, Москва, ул.
Верейская, д. 17, офис 216
Тел.: + 7 (499) 682 67 87

Условия транспортировки и хранения
Температура: -20°C-+55°C
Относительная влажность:
10% ~ 95%
Атмосферное давление:
70 кПа~106 кПа
Класс защиты (IP): IP22



Edan Instruments, Inc.
#15 Jinhui Road, Jinsha Community, Kengzi Sub-District,
Pingshan District, 518122 Shenzhen, P.R.China
Tel: +86-755-26898326 Fax: +86-755-26898330
<http://www.edan.com>



(01)06944413800960
(21)260027-M12500000019
(11)YYMMDD

Всего пронумеровано,
прошнуровано и
скреплено печатью
100 листа (ов)

