

Генеральный директор

ООО «Евромедсервис»

Пищулов Олег Викторович

«22» *ноября* 2023 г.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Зуботехнические микромоторы Strong в вариантах исполнения



Зуботехнический микроmotor Strong 210/105L



Зуботехнический микроmotor Strong 210/120



Зуботехнический микроmotor Strong 210/107II



Зуботехнический микроmotor Strong 211/H400RU



Зуботехнический микро мотор Strong 211/H400RU Black Edition




Зуботехнический микроmotor Strong Brilliant B100/H120




Зуботехнический микромотор Strong Brilliant B100/H100




Зуботехнический микро мотор Strong One/H350RU



Подставка под наконечник



Держатель наконечника съемный




Педаль включения/выключения Strong 211



Педаль включения/выключения Strong 210



Педалъ включения/выключения Strong Brilliant



Педадь включения/выключения Strong One



Потребительская (индивидуальная) упаковка Зуботехнического микромотора Strong 210/105L/ Зуботехнического микромотора Strong 210/120/ Зуботехнического микромотора Strong 210/107II



Потребительская (индивидуальная) упаковка Зуботехнического микромотора Strong 211/H400RU



Потребительская (индивидуальная) упаковка Зуботехнического микромотора Strong 211/H400RU Black Edition



Потребительская (индивидуальная) упаковка Зуботехнического микромотора Strong One/H350RU



Потребительская (индивидуальная) упаковка Зуботехнического микромотора Strong Brilliant B100/H100/ Зуботехнический микромотор Strong Brilliant B100/H120



Транспортная упаковка


Зуботехнические микромоторы Strong в вариантах исполнения

Зуботехнический микромотор Strong Brilliant B100/H120




Saeshin Precision Co., Ltd.

52, Secheon-ro 1-gil, Dasa-eup, Dalseong-gun, Daegu, Republic of Korea



R2BBFU010



21.06.22

Потребляемая мощность, Вт 1-50 (64)

Частота вращения, об/мин 0- 30000

Готовые изделия отвечают техническим и функциональным требованиям в течение 2 лет.

Предохранитель 3.15А



IP20



~ 220-240 В, 50/60 Гц

Зуботехнический микромотор Strong Brilliant B100/H120

Пример маркировки изделия

Зуботехнические микромоторы Strong в вариантах исполнения

Зуботехнический микромотор Strong Brilliant B100/H120



Saeshin Precision Co., Ltd.


52, Secheon-ro 1-gil, Dasa-eup, Dalseong-gun, Daegu, Republic of Korea



21.06.22



IP20




Зуботехнический микромотор Strong Brilliant B100/H120

Пример транспортной маркировки изделия

Зуботехнические микромоторы Strong в вариантах исполнения

Принадлежность: Педаль включения/выключения Strong One



Saeshin Precision Co., Ltd.


52, Secheon-ro 1-gil, Dasa-eup, Dalseong-gun, Daegu, Republic of Korea

SSP202303-153



21.06.22

Пример маркировки принадлежности



Потребительская (индивидуальная) упаковка с маркировкой



Транспортная упаковка с маркировкой

Прошито, пронумеровано и скреплено

печатью 26 листов

Должность Генеральный директор
ООО «Евромедсервис»

Подпись Пищулов О.В. / 

