




*/ООО «УникХелз»
ИНН 7733812510 КПП 772501001
115419, г. Москва, проезд 2-й Рощинский,
д. 8, этаж 8, пом. XIII, ком. 52
Тел./Факс 8(499)322-42-18*

Фотографические изображения медицинского изделия:

Анализатор иммунофлуоресцентный DrAccu

Производства: Ашуре Тек. (Ханчжоу) Ко., Лтд./Assure Tech. (Hangzhou) Co., Ltd.

C/NO:0041



DrAccu

DrAccu

Fluorescence Immunoassay Analyzer

Contents:

- 1 Meter
- 1 Power Adapter
- 1 Package Insert(With Warranty Card)
- 1 Printer Paper
- 1 Scanning Gun

 Assure Tech (Hangzhou) Co., Ltd.
Building 4, No. 1418-50, Moganshan Road, Gongshu
District, Hangzhou, 310011 Zhejiang, P.R. China
contact@diareagent.com

EGREP Lotus NL B.V.
Koningin Julianaplein 10, le Verd, 2595AA, The Hague, Netherlands
peter@lotusnl.com

REF AFI6100B

SN SN106AZ2000001

2027-09



1. The first step is to identify the problem.

• For professional use

Quantity: 1pcs



Анализатор иммунофлуоресцентный DrAccu
(Fluorescence Immunoassay Analyzer)

Состав*:

1. Основной блок – 1 шт.
2. Блок питания – 1 шт.
3. Кабель питания – 1 шт.
4. Комплекты карт контроля качества уровня флуоресценции (низкого, среднего и высокого) – 3 упак. (при необходимости) в составе:
- 4.1 Карта контроля качества – 1 шт.
- 4.2 ID карта (карта-идентификатор контроля качества) – 1 шт.
5. Бумага для печати – 1 рулон
6. Сканер штрих-кодов – 1 шт. (при необходимости)
7. Кабель USB для соединения сканера с анализатором – 1 шт. (при необходимости)
8. Диск с драйвером для кабеля/переходника USB-RS232C – 1 шт.
9. Кабель/переходник USB-RS232C – 1 шт.
10. Руководство по эксплуатации – 1 экз.


Производитель: «Ашуре Тек. (Ханчжоу) Ко., Лтд.» (Assure Tech. (Hangzhou) Co., Ltd.), KHP Building, 4, No. 1418-50, Moganshan Road, Gongshu District, Hangzhou, 310011 Zhejiang, P.R. China
Уполномоченный представитель производителя медицинского изделия в РФ / Организация, принимающая претензии: ООО «УНИКХЕЛЗ»

Адрес: 115419, город Москва, пр-д 2-й Рощинский, д. 8, этаж 8, пом. XIII, ком. 52

Тел.: 8 (499) 322-42-18, Адрес электронной почты: info@unikhelz.ru. RU № _____ от _____

Назначение: Иммунофлуоресцентный анализатор DrAcSi предназначен для использования совместно с наборами реагентов (экспресс-тестами) DrAcSi с целью определения концентрации аналита в наносимых на тест-кассеты образцах цельной крови, сыворотки, плазмы, кала человека.

Международные символы: см. на упаковке
Дата производства: _____



CE


 Assure Tech. (Hangzhou) Co., Ltd.
Building 4, No. 1418-50, Moganshan Road, Gongshu
District, Hangzhou, 310011 Zhejiang, P.R. China
contact@diareagent.com

 Lotus NL B.V.
Koningin Julianaplein 10, le Verd, 2595AA,
The Hague, Netherlands
peter@lotusnl.com


Основной блок – 1 шт.



Основной блок



Маркировка основного блока




Блок питания – 1 шт.



Кабель питания – 1 шт.



Комплекты карт контроля качества уровня флуоресценции (низкого, среднего и высокого) – 3 упак. (при необходимости) в составе:
Карта контроля качества – 1 шт.
ID карта (карта-идентификатор контроля качества) – 1 шт.



High Value Control Card

Lot: AFI2210001

Exp: 2023-08-01

Qty: 1pcs

Assure Tech. (Hangzhou) Co., Ltd.
Building 4, No. 1418-50, Moganshan Road,
Gongshu District, Hangzhou,
310011 Zhejiang, P.R. China
contact@diareagent.com

Lotus NL B.V.

 Koningin Julianaplein 10, le Verd,
2595AA, The Hague, Netherlands
peter@lotusnl.com



IVD



10°C



Middle Value Control Card

Lot: AFI2210001

Exp: 2023-08-01

Qty: 1pcs

Assure Tech. (Hangzhou) Co., Ltd.
Building 4, No. 1418-50, Moganshan Road,
Gongshu District, Hangzhou,
310011 Zhejiang, P.R. China
contact@diareagent.com

Lotus NL B.V.

 Koningin Julianaplein 10, le Verd,
2595AA, The Hague, Netherlands
peter@lotusnl.com



IVD



10°C



Low Value Control Card

Lot: AFI2210001

Exp: 2023-08-01

Qty: 1pcs

Assure Tech. (Hangzhou) Co., Ltd.
Building 4, No. 1418-50, Moganshan Road,
Gongshu District, Hangzhou,
310011 Zhejiang, P.R. China
contact@diareagent.com

Lotus NL B.V.

 Koningin Julianaplein 10, le Verd,
2595AA, The Hague, Netherlands
peter@lotusnl.com



IVD





10°C






Middle Value Control Card
Lot: AFI2210001
Exp: 2023-08-01
Qty: 1pcs
Assure Tech. (Hangzhou) Co., Ltd.
Building 4, No. 1418-50, Moganshan Road,
Gongshu District, Hangzhou,
310011 Zhejiang, P.R. China
contact@diareagent.com
Lotus NL B.V.
Koningin Julianaplein 10, le Verd,
2595AA, The Hague, Netherlands
peter@lotusnl.com
CE IVD 10°C 30°C



Бумага для печати – 1 рулон



Сканер штрих-кодов – 1 шт. (при необходимости)
Кабель USB для соединения сканера с анализатором – 1 шт. (при необходимости)



Диск с драйвером для кабеля/переходника USB-RS232C – 1 шт.


Кабель/переходник USB-RS232C – 1 шт.



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ ДЛЯ IN VITRO ДИАГНОСТИКИ

Анализатор иммунофлуоресцентный DrAssen



«УТВЕРЖДАЮ» / «APPROVE»

Director
Ling ShiSheng



Версия 1 от 10.03.2023

В настоящем документе прошито
и скреплено
оттиском печати 15 лист 06.



Генеральный директор
ООО «УникХелз»

Пантелеймонова А.Н.