

ООО «УникХелз»
ИНН 7733812510 КПП 772501001
115419, г. Москва, проезд 2-й Роцинский,
д. 8, этаж 8, пом. XIII, ком. 52
Тел./Факс 8(499)322-42-18

Фотографические изображения медицинского изделия:

Набор реагентов (экспресс-тест) DrAccu для количественного определения сердечного тропонина I (сTnI) иммунофлуоресцентным методом в цельной крови, сыворотке или плазме с помощью иммунофлуоресцентного анализатора DrAccu (сTnI FIA).

Производства: Ашуре Тек. (Ханчжоу) Ко., Лтд./Assure Tech. (Hangzhou) Co., Ltd.

Фото маркировки

Набор реагентов (экспресс-тест) DrAccu для количественного определения сердечного тропонина I (сTnI) иммунофлуоресцентным методом в цельной крови, сыворотке или плазме с помощью иммунофлуоресцентного анализатора DrAccu (сTnI FIA)

Состав:

1. Тест кассета (сTnI FIA) – 25 шт.
2. Пробирка с буфером для разведения образцов (0,3 мл) – 25шт.
3. Идентификационная карта – 1 шт.
4. Инструкция по применению.

Производитель: «Ашуре Тек. (Ханчжоу) Ко., Лтд.» (Assure Tech. (Hangzhou) Co., Ltd.), КНР
Building 4, No.1418-50, Moganshan Road, Gongshu District, Hangzhou, 310011 Zhejiang, P.R. China

Уполномоченный представитель производителя медицинского изделия в РФ / Организация, принимающая претензии: ООО «УникХелз»

Адрес: 115419, город Москва, пр-д 2-й Рощинский, д. 8, этаж 8, пом. XIII, ком. 52

Тел.: 8 (499) 322-42-18, **Адрес электронной почты:** info@unikhelz.su

РУ № ____ / ____ **от** ____ / ____ /


Международные символы: см. на упаковке

Для in vitro диагностики;

Только для профессионального применения;

Данную маркировку считать приоритетной.

Accu



We diagnose for healthier life.

Store sealed at 2°C to 30°C (36°F to 86°F)
For professional in vitro diagnostic use only

DrAccu

cTnI FIA (Whole blood/ Serum/ Plasma)

LOT: T2210030

EXP: 2024-03


- Individually pouched test devices
- Package insert
- ID card
- Whole Blood Buffer

QTY:25PCS






Тест кассета (сTnI FIA) – 25 шт.



Пробирка с буфером для разведения образцов (0,3 мл) – 25шт.



Идентификационная карта – 1 шт.



DrAssu

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ ДЛЯ INVITRO ДИАГНОСТИКИ

Набор реагентов (экспресс-тест) DrAssu для количественного определения
сердечного тропонина I (сTnI) иммунофлуоресцентным методом
в цельной крови, сыворотке или плазме
с помощью иммунофлуоресцентного анализатора DrAssu
(сTnI FIA)

Производитель: «Ашуре Тек. (Ханчжоу) Ко., Лтд.»
(Assure Tech. (Hangzhou) Co., Ltd.), KHP

«УТВЕРЖДАЮ» / “APPROVE”


Director
Ling ShiSheng



Версия: 1.0 от 01.02.2023

Инструкция по применению.

Транспортная упаковка



SUPPLIER: ASSURE TECH (HANGZHOU) CO.LTD

杭州安旭生物科技股份有限公司

FIA Test

荧光定量快速检测试剂

Batch NO. T2210030

Order NO. SR2022100027

QTY: 500PCS

Country: Russia



MEAS. 66.8×35.8×20.0CM

В настоящем документе прошито
и скреплено
оттиском печати 12 лист 06.



Генеральный директор
ООО «УникХелз»

Пантелеймонова А.Н.