

Фотографии медицинского изделия:

«Система дентальных имплантатов SIN с принадлежностями»,
производство: «СИН – Система де Импланте Насионал С.А.», Бразилия /
«SIN – Sistema de Implante Nacional S.A.», Brazil

Генеральный директор
(должность)

(подпись и печать)

(А.В.Осипов)
(И.О.Фамилия)

от имени Общества с ограниченной ответственностью «АВОС» (ООО «АВОС»)
(наименование организации-заявителя)






Рис. 1 – Имплантаты Strong SW конические титановые с внешним шестигранником, следующих размеров: Ø3,75x7,0мм; Ø3,75x8,5мм; Ø3,75x10,0мм; Ø3,75x11,5мм; Ø3,75x13,0мм; Ø3,75x15,0мм; Ø4,5x8,5мм; Ø4,5x10,0мм; Ø4,5x11,5мм; Ø4,5x13,0мм; Ø4,5x15,0мм; Ø5,0x7,0мм; Ø5,0x8,5мм; Ø5,0x10,0мм; Ø5,0x11,5мм; Ø5,0x13,0мм; Ø5,0x15,0мм.



Рис. 2 – Имплантаты Strong SW конические титановые с внутренним шестигранником, следующих размеров: Ø3,8x8,5мм; Ø3,8x10,0мм; Ø3,8x11,5мм; Ø3,8x13,0мм; Ø3,8x15,0мм; Ø4,5x8,5мм; Ø4,5x10,0мм; Ø4,5x11,5мм; Ø4,5x13,0мм; Ø4,5x15,0мм; Ø5,0x8,5мм; Ø5,0x10,0мм; Ø5,0x11,5мм; Ø5,0x13,0мм; Ø5,0x15,0мм.



Рис. 3 – Имплантаты Strong SW титановые с конусом Морзе, следующих размеров: Ø3,5x8,5мм; Ø3,5x10,0мм; Ø3,5x11,5мм; Ø3,5x13,0мм; Ø3,5x15,0мм; Ø3,8x8,5мм; Ø3,8x10,0мм; Ø3,8x11,5мм; Ø3,8x13,0мм; Ø3,8x15,0мм; Ø4,5x8,5мм; Ø4,5x10,0мм; Ø4,5x11,5мм; Ø4,5x13,0мм; Ø4,5x15,0мм; Ø5,0x8,5мм; Ø5,0x10,0мм; Ø5,0x11,5мм; Ø5,0x13,0мм; Ø5,0x15,0мм.




Рис. 4 – Имплантаты Zygomatic, следующих размеров: Ø4,0x32,5мм; Ø4,0x35,0мм; Ø4,0x37,5мм; Ø4,0x40,0мм; Ø4,0x42,5мм; Ø4,0x45,0мм; Ø4,0x47,5мм; Ø4,0x50,0мм; Ø4,0x52,5мм; Ø4,0x55,0мм; Ø4,0x57,5мм; Ø4,0x60,0мм; Ø4,0x62,5мм.



Рис. 5 – Абатмент конический с конусом Морзе, следующих размеров: $\varnothing 4,8 \times 1,0 \text{ мм}$; $\varnothing 4,8 \times 1,5 \text{ мм}$; $\varnothing 4,8 \times 2,0 \text{ мм}$; $\varnothing 4,8 \times 2,5 \text{ мм}$; $\varnothing 4,8 \times 3,0 \text{ мм}$; $\varnothing 4,8 \times 4,0 \text{ мм}$.





Рис. 6 – Абатмент конический для внутреннего шестигранника, следующих размеров: $\varnothing 3,8 \times 1,0 \text{ мм}$; $\varnothing 3,8 \times 2,0 \text{ мм}$; $\varnothing 3,8 \times 3,0 \text{ мм}$; $\varnothing 3,8 \times 4,0 \text{ мм}$; $\varnothing 4,5 \times 1,0 \text{ мм}$; $\varnothing 4,5 \times 2,0 \text{ мм}$; $\varnothing 4,5 \times 3,0 \text{ мм}$; $\varnothing 4,5 \times 4,0 \text{ мм}$.



Рис. 7 – Абатмент конический для внешнего шестигранника, следующих размеров: $\varnothing 3,6 \times 1,0 \text{ мм}$; $\varnothing 3,6 \times 2,0 \text{ мм}$; $\varnothing 3,6 \times 3,0 \text{ мм}$; $\varnothing 3,6 \times 4,0 \text{ мм}$; $\varnothing 4,1 \times 1,0 \text{ мм}$; $\varnothing 4,1 \times 2,0 \text{ мм}$; $\varnothing 4,1 \times 3,0 \text{ мм}$; $\varnothing 4,1 \times 4,0 \text{ мм}$; $\varnothing 5,0 \times 1,0 \text{ мм}$; $\varnothing 5,0 \times 2,0 \text{ мм}$; $\varnothing 5,0 \times 3,0 \text{ мм}$; $\varnothing 5,0 \times 4,0 \text{ мм}$.




Рис. 8 – Абатмент цементируемый с конусом Морзе, следующих размеров: $\varnothing 3,5 \times 1,0 \text{ мм}$; $\varnothing 3,5 \times 1,5 \text{ мм}$; $\varnothing 3,5 \times 2,0 \text{ мм}$; $\varnothing 3,5 \times 2,5 \text{ мм}$; $\varnothing 3,5 \times 3,0 \text{ мм}$; $\varnothing 3,5 \times 4,0 \text{ мм}$; $\varnothing 3,5 \times 5,0 \text{ мм}$; $\varnothing 4,0 \times 1,0 \text{ мм}$; $\varnothing 4,0 \times 1,5 \text{ мм}$; $\varnothing 4,0 \times 2,0 \text{ мм}$; $\varnothing 4,0 \times 2,5 \text{ мм}$; $\varnothing 4,0 \times 3,0 \text{ мм}$; $\varnothing 4,0 \times 4,0 \text{ мм}$; $\varnothing 4,0 \times 5,0 \text{ мм}$; $\varnothing 4,5 \times 1,0 \text{ мм}$; $\varnothing 4,5 \times 1,5 \text{ мм}$; $\varnothing 4,5 \times 2,0 \text{ мм}$; $\varnothing 4,5 \times 2,5 \text{ мм}$; $\varnothing 4,5 \times 3,0 \text{ мм}$; $\varnothing 4,5 \times 4,0 \text{ мм}$; $\varnothing 4,5 \times 5,0 \text{ мм}$; $\varnothing 5,0 \times 1,0 \text{ мм}$; $\varnothing 5,0 \times 1,5 \text{ мм}$; $\varnothing 5,0 \times 2,0 \text{ мм}$; $\varnothing 5,0 \times 2,5 \text{ мм}$; $\varnothing 5,0 \times 3,0 \text{ мм}$; $\varnothing 5,0 \times 4,0 \text{ мм}$; $\varnothing 5,0 \times 5,0 \text{ мм}$.




Рис. 9 – Абатмент цементируемый для внутреннего шестигранника, следующих размеров: Ø3,8x1,0мм; Ø3,8x2,0мм; Ø3,8x3,0мм; Ø3,8x4,0мм; Ø4,5x1,0мм; Ø4,5x2,0мм; Ø4,5x3,0мм; Ø4,5x4,0мм.



Рис. 10 – Абатмент цементируемый для внешнего шестигранника, следующих размеров:
Ø3,4x1,0мм; Ø3,4x2,0мм; Ø3,4x3,0мм; Ø3,4x4,0мм; Ø4,1x1,0мм; Ø4,1x2,0мм; Ø4,1x3,0мм;
Ø4,1x4,0мм; Ø3,6x1,0мм; Ø3,6x2,0мм; Ø3,6x3,0мм; Ø3,6x4,0мм; Ø5,0x1,0мм; Ø5,0x2,0мм;
Ø5,0x3,0мм; Ø5,0x4,0мм.




Рис. 11 – Абатмент цементируемый угловой с конусом Морзе, следующих размеров: Ø3,5x1,0мм x17°; Ø3,5x1,5мм x17°; Ø3,5x2,0мм x17°; Ø3,5x2,5мм x17°; Ø3,5x3,0мм x17°; Ø3,5x4,0мм x17°; Ø3,5x5,0мм x17°; Ø4,0x1,0мм x17°; Ø4,0x1,5мм x17°; Ø4,0x2,0мм x17°; Ø4,0x2,5мм x17°; Ø4,0x3,0мм x17°; Ø4,0x4,0мм x17°; Ø4,0x5,0мм x17°; Ø4,5x1,0мм x17°; Ø4,5x1,5мм x17°; Ø4,5x2,0мм x17°; Ø4,5x2,5мм x17°; Ø4,5x3,0мм x17°; Ø4,5x4,0мм x17°; Ø4,5x5,0мм x17°; Ø5,0x1,0мм x17°; Ø5,0x1,5мм x17°; Ø5,0x2,0мм x17°; Ø5,0x2,5мм x17°; Ø5,0x3,0мм x17°.



Рис. 12 – Абатмент цементируемый угловой для внутреннего шестигранника, следующих размеров: $\varnothing 3,4 \times 3,8 \times 2,0 \text{ мм} \times 17^\circ$; $\varnothing 3,4 \times 3,8 \times 4,0 \text{ мм} \times 17^\circ$; $\varnothing 4,1 \times 5,0 \times 1,0 \text{ мм} \times 17^\circ$; $\varnothing 4,1 \times 5,0 \times 2,0 \text{ мм} \times 17^\circ$; $\varnothing 4,1 \times 5,0 \times 4,0 \text{ мм} \times 17^\circ$; $\varnothing 3,6 \times 5,0 \times 1,0 \text{ мм} \times 17^\circ$; $\varnothing 3,6 \times 5,0 \times 2,0 \text{ мм} \times 17^\circ$; $\varnothing 3,6 \times 5,0 \times 3,0 \text{ мм} \times 17^\circ$; $\varnothing 3,6 \times 5,0 \times 4,0 \text{ мм} \times 17^\circ$; $\varnothing 5,0 \times 5,5 \times 2,0 \text{ мм} \times 17^\circ$; $\varnothing 5,0 \times 5,5 \times 4,0 \text{ мм} \times 17^\circ$.



Рис. 13 – Абатмент цементируемый угловой для внутреннего шестигранника, серия КОМПАКТ, следующих размеров: $\varnothing 4,1 \times 5,0 \times 1,0 \text{ мм} \times 17^\circ$; $\varnothing 4,1 \times 5,0 \times 2,0 \text{ мм} \times 17^\circ$; $\varnothing 4,1 \times 5,0 \times 4,0 \text{ мм} \times 17^\circ$.



Рис. 14 – Абатмент **цементируемый** угловой для внешнего шестигранника, следующих размеров:
 $\varnothing 3,8 \times 4,5 \times 2,0 \text{ мм} \times 17^\circ$; $\varnothing 3,8 \times 4,5 \times 4,0 \text{ мм} \times 17^\circ$; $\varnothing 4,5 \times 6,0 \times 2,0 \text{ мм} \times 17^\circ$; $\varnothing 4,5 \times 6,0 \times 4,0 \text{ мм} \times 17^\circ$.



Рис. 15 – Абатмент временный цилиндрический с конусом Морзе, следующих размеров: $\varnothing 3,5\text{мм}$; $\varnothing 4,5\text{мм}$.




Рис. 16 – Абатмент временный цилиндрический для внутреннего шестигранника, следующих размеров: $\varnothing 3,8\text{мм}$; $\varnothing 4,5\text{мм}$.




Рис. 17 – Абатмент временный цилиндрический для внешнего шестигранника, без шестигранника, Ø3,4мм.




Рис. 18 – Абатмент временный цилиндрический для внешнего шестигранника, без шестигранника, следующих размеров: $\varnothing 4,1\text{мм}$; $\varnothing 5,0\text{мм}$.




Рис. 19 – Абатмент временный цилиндрический для внешнего шестигранника, с шестигранником, Ø3,4мм.




Рис. 20 – Абатмент временный цилиндрический для внешнего шестигранника, с шестигранником, следующих размеров: $\varnothing 4,1$ мм; $\varnothing 5,0$ мм.



Рис. 21 – Абатмент пластиковый для внутреннего шестигранника, без шестигранника, следующих размеров: $\varnothing 3,8\text{мм}$; $\varnothing 4,5\text{мм}$.



Рис. 22 – Абатмент пластиковый для внутреннего шестигранника, без шестигранника, Ø4,1мм.



Рис. 23 – Абатмент пластиковый для внутреннего шестигранника, с шестигранником, следующих размеров: $\varnothing 3,8\text{мм}$; $\varnothing 4,5\text{мм}$.



Рис. 24 – Абатмент пластиковый для внутреннего шестигранника, с шестигранником, Ø4,1 мм.



Рис. 25 – Абатмент пластиковый для внешнего шестигранника, Ø4,8мм



Рис. 26 – Абатмент хром-кобальтовый с конусом Морзе, без шестигранника, Ø3,5мм




Рис. 27 – Абатмент хром-кобальтовый с конусом Морзе, с шестигранником, следующих размеров: Ø3,5мм; Ø4,5мм.



Рис. 28 – Абатмент хром-кобальтовый для внутреннего шестигранника, без шестигранника, следующих размеров: $\varnothing 3,4\text{мм}$; $\varnothing 4,1\text{мм}$.



Рис. 29 – Абатмент хром-кобальтовый для внутреннего шестигранника, с шестигранником, следующих размеров: Ø3,4мм; Ø4,1мм; Ø5,0мм.




Рис. 30 – Абатмент хром-кобальтовый для внутреннего шестигранника, с шестигранником, следующих размеров: $\varnothing 3,8\text{мм}$; $\varnothing 4,5\text{мм}$.




Рис. 31 – Абатмент хром-кобальтовый для внешнего шестигранника, следующих размеров: $\varnothing 3,6\text{мм}$; $\varnothing 5,0\text{мм}$.





Рис. 32 – Абатмент стандартный для имплантатов Zygomatic, следующих размеров: $\varnothing 4,5 \times 3,0$ мм; $\varnothing 4,5 \times 4,0$ мм; $\varnothing 4,5 \times 5,5$ мм.



Рис. 33 – Абатмент конический для имплантатов Zygomatic, следующих размеров: $\varnothing 4,1 \times 2,0 \text{ мм}$; $\varnothing 4,1 \times 3,0 \text{ мм}$; $\varnothing 4,1 \times 4,0 \text{ мм}$.



Рис. 34 – Абатмент пластиковый без шестигранника, Ø4,1мм.



Рис. 35 – Абатмент пластиковый с шестигранником, следующих размеров: Ø3,6мм; Ø4,1мм.




Рис. 36 – Абатмент пластиковый без шестигранника, с винтом лабораторным с внешним шестигранником Ø2,0мм, следующих размеров: Ø3,4мм; Ø3,6мм; Ø5,0мм.



Рис. 37 – Абатмент пластиковый с шестигранником, с винтом лабораторным с внешним шестигранником Ø2,0мм, следующих размеров: Ø3,4мм; Ø5,0мм.



Рис. 38 – Абатмент пластиковый конический, без шестигранника, Ø4,8мм.



Рис. 39 – Абатмент пластиковый конический, с шестигранником, Ø4,8мм.



Рис. 40 – Абатмент цилиндрический, хром-кобальтовый без шестигранника, Ø4,8мм.



Рис. 41 – Абатмент цилиндрический, хром-кобальтовый с шестигранником, Ø4,8мм.




Рис. 42 – Абатмент стандартный ортопедический, Ø4,8мм.




Рис. 43 – Абатмент конический ортопедический, Ø4,8мм.




Рис. 44 – Абатмент полированный, без шестигранника, Ø4,1мм.




Рис. 45 – Абатмент полированный, с шестигранником, Ø4,1мм.




Рис. 46 – Абатмент полированный конический, Ø4,8мм.



Рис. 47 – Мини-абатмент с конусом Морзе, следующих размеров: $\varnothing 4,8 \times 1,0$ мм; $\varnothing 4,8 \times 2,0$ мм; $\varnothing 4,8 \times 3,0$ мм; $\varnothing 4,8 \times 4,0$ мм; $\varnothing 4,8 \times 1,5$ мм; $\varnothing 4,8 \times 2,5$ мм.



Рис. 48 – Мини-абатмент для внутреннего шестигранника, следующих размеров: $\varnothing 3,8 \times 1,0 \text{ мм}$; $\varnothing 3,8 \times 2,0 \text{ мм}$; $\varnothing 3,8 \times 3,0 \text{ мм}$; $\varnothing 3,8 \times 4,0 \text{ мм}$.



Рис. 49 – Мини-абатмент для внутреннего шестигранника, следующих размеров: $\varnothing 4,5 \times 1,0 \text{ мм}$; $\varnothing 4,5 \times 2,0 \text{ мм}$; $\varnothing 4,5 \times 3,0 \text{ мм}$; $\varnothing 4,5 \times 4,0 \text{ мм}$.




Рис. 50 – Мини-абатмент для внешнего шестигранника, следующих размеров: $\varnothing 3,6 \times 1,0 \text{ мм}$; $\varnothing 3,6 \times 2,0 \text{ мм}$; $\varnothing 3,6 \times 3,0 \text{ мм}$; $\varnothing 3,6 \times 4,0 \text{ мм}$.



Рис. 51 – Мини-абатмент для внешнего шестигранника, следующих размеров: $\varnothing 4,1 \times 1,0 \text{ мм}$; $\varnothing 4,1 \times 2,0 \text{ мм}$; $\varnothing 4,1 \times 3,0 \text{ мм}$; $\varnothing 4,1 \times 4,0 \text{ мм}$; $\varnothing 5,0 \times 1,0 \text{ мм}$; $\varnothing 5,0 \times 2,0 \text{ мм}$; $\varnothing 5,0 \times 3,0 \text{ мм}$; $\varnothing 5,0 \times 4,0 \text{ мм}$.



Рис. 52 – Мини-абатмент угловой с конусом Морзе, следующих размеров: $\varnothing 4,8 \times 2,0 \text{ мм} \times 17^\circ$; $\varnothing 4,8 \times 3,0 \text{ мм} \times 17^\circ$; $\varnothing 4,8 \times 4,0 \text{ мм} \times 17^\circ$.




Рис. 53 – Мини-абатмент угловой для внутреннего шестигранника, следующих размеров: $\varnothing 3,8 \times 2,0 \text{ мм} \times 17^\circ$; $\varnothing 3,8 \times 3,0 \text{ мм} \times 17^\circ$; $\varnothing 4,5 \times 2,0 \text{ мм} \times 17^\circ$; $\varnothing 4,5 \times 3,0 \text{ мм} \times 17^\circ$.




Рис. 54 – Мини-абатмент угловой для внешнего шестигранника, следующих размеров:
 $\varnothing 3,6 \times 2,0 \text{ мм} \times 17^\circ$; $\varnothing 3,6 \times 4,0 \text{ мм} \times 17^\circ$.




Рис. 55 – Мини-абатмент угловой для внешнего шестигранника, следующих размеров: Ø3,6x2,0мм x30°; Ø3,6x4,0мм x30°.



Рис. 56 – Мини-абатмент угловой для внешнего шестигранника, следующих размеров: $\varnothing 4,1 \times 2,0 \text{ мм}$ $\times 17^\circ$; $\varnothing 4,1 \times 3,0 \text{ мм}$ $\times 17^\circ$.




Рис. 57 – Мини-абатмент угловой для внешнего шестигранника, следующих размеров: $\varnothing 4,1 \times 2,0 \text{ мм}$ $\times 30^\circ$; $\varnothing 4,1 \times 4,0 \text{ мм}$ $\times 30^\circ$.




Рис. 58 – Мини-абатмент временный для внешнего шестигранника, без шестигранника, Ø4,8мм, с винтом шестигранным Ø1,4x20мм.




Рис. 59 – Мини-абатмент временный для внешнего шестигранника, без шестигранника, Ø4,8мм, с винтом шестигранным Ø1,4x30мм.




Рис. 60 – Мини-абатмент временный для внутреннего шестигранника, без шестигранника, Ø4,8мм, с винтом шестигранным Ø1,4x30мм.



Рис. 61 – Мини-абатмент пластиковый, без шестигранника, Ø4,8мм, с винтом шестигранным Ø1,4x20мм.



Рис. 62 – Мини-абатмент пластиковый, без шестигранника, Ø4,8мм, с винтом шестигранным Ø1,4x30мм.



Рис. 63 – Мини-абатмент цилиндрический, хром-кобальтовый, $\varnothing 4,8\text{мм}$, с винтом шестигранным $\varnothing 1,4 \times 20\text{мм}$.



Рис. 64 – Мини-абатмент цилиндрический, хром-кобальтовый, Ø4,8мм, с винтом шестигранным Ø1,4x30мм.




Рис. 65 – Мини-абатмент ортопедический, Ø4,8мм.




Рис. 66 – Мини-абатмент полированный, Ø4,8мм.



Рис. 67 – Трансфер для абатмента для «открытой ложки» без шестигранника, следующих размеров: Ø4,5мм; Ø5,5мм.




Рис. 68 – Трансфер для абатмента для «открытой ложки» конический, Ø4,8мм.




Рис. 69 – Трансфер для мини-абатмента для «открытой ложки», Ø4,8мм.





Рис. 70 – Трансфер для абатмента для «открытой ложки» с шестигранником, следующих размеров:
Ø3,8мм.




Рис. 71 – Трансфер для абатмента для «открытой ложки» с шестигранником, следующих размеров: Ø4,8мм.



Рис. 72 – Трансфер для абатмента для «открытой ложки» с шестигранником, следующих размеров:
 $\varnothing 2,7 \times 5,0 \text{ мм}$; $\varnothing 3,6 \times 5,0 \text{ мм}$.



Рис. 73 – Трансфер для абатмента для «открытой ложки» с конусом Морзе, следующих размеров: Ø3,5мм; Ø4,0мм; Ø4,5мм; Ø5,0мм.



Рис. 74 – Трансфер для абатмента для «закрытой ложки» с конусом Морзе, следующих размеров: Ø3,5мм; Ø4,0мм; Ø4,5мм; Ø5,0мм.




Рис. 75 – Трансфер для абатмента для «закрытой ложки» без шестигранника, Ø4,8мм.





Рис. 76 – Трансфер для абатмента для «закрытой ложки» с шестигранником, Ø4,8мм.



Рис. 77 – Трансфер для абатмента для «закрытой ложки» с шестигранником, $\varnothing 2,5 \times 3,8$ мм.




Рис. 78 – Трансфер для абатмента для «закрытой ложки» с шестигранником, следующих размеров:
 $\varnothing 2,7 \times 5,0 \text{ мм}$; $\varnothing 3,6 \times 5,0 \text{ мм}$.




Рис. 79 – Трансфер для абатмента для «закрытой ложки» с шестигранником, Ø2,7х5,5мм.



Рис. 80 – Трансфер для абатмента для «закрытой ложки» с шестигранником, Ø3,8х4,0мм.




Рис. 81 – Трансфер для абатмента для «закрытой ложки» с шестигранником, Ø4,5х5,0мм.




Рис. 82 – Трансфер для мини-абатмента с шестигранником для «закрытой ложки», Ø4,8мм.




Рис. 83 – Трансфер с шестигранником для «открытой ложки» для микро-мини имплантатов.




Рис. 84 – Аналог Ø3,4мм.




Рис. 85 – Аналог Ø4,1мм.




Рис. 86 – Аналог Ø4,8мм.




Рис. 87 – Аналог Ø5,0мм.




Рис. 88 – Аналог с конусом Морзе Ø3,8мм.




Рис. 89 – Аналог с внутренним шестигранником, Ø3,8мм.




Рис. 90 – Аналог с внутренним шестигранником, Ø4,5мм.



Рис. 91 – Аналог конического абатмента.




Рис. 92 – Аналог мини-абатмента.



Рис. 93 – Фиксатор пластиковый шаровидного абатмента.




Рис. 94 – Капсула пластиковая для шаровидного абатмента.



Рис. 95 – Аттачмент O’RING с конусом Морзе, следующих размеров: $\varnothing 4,8 \times 2,0 \text{ мм}$; $\varnothing 4,8 \times 3,0 \text{ мм}$; $\varnothing 4,8 \times 4,0 \text{ мм}$.




Рис. 96 – Аттачмент O’RING для внутреннего шестигранника, следующих размеров: Ø3,8x2,0мм; Ø3,8x3,0мм; Ø4,5x2,0мм; Ø4,5x3,0мм.



Рис. 97 – Аттачмент O’RING для внешнего шестигранника, следующих размеров: Ø3,4x2,0мм; Ø3,4x3,0мм; Ø4,1x2,0мм; Ø4,1x3,0мм; Ø5,0x2,0мм; Ø5,0x3,0мм.




Рис. 98 – Аттачмент O’RING цилиндрический.




Рис. 99 – Аттачмент O’RING упрочненный.




Рис. 100 – Формирователь десны для имплантата с конусом Морзе, следующих размеров: Ø3,5x2,0мм; Ø3,5x4,0мм; Ø3,5x6,0мм; Ø4,0x2,0мм; Ø4,0x4,0мм; Ø4,0x6,0мм; Ø4,5x2,0мм; Ø4,5x4,0мм; Ø4,5x6,0мм; Ø5,0x2,0мм; Ø5,0x4,0мм; Ø5,0x6,0мм.



Рис. 101 – Формирователь десны для имплантата с внутренним шестигранником, следующих размеров: $\varnothing 3,8 \times 4,1 \times 2,0$ мм; $\varnothing 3,8 \times 4,1 \times 4,0$ мм; $\varnothing 3,8 \times 4,1 \times 6,0$ мм; $\varnothing 4,5 \times 5,0 \times 2,0$ мм; $\varnothing 4,5 \times 5,0 \times 4,0$ мм; $\varnothing 4,5 \times 5,0 \times 6,0$ мм.




Рис. 102 – Формирователь десны для имплантата с внешним шестигранником, следующих размеров: Ø3,4x3,8x4,0мм; Ø3,4x3,8x6,0мм.




Рис. 103 – Формирователь десны для имплантата с внешним шестигранником, следующих размеров: Ø3,6x1,0мм; Ø3,6x2,0мм; Ø4,1x4,1x2,0мм; Ø4,1x4,1x4,0мм.



Рис. 104 – Формирователь десны для имплантата с внешним шестигранником, следующих размеров: $\varnothing 4,1 \times 5,0 \times 2,0 \text{ мм}$; $\varnothing 4,1 \times 5,0 \times 4,0 \text{ мм}$; $\varnothing 4,1 \times 5,0 \times 6,0 \text{ мм}$; $\varnothing 4,1 \times 5,0 \times 8,0 \text{ мм}$; $\varnothing 5,0 \times 5,0 \times 2,0 \text{ мм}$; $\varnothing 5,0 \times 5,0 \times 4,0 \text{ мм}$; $\varnothing 5,0 \times 5,0 \times 6,0 \text{ мм}$; $\varnothing 5,0 \times 5,0 \times 8,0 \text{ мм}$; $\varnothing 3,6 \times 5,0 \times 2,0 \text{ мм}$; $\varnothing 3,6 \times 5,0 \times 4,0 \text{ мм}$; $\varnothing 3,6 \times 5,0 \times 6,0 \text{ мм}$.




Рис. 105 – Формирователь десны для имплантата с внешним шестигранником, серия КОМПАКТ, следующих размеров: $\varnothing 4,1 \times 5,0 \times 2,0$ мм; $\varnothing 4,1 \times 5,0 \times 4,0$ мм; $\varnothing 4,1 \times 5,0 \times 6,0$ мм; $\varnothing 4,1 \times 5,0 \times 8,0$ мм.




Рис. 106 – Позиционер для супраструктуры, следующих размеров: 0°; **7°**; 14°.




Рис. 107 – Винт лабораторный, Ø1,4мм.



Рис. 108 – Винт лабораторный с внутренним шестигранником, Ø1,6мм.




Рис. 109 – Винт для «открытой ложки» с внутренним шестигранником, Ø1,6мм.




Рис. 110 – Винт лабораторный с внешним шестигранником, Ø2,0мм.




Рис. 111 - Винт лабораторный с внешним шестигранником, короткий, Ø2,0мм.



Рис. 112 – Винт для конуса Морзе с шестигранником, Ø1,6мм.




Рис. 113 – Винт лабораторный для конуса Морзе, Ø1,6мм.



Рис. 114 – Винт лабораторный для конуса Морзе с шестигранником, Ø1,6мм.



Рис. 115 – Винт для конуса Морзе с шестигранником, Ø1,6мм.




Рис. 116 – Винт для конуса Морзе, длинный, Ø1,6мм.




Рис. 117 – Винт для внутреннего шестигранника с шестигранником, Ø1,8мм.




Рис. 118 – Винт с внешним шестигранником, Ø2,0мм.




Рис. 119 – Винт лабораторный с внешним шестигранником, Ø2,0мм.




Рис. 120 - Винт для «открытой ложки» с внешним шестигранником, Ø2,0мм.




Рис. 121 – Винт шестигранный, следующих размеров: $\varnothing 1,4 \times 20 \text{ мм}$; $\varnothing 1,4 \times 30 \text{ мм}$.



Рис. 122 – Винт фиксирующий шестигранный, Ø2,0мм.




Рис. 123 – Винт фиксирующий шестигранный короткий, Ø2,0мм.

124 м.с.с.

И.Б.И.

