




## ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Система коронарного стента DESyne с лекарственным покрытием  
Новолимус, различных размеров  
производство  
Elixir Medical Corporation (Эликсир Медикал Корпорейшн), США.


1. Система коронарного стента DESyne с лекарственным покрытием Новолимус 2,5х14 мм







Система коронарного стента DESyne с лекарственным покрытием Новолимус 2,5х23 мм







**Elixir**<sup>®</sup>  
MEDICAL CORPORATION

*Innovation for Life*<sup>™</sup>

5. Система коронарного стента DESyne с лекарственным покрытием Новолимус 2,5x32 мм



6. Система коронарного стента DESyne с лекарственным покрытием Новолimus 2,5х38 мм



DESyne™


Elixir™  
MEDICAL CORPORATION

Novolimus Eluting Coronary Stent System



|                    |      | Stent Internal Diameter for Part # |          |          |
|--------------------|------|------------------------------------|----------|----------|
| Inflation Pressure |      | SER-25XX                           | SER-30XX | SER-35XX |
| ATM                | kPa  | 2.5 mm                             | 3.0 mm   | 3.5 mm   |
| 6                  | 606  | 2.31                               | 2.75     | 3.23     |
| 7                  | 709  | 2.36                               | 2.82     | 3.29     |
| 8                  | 811  | 2.42                               | 2.88     | 3.36     |
| 9                  | 912  | 2.48                               | 2.93     | 3.42     |
| 10 [NOM]           | 1013 | 2.54                               | 2.98     | 3.48     |
| 11                 | 1115 | 2.60                               | 3.03     | 3.53     |
| 12                 | 1216 | 2.65                               | 3.06     | 3.57     |
| 13                 | 1317 | 2.69                               | 3.10     | 3.61     |
| 14                 | 1419 | 2.73                               | 3.13     | 3.64     |
| 15                 | 1520 | 2.77                               | 3.16     | 3.67     |
| 16 [RBP]           | 1621 | 2.80                               | 3.19     | 3.70     |
| 17                 | 1723 | 2.83                               | 3.21     | 3.73     |
| 18                 | 1824 | 2.85                               | 3.24     | 3.76     |

⚠ Do not exceed Rated Burst Pressure (RBP) LBL 027 Rev A

7. Система коронарного стента DESyne с лекарственным покрытием Новолимус 2,75x14 мм





8. Система коронарного стента DESyne с лекарственным покрытием Новолимус 2,75x18 мм







10. Система коронарного стента DESyne с лекарственным покрытием Новолимус 2,75x28 мм



11. Система коронарного стента DESyne с лекарственным покрытием Новалимус 2,75х32 мм





12. Система коронарного стента DESyne с лекарственным покрытием Новолимус 2,75x38 мм







14. Система коронарного стента DESyne с лекарственным покрытием Новолимус 3,0x18 мм



15. Система коронарного стента DESyne с лекарственным покрытием Новолимус 3,0x23 мм





16. Система коронарного стента DESyne с лекарственным покрытием Новолимус 3,0x28 мм







18. Система коронарного стента DESyne с лекарственным покрытием Новолимус 3,0х38 мм







20. Система коронарного стента DESyne с лекарственным покрытием Новолимус 3,5х18 мм



21. Система коронарного стента DESyne с лекарственным покрытием Новолипус 3,5х23 мм





22. Система коронарного стента DESyne с лекарственным покрытием Новолимус 3,5х28 мм








24. Система коронарного стента DESyne с лекарственным покрытием Новолимус 3,5x38 мм




25. Система коронарного стента DESyne с лекарственным покрытием Новолимус 4,0x14 мм




26. Система коронарного стента DESyne с лекарственным покрытием Новолимус 4,0x18 мм




27. Система коронарного стента DESyne с лекарственным покрытием Новолимус 4,0x23 мм




28. Система коронарного стента DESyne с лекарственным покрытием Новолимус 4,0x28 мм



29. Система коронарного стента DESyne с лекарственным покрытием Новолимус 4,0x32 мм



30. Система коронарного стента DESyne с лекарственным покрытием Новолимус 4,0х38 мм



Генеральный директор  
ООО «НероМед»



С.А. Чернышев

Прошнуровано, пронумеровано  
Количество 32 лист 9

Генеральный директор  
ООО "НейроМед"  
Чернышев С.А.

