

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
«Жгут медицинский кровоостанавливающий типа Эсмарха»,
производства ООО «ЧЕФИ», Республика Беларусь



«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «РуМед»
А.Н. Дегтярев
«28» ноября 2023 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
Жгут медицинский кровоостанавливающий типа Эсмарха



Рис. 1. Общий вид жгута

Общество с ограниченной ответственностью «ЧЕФИ»
Республика Беларусь, 223053, Минская обл., Минский р-н,
Боровлянский с/с, Западнее пос. Опытный, ул. Центральная, 1 «Б»,
литер А 3/к, каб. 408, Тел./факс 265-34-40, 505-50-72, 505-50-69,
e-mail: cheffi@mail.ru
Адрес производства: 220124, г. Минск, ул. Лынькова, 111Е

Уполномоченный представитель производителя на территории
РФ: ООО «РуМед»
119049, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, 1-й
Люсиновский пер., д. 36,
этаж/пом/комн подал/III/19-2, Тел. +7 (495) 098 04 84,
e-mail: a.rumed@yandex.ru

Жгут медицинский кровоостанавливающий типа Эсмарха
Длина 1300мм

Регистрационное удостоверение № XXXX/XXXXX от XX.XX.XXXX г.

Условия хранения: в сухом проветриваемом помещении в соответствии с правилами пожарной безопасности, в условиях, предотвращающих загрязнение, механическое повреждение и действие солнечных лучей. Температурный режим хранения по группе условий хранения 1 (Л) ГОСТ 15150 при температуре воздуха от 0 до плюс 25 °С и относительной влажности не выше 80% на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.

Номер партии: 116
Объем партии: 3,5 шт/уп.
Дата изготовления: 10.02.13
Годен до: 10.02.14

Рис. 2. Изображение потребительской упаковки медицинского изделия
(лицевая сторона)



Рис. 3. Изображение потребительской упаковки медицинского изделия
(оборотная сторона)

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
«Жгут медицинский кровоостанавливающий типа Эсмарха»,
производства ООО «ЧЕФИ», Республика Беларусь

Общество с ограниченной ответственностью «ЧЕФИ»
 Республика Беларусь, 223053, Минская обл., Минский р-н,
 Боровицкий с/с, Западнее пос. Опытный, ул. Центральная, 1 «Б»,
 литер А 3/к, каб. 408, Тел./факс 265-34-40, 505-50-72, 505-50-69,
 e-mail: chefi@mail.ru
 Адрес производства: 220124, г. Минск, ул. Лынькова, 111Е

Уполномоченный представитель производителя на территории
 РФ: ООО «Румед»
 119049, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, 1-й
 Лосиновский пер., д. 36,
 اتاق/пом/исмн подаль/119-2, Тел. +7 (495) 098 04 84,
 e-mail: a.rumed@yandex.ru

Жгут медицинский кровоостанавливающий типа Эсмарха
 Длина 1300мм

Регистрационное удостоверение № XXXX/XXXXXX от XXX.XX.XXXX г.

Условия хранения: в сухом проветриваемом помещении в
 соответствии с правилами пожарной безопасности, в условиях,
 предотвращающих загрязнение, механическое повреждение и
 действие солнечных лучей. Температурный режим хранения по
 группе условий хранения 1 (Л) ГОСТ 15150 при температуре воздуха
 от 0 до плюс 25 °С и относительной влажности не выше 80% на
 расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.

Номер партии: 116
 Объем партии: 30 шт/уп
 Дата изготовления: 12.08.12
 Годен до: 12.08.15

ИНСТРУКЦИЯ
по применению жгута медицинского типа Эсмарха

Настоящая инструкция устанавливает порядок использования
 кровоостанавливающего типа Эсмарха (далее - жгут), выпускаемого
 ООО «ЧЕФИ».

Общие сведения
 Жгут представляет собой эластичную полимерную ленту с
 противополюсными концами.
 Жгут медицинского кровоостанавливающего типа Эсмарха
 применяется в качестве средства остановки артериального кровотечения
 при ранениях, а также в условиях лечебно-профилактического
 быта.

Показания

- первая помощь при сильном кровотечении или угрозе
- внутривенные инъекции,
- забор венозной крови,
- травматический отрыв конечности,
- отек конечности,
- укусы змеи,
- компрессионное сдавление конечности продолжительностью

Противопоказания к применению:
 - наличие гнойной раны на месте повреждения
 Жгут изготавливается длиной не менее 1300 мм.

Порядок применения

Наложение жгута при венозном кровотечении
 Жгут извлекают из упаковки, разматывают и накладывают на
 место повреждения. Энергичными движениями жгут подкладывают
 под кожу, постепенно сдвигая его по направлению к месту
 повреждения. Последний виток жгута накладывают на 10-15 см
 выше места повреждения. Первый тур наложения жгута накладывают
 на 10-15 см выше места повреждения. Второй тур наложения жгута
 накладывают на 10-15 см выше места повреждения. Третий тур
 наложения жгута накладывают на 10-15 см выше места повреждения.
 Правильность наложения жгута определяется отсутствием пульса
 ниже места наложения жгута.



Рис. 4. Упаковка и её содержимое

