






Фотографическое изображение 1: Общий вид медицинского изделия "Селективная дифференциально-диагностическая плотная питательная среда для выделения энтеробактерий, готовая к использованию, Агар Левина (Агар с эозином и метиленовым синим) по ТУ 9385-014-16665457-2013"



Фотографическое изображение 2: Определение ростовых характеристик МИ ИВД «Селективная дифференциально-диагностическая плотная питательная среда для выделения энтеробактерий, готовая к использованию, Агар Левина (Агар с эозином и метиленовым синим) по ТУ 9385-014-16665457-2013», производства ООО «ЦФГС», Россия. Рост *Salmonella enteritidis* (клинический изолят Slm2) через 18 часов инкубации при температуре 35+ 2°C.



Фотографическое изображение 3: Определение ростовых характеристик МИ ИВД «Селективная дифференциально-диагностическая плотная питательная среда для выделения энтеробактерий, готовая к использованию, Агар Левина (Агар с синим) по ТУ 9385-014-16665457-2013», производства ООО «ЦФГС», Россия. Рост *Shigella sonnei* (клинический изолят Sh3) через 20 часов инкубации при температуре $35 \pm 2^\circ\text{C}$.



Фотографическое изображение 4: Определение ростовых характеристик МИ ИВД «Селективная дифференциально-диагностическая плотная питательная среда для выделения энтеробактерий, готовая к использованию, Агар Левина (Агар с синим) по ТУ 9385-014-16665457-2013», производства ООО «ЦФГС», Россия. Рост *Escherichia coli* (клинический изолят С1) через 18 часов инкубации при температуре 35+ 2°C.

Применение для диагностики in vitro

Агар Левина
(агар с эозином и метиленовым синим)

Селективная дифференциально-диагностическая плотная питательная среда для выделения энтеробактерий, готовая к использованию


Кат. №: БП-018

ТУ 9385-014-16665457-2013

Количество: 100 шт. Масса нетто: 3,5 кг. Масса брутто: 3,8 кг.

Серия **0180060612** Дата изготовления **06.12.2013** Годен до **06.03.2014**

Хранить при температуре +2 ...+6 °C в защищенном от света месте



ООО «ЦФГС»
127137, Москва, ул. Ломоносова, д. 24, стр. 1
тел. (495) 812-49-11
www.cfgr.ru

ООО «ГЕМА»
127083, Москва, ул. В. Мухоморова, д. 1, стр. 12
тел. (495) 787-09-02
www.hem.ru

