

Таварыства з абмежаванай
адказнасцю
«ГАЛТЭЯФАРМ»
вул. Журжаўская, 11, 210040, г. Віцебск
Тэл/факс (0212) 48-08-87, 48-08-85
Разліковы рахунак
№ BY42TESN30122076800190000000
у ААТ «Тэхнабанка» Рэгіянальнае
кіраванне № 2 у г. Віцебску,
210101, г. Віцебск, вул. Чапаева, д. 16,
БІК ТЕСNBY22, УНП 390287860
ОКПО 291962542000
E-mail: plaster_belarus@mail.ru

Общество с ограниченной
ответственностью
«ГАЛТЕЯФАРМ»
ул. Журжевская, 11, 210040, г. Витебск
Тел/факс (0212) 48-08-87, 48-08-85
Расчетный счет
№ BY42TESN30122076800190000000
в ОАО «Технобанк» Региональное
управление № 2 в г. Витебске,
210101, г. Витебск, ул. Чапаева, д. 16,
БИК ТЕСNBY22, УНП 390287860
ОКПО 291962542000
E-mail: plaster_belarus@mail.ru



УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО «ГАЛТЕЯФАРМ»

С. В. Юрченко

«01» июня 2023 г.

Фотографические изображения общего вида медицинского изделия

«Пластырь-повязка для катетеров с абсорбирующей подушечкой стерильный
гипоаллергенный 6 x 8 см, варианты исполнения»

производства

ООО «ГАЛТЕЯФАРМ», Республика Беларусь

ПЛАСТЫРЬ-ПОВЯЗКА ДЛЯ КАТЕТЕРОВ

6 x 8 см

С АБСОРБИРУЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ СТЕРИЛЬНЫЙ ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

Назначение: применяется для фиксации катетеров, канюль, трубок и других медицинских устройств.
Способ применения: наружно. Открыть пакет, извлечь пластырь-повязку, снять с его поверхности защитную бумагу и приклеить к сухой, чистой коже так, чтобы подушечка частично закрывала медицинское устройство. Закрепить пластырь-повязку легкими нажатиями пальцев по периметру. Пластырь может находиться на коже до 2-х суток. Использовать однократно. Заменяется по мере необходимости. Не рекомендуется использовать пластырь-повязку при индивидуальной непереносимости компонентов. Не использовать при повреждении упаковки.

Состав: микрокристальный нетканый материал, клей-расплава на основе синтетического каучука, подушечка из нетканого материала.

Условия хранения: перед использованием хранить в потребительской упаковке в недоступном для детей, сухом, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей месте и на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, при температуре от +5 °C до +40 °C и относительной влажности не более 80 %.

Срок годности: 5 лет с даты стерилизации. Не использовать по истечении срока годности.

Произведено: ТУ ВУ 390287860.005-2014; РУ Беларусь № ИМ - 7308083 от 29.11.2019; РУ РФ № РЭН _____ от _____


Исполнитель: ООО «ГЛАТЯФАРМ», Республика Беларусь, 210040,

г. Витебск, ул. Жуковская, 11. Тел./факс: (+375212) 48-08-87, 48-08-85.

Система менеджмента сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ ISO 13485.

Уполномоченный представитель в РФ: ООО «ПОЛИКАР».

Юридический адрес и адрес принятия претензий: Россия, 216790, Смоленская обл., м. р-н Руднянский, г. п. Руднянский, г. Рудня, ул. Кирова, д. 79/2, офис 3, тел. +7(820)3166918.




СТЕРИЛЬНО

ПАРОПРОНИЦАЕМЫЙ



(стерилизация проводится радиационным методом, срок и дата стерилизации указаны на упаковке)



1. Пластырь-повязка для катетеров с абсорбирующей подушечкой стерильный гипоаллергенный на нетканой основе 6 x 8 см и его первичная упаковка (барьерная система для стерилизации)

ПЛАСТЫРЬ-ПОВЯЗКА ДЛЯ КАТЕТЕРОВ

6 x 8 см

С АБСОРБИРУЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ СТЕРИЛЬНЫЙ ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ НА ПЛЕНОЧНОЙ ОСНОВЕ

Назначение: применяется для фиксации катетеров, канюль, трубок и других медицинских устройств.
Способ применения: наружно. Открыть пакет, извлечь пластырь-повязку, снять с его поверхности защитную бумагу и приклеить к сухой, чистой коже так, чтобы подушечка частично закрывала медицинское устройство. Закрепить пластырь-повязку легкими нажатиями пальцев по периметру. Удалить защитную пленку с наружной стороны пластыря-повязки, потянув за специальные цветные края. Может находиться на коже до 2-х суток. Использовать однократно. Заменяется по мере необходимости. Не рекомендуется использовать пластырь-повязку при индивидуальной непереносимости компонентов. Не использовать при повреждении упаковки.

Состав: пленочная основа, акриловый клей, подушечка из нетканого материала.

Условия хранения: перед использованием хранить в потребительской упаковке в недоступном для детей, сухом, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей месте и на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, при температуре от +5 °C до +40 °C и относительной влажности не более 80 %.

Срок годности: 5 лет с даты стерилизации. Не использовать по истечении срока годности.

Произведено: ТУ ВУ 390267850.005-2014. Р.У. Беларусь № ИМ - 7108083 от 29.11.2019. Р.У. РО № РЭН _____ от _____

Изготовитель: ООО «Г.Л.Т.Е.Я.Ф.Р.М.», Республика Беларусь, 210040,


г. Витебск, ул. Журневская, 11. Тел./факс: (+375202) 48-08-87, 48-08-85.

Система менеджмента сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ ISO 13485.

Уполномоченный представитель в Р.У.: ООО «ГОПЛИКАР».

Юридический адрес и адрес принятия претензий: Россия, 216790, Смоленская обл.,

м. р.-п. Руднянский, г. п. Руднянское, г. Рудня, ул. Киреева, д. 79/2, офис 3, тел: +7(920)3765918.




СТЕРИЛЬНО

ПАРОПРОНИЦАЕМЫЙ



Стилизация проводится радиационным методом.
Срок и дата стерилизации указаны на упаковке.





**Пластырь-повязка для катетеров с абсорбирующей подушечкой
стерильный гипоаллергенный на нетканой основе 6 × 8 см 50 шт.
ПАРОПРОНИЦАЕМЫЙ**

Назначение: применяется для фиксации катетеров, канюль, трубок и других медицинских устройств.

Способ применения: наружно. Открыть пакет, извлечь пластырь-повязку, снять с его поверхности защитную бумагу и приклеить к сухой, чистой коже так, чтобы подушечка частично закрывала медицинское устройство. Закрепить пластырь-повязку легкими нажатиями пальцев по периметру. Лейкопластырь может находиться на коже до 2-х суток. Использовать однократно. Заменяется по мере необходимости. Не рекомендуется использовать пластырь-повязку при индивидуальной непереносимости компонентов.

Не использовать при повреждении упаковки.

Состав: микропористый нетканый материал, клей-расплав на основе синтетического каучука, подушечка из нетканого материала.

Условия хранения: перед использованием хранить в потребительской упаковке в недоступном для детей, сухом, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей месте и на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80 %.

Срок годности: 5 лет с даты стерилизации. Не использовать по истечении срока годности.

Серия и дата стерилизации указаны на первичной упаковке.

Стерилизация проводится радиационным методом.

Произведено: ТУ ВУ 390287860.005-2014; РУ Беларусь № ИМ-7.108083 от 29.11.2019; РУ РФ № РЗН от

Изготовитель: ООО «ГАЛТЕЯФАРМ», Республика Беларусь, 210040, г. Витебск, ул. Журжевская, 11. тел. (+375212) 48-08-85, 48-08-87

Уполномоченный представитель в РФ: ООО «ПОЛИКАР»

Юридический адрес и адрес принятия претензий: Россия, 216790, Смоленская обл., м р-н Руднянский, г. П. Руднянское, г. Рудня, ул. Киреева, д. 79/2, оф. 3, телефон: +7 (920) 3166918




Штриховой идентификационный код 1 шт. —



Серия: 110423 Дата стерилизации: 04.2023

6х8
СТЕРИЛЬНО
110423
04.2023


3. Внешний вид медицинского изделия в групповой упаковке, представляющей собой пакеты из пленки полиэтиленовой, при размещении краткой информации на потребительской упаковке и полной информации на этикетке групповой упаковки



4. Внешний вид медицинского изделия в групповой упаковке, представляющей собой коробки/пачки из картона. В верхнем правом углу приведен пример маркировки такой групповой упаковки.




5. Внешний вид медицинского изделия в групповой упаковке, представляющей собой пакеты из пленки полиэтиленовой, при размещении полной информации только на потребительской упаковке



6. Внешний вид транспортной упаковки медицинского изделия при укладке групповых упаковок из картона в транспортную упаковку и пример маркировки транспортной упаковки при такой укладке




7. Внешний вид транспортной упаковки медицинского изделия при укладке групповых упаковок из пленки полиэтиленовой в транспортную упаковку и пример маркировки транспортной упаковки при такой укладке



8. Внешний вид транспортной упаковки медицинского изделия при укладке в транспортную упаковку без потребительской упаковки и пример маркировки транспортной упаковки при такой укладке

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 9 листов
Директор ООО «ГАЛТЕЯФАРМ»



С. В. Юрченко