

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «ЦФГС»

В.Я. Авнерс

2022г.

МП




ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

медицинского изделия in vitro

**Агар селективный для выделения грибов вида *Malassezia furfur*, готовый к использованию
по ТУ 20.59.52-035-16665457-2021**

1. Чашка Петри с готовой питательной средой:



2. Групповая упаковка – туба из прозрачной полиэтиленовой пленки:



Общество с ограниченной ответственностью «ЧОГС»

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Наименование изделия	«Агар селективный для выделения грибов вида Malassezia furfur»
Область применения	Клиническая микробиология
Номер на этикетке	№
История серии	Рис.
Дата производства	
Год до	

Результаты проверки:

Наименование показателя	Характеристика по ТУ 20.59.52-035
Внешний вид	Гелем без посторонних включений, пузырьков и растрескиваний, цвет белый

Инструкция по применению
Медицинского изделия для диагностики в чине «Агар селективный для выделения грибов вида Malassezia furfur, готовый к использованию»
по ТУ 20.59.52-035-16665457-2021

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Медицинское изделие для диагностики in vitro «Агар селективный для выделения грибов вида Malassezia furfur, готовый к использованию» (Сокращенное наименование изделия – «Агар для выделения грибов вида Malassezia furfur», «MAL») для качественного выделения дрожжевых грибов вида Malassezia furfur в клиническом материале (кровь, моча, кал, отделяемое слизистых оболочек верхних и нижних дыхательных путей, молочничковой системы, материал из очагов воспаления (кожных поражений), биопсийный материал (далее по тексту – Изделие, Средо).


schem **CHOGS**

Агар селективный для выделения грибов вида Malassezia furfur, готовый к использованию
ТУ 20.59.52-035-16665457-2021
IPR BY KZM

REF 1/15-1661
LOT 0000001449
DATE 04.11.2021
VOLUME 300 ml
Weight Net 28,5 g

DSD

Этикетка транспортной упаковки:






УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «ЦФТС»

В.Я. Авнерс
20 22 г.

МАКЕТЫ МАРКИРОВКИ медицинского изделия
«Агар селективный для выделения грибов вида *Malassezia furfur*,
готовый к использованию» по ТУ 20.59.52–035–16665457-2021

1. Макет маркировки чашки Петри:



2. Макет групповой упаковки:



телефон/факс: +7 (495) 612-43-12
e-mail: sale@hemltd.ru



Центральный
Федеральный
Государственный
Специализированный
Склад

**Агар селективный для выделения грибов
вида *Malassezia furfur*, готовый к использованию**

Агар для выделения грибов вида *Malassezia furfur*

ТУ 20.59.52-035-16665457-2021
РУ № РЗН

Состав изделия:
чашка Петри 90 мм с готовой питательной средой

REF

LOT

IVD











10 шт.



ООО «ЦФГС» 127137 Россия, Москва, ул. Правды,
д.24, стр.3, этаж 4, пом. 1, ком.19а.
Представитель: ООО «ГЕМ» 127083, г. Москва, ул. 8 Марта,
д.1, стр.12, этаж 3, помещение XXV, ком. 11.

3. Макет транспортной упаковки:



телефон/факс: +7 (495) 612-43-12
e-mail: sale@hemltd.ru



Центральный
Федеральный
Государственный
Специализированный
Склад

**Агар селективный для выделения грибов
вида *Malassezia furfur*, готовый к использованию**

ТУ 20.59.52-035-16665457-2021
РУ № РЗН

REF

LOT

упак: _____ шт.

масса брутто: _____ кг.

IVD

















ООО «ЦФГС»
127137 Россия, Москва, ул. Правды, д.24, стр.3, этаж 4, пом. 1, ком.19а.
Представитель: ООО «ГЕМ»
127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д.1, стр.12, этаж 3, помещение XXV, ком. 11.

Копия документа, хранящегося в архиве
Генерального штаба
Генерального штаба
Генерального штаба