




Фотографическое изображение МИ ИВД "Плотная питательная среда для определения чувствительности микроорганизмов к антимикробным препаратам, готовая к использованию, Агар Мюллера-Хинтона по ТУ 9385-010-16665457-2013"



Рисунок 1. Определение антибиотикочувствительности *Pseudomonas aeruginosa* (клинический изолят Р2) диско-диффузионным методом. Питательная среда: Агар Мюллера - Хинтона по ТУ 9385-010-16665457-2013, производства ООО "ЦФГС". Диски с антибиотиками производства ЗАО НИИФ. Инкубация 18 часов при температуре 35 ± 2 °C.



Рисунок 2. Определение антибиотикочувствительности *Escherichia coli* (клинический изолят СЗ) диско-диффузионным методом.

ООО ЦИРМИ info@cirmi.ru www.goszdraznadzor.ru - Хинтона по ТУ 9385-010-16665457-2013, производства ООО "ЦФГС". Диски с антибиотиками производства ЗАО НИЦФ. Инкубация 18 часов при температуре $35 \pm 2^\circ\text{C}$.

Применение для диагностики in vitro

Агар Мюллера-Хинтона

Плотная питательная среда
для определения чувствительности микроорганизмов
к антибактериальным препаратам, готовая к использованию

Кат. №: БП-022

ТУ 9385-010-16665457-2013

Количество: 100 шт. Масса нетто: 3,5 кг. Масса брутто: 3,8 кг.

Серия 0220050612 Дата изготовления 06.12.2013 Годен до 06.02.2014

Хранить при температуре +2...+8 °С в защищенном от света месте

