

Макет маркировки на медицинское изделие

**Набор реагентов для количественного определения
аланинаминотрансферазы в сыворотке и плазме крови человека
спектрофотометрическим методом на биохимических анализаторах
ARCHITECT «Аланинаминотрансфераза2 Реагенты для ARCHITECT
(Alanine Aminotransferase2)»**

**Макет маркировки медицинского изделия для обращения на территории Российской Федерации
Аланинаминотрансфераза2 Реагенты для ARCHITECT (Alanine Aminotransferase2), Кат. №
04S8820**



04S8820



Набор реагентов для количественного определения аланинаминотрансферазы в сыворотке и плазме крови человека спектрофотометрическим методом на биохимических анализаторах Alinity с «Аланинаминотрансфераза2 Реагенты для ARCHITECT (Alanine Aminotransferase2)»

4 комплекта картриджей по 300 тестов в составе:

- Реагент 1 (ALT2 R1) – 4 x 28,2 мл;
 - Реагент 2 (ALT2 R2) – 4 x 18,5 мл;
- инструкция по применению – 1 шт.

Производитель: «Эбботт Ирландия Диагностическое подразделение» (Abbott Ireland Diagnostics Division), Lisnamuck, Longford, Co. Longford, Ireland, Ирландия.

Место производства: Эбботт Ирландия Диагностическое подразделение» (Abbott Ireland Diagnostics Division), Lisnamuck, Longford, Co. Longford, Ireland, Ирландия.

Страна происхождения: Ирландия.

РУ № ____ / ____ от ____ / ____ / Инструкция по применению на русском языке: www.corelaboratory.abbott/IFU/

Серия, использовать до, условия хранения указаны в графических символах. Расшифровку графических символов см. в инструкции.

Авторизованный представитель изготовителя на территории России и других стран СНГ:

ООО «Эбботт Лэбораториз», 125171, Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, 16А, строение 1,
Тел: +7 (495) 258 42 70 (80); Факс: +7 (495) 258 42 71 (81)

**Макет маркировки медицинского изделия для обращения на территории Российской Федерации
Аланинаминотрансфераза2 Реагенты для ARCHITECT (Alanine Aminotransferase2), Кат. №
04S8830**



04S8830



Набор реагентов для количественного определения аланинаминотрансферазы в сыворотке и плазме крови человека спектрофотометрическим методом на биохимических анализаторах ARCHITECT «Аланинаминотрансфераза2 Реагенты для ARCHITECT (Alanine Aminotransferase2)»

4 комплекта картриджей по 990 тестов в составе:

- Реагент 1 (ALT2 R1) – 4 x 84,5 мл;
 - Реагент 2 (ALT2 R2) – 4 x 53,8 мл;
- инструкция по применению – 1 шт.

Производитель: «Эбботт Ирландия Диагностическое подразделение» (Abbott Ireland Diagnostics Division), Lisnamuck, Longford, Co. Longford, Ireland, Ирландия.

Место производства: Эбботт Ирландия Диагностическое подразделение» (Abbott Ireland Diagnostics Division), Lisnamuck, Longford, Co. Longford, Ireland, Ирландия.

Страна происхождения: Ирландия.

РУ № ____ / ____ от ____ / ____ / Инструкция по применению на русском языке: www.corelaboratory.abbott/IFU/

Серия, использовать до, условия хранения указаны в графических символах. Расшифровку графических символов см. в инструкции. **Авторизованный представитель изготовителя на территории России и других стран СНГ:**

ООО «Эбботт Лэбораториз», 125171, Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, 16А, строение 1,
Тел: +7 (495) 258 42 70 (80); Факс: +7 (495) 258 42 71 (81)

Кат. №04S8820

ALT2



Alanine Aminotransferase2


FOR USE WITH
ARCHITECT

R1 4 x 28.2 mL

R2 4 x 18.5 mL



CONTAINS: AZIDE



INFORMATION FOR USA ONLY

Rx ONLY

The Alanine Aminotransferase2 assay is used for the quantitation of alanine aminotransferase in human serum and plasma on the ARCHITECT c Systems.

- **R1** Active ingredients: L-alanine (66.820 g/L), β -NADH (0.305 g/L), lactate dehydrogenase (5.000 KU/L).
- **R2** Active ingredients: L-alanine (89.090 g/L), α -ketoglutaric acid (13.150 g/L).

Distributed in the USA by Abbott Laboratories, Abbott Park, IL 60064 USA



Abbott Ireland
Diagnostics Division
Lisnamuck, Longford
Co. Longford
Ireland
+353-43-3331000

PRODUCT OF IRELAND

Abbott

REF 04S8820



4 x 300

IVD

CE
0123



www.corelaboratory.abbott/IFU

R03



Exp. 2099-12-31

LOT

12345M100



(01) 00380740155728 (17) 991231

(10) 12345M100 (240) 04S8820

G93294R04

ALT2



Alanine Aminotransferase2


FOR USE WITH
ARCHITECT

R1 4 x 84.5 mL

R2 4 x 53.8 mL



CONTAINS: AZIDE



INFORMATION FOR USA ONLY

Rx ONLY

The Alanine Aminotransferase2 assay is used for the quantitation of alanine aminotransferase in human serum and plasma on the ARCHITECT c Systems.

- **R1** Active ingredients: L-alanine (66.820 g/L), β -NADH (0.305 g/L), lactate dehydrogenase (5.000 KU/L).
- **R2** Active ingredients: L-alanine (89.090 g/L), α -ketoglutaric acid (13.150 g/L).

Distributed in the USA by Abbott Laboratories, Abbott Park, IL 60064 USA



Abbott Ireland
Diagnostics Division
Lisnamuck, Longford
Co. Longford
Ireland
+353-43-3331000

PRODUCT OF IRELAND

Abbott

G93293R04

REF 04S8830




4 x 990

IVD
CE
0123



www.corelaboratory.abbott/IFU

R03



Exp. 2099-12-31

LOT


12345M100




(01) 00380740155742 (17) 991231


(10) 12345M100 (240) 04S8830

Макет маркировки компонентов-медицинского изделия Аланинаминотрансфераза2 Реагенты
для ARCHITECT (Alanine Aminotransferase2), Кат. №04S8820





Макет маркировки компонентов медицинского изделия Аланинаминотрансфераза2 Реагенты для
ARCHITECT (Alanine Aminotransferase2), Кат. № 04S8830





G93296R01

ABBOTT AIDD Longford, Ireland

FOR USE WITH
ARCHITECT

IVD

REF

04S88T

ALT2

R2 53.8 mL



 Abbott

SN

 Exp.

LOT

Всего прошито, пронумеровано

1 скреплено печатью

листов



Подпись

Abbott Laboratories



Общество с ограниченной ответственностью "Эбботт Лэбораториз"
125171, Москва, Ленинградское шоссе, д.16А, строение 1, БЦ
"Метрополис"

Тел: (495) 258 42 80

Факс: (495) 258 42 81

abbott-russia@abbott.com

Фотографические изображения общего вида медицинского изделия

Набор реагентов для количественного определения аланинаминотрансферазы в сыворотке и плазме крови человека спектрофотометрическим методом на биохимических анализаторах **ARCHITECT «Аланинаминотрансфераза2 Реагенты для ARCHITECT (Alanine Aminotransferase2)»**

производства

«Эбботт Ирландия Диагностическое подразделение» (Abbott Ireland Diagnostics Division),
Lisnamuck, Longford, Co. Longford, Ireland (Ирландия)

(размером не менее 18 x 24 сантиметра)






Alanine Aminotransferase2

FOR USE WITH
ARCHITECT

R1 4 x 28.2 mL

R2 4 x 18.5 mL



CONTAINS: AZIDE

IVD



REF 04S8820



4 x 300



www.corelaboratory.abbott/IFU

R02



2024-01-25

LOT

43251UD00



G93294R03

(01) 00380740155728 (17) 240125

(10) 43251UD00 (240) 04S8820


Фотографическое изображение общего вида МИ
Аланинаминотрансфераза2 Реагенты для ARCHITECT (Alanine Aminotransferase2), кат. № 04S8830



Фотографическое изображение общего вида упаковки МИ
Аланинаминотрансфераза2 Реагенты для ARCHITECT (Alanine Aminotransferase2), кат. № 04S8830




Фотографическое изображение содержимого упаковки МИ
Аланинаминотрансфераза2 Реагенты для ARCHITECT (Alanine Aminotransferase2), кат. № 04S8820





Фотографическое изображение картриджей МИ
Аланинаминотрансфераза2 Реагенты для ARCHITECT (Alanine Aminotransferase2), кат. № 04S8820





Фотографическое изображение картриджей с реагентами, входящими в состав МИ
Аланинаминотрансфераза2 Реагенты для ARCHITECT (Alanine Aminotransferase2), кат. № 04S8830







сего прошито, пронумеровано
скреплено печатью
11 листов

Подпись

