



Общество с ограниченной ответственностью "Эбботт Лэбораториз"
125171, Москва, Ленинградское шоссе, д.16А, строение 1, БЦ "Метрополис"
Тел: (495) 258 42 80
Факс: (495) 258 42 81
abbott-russia@abbott.com

Фотографические изображения общего вида медицинского изделия

Набор реагентов для количественного определения аланинаминотрансферазы в сыворотке и плазме крови человека спектрофотометрическим методом на биохимических анализаторах Alinity с «Аланинаминотрансфераза2 Реагенты для Alinity с (Alanine Aminotransferase2)»

производства

«Эбботт Ирландия Диагностическое подразделение» (Abbott Ireland Diagnostics Division),
Lisnamuck, Longford, Co. Longford, Ireland (Ирландия)

(размером не менее 18 x 24 сантиметра)


Фотографическое изображение общего вида упаковки МИ
Аланинаминотрансфераза2 Реагенты для Alinity с (Alanine Aminotransferase2), кат. № 04T8420



Фотографическое изображение общего вида упаковки МИ
Аланинаминотрансфераза2 Реагенты для Alinity с (Alanine Aminotransferase2), кат. № 04T8430



Фотографическое изображение общего вида МИ
Аланинаминотрансфераза2 Реагенты для Alinity с (Alanine Aminotransferase2), кат. № 04T8420



Фотографическое изображение общего вида МИ
Аланинаминотрансфераза2 Реагенты для Alinity с (Alanine Aminotransferase2), кат. № 04T8420



Фотографическое изображение общего вида МИ
Аланинаминотрансфераза2 Реагенты для Alinity с (Alanine Aminotransferase2), кат. № 04Т8430



Фотографическое изображение общего вида МИ
Аланинаминотрансфераза2 Реагенты для Alinity c (Alanine Aminotransferase2), кат. № 04Т8430



Фотографическое изображение картриджей с реагентами, входящими в состав МИ
Аланинаминотрансфераза2 Реагенты для Alinity с (Alanine Aminotransferase2), кат. № 04T8420



Фотографическое изображение картриджей с реагентами, входящими в состав МИ
Аланинаминотрансфераза2 Реагенты для Alinity с (Alanine Aminotransferase2), кат. № 04T8430



Подпись _____
limited liability company
Abbott Laboratories

Макет маркировки на медицинское изделие

**Набор реагентов для количественного определения
аланинаминотрансферазы в сыворотке и плазме крови человека
спектрофотометрическим методом на биохимических анализаторах Alinity c
«Аланинаминотрансфераза2 Реагенты для Alinity c (Alanine
Aminotransferase2)»**

Макет маркировки медицинского изделия для обращения на территории Российской Федерации

Аланинаминотрансфераза2 Реагенты для Alinity с (Alanine Aminotransferase2), Кат. № 04T8420



04T8420



Набор реагентов для количественного определения аланинаминотрансферазы в сыворотке и плазме крови человека спектрофотометрическим методом на биохимических анализаторах Alinity с «Аланинаминотрансфераза2 Реагенты для Alinity с (Alanine Aminotransferase2)»

4 картриджа по 300 тестов в составе:

- Реагент 1 (R1) – 4 x 28,7 мл;
- Реагент 2 (R2) – 4 x 19,3 мл;

инструкция по применению – 1 шт.

Производитель: «Эбботт Ирландия Диагностическое подразделение» (Abbott Ireland Diagnostics Division), Lisnamuck, Longford, Co. Longford, Ireland, Ирландия.

Место производства: Эбботт Ирландия Диагностическое подразделение» (Abbott Ireland Diagnostics Division), Lisnamuck, Longford, Co. Longford, Ireland, Ирландия.

Страна происхождения: Ирландия.

РУ № ____ / ____ от ____ / Инструкция по применению на русском языке: www.corelaboratory.abbott/IFU/

Серия, использовать до, условия хранения указаны в графических символах. Расшифровку графических символов см. в инструкции.

Авторизованный представитель изготовителя на территории России и других стран СНГ:

ООО «Эбботт Лэбораториз», 125171, Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, 16А, строение 1,
Тел: +7 (495) 258 42 70 (80); Факс: +7 (495) 258 42 71 (81)

Макет маркировки медицинского изделия для обращения на территории Российской Федерации

Аланинаминотрансфераза2 Реагенты для Alinity с (Alanine Aminotransferase2), Кат. № 07P7530



04T8430



Набор реагентов для количественного определения аланинаминотрансферазы в сыворотке и плазме крови человека спектрофотометрическим методом на биохимических анализаторах Alinity с «Аланинаминотрансфераза2 Реагенты для Alinity с (Alanine Aminotransferase2)»

4 картриджа по 780 тестов в составе:

- Реагент 1 (R1) – 4 x 67,5 мл;
- Реагент 2 (R2) – 4 x 43,3 мл;

инструкция по применению – 1 шт.

Производитель: «Эбботт Ирландия Диагностическое подразделение» (Abbott Ireland Diagnostics Division), Lisnamuck, Longford, Co. Longford, Ireland, Ирландия.

Место производства: Эбботт Ирландия Диагностическое подразделение» (Abbott Ireland Diagnostics Division), Lisnamuck, Longford, Co. Longford, Ireland, Ирландия.

Страна происхождения: Ирландия.


РУ № ____ / ____ от ____ / Инструкция по применению на русском языке: www.corelaboratory.abbott/IFU/

Серия, использовать до, условия хранения указаны в графических символах. Расшифровку графических символов см. в инструкции. **Авторизованный представитель изготовителя на территории России и других стран СНГ:**

ООО «Эбботт Лэбораториз», 125171, Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, 16А, строение 1,
Тел: +7 (495) 258 42 70 (80); Факс: +7 (495) 258 42 71 (81)

Макет оригинальной маркировки медицинского изделия Аланинаминотрансфераза2 Реагенты для Alinity c (Alanine Aminotransferase2),
Кат. №04T8420

ALT2
Alanine Aminotransferase2
Abbott



INFORMATION FOR USA ONLY

The Alanine Aminotransferase2 assay is used for the quantitation of alanine aminotransferase in human serum and plasma on the Alinity c system.

- R1** Active ingredients: L-alanine (56.820 g/L), β-NADH (0.305 g/L), lactate dehydrogenase (5.000 KU/L).
- R2** Active ingredients: L-alanine (89.090 g/L), D-ketoglutaric acid (13.150 g/L).

Distributed in the USA by Abbott Laboratories, Abbott Park, IL 60064 USA


ALT2

REF **04T8420** 4 x 300

www.corelaboratory.abbott/IFU

Exp
LOT

G9330SR04



R1 4 x 28.7 mL

R2 4 x 19.3 mL

CONTAINS: AZIDE




Abbott Ireland
Diagnostics Division
Lisnamuck, Longford
Co. Longford
Ireland
+353-43-3331000

IVD
CE
0123

PRODUCT OF IRELAND

Макет оригинальной маркировки медицинского изделия Аланинаминотрансфераза2 Реагенты для Alinity c (Alanine Aminotransferase2), Кат.
№04T8430

ALT2
Alanine Aminotransferase2
Abbott



INFORMATION FOR USA ONLY

The Alanine Aminotransferase2 assay is used for the quantitation of alanine aminotransferase in human serum and plasma on the Alinity c system.

- R1** Active ingredients: L-alanine (56.820 g/L), β-NADH (0.305 g/L), lactate dehydrogenase (5.000 KU/L).
- R2** Active ingredients: L-alanine (89.090 g/L), D-ketoglutaric acid (13.150 g/L).

Distributed in the USA by Abbott Laboratories, Abbott Park, IL 60064 USA


ALT2

REF **04T8430** 4 x 780

www.corelaboratory.abbott/IFU

Exp
LOT

G9330SR04



R1 4 x 67.5 mL

R2 4 x 43.3 mL

CONTAINS: AZIDE



Abbott Ireland
Diagnostics Division
Lisnamuck, Longford
Co. Longford
Ireland
+353-43-3331000

IVD
CE
0123

PRODUCT OF IRELAND

Макет маркировки компонентов медицинского изделия Аланинаминотрансфераза2 Реагенты для
Alinity c (Alanine Aminotransferase2), Кат. № 04T8420

Alinity c

R1

28.7 mL

CONTAINS: AZIDE

2°C

8°C

QR

QR-код

SN

Abbott

AIDD Longford, Ireland

G93308R01

ALT2

Alanine Aminotransferase2

04T84

R2

19.3 mL

QR

IVD

!

Exp.

LOT

G93309R01

Abbott

Макет маркировки компонентов медицинского изделия Аланинаминотрансфераза2 Реагенты для
Alinity c (Alanine Aminotransferase2), Кат. № 04T8430

 R1 67.5 mL CONTAINS: AZIDE    Abbott AIDD Longford, Ireland G93306R01 	ALT2 Alanine Aminotransferase2 04T84 R2 43.3 mL   Exp.  G93307R01 
--	--

5

ЛИСТОВ

