



Общество с ограниченной ответственностью «Эй энд Ди РУС»
Юр. адрес: 117545 г. Москва, ул. Дорожная, д.3, корп.6, комн. 86
Почтовый адрес: 121357 г. Москва, ул. Верейская, д. 17
Телефон: +7 (495) 937-3344, факс: +7 (495) 937-5566
E-mail: info@and-rus.ru, www.and-rus.ru
ОГРН 1067746787294
ИНН 7731547200

УТВЕРЖДАЮ

Операционный директор
ООО «Эй энд Ди РУС»
Исаенков А.А.

«14»

2023 г.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

**Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический цифровой
с принадлежностями**



Монитор-корпус ТМ-2655Р. Вид спереди









**ИЗМЕРИТЕЛЬ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ И
ЧАСТОТЫ ПУЛЬСА АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЦИФРОВОЙ
МОДЕЛЬ: ТМ-2655Р**

Диапазон измерений: 20-280 мм рт.ст.

Пределы допускаемой абсолютной погрешности: ± 3 мм рт.ст.

Питание от сети переменного тока: 220В, частота 50 Гц

Потребляемая мощность: 80 В·А



Разработано: «A&D Company, Limited», Япония

Место производства: A&D Manufacturing Company, Limited (Tsukuba Factory)

Сделано в Японии

IPX0



	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
0											S***
1											
2											

MODEL : TM-2655P

LOT	XX-XX	***	
-----	-------	-----	--


SN	XXXXXXXXXX
----	------------

Сетевой кабель





Термобумага – 2 шт.



Инструкция

TM-2655P

Установка прибора: отрегулируйте высоту стула или стола таким образом, чтобы манжета находилась на уровне сердца.

1

Поместите руку в отверстие прибора до упора в специальное углубление (до уровня предплечья). Прислонитесь к спинке стула (во время измерения спина должна быть расслаблена!)

2

Нажмите кнопку **СТАРТ/СТОП**

3

Во время измерения оставайтесь без движения и не разговаривайте. После завершения измерения воздух будет автоматически выпущен из манжеты, и руку можно будет освободить. На дисплее отобразятся значения артериального давления и пульса.




Аварийное отключение


Нажмите аварийную кнопку, расположенную на передней панели прибора.



Аварийная кнопка



Классификация артериальной гипертонии для взрослых (18 лет и старше), принятая в 1999 году



Внимание: для получения любой информации, связанной с диагностикой и лечением, необходимо обращаться к дипломированному медицинскому специалисту.


1083018754A

AND
Эй энд Ди, Япония



ИЗМЕРИТЕЛЬ АРТЕРИАЛЬНОГО
ДАВЛЕНИЯ И ЧАСТОТЫ ПУЛЬСА
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЦИФРОВОЙ С
ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ
МОДЕЛЬ ТМ-2655Р

Руководство по эксплуатации





Эй энд Ди, Япония

ГАРАНТИЙНАЯ КАРТА

Уважаемый покупатель!

При покупке убедитесь в том, что фирма-продавец полностью, правильно и четко заполнила гарантийную карту и поставила печать. Сохраняйте её вместе с чеком покупки в течение всего гарантийного срока.

В случае, если приобретенное Вами изделие будет нуждаться в ремонте, обратитесь, пожалуйста, в Сервисный центр ООО «Эй энд Ди РУС» или ближайший Авторизованный сервисный центр.

В соответствии с Постановлением Правительства №2463 от 31.12.2020 года медицинские изделия входят в перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену.

В соответствии со статьей 18 закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» в случае спора о причинах возникновения недостатков товара продавец или организация, выполняющая функции продавца, обязана провести экспертизу.

Если в результате экспертизы будет установлено, что недостатки товара возникли вследствие обстоятельств, за которые не отвечает продавец (изготовитель), то потребитель обязан возместить продавцу или организации, выполняющей функции продавца, расходы на проведение экспертизы, а также связанные с её проведением расходы на хранение и транспортировку товара.

 A&D Company, Limited Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический цифровой TM-2655P 	  Производитель: A&D Company, Limited Адрес: 1-243, Асахи, Китамато-ши, Сайтама-кен, 364-8585, Япония Сделано в Японии Температура транспортировки и хранения: -20° - +60° C, при влажности 10-95%	 A&D Company, Limited Automatic Blood Pressure Monitor TM-2655P 	  A&D Company, Limited 1-243 Asahi, Kitamoto-shi, Saitama-ken, 364-8585, JAPAN MADE IN JAPAN Environmental Transport and Storage Requirements Temperature: -20° - +60° C, Humidity: 10% RH to 95% RH
			1123018753



Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический цифровой с принадлежностями

Модель TM-2655P

Производитель:

A&D Company, Limited, 3-23-14, Higashi-Ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo, 170-0013, Japan / Эй энд Ди Компани, Лимитед, 3-23-14, Хигаши-Икебукуро, Тошима-ку, Токьо, 170-0013 Япония.

Место производства:

1. A&D Company, Limited, 1-243 Asahi, Kitamoto-shi, Saitama-ken, 364-8585, Japan / Эй энд Ди Компани, Лимитед, 1-243 Асахи, Китамото-ши, Сайтама-кен, 364-8585, Япония.

2. A&D Electronics (Shenzhen) Co., Ltd., 1-5/F, Building #4, Hengchangrong High Tech Industry Park, Shangnan East Road, Hongtian, Shajing, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, 518125, P.R. China / Эй энд Ди Электроникс (Шеньжень) Ко., Лтд., 1-5/Ф, Билдинг №4, Хенгчангронг Хай Тек Индастри Парк, Шангнан Ист Род, Хонгтнан, Шажинг, Бао'ан Дистрикт, Шеньжень, Гуангдонг, 518125, Китайская Народная Республика.

3. A&D Manufacturing Company, Limited (Tsukuba Factory), 4210-15, Takasai, Shimotsuma-shi, Ibaraki-ken, 304-0031, Japan / Эй энд Ди Мануфэкчеринг Компани, Лимитед (Цукуба Фэктори), 4210-15, Такасай, Шимотсума-ши, Ибараки-кен, 304-0031, Япония.

Импортер:

ООО «Эй энд Ди РУС», Россия, 117545, г. Москва, ул. Дорожная, д.3, к.6, ком. 86.

Бесплатный телефон горячей линии: 8 800-200-03-80.

Отзывы и предложения оставляйте на www.and-rus.ru

Регистрационное удостоверение № РЗН 2013/283 от xx.xx.202x г.

Штрих-код

Упаковано: месяц, год




Принадлежности:

1. Модуль с разъёмом COM-порт (интерфейс RS-232) и функцией Блютус (Bluetooth).

Вид спереди



Модуль с разъёмом COM-порт (интерфейс RS-232) и функцией Блютус (Bluetooth).
Вид сзади



Модуль с разъёмом COM-порт (интерфейс RS-232) и функцией Блютус (Bluetooth).
Макеты маркировки

Модуль с разъёмом COM-порт (интерфейс RS-232) и функцией Блютус (Bluetooth)



Разработано: «A&D Company, Limited», Япония
Место производства: A&D Manufacturing Company, Limited (Tsukuba Factory)
Сделано в Японии

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	☒									
1										
2										

REF: TM2657-04-EX

LOT

XX-XX

***


SN

XXXXXXXXXX

2. Модуль с разъёмами USB типа А и USB типа В. Вид спереди



Модуль с разъёмами USB типа А и USB типа В. Вид сзади



Модуль с разъёмами USB типа А
и USB типа В



Разработано: «A&D Company, Limited», Япония
Место производства: A&D Manufacturing Company, Limited (Tsukuba Factory)
Сделано в Японии

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

S***

REF: TM2657-02-EX

LOT XX-XX **** 

SN XXXXXXXXXX

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
21 (Двадцать один) листа(ов)

Операционный директор
ООО «ЭЙ энд ДИ РУС»
Исаенков А.А.

