

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО «ЛабПэк»

А.А. Козаренко

«30» июня 2023 г. *



Фотографические изображения общего вида медицинского изделия для диагностики ин витро

Набор реагентов для выделения РНК из клинического материала человека «РНК-Магно»

серия 6

1. Набор реагентов для выделения РНК из клинического материала человека «РНК-Магно», форма комплектации 1, серия 6
(общий вид)





ООО «ЛабПак», Россия, 197376, Санкт-Петербург,
поб. район Карповки д.5, литер И, пом. 3-Н
Тел: 8 (812) 490-75-93 E-mail: info@labpack.ru

«РНК-Магно»

Набор реагентов для выделения РНК из
клинического материала человека «РНК-Магно»
серия 6

Форма комплектации 1

РУ №

Состав набора:

- Магнетизирующий сорбент, 1,1 мл/пробирка..... 1 пробирка
- Лизирующий буфер, 44 мл/флакон..... 1 флакон
- Промывочный буфер 1, 40 мл/флакон..... 2 флакона
- Промывочный буфер 2, 40 мл/флакон..... 2 флакона
- Элюирующий буфер, 12 мл/флакон..... 1 флакон
- Инструкция по применению..... 1 шт
- Паспорт качества..... 1 шт

REF

NA3.1



2023-05-25



LOT

6



2024-05-25

100

Условия хранения,
транспортирования:





Таблица для профессионального применения


Магнетизированный сорбент





1.1. Лизирующий буфер




1.2. Промывочный буфер 1




1.3. Промывочный буфер 2



1.4. Элюирующий буфер



2. Набор реагентов для выделения РНК из клинического материала человека «РНК-Магно», форма комплектации 2, серия 4 (общий вид)







ООО «ЛабПлюс», Россия, 197376, Санкт-Петербург, наб. реки Карповки д.5, литер И, пом. 3-Н
Тел: 8 (812) 490-75-93 E-mail: info@labplus.ru

«РНК-Магно»

Набор реагентов для выделения РНК из клинического материала человека
«РНК-Магно» серия 6

Форма комплектации 2

Состав набора:

	РУ №
- Пластины с лизирующим буфером и магнетизированным сорбентом	1 пластина
- Пластины с промывочным буфером	1 пластина
- Пластины с элюирующим буфером	1 пластина
- Гребенка	1 шт
- Инструкция по применению	1 шт
- Паспорт качества	1 шт



96

REF

NA3.2



2023-05-26

LOT

6



2024-05-26

IVD




Условия хранения,
транспортирования:

+8°C
+2°C




Только для профессионального хранения


2.1. Планшет с лизирующим буфером и магнетизированным сорбентом



2.2. Планшет с промывочным буфером



2.3. Планшет с элюирующим буфером



2.4. Гребенка







Генеральный директор ООО ЛабПэк/
А.А. Козаренко/

Маркировка первичной, потребительской и групповой (транспортной) упаковки.

Набор реагентов для выделения РНК из клинического материала человека
«РНК-Магно» серия 6


1. Набор реагентов «РНК-Магно». Форма комплектации 1. Серия 6.

1.1. Образцы маркировки первичной упаковки:


Магнетизированный сорбент




Лизирующий буфер




Промывочный буфер 1



Промывочный буфер 2



Элюирующий буфер



1.2.Образец маркировки потребительской упаковки


 ООО «ЛабПэк», Россия, 197376, Санкт-Петербург,
 наб. реки Карповки д.5, литер II, пом. 3-Н
 Тел. 8 (812) 490-75-93 E-mail: info@labpack.ru

«РНК-Магно»

**Набор реагентов для выделения РНК из
клинического материала человека «РНК-Магно»
серия 6**

Форма комплектации 1

РУ №

Состав набора:

- Магнетизированный сорбент, 1,1 мл/пробирка..... 1 пробирка
- Лизирующий буфер, 44 мл/флакон..... 1 флакон
- Промывочный буфер 1, 40 мл/флакон..... 2 флакона
- Промывочный буфер 2, 40 мл/флакон..... 2 флакона
- Элюирующий буфер, 12 мл/флакон..... 1 флакон
- Инструкция по применению.....1 шт
- Паспорт качества..... 1 шт

REF NA3.1  2023-05-25 

LOT 6  2024-05-25 

Условия хранения,
транспортирования:

 +8°C
 +2°C

Только для профессионального применения

1.3.Образец маркировки групповой (транспортной) упаковки


 ООО «ЛабПэк», Россия, 197376, Санкт-Петербург, наб. реки Карповки д.5, литер II, пом. 3-Н
 Тел. 8 (812) 490-75-93 E-mail: info@labpack.ru

«РНК-Магно»

**Набор реагентов для выделения РНК из клинического материала человека
«РНК-Магно» серия 6**

Форма комплектации 1

Число единиц потребительской упаковки изделийшт
 Масса нетто групповой упаковкикг
 Масса брутто групповой упаковки.....кг
 Масса нетто потребительской упаковки.....кг

REF NA3.1  2023-05

LOT 6  2024-05

IVD  

Условия хранения,
транспортирования:

 +8°C
 +2°C


   

Только для профессионального применения

2. Набор реагентов «РНК-Магно». Форма комплектации 2. Серия 6.


2.1. Образцы маркировки первичной упаковки:

Планшет с лизирующим буфером и магнетизированным сорбентом



Дополнительно на торцевую сторону планшета нанесена красного цвета круглая полипропиленовая наклейка

Планшет с промывочным буфером




Дополнительно на торцевую сторону планшета нанесена желтого цвета круглая полипропиленовая наклейка

Планшет с элюирующим буфером



Дополнительно на торцевую сторону планшета нанесена зеленого цвета круглая полипропиленовая наклейка

Гребенка



Дополнительной маркировке не подлежит

2.2.Образцы маркировки потребительской упаковки

ООО «ЛабПэк», Россия, 197376, Санкт-Петербург, наб. реки Карповки д.5, литер И, пом. 3-Н
Тел. 8 (812) 490-75-93 E-mail: info@labpack.ru

«РНК-Магно»

Набор реагентов для выделения РНК из клинического материала человека
«РНК-Магно» серия 6
Форма комплектации 2

Состав набора:

РУ №

- Планшет с лизирующим буфером и магнетизированным сорбентом.....

1 планшет

- Планшет с промывочным буфером.....

1 планшет

- Планшет с элюирующим буфером.....

1 планшет

- Гребенка.....

1 шт

- Инструкция по применению

1 шт

- Паспорт качества.....

1 шт

REF

NA3.2

2023-05-26

LOT

6

2024-05-26

IVD

Условия хранения, транспортирования:
+8°C
+2°C

96

Только для профессионального применения

«РНК-Магно»

REF

NA3.2

LOT

6

2024-05-26

+8°C

+2°C

2.1.Образец маркировки групповой (транспортной) упаковки

ООО «ЛабПэк», Россия, 197376, Санкт-Петербург, наб. реки Карповки д.5, литер И, пом. 3-Н
Тел. 8 (812) 490-75-93 E-mail: info@labpack.ru

«РНК-Магно»

Набор реагентов для выделения РНК из клинического материала человека
«РНК-Магно» серия 6
Форма комплектации 2

Число единиц потребительской упаковки изделий ... шт

Масса нетто групповой упаковки ... КГ

Масса брутто групповой упаковки ... КГ

Масса нетто потребительской упаковки ... КГ

REF

NA3.2

2023-05

LOT

6

2024-05

IVD

Условия хранения, транспортирования:
+8°C
+2°C

Только для профессионального применения

