



Форма 06-05
ПРОИЗВОДСТВО
МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

**Фотографические изображения
медицинского изделия
«Халат медицинской
одноразовый стерильный
по ТУ 14.19.32-012-51834327-2021»**



Фото транспортной упаковки: Халат медицинский одноразовый стерильный по ТУ 14.19.32-012-51834327-2021.



10.07.22




Халат медицинский, рукав реглан, горловина на липучке, рукав на манжете (р.50-52, длина 1400мм, пл. 57)

Заказчик АО «ЗМТ»

1 шт

Комплектовщик № 1

РУ № РЗН ____ Халат медицинский одноразовый стерильный по ТУ 14.19.32-012-51834327-2022
Хранить в закрытом помещении при t от -50°C до +40°C и влажности не более 80%
Перед применением выдерживать при комнатной температуре не менее 24 часов



STERILE R

2027-07

Код 21214

Заказ /Партия 21214/3236

АО «ЗМТ», 620135, г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д.77, тел: 8(343) 288-22-00, www.zmt.ru
Не подлежит обязательной сертификации

Фото маркировки транспортной упаковки: Халат медицинский одноразовый стерильный по ТУ 14.19.32-012-51834327-2021.



Фото потребительской упаковки: Халат медицинский одноразовый стерильный по ТУ 14.19.32-012-51834327-2021;
модель: Халат медицинский усиленный влагонепроницаемыми передом и рукавами, рукав «Т-образный», горловина на завязках, рукав на манжете.



Фото потребительской упаковки: Халат медицинский одноразовый стерильный по ТУ 14.19.32-012-51834327-2021;

модель: Халат медицинский усиленный влагопроницаемыми передом и рукавами, рукав реглан, рукав частично влагопроницаемый, горловина на липучке, рукав на манжете.



Фото потребительской упаковки: Халат медицинский одноразовый стерильный по ТУ 14.19.32-012-51834327-2021;

модель: Халат медицинский, рукав реглан, горловина на липучке, рукав на манжете.



Фото потребительской упаковки: Халат медицинский одноразовый стерильный по ТУ 14.19.32-012-51834327-2021;

модель: Халат медицинский, рукав реглан, горловина на липучке, рукав на манжете.



Фото потребительской упаковки: Халат медицинский одноразовый стерильный по ТУ 14.19.32-012-51834327-2021;

модель: Халат медицинский, рукав реглан, горловина на липучке, рукав на манжете.



Фото потребительской упаковки: Халат медицинский одноразовый стерильный по ТУ 14.19.32-012-51834327-2021;

модель: Халат медицинский усиленный влагонепроницаемыми передом и рукавами, рукав «Т-образный», горловина на завязках, рукав на манжете.



Фото потребительской упаковки: Халат медицинский одноразовый стерильный по ТУ 14.19.32-012-51834327-2021;

модель: Халат медицинский, рукав «Т-образный», горловина на липучке, рукав на манжете.



Фото потребительской упаковки: Халат медицинский одноразовый стерильный по ТУ 14.19.32-012-51834327-2021;

модель: Халат медицинский процедурный, горловина на завязках.



Фото потребительской упаковки: Халат медицинский одноразовый стерильный по ТУ 14.19.32-012-51834327-2021;

модель: Халат медицинский усиленный дополнительной защитой переда и рукавов, с подкладкой, рукав «Т-образный», горловина на завязках, рукав на манжете.



Фото потребительской упаковки: Халат медицинский одноразовый стерильный по ТУ 14.19.32-012-51834327-2021;

модель: Халат медицинский, рукав реглан, горловина на завязках, рукав на манжете.



Фото потребительской упаковки: Халат медицинский одноразовый стерильный по ТУ 14.19.32-012-51834327-2021;

модель: Халат медицинский усиленный дополнительной защитой переда и рукавов, рукав реглан, горловина на завязках, рукав на резинке.



Фото потребительской упаковки: Халат медицинский одноразовый стерильный по ТУ 14.19.32-012-51834327-2021;

модель: Халат медицинский, рукав реглан, горловина на липучке, рукав на резинке.



Модель: Халат медицинский, рукав «Т-образный», горловина на завязках, рукав на резинке.



Модель: Халат медицинский, рукав реглан, горловина на липучке, рукав на манжете.



Модель: Халат медицинский, рукав реглан, горловина на завязках, рукав на манжете.



Модель: Халат медицинский, рукав «Т-образный», горловина на завязках, рукав на резинке.



Модель: Халат медицинский с воротником стойка, рукав «Т-образный», горловина на липучке, рукав на завязках.




Модель: Халат медицинский усиленный дополнительной защитой перед и рукавов, рукав реглан, горловина на липучке, рукав на резинке.



Модель: Халат медицинский усиленный дополнительной защитой рукавов, рукав реглан, горловина на завязках, рукав на манжете.



Модель: Халат медицинский усиленный влагонепроницаемыми передом и рукавами, рукав «Т-образный», горловина на завязках, рукав на манжете.



Модель: Халат медицинский усиленный влагонепроницаемыми рукавами, рукав «Т-образный», горловина на завязках, рукав на резинке.



Модель: Халат медицинский процедурный, горловина на завязках, рукав на резинке.



Модель: Халат медицинский процедурный, на липучках, без фиксации рукава.



Модель: Халат медицинский процедурный, на липучках, без фиксации рукава.

Всего пронумеровано, прошнуровано и скреплено
печатью 24 листа(ов)

Генеральный директор _____ Н.В. Поляков



2022 г.



по ТУ 14.19.32-012-51834327-2021

Настоящий макет маркировки составлен в соответствии с требованиями технических условий «Халат медицинский одноразовый стерильный по ТУ 14.19.32-012-51834327-2021».

1. На бумажном ярлыке, вложенном в потребительскую упаковку:



Товарный знак предприятия-изготовителя –

Номер регистрационного удостоверения, дата выдачи, наименование медицинского изделия - РУ № РЗН__от__ «Халат медицинский одноразовый стерильный по ТУ 14.19.32-012-51834327-2021»

Наименование модели (размер, длина изделия, плотность материала)

Наименование страны-изготовителя

Наименование предприятия-изготовителя

Юридический адрес предприятия-изготовителя – 620135 г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д.77

Телефон: 8(343)288-22-00

Сайт - www.zmt.ru

Количество штук в упаковке

Номер партии

Код (при заказе в производство)

Дата выпуска – ГГГГ.ММ

Номер технических условий

Соответствие ГОСТ 13795 - Соответствует межгосударственному стандарту ГОСТ EN 13795-2011(при необходимости)

Условия безопасного хранения, транспортировки - Хранить в закрытом помещении при t от -50⁰С до +40⁰С и влажности не более 80%.

Надпись «Перед применением выдержать при комнатной температуре не менее 24 часов.»

ТУ 14.19.32-012-51834327-2021

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
------	------	----------	---------	------

Разраб.		Климова		25.08.2021
---------	--	---------	--	------------

Провер.		Кочнева		25.08.2021
---------	--	---------	--	------------

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

Утверд.		Поляков		25.08.2021
---------	--	---------	--	------------

Халат медицинский
одноразовый стерильный
Макет маркировки

Лит.	Лист	Листов
------	------	--------

	2	8
--	---	---

АО «ЗМТ»

Информация о сертификации – Не подлежит обязательной сертификации

Номер комплектовщика

Рисунок (при наличии)

А также нанесены следующие символы:



«Использовать до ...»



«Не использовать повторно»



«Не использовать при повреждении упаковки»

STERILE R

«Стерильно» «Радиационная стерилизация»



Уникальный код организации в системе EAN



Внутренний штрих-код предприятия для учета
выпущенной продукции



QR-код

Подпись и дата

Име. № док.

Взам. инв. №

Подпись и дата

№ подл.

2. Транспортная маркировка содержит следующую информацию:



Товарный знак предприятия-изготовителя -

Номер регистрационного удостоверения, дата выдачи, наименование медицинского изделия – РУ № РЗН__от__ «Халат медицинский одноразовый стерильный по ТУ 14.19.32-012-51834327-2021»

Наименование модели (размер, длина изделия, плотность материала)

Наименование предприятия-изготовителя - АО «ЗМТ»

Юридический адрес предприятия-изготовителя - 620135 г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д.77

Телефон: (343)288-22-00

Сайт - www.zmt.ru

Количество упаковок, вложенных в транспортную тару

Условия безопасного хранения, транспортировки - Хранить в закрытом помещении при t от -50⁰С до +40⁰С и влажности не более 80%. Перед применением выдержать при комнатной температуре не менее 24 часов.

Информация о сертификации – Не подлежит обязательной сертификации

Наименование заказчика

Номер партии/Номер заказа

Код (при заказе в производство)

Дата выпуска – ГГГГ.ММ

Надпись «Перед применением выдержать при комнатной температуре не менее 24 часов.»

Номер комплектовщика

А также нанесены следующие манипуляционные символы:



«Использовать до ...»



«Не использовать повторно»



STERILE R



4 620762 560015

«Не использовать при повреждении
упаковки»

«Стерильно» «Радиационная стерилизация»

Штрих-код организации в системе EAN



46174530119000407101

Внутренний штрих-код предприятия для
учета выпущенной продукции

На коробку нанесены следующие манипуляционные знаки:



«Беречь от влаги»



«Хрупкое. Осторожно»



«Беречь от солнечных лучей»



«Верх»

Получить и сдать
Экз. № 01
Получить и сдать
Экз. № 01
Экз. № 01

Приложение 1. Пример маркировки на бумажном ярлыке, вложенном в потребительскую упаковку

 4 620762 560015			
* СООТВЕТСТВУЕТ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОМУ СТАНДАРТУ ГОСТ EN 13795 - 2011 РУ № Халат медицинский одноразовый стерильный по ТУ 14.19.32-012-51834327-2021			
Халат медицинский усиленный влагонепроницаемыми рукавами, рукав реглан, горловина на липучке, рукав на манжете (р.50-52, длина 1400 мм, пл.35/пл.40)*			
Количество в упаковке 1 шт			
Дата выпуска : 2022-07 Хранить в закрытом помещении при t от -50°C до +40°C и влажности не более 80% Перед применением выдерживать при комнатной температуре не менее 24 часов		 461916200012000000006	
	STERILE	R	ТУ 14.19.32-012-51834327-2021
	2027-07	Партия (LOT) 3236 Код : 21134	
АО "ЗМТ" , 620135, г.Екатеринбург, ул.Старых Большевиков, д.77 тел: 8(343) 288-22-00, www.zmt.ru Не подлежит обязательной сертификации			Сделано в России
БЕЗОПАСНОСТЬ , ПОДТВЕРЖДЕННАЯ КАЧЕСТВОМ			

Подпись и дата
Взам. инв. №
Инв. № 01

Приложение 2. Пример маркировки на транспортной таре



10.07.22



Халат медицинский, рукав реглан, горловина на завязках, рукав на резинке (р.42-44, длина 1400мм, пл. 35)

4 шт

Комплектовщик № 1

Заказчик _____

РУ № РЗН ____ Халат медицинский одноразовый стерильный по ТУ 14.19.32-012-51834327-2022

Хранить в закрытом помещении при t от -50°C до +40°C и влажности не более 80%

Перед применением выдерживать при комнатной температуре не менее 24 часов

	STERILE R	2027-07	Код 21214	Заказ /Партия 21214/3236
--	------------------	----------------	------------------	---------------------------------

АО "ЗМТ", 620135, г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д.77, тел: 8(343) 288-22-00, www.zmt.ru

Не подлежит обязательной сертификации

№ подл. Подпись и дата Взам. инв. № Инв. №

Лист регистрации изменений

[illegible]

Всего пронумеровано, прошнуровано и скреплено
печатью 8 листа(ов)

Генеральный директор И.В.Поляков

