

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ООО «Фирма К и К»




Стародумов Ю.М./
«24» август 2023 г.


ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

**Прибор для измерения артериального давления и частоты
пульса цифровой LD, варианты исполнения: LD12, LD12S,
LD23, LD23A, LD23L, LD51, LD51A, LD51U, LD51S**

**производства компании / manufactured by the company
Литл Доктор Интернешнл (С) Пте. Лтд / Little Doctor International (S) Pte. Ltd.**

2023 г.



















Электронный блок LD51U

Источник электропитания LD-N057

Сумка

Манжета Cuff-LDU

Элементы питания AA x 1,5В


Общий вид: Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса цифровой LD, вариант исполнения LD51U.








Электронный блок LD12.

Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса цифровой LD, вариант исполнения LD12.



Электронный блок LD12S.

Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса цифровой LD, вариант исполнения LD12S.



Электронный блок LD12.
Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса цифровой LD,
вариант исполнения LD12.

Вид 1



Вид 2




Вид 3



Вид 4



Электронный блок LD12S.
Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса цифровой LD,
вариант исполнения LD12S




Вид 1




Вид 2

Электронный блок LD23.
Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса цифровой LD, вариант исполнения LD23




Вид 3




Вид 4

Вид 5


Вид 1




Вид 2



Вид 3




Вид 4




Вид 5



Электронный блок LD23A.
Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса цифровой LD,
вариант исполнения LD23A.




Вид 1




Вид 2

Электронный блок LD23L.
Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса цифровой LD, вариант исполнения LD23L




Вид 3



Вид 4

Вид 5



Вид 1


Вид 2


Электронный блок LD51.
Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса цифровой LD, вариант исполнения LD51

Вид 3

Вид 4

Вид 5





Вид 1


Вид 2

Электронный блок LD51U.
 Прибор для измерения
 артериального давления и
 частоты пульса цифровой
 LD, вариант исполнения
 LD51U

Вид 3


Вид 4

Вид 5



Электронный блок LD51S.
 Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса цифровой LD, вариант исполнения LD51S.

Вид 1




Манжета Cuff-LD12.

Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса цифровой LD, вариант исполнения: LD12, LD12S.


Вид 2





Манжета Cuff-LDA.

Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса цифровой LD,
вариант исполнения: LD23, LD23A, LD51, LD51A, LD51S.




Манжета Cuff-LDA2.

Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса цифровой LD, вариант исполнения LD23L.

Вид 1



Вид 2




Манжета Cuff-LDU.

Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса цифровой LD, вариант исполнения LD51U.


INDEX



BLOOD PRESSURE CUFF
MODEL: CUFF-LDA
EXTENDED RANGE
ARM CIRCUMFERENCE 25-36 CM



Пример маркировки манжет на плечо.



Макет маркировки электронного блока прибора для измерения артериального давления и частоты
пульса цифрового LD, вариант исполнения LD12
(на английском и русском языках)



Макет маркировки электронного блока прибора для измерения артериального давления и частоты
пульса цифрового LD, вариант исполнения LD12S
(на английском и русском языках)


DIGITAL BLOOD PRESSURE MONITOR **LD23**

Power: DC6V/3.6W. Battery: 4×1.5V AA SIZE. Meas. Range: 40-260 mmHg



LITTLE DOCTOR ELECTRONIC (NANTONG) CO., LTD.

No.8, Tongxing Road Economic & Technical Development Area, 226010 Nantong, Jiangsu, PRC



LITTLE DOCTOR EUROPE SP. Z O.O. 57G Zawila Street Krakow 30-390 Poland



Прибор для измерения арт. давления и част. пульса цифровой **LD23**

ЭЛ. ПИТАНИЕ: 6В (4×1.5В АА)/3.6 Вт. Диапазон измер. 40-260 мм рт. ст.



LITTLE DOCTOR ELECTRONIC (NANTONG) CO., LTD.

No.8, Tongxing Road Economic & Technical Development Area, 226010 Nantong, Jiangsu, PRC



LITTLE DOCTOR EUROPE SP. Z O.O. 57G Zawila Street Krakow 30-390 Poland



Макет маркировки электронного блока прибора для измерения артериального давления и частоты пульса цифрового LD, вариант исполнения LD23
(на английском и русском языках)


DIGITAL BLOOD PRESSURE MONITOR **LD23A**

Power: DC6V/3.6W. Battery: 4×1.5V AA SIZE. Meas. Range: 40-260 mmHg



LITTLE DOCTOR ELECTRONIC (NANTONG) CO., LTD.

No.8, Tongxing Road Economic & Technical Development Area, 226010 Nantong, Jiangsu, PRC



LITTLE DOCTOR EUROPE SP. Z O.O. 57G Zawila Street Krakow 30-390 Poland




Прибор для измерения арт. давления и част. пульса цифровой **LD23A**

ЭЛ. ПИТАНИЕ: 6В (4×1.5В АА)/3.6 Вт. Диапазон измер. 40-260 мм рт. ст.



LITTLE DOCTOR ELECTRONIC (NANTONG) CO., LTD.

No.8, Tongxing Road Economic & Technical Development Area, 226010 Nantong, Jiangsu, PRC



LITTLE DOCTOR EUROPE SP. Z O.O. 57G Zawila Street Krakow 30-390 Poland



Макет маркировки электронного блока прибора для измерения артериального давления и частоты пульса цифрового LD, вариант исполнения LD23A
(на английском и русском языках)


DIGITAL BLOOD PRESSURE MONITOR **LD23L**

Power: DC6V/3.6W. Battery: 4 x 1.5V AA SIZE. Meas. Range: 40-260 mmHg



LITTLE DOCTOR ELECTRONIC (NANTONG) CO., LTD.

No.8, Tongxing Road Economic & Technical Development Area, 226010 Nantong, Jiangsu, PRC



LITTLE DOCTOR EUROPE SP. Z O.O. 57G Zawila Street Krakow 30-390 Poland



SN AYYYYMM23LXXXXX




Прибор для измерения арт. давления и част. пульса цифровой **LD23L**
ЭЛ. ПИТАНИЕ: 6В (4*1.5В AA)/3.6 Вт. Диапазон измер. 40-260 мм рт. ст.



LITTLE DOCTOR ELECTRONIC (NANTONG) CO., LTD.

No.8, Tongxing Road Economic & Technical Development Area, 226010 Nantong, Jiangsu, PRC



LITTLE DOCTOR EUROPE SP. Z O.O. 57G Zawila Street Krakow 30-390 Poland



SN AYYYYMM23LXXXXX



Макет маркировки электронного блока прибора для измерения артериального давления и частоты
пульса цифрового LD, вариант исполнения LD23L
(на английском и русском языках)

DIGITAL BLOOD PRESSURE MONITOR **LD51**

Power: DC6V/3.6W. Battery: 4 x 1.5V AA SIZE. Meas. Range: 40-260 mmHg



LITTLE DOCTOR ELECTRONIC (NANTONG) CO., LTD.

No.8, Tongxing Road Economic & Technical Development Area, 226010 Nantong, Jiangsu, PRC



LITTLE DOCTOR EUROPE SP. Z O.O. 57G Zawila Street Krakow 30-390 Poland



SN AYYYYMM051XXXXX

Прибор для измерения арт. давления и част. пульса цифровой **LD51**
ЭЛ. ПИТАНИЕ: 6В (4*1.5В AA)/3.6 Вт. Диапазон измер. 40-260 мм рт. ст.



LITTLE DOCTOR ELECTRONIC (NANTONG) CO., LTD.

No.8, Tongxing Road Economic & Technical Development Area, 226010 Nantong, Jiangsu, PRC



LITTLE DOCTOR EUROPE SP. Z O.O. 57G Zawila Street Krakow 30-390 Poland



SN AYYYYMM051XXXXX

Макет маркировки электронного блока прибора для измерения артериального давления и частоты
пульса цифрового LD, вариант исполнения LD51
(на английском и русском языках)

DIGITAL BLOOD PRESSURE MONITOR LD51A

Power: DC6V/3.6W. Battery: 4 x 1.5V AA SIZE. Meas. Range: 40-260 mmHg



LITTLE DOCTOR ELECTRONIC (NANTONG) CO., LTD.

No.8, Tongxing Road Economic & Technical Development Area, 226010 Nantong, Jiangsu, PRC



LITTLE DOCTOR EUROPE SP. Z O.O. 57G Zawila Street Krakow 30-390 Poland

CE 0123



2LD3
II

SN AYYYYMM51AXXXXX



LITTLE DOCTOR ELECTRONIC (NANTONG) CO., LTD.

No.8, Tongxing Road Economic & Technical Development Area, 226010 Nantong, Jiangsu, PRC



LITTLE DOCTOR EUROPE SP. Z O.O. 57G Zawila Street Krakow 30-390 Poland

CE 0123



2LD3
II

SN AYYYYMM51AXXXXX

Макет маркировки электронного блока прибора для измерения артериального давления и частоты
пульса цифрового LD, вариант исполнения LD51A
(на английском и русском языках)

DIGITAL BLOOD PRESSURE MONITOR LD51U

Power: DC6V/3.6W. Battery: 4 x 1.5V AA SIZE. Meas. Range: 40-260 mmHg



LITTLE DOCTOR ELECTRONIC (NANTONG) CO., LTD.

No.8, Tongxing Road Economic & Technical Development Area, 226010 Nantong, Jiangsu, PRC



LITTLE DOCTOR EUROPE SP. Z O.O. 57G Zawila Street Krakow 30-390 Poland

CE 0123



2LD3
II

SN AYYYYMM51UXXXXX

Прибор для измерения арт. давления и част. пульса цифровой LD51U
ЭЛ. ПИТАНИЕ: 6В (4*1.5В AA)/3.6 Вт. Диапазон измер. 40-260 мм рт. ст.



LITTLE DOCTOR ELECTRONIC (NANTONG) CO., LTD.

No.8, Tongxing Road Economic & Technical Development Area, 226010 Nantong, Jiangsu, PRC



LITTLE DOCTOR EUROPE SP. Z O.O. 57G Zawila Street Krakow 30-390 Poland

CE 0123



2LD3
II

SN AYYYYMM51UXXXXX

Макет маркировки электронного блока прибора для измерения артериального давления и частоты
пульса цифрового LD, вариант исполнения LD51U
(на английском и русском языках)

DIGITAL BLOOD PRESSURE MONITOR **LD51S**

Power: DC6V/3.6W. Battery: 4 x 1.5V AA SIZE. Meas. Range: 40-260 mmHg



LITTLE DOCTOR ELECTRONIC (NANTONG) CO., LTD.

No.8, Tongxing Road Economic & Technical Development Area, 226010 Nantong, Jiangsu, PRC



LITTLE DOCTOR EUROPE SP. Z O.O. 57G Zawila Street Krakow 30-390 Poland

CE 0123



UA TR 001



SN AYYYYMM51SXXXXX



LITTLE DOCTOR ELECTRONIC (NANTONG) CO., LTD.

No.8, Tongxing Road Economic & Technical Development Area, 226010 Nantong, Jiangsu, PRC



LITTLE DOCTOR EUROPE SP. Z O.O. 57G Zawila Street Krakow 30-390 Poland

CE 0123



UA TR 001



SN AYYYYMM51SXXXXX

Макет маркировки электронного блока прибора для измерения артериального давления и частоты
пульса цифрового LD, вариант исполнения LD51S
(на английском и русском языках)

Little Doctor®

LD12

DIGITAL BLOOD PRESSURE MONITOR



© Copyright Little Doctor International (S) Pte. Ltd., 2023
® Registered trade marks of Little Doctor International (S) Pte. Ltd.



Внимание!
Данный прибор является сложным техническим устройством. Перед использованием внимательно прочитайте «Руководство по эксплуатации».

Ескіңізге белгісіз!
Бұл аспап күрделі техникалық құрылғы болып табылады. Қолданар алдында «Пайдалану жөніндегі басшы нұсқаулықты» мұқият оқып шығыңыз.

Important notice!
This device is the complex technical equipment. Before use please read the «Operating Instructions» carefully.



Little Doctor

LD12

ЭЛЕКТРОННЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТОНОМЕТР



НА ЗАПЯСТЬЕ

12.5-20.5 cm

Манжета увеличенного размера для окружности запястья 12.5-20.5 см.



КЛИНИЧЕСКИ ПРОТЕСТИРОВАН

Точность измерений подтверждена Британским и Ирландским Обществом Гипертонии (BIHS), поэтому Вы и Ваш врач можете полностью доверять результатам измерений прибора.



ИНДИКАТОР АРИТМИИ

Специальный символ на дисплее прибора сообщает о наличии нерегулярного пульса.



ШКАЛА ВОЗ

Классификация результатов измерения в соответствии с рекомендациями Всемирной Организации Здравоохранения.



ДВА БЛОКА ПАМЯТИ

Два блока по 90 ячеек энергонезависимой памяти + среднее значение 3-х последних измерений.



Manufactured under control and for
Little Doctor International (S) Pte. Ltd.,
Yishun Central P.O. Box 9293 Singapore 917699.
For more information please visit www.littledoctor.sg

LD12



Little Doctor®

LD12

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТОНОМЕТР



BC-00012-2304-16

LD12 DIGITAL BLOOD PRESSURE MONITOR

BLR Измеритель артериального давления автоматический с принадлежностями: прибор для измерения артериального давления и частоты пульса цифровой LD12. Срок службы – 7 лет. Гарантийный срок – 5 лет. Комплектность, правила эксплуатации и адреса сервисных центров см. в Руководстве по эксплуатации. Импортёр и Уполномоченный представитель производителя на территории РБ: УП «ФИАТОС», 220033, г. Минск, ул. Фабричная, 26, часть изолированного помещения 4Н. Тел.: (+375 17) 221-02-90. E-mail: fiatos@mail.ru. www.LittleDoctor.ru

ENG Digital Blood Pressure Monitor LD12. Wrist Measurement. Arrhythmia indicator. World Health Organization Blood Pressure Classification Index. Dual 90-Times Memory (Blood Pressure, Pulse, Date, Time) and Average of Last 3 Measurements. Extended Range Cuff (Wrist Circumference 12.5-20.5 cm). Large Display with Blood Pressure, Pulse, Date/Time. Holding Memory Results without Batteries. Complete Set: Main Unit with Cuff, 2 «AAA» Batteries, Carrying Case, Operating Instructions, Warranty Card. www.LittleDoctor.sg

KAZ Күре тамырдың қан қысымын және тамырдың соғу жиілігін өлшеуге арналған сандық аспап LD12. Жолдыр білезіктері бойынша өлшеу. Соңғы 3 өлшеулер бойынша орташа мәнді есептеп шығару функциясы бар 90 өлшеуге (қан қысымы, тамырдың соғуы) арналған жад. Манжеттің келемі (білезік айналасы 12,5 см-ден 20,5 см-ге дейін). Қан қысымы мен тамырдың соғуын бір мезетте индикациялай алатын үлкен үшжолқты дисплей. Жиынтығы: электрондық блок және манжеті, «AAA» типті қорек-тендірудің 2 элементі, қап, пайдалану бойынша басшылық, кепілдік талон. www.LittleDoctor.ru

RUS Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса цифровой LD, вариант исполнения LD12. Измерение по запястью. Индикатор аритмии. Классификация результатов измерений в соответствии с рекомендациями Всемирной Организации Здравоохранения. Два блока памяти по 90 результатов измерений в каждом (давление, пульс, дата, время) + среднее значение 3-х последних измерений. Увеличенный размер манжеты (окружность запястья 12,5-20,5 см). Большой дисплей с одновременной индикацией давления, пульса, даты/времени. Сохранение данных в памяти прибора при хранении без элементов питания. Комплектация: электронный блок LD12, манжета Cuff-LD12 (подсоединена к электронному блоку), 2 элемента питания типа «AAA», футляр, руководство по эксплуатации, гарантийный талон. www.LittleDoctor.ru

UZB Pulsning chastotasi va arterial qon bosimini LD raqam orqali o'lchash uchun asbob bo'lib, LD12 tomonidan bajariladi. Bilak bilan o'chlash. Aritmiya indicatori. Butun jahon Sog'liqni saqlash tavsiyalariga muvofiq o'lshov natijalarni sinfga bo'lish. Har birda 90 natijali o'lchovlar bo'yicha hotira ikki bloke (bosim, puls, san, vaqt) + so'ngi uch o'lchovlarning o'rtacha mazmuni. Manjetni kengaytirilgan o'lchami (bilak aylanasi 12,5 – 20,5 sm). Bir vaqtni o'zida puls, sana, bosim qayd qiluvchi katta display. Komplektda: manjet bilan birga electron blok, AAA turli quvvat olish elementi, kafolat taloni.



DOWNLOAD
USER MANUAL

www.littledoctor.sg/manuals



Little Doctor Electronic (Nantong) Co., Ltd.,
No.8, Tongxing Road Economic & Technical Development
Area, 226010 Nantong, Jiangsu, People's Republic of China




Little Doctor Europe Sp. z o.o.
57G Zawila Street Krakow 30-390 Poland


CE 0123



Условия хранения/транспортировки



Условия эксплуатации



Росздравнадзор РФ

№ РЗН 2015/2901



8 887786 200457

© Copyright Little Doctor International (S) Pte. Ltd., 2023

® Registered trade marks of Little Doctor International (S) Pte. Ltd.



DIGITAL BLOOD PRESSURE MONITOR

LD12S

Little Doctor

Buo A



Important notice!
This device is the complex technical equipment. Before use please read the «Operating Instructions» carefully.

Внимание!
Данный прибор является сложным техническим устройством. Перед использованием внимательно прочитайте «Руководство по эксплуатации».

Eskiçide bolson!
Бул аспап күрдөл техникалык куралы болуп табылат. Колдонуар алдында «Пайдалану жөнүндөгү басма нускаларды» үчүнчү окуп шыгыңыз.

Little Doctor

LD12s

ЭЛЕКТРОННЫЙ
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТОНОМЕТР



«ГОВОРЯЩИЙ» ТОНОМЕТР

Функция голосового сопровождения (сообщения результатов измерений, содержимого памяти, рекомендаций по использованию прибора).



12.5-20.5 cm

НА ЗАПЯСТЬЕ

Манжета увеличенного размера для окружности запястья 12.5-20.5 см.



ШКАЛА ВОЗ

Классификация результатов измерения в соответствии с рекомендациями Всемирной Организации Здравоохранения.



ДВА БЛОКА ПАМЯТИ

Два блока по 90 ячеек энергонезависимой памяти + среднее значение 3-х последних измерений.



Manufactured under control and for
Little Doctor International (S) Pte. Ltd.,
Yishun Central P.O. Box 9293 Singapore 917699.
For more information please visit www.littledoctor.sg


LD12S



Little Doctor®

LD12S

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТОНОМЕТР



BC-0012S-2304-16

LD12s DIGITAL BLOOD PRESSURE MONITOR

BLR Измеритель артериального давления автоматический с принадлежностями: прибор для измерения артериального давления и частоты пульса цифровой LD12S. Срок службы – 7 лет. Гарантийный срок – 5 лет. Комплектность, правила эксплуатации и адреса сервисных центров см. в Руководстве по эксплуатации. Импортёр и Уполномоченный представитель производителя на территории РБ: УП «ФИАТОС», 220033, г. Минск, ул. Фабричная, 26, часть изолированного помещения 4Н. Тел.: (+375 17) 221-02-90. E-mail: fiatos@mail.ru. www.LittleDoctor.ru

ENG Digital Blood Pressure Monitor LD12S. Wrist Measurement. Voice announcement system (Russian, English, French, Spanish, German) with Volume Control. World Health Organization Blood Pressure Classification Index. Dual 90-Times Memory (Blood Pressure, Pulse) and Average of Last 3 Measurements. Extended Range Cuff (Wrist Circumference 12.5-20.5 cm). Complete Set: Main Unit with Cuff, 2 «AAA» Batteries, Carrying Case, Operating Instructions, CD, Warranty Card. www.LittleDoctor.sg

KAZ Күре тамырдың қан қысымын және тамырдың соғу жиілігін өлшеуге арналған сандық аспап LD12S. Дыбыс қаттылығын реттеу мүмкіндігі бар бес тілдегі (орыс, ағылшын, француз, испан, неміс) дауыстық сүйемелденілу. Соңғы 3 өлшеулер бойынша орташа мәнді есептеп шығару функциясы бар 90 өлшеуге (қан қысымы, тамырдың соғуы) арналған жад. Манжеттің келемі (білезік айналасы 12,5 см-ден 20,5 см-ге дейін). Жиынтығы: электрондық блок және манжеті, «AAA» типті қоректендірудің 2 элементі, қап, пайдалану бойынша басшылық, CD, кепілдік талон www.LittleDoctor.kz

RUS Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса цифровой LD, вариант исполнения LD12S. Измерение по запястью. Голосовое сопровождение на пяти языках (русский, английский, французский, испанский, немецкий) с возможностью регулирования громкости. Классификация результатов измерений в соответствии с рекомендациями Всемирной Организации Здравоохранения. Два блока памяти по 90 результатов измерений в каждом (давление, пульс) + среднее значение 3-х последних измерений. Увеличенный размер манжеты (окружность запястья 12,5-20,5 см). Комплектация: электронный блок LD12S, манжета Cuff-LD12 (подсоединена к электронному блоку), 2 элемента питания типа «AAA», футляр, руководство по эксплуатации, компакт-диск, гарантийный талон. www.LittleDoctor.ru

UZB Pulsning chastotasi va arterial qon bosimini LD raqam orqali o'lchash uchun asbob bo'lib, LD12S tomonidan bajariladi. Bilak bilan o'chlash, 5 til bilan birga balandligini to'g'irlash imkonini (Rus, Ingliz, Fransuz, Ispan, Nemis). Butun jahon Sog'liqni saqlash tavsiyalariga muvofiq o'lshov natijalarni sinfga bo'lish. Har birda 90 natijali o'lchovlar bo'yicha hotira ikki bloke (bosim, puls, san, vaqt) + so'ngi uch o'lchovlarning o'rtacha mazmuni. Manjetni kengaytirilgan o'lchami (bilak aylanasi 12,5 - 20,5 sm). Komplektda: manjet bilan birga elektron blok, AAA turli quvvat olish elementi, CD, kafolat taloni. www.LittleDoctor.sg



DOWNLOAD
USER MANUAL

www.littledoctor.sg/manuals



Little Doctor Electronic (Nantong) Co., Ltd.,
No.8, Tongxing Road Economic & Technical Development
Area, 226010 Nantong, Jiangsu, People's Republic of China




Little Doctor Europe Sp. z o.o.
57G Zawila Street Krakow 30-390 Poland

CE 0123




Росздравнадзор РФ
№ РЗН 2015/2901

Условия хранения/транспортировки



Условия эксплуатации




МАКЕТ МАРКИРОВКИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ) ТАРЫ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса цифровой LD, вариант исполнения LD23





8 887786 200471

© Copyright Little Doctor International (S) Pte. Ltd., 2023
 © Registered trade marks of Little Doctor International (S) Pte. Ltd.



DIGITAL BLOOD PRESSURE MONITOR

LD23

Little Doctor

Buò A

Little Doctor

LD23

ЭЛЕКТРОННЫЙ
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТОНОМЕТР



УПРАВЛЕНИЕ ОДНОЙ КНОПКОЙ

Простота и удобство в использовании
благодаря управлению одной кнопкой.



ИНДИКАТОР АРИТМИИ

Специальный символ на дисплее
прибора сообщает о наличии
нерегулярного пульса.



25-36 cm

УВЕЛИЧЕННАЯ МАНЖЕТА 25-36 см

На манжету нанесены размерные метки
для контроля правильного размещения
манжеты на руке.



ЗВУКОВАЯ ИНДИКАЦИЯ

Все этапы измерения обозначаются
звуковым сигналом.



Manufactured under control and for
Little Doctor International (S) Pte. Ltd.,
Yishun Central P.O. Box 9293 Singapore 917699.
For more information please visit www.littledoctor.sg



LD23




Little Doctor

LD23

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТОНОМЕТР





LD23 DIGITAL BLOOD PRESSURE MONITOR

BLR Измеритель артериального давления автоматический с принадлежностями: прибор для измерения артериального давления и частоты пульса цифровой LD23. Срок службы – 7 лет. Гарантийный срок – 5 лет. Комплектность, правила эксплуатации и адреса сервисных центров см. в Руководстве по эксплуатации. Импортер и Уполномоченный представитель производителя на территории РБ: УП «ФИАТОС», 220033, г. Минск, ул. Фабричная, 26, часть изолированного помещения 4Н. Тел.: (+375 17) 221-02-90. E-mail: fatos@mail.ru. www.LittleDoctor.ru

ENG Digital Blood Pressure Monitor LD23. Arm Measurement. Arrhythmia indicator. Extended Range Cuff (Arm Circumference 25-36 cm). Easy-to-read LCD Display with Blood Pressure and Pulse. Measuring Phases Sound Indication. Complete Set: Main Unit, Cuff model Cuff-LDA, 4 «AA» Batteries, Carrying Case, Operating Instructions, Warranty Card. www.LittleDoctor.sg

KAZ Артериялық қысымын және тынысының жиілігін өлшейтін құрал жартылай автоматикалық цифрлік LD23. Ыйықтан өлшеу. Көбейтілген мөлшерде манжет (ыйықтың шеңбері 25-36 см). Қысымның және тыныстың бір уақыттық бейнеленуімен бар үлкен үшжолды дисплей. Өлшеу кезеңінің дауысты бейнеленуі. Жиынтығы: электрондық блок, Cuff-LDA манжеты, «AA» типті қоректендірудің 4 элементі, пайдалану бойынша басшылық, кепілдік талон. www.LittleDoctor.sg

RUS Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса цифровой LD, вариант исполнения LD23. Измерение по плечу. Индикатор аритмии. Манжета увеличенного размера (окружность плеча 25-36 см). Дисплей с одновременной индикацией давления и пульса. Звуковая индикация этапов измерения. Комплектация: электронный блок LD23, манжета Cuff-LDA, 4 элемента питания типа «AA», сумка, руководство по эксплуатации, гарантийный талон. www.LittleDoctor.ru

UZB Pulsning chastotasi va arterial qon bosimini LD raqam orqali o'lchash uchun asbob bo'lib, LD23 tomonidan bajariladi. Yelka orqali o'lchanadi. Aritmiya indikator. Manjetni kattalashtirilgan o'lchovi (yelka uzunligi 25-36 sm). Puls va qon bosimini bir maromidagi indeksiyasi bilan birga display. O'lchov darajalarini ovoz indeksiyalari. Komplektasiya: elektr bloki, manjet, Cuff-LDA, AA turli energiya olish 4 elementi, haltachasi, ishlatish bo'yicha qo'llanma, kafolat taloni. www.LittleDoctor.sg



DOWNLOAD
USER MANUAL


www.littledoctor.sg/manuals



Little Doctor Electronic (Nantong) Co. Ltd.,
No.8, Tongxing Road Economic & Technical Development
Area, 226010 Nantong, Jiangsu, People's Republic of China




Little Doctor Europe Sp. z o.o.
57G Zawila Street Krakow 30-390 Poland




Росздравнадзор РФ
№ РЗН 2015/2901

Условия хранения/транспортировки



Условия эксплуатации




МАКЕТ МАРКИРОВКИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ) ТАРЫ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса цифровой LD, вариант исполнения LD23A





8 887786 200488

© Copyright Little Doctor International (S) Pte. Ltd., 2023
 ® Registered trade marks of Little Doctor International (S) Pte. Ltd.

AC ADAPTER
INCLUDEDEXTENDED
RANGE CUFF
25-36 cmARRHYTHMIA
INDICATORWARRANTY
5 YEARS

DIGITAL BLOOD PRESSURE MONITOR

LD23A

Little Doctor

Buò A

Little Doctor

LD23A

ЭЛЕКТРОННЫЙ
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТОНОМЕТР



АДАПТЕР ЭЛЕКТРОСЕТИ

В комплекте источник электропитания LD-N057
сертифицированный для медицинских приборов.



УПРАВЛЕНИЕ ОДНОЙ КНОПКОЙ

Простота и удобство в использовании благодаря
управлению одной кнопкой.



ИНДИКАТОР АРИТМИИ

Специальный символ на дисплее прибора сообщает
о наличии нерегулярного пульса.



25-36 cm

УВЕЛИЧЕННАЯ МАНЖЕТА 25-36 см

На манжету нанесены размерные метки для контроля
правильного размещения манжеты на руке.



ЗВУКОВАЯ ИНДИКАЦИЯ

Все этапы измерения обозначаются звуковым
сигналом.






Manufactured under control and for
Little Doctor International (S) Pte. Ltd.,
Yishun Central P.O. Box 9293 Singapore 917699.
For more information please visit www.littledoctor.sg


LD23A



Little Doctor® LD23A

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТОНОМЕТР





LD23A

DIGITAL BLOOD PRESSURE MONITOR

BLR Измеритель артериального давления автоматический с принадлежностями: прибор для измерения артериального давления и частоты пульса цифровой LD23A. Срок службы – 7 лет. Гарантийный срок – 5 лет. Комплектность, правила эксплуатации и адреса сервисных центров см. в Руководстве по эксплуатации. Импортёр и Уполномоченный представитель производителя на территории РБ: УП «ФИАТОС» 220033, г. Минск, ул. Фабричная, 26, часть изолированного помещения 4Н. Тел. (+375 17) 221-02-90. E-mail: fiatos@mail.ru. www.LittleDoctor.ru

ENG Digital Blood Pressure Monitor LD23A, Arm Measurement, Automatic Inflation, Arrhythmia indicator, Extended Range Cuff (Arm Circumference 25-36 cm). Easy-to-read LCD Display with Blood Pressure and Pulse. Measuring Phases Sound Indication. Complete Set: Main Unit, Cuff model Cuff-LDA, 4 «AA» Batteries, Power Adapter model LD-N057, Carrying Case, Operating Instructions, Warranty Card, www.LittleDoctor.sg

KAZ Күре тамырдың қан қысымын және тамырдың соғу жиілігін өлшеуге арналған сандық аспап. LD23A Білектен автоматты түрде өлшеу. Көлемі ұлғайтылған көмкерме (білектің шеңбері 25-36 см). Қысымның және тыныстың бір уақыттық бейнеленуімен бар үлкен үшжолды дисплей. Жиынтығы: электр ондық блок, Cuff LDA көмкермесі, «AA» түріндегі 4 қоректендіру элементі, LD-N057 электрлі қоректендіру көзі, сөмке, пайдалану бойынша басшылық, кепілдік талон. www.LittleDoctor.ru

RUS Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса цифровой LD, вариант исполнения LD23A. Автоматическое измерение по плечу. Индикатор аритмии. Манжета увеличенного размера (окружность плеча 25-36 см). Дисплей с одновременной индикацией давления и пульса. Звуковая индикация этапов измерения. Комплектация: электронный блок LD23A, манжета Cuff-LDA, 4 элемента питания типа «AA», источник электропитания LD-N057, сумка, руководство по эксплуатации, гарантийный талон. Тел. бесплатной горячей линии: 8-800-200-00-37. www.LittleDoctor.ru

UZB Pulsning chastotasi va arterial qon bosimini LD raqam orqali o'lchash uchun asbob bo'lib, LD23A tomonidan bajariladi. Yelka orqali o'lchanadi. Aritmiya indikator. Manjetni kattalashtirilgan o'lchovi (yelka uzunligi 25-36 sm). Puls va qon bosimini bir maromidagi indekasiyasi bilan birga display. O'lchov darajalarini ovoz indekasiyalari. Komplektasiya: elektr bloki, manjet, Cuff-LDA, AA turli energiya olish 4 elementi, LD-N057 elekt kuvvat olish manbai, haltachasi, ishlatish bo'yicha qo'llanma, kafolat taloni



DOWNLOAD
USER MANUAL

www.littledoctor.sg/manuals



Little Doctor Electronic (Nantong) Co. Ltd.,
No.8, Tongxing Road Economic & Technical Development
Area, 226010 Nantong, Jiangsu, People's Republic of China




Little Doctor Europe Sp. z o.o.
57G Zawila Street Krakow 30-390 Poland


CE 0123



Условия хранения/транспортировки



Условия эксплуатации



Росздравнадзор РФ

№ РЗН 2015/2901


МАКЕТ МАРКИРОВКИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ) ТАРЫ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса цифровой LD, вариант исполнения LD23L





8 887786 200495

© Copyright Little Doctor International (S) Pte. Ltd., 2023
 ® Registered trade marks of Little Doctor International (S) Pte. Ltd.



DIGITAL BLOOD PRESSURE MONITOR

LD23L

Little Doctor

Buò A

Little Doctor

LD23L

ЭЛЕКТРОННЫЙ
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТОНОМЕТР



БОЛЬШАЯ МАНЖЕТА 32-43 см

На манжету нанесены размерные метки для контроля правильного размещения манжеты на руке.



АДАПТЕР ЭЛЕКТРОСЕТИ

В комплекте источник электропитания LD-N057 сертифицированный для медицинских приборов.



УПРАВЛЕНИЕ ОДНОЙ КНОПКОЙ

Простота и удобство в использовании благодаря управлению одной кнопкой.



ИНДИКАТОР АРИТМИИ

Специальный символ на дисплее прибора сообщает о наличии нерегулярного пульса.



ЗВУКОВАЯ ИНДИКАЦИЯ

Все этапы измерения обозначаются звуковым сигналом.




Manufactured under control and for
Little Doctor International (S) Pte. Ltd.,
Yishun Central P.O. Box 9293 Singapore 917699.
For more information please visit www.littledoctor.sg


LD23L



Little Doctor **LD23L**

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТОНОМЕТР





LD23L

DIGITAL BLOOD PRESSURE MONITOR

BLR Измеритель артериального давления автоматический с принадлежностями: прибор для измерения артериального давления и частоты пульса цифровой LD23L. Срок службы – 7 лет. Гарантийный срок – 5 лет. Комплектность, правила эксплуатации и адреса сервисных центров см. в Руководстве по эксплуатации. Импортёр и Уполномоченный представитель производителя на территории РБ: УП «ФИАТОС», 220033, г. Минск, ул. Фабричная, 26, часть изолированного помещения 4Н. Тел.: (+375 17) 221-02-90. E-mail: fiatos@mail.ru. www.LittleDoctor.ru

ENG Digital Blood Pressure Monitor LD23L. Arm Measurement. Arrhythmia indicator. Large Range Cuff (Arm Circumference 32-43 cm). Easy-to-read LCD Display with Blood Pressure and Pulse. Measuring Phases Sound Indication. Complete Set: Main Unit, Cuff model Cuff-LDA2, 4 «AA» Batteries, Power Adapter model LD-N057, Carrying Case, Operating Instructions, Warranty Card. www.LittleDoctor.sg

KAZ Артериялық қысымын және тынысының жиілігін өлшейтін құрал жартылай автоматикалық цифрлік LD23L. Бйықтан өлшеу. Көлемі ұлғайтылған, ересектерге арналған (бйықтың шеңбері 32-43 см). Қысымның және тыныстың бір уақыттық бейнеленуімен бар үлкен үшжолды дисплей. Өлшеу кезеңінің дауысты бейнеленуі. Жиынтығы, электрондық блок, Cuff-LDA2 манжеті, «AA» типті қоректендірудің 4 элементі, LD-N057 электрлі қоректендіру көзі, сөмке, пайдалану бойынша басшылық, кепілдік талон. www.LittleDoctor.kz

RUS Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса цифровой LD, вариант исполнения LD23L. Измерение по плечу. Индикатор аритмии. Манжета большого размера (окружность плеча 32-43 см). Дисплей с одновременной индикацией давления и пульса. Звуковая индикация этапов измерения. Комплектация: электронный блок LD23L, манжета Cuff-LDA2, 4 элемента питания типа «AA», источник электропитания LD-N057, сумка, руководство по эксплуатации, гарантийный талон. www.LittleDoctor.ru

UZB Pulsning chastotasi va arterial qon bosimini LD raqam orqali o'lchash uchun asbob bo'lib, LD23L tomonidan bajariladi. Yelka orqali o'lchanadi. Aritmiya indikator. Katta o'lchamli manjet (elka uzunligi 32-43 sm). Puls va qon bosimini bir maromidagi indekasiyasi bilan birga display. O'lchov darajalarini ovoz indekasiyalari. Komplektasiya: elektr bloki, manjet, Cuff-LDA2, AA turli energiya olish 4 elementi, LD-N057 elekt kuvvat olish manbai, haltachasi, ishlatish bo'yicha qo'llanma, kafolat taloni.



DOWNLOAD
USER MANUAL

www.littledoctor.sg/manuals



Little Doctor Electronic (Nantong) Co. Ltd.,
No.8, Tongxing Road Economic & Technical Development
Area, 226010 Nantong, Jiangsu, People's Republic of China




Little Doctor Europe Sp. z o.o.
57G Zawila Street Krakow 30-390 Poland

CE 0123




Росздравнадзор РФ
№ РЗН 2015/2901

Условия хранения/транспортировки



Условия эксплуатации



МАКЕТ МАРКИРОВКИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ) ТАРЫ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса цифровой LD, вариант исполнения LD51



Buð A

Little Doctor®

LD51

DIGITAL BLOOD PRESSURE MONITOR



© Copyright Little Doctor International (S) Pte. Ltd., 2023
® Registered trade marks of Little Doctor International (S) Pte. Ltd.



Little Doctor

LD51

ЭЛЕКТРОННЫЙ
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТОНОМЕТР



КЛИНИЧЕСКИ ПРОТЕСТИРОВАН

Точность измерений подтверждена Британским и Ирландским Обществом Гипертонии (BIHS), поэтому Вы и Ваш врач можете полностью доверять результатам измерений прибора.



ИНДИКАТОР АРИТМИИ

Специальный символ на дисплее прибора сообщает о наличии нерегулярного пульса.



ШКАЛА ВОЗ

Классификация результатов измерения в соответствии с рекомендациями Всемирной Организации Здравоохранения.



ДВА БЛОКА ПАМЯТИ

Два блока по 90 ячеек энергонезависимой памяти + среднее значение 3-х последних измерений.



УВЕЛИЧЕННАЯ МАНЖЕТА 25-36 см

На манжету нанесены размерные метки для контроля правильного размещения манжеты на руке.



Manufactured under control and for
Little Doctor International (S) Pte. Ltd.,
Yishun Central P.O. Box 9293 Singapore 917699.
For more information please visit www.littledoctor.sg

LD51



Little Doctor®

LD51

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТОНОМЕТР



BC-00051-2304-12



Important notice!
This device is the complete technical equipment. Before use please read the «Operating Instructions» carefully.

Внимание!

Данный прибор является полным техническим устройством. Перед использованием внимательно прочитайте «Руководство по эксплуатации».

Eskiñide bolarsañ!

Бул аспап куралы техниканың кудирли болып табылады. Қолданар алдында «Пайдалану жөніндегі басшы әрқарушылық» әуқат оқып шығыңыз.

LD51 DIGITAL BLOOD PRESSURE MONITOR

BLR Измеритель артериального давления автоматический с принадлежностями: прибор для измерения артериального давления и частоты пульса цифровой LD51. Срок службы - 7 лет. Гарантийный срок - 5 лет. Комплектность, правила эксплуатации и адреса сервисных центров см. в Руководстве по эксплуатации. Импортёр и Уполномоченный представитель производителя на территории РБ: УП «ФИАТОС», 220033, г. Минск, ул. Фабричная, 26, часть изолированного помещения 4Н. Тел.: (+375 17) 221 02-90. E-mail: fiatos@mail.ru. www.LittleDoctor.ru

ENG Digital Blood Pressure Monitor LD51. Arm Measurement. Automatic Inflation. Arrhythmia indicator. Dual 90-Times Memory (Blood Pressure, Pulse, Date/Time) and Average of Last 3 Measurements. Extended Range Cuff (Arm Circumference 25-36 cm). Easy-to-read Large LCD Display with Blood Pressure, Pulse, Date/Time. Date and Time Indication in Sleep Mode. Measuring Phases. Sound Indication. Holding Memory Results without Batteries. Complete Set: Main Unit, Cuff model Cuff-LDA, 4 «AA» Batteries, Bag, Operating Instructions, Warranty Card. www.LittleDoctor.sg

KAZ Күре тамырдың қан қысымын және тамырдың соғу жиілігін өлшеуге арналған сандық аспап LD51. Білектен автоматты түрде өлшеу. Соңғы 3 өлшеулер бойынша орташа мәнді есептеп шығару функциясы бар 90 өлшеуге (қан қысымы, тамырдың соғуы) арналған жад. Көлемі ұлғайтылған көмкерме (білектің шеңбері 25-36 см). Қан қысымы мен тамырдың соғуын бір мезетте индикациялай алатын үлкен үшжақты дисплей. Қоректендіру элементтерісіз сақтағанда құралдың есіне мәліметтерді сақтау. Жиынтығы: электронды блок, Cuff-LDA көмкермесі, «AA» түріндегі 4 қоректендіру элементі, сөмке, пайдалану бойынша басшылық, кепілдік талон. www.LittleDoctor.sg

RUS Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса цифровой LD, вариант исполнения LD51. Автоматическое измерение по плечу. Индикатор аритмии. Два блока памяти по 90 результатов измерения в каждом (давление, пульс, дата, время) + среднее значение 3-х последних измерений. Манжета увеличенного размера (окружность плеча 25-36 см). Большой дисплей с одновременной индикацией давления, пульса, даты/времени. Режим индикации даты и времени. Звуковая индикация этапов измерения. Сохранение данных в памяти прибора при хранении без элементов питания. Комплектация: электронный блок LD51, манжета Cuff-LDA, 4 элемента питания «AA», сумка, руководство по эксплуатации, гарантийный талон. Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-200-00-37. www.LittleDoctor.ru

UZB Pulsning chastotasi va arterial qon bosimini LD raqam orqali o'lchash uchun asbob bo'lib LD51 tomonidan bajariladi. Yelka orqali o'lchanadi. Aritmiya indikator. Har birda 90 natijali o'lchovlar bo'yicha hotira ikki bloke (bosim, puls, sana, vaqt) + so'ngi uch o'lchovlarning o'rtacha mazmuni. Manjetni kattalashtirilgan o'lchovi (yelka uzunligi 25-36 sm). Bir vaqtni o'zida puls, sana, bosim qayd qiluvchi katta display. Sana va vaqtni qayd etish rejimi. O'lchov darajalarini ovoz indeksiyalari. Komplektasiya: elektr bloki, manjet, Cuff-LDA, AA turli energiya olish 4 elementi, haltachasi, ishlatish bo'yicha qo'llanma, kafolat taloni. www.LittleDoctor.sg



DOWNLOAD
USER MANUAL

www.littledoctor.sg/manuals



Little Doctor Electronic (Nantong) Co., Ltd.,
No.8, Tongxing Road Economic & Technical Development
Area, 226010 Nantong, Jiangsu, People's Republic of China




Little Doctor Europe Sp. z o.o.
57G Zawila Street Krakow 30-390 Poland

CE 0123



Росздравнадзор РФ
№ РЗН 2015/2901



МАКЕТ МАРКИРОВКИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ) ТАРЫ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса цифровой LD, вариант исполнения LD51A



Buð A

Little Doctor® LD51A

DIGITAL BLOOD PRESSURE MONITOR



© Copyright Little Doctor International (S) Pte. Ltd. 2023
® Registered trade marks of Little Doctor International (S) Pte. Ltd.



WWW.LITTLEDCTOR.SG

Little Doctor

LD51A

ЭЛЕКТРОННЫЙ
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТОНОМЕТР



АДАПТЕР ЭЛЕКТРОСЕТИ

В комплекте источник электропитания LD-N057
сертифицированный для медицинских приборов.



КЛИНИЧЕСКИ ПРОТЕСТИРОВАН

Точность измерений подтверждена Британским
и Ирландским Обществом Гипертонии (BIHS),
поэтому Вы и Ваш врач можете полностью доверять
результатам измерений прибора.



ИНДИКАТОР АРИТМИИ

Специальный символ на дисплее прибора
сообщает о наличии нерегулярного пульса.



ШКАЛА ВОЗ

Классификация результатов измерения в соответствии
с рекомендациями Всемирной Организации
Здравоохранения.



ДВА БЛОКА ПАМЯТИ

Два блока по 90 ячеек энергонезависимой памяти
+ среднее значение 3-х последних измерений.



УВЕЛИЧЕННАЯ МАНЖЕТА 25-36 см

На манжету нанесены размерные метки для контроля
правильного размещения манжеты на руке.




Manufactured under control and for
Little Doctor International (S) Pte. Ltd.,
Yishun Central P.O. Box 9293 Singapore 917699.
For more information please visit www.littledoctor.sg

LD51A



Little Doctor® **LD51A**

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТОНОМЕТР



BC-0051A-2304-13

**Important notice!**

This device is the complete technical equipment. Before use please read the operating instructions carefully.

Внимание!

Данный прибор является полным техническим устройством. Перед использованием внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации.

Еңбекте болсаң!

Бұл аспап күрделі техникалық құрылғы болып табылады. Қолданар алдында «Пайдалану» жөніндегі басшы нұсқаулықты мұқият оқиыңыз.

LD51A**DIGITAL BLOOD PRESSURE MONITOR**

BLR Измеритель артериального давления автоматический с принадлежностями: прибор для измерения артериального давления и частоты пульса цифровой LD51A. Срок службы - 7 лет. Гарантийный срок - 5 лет. Комплектность, правила эксплуатации и адреса сервисных центров см. в Руководстве по эксплуатации. Импортёр и Уполномоченный представитель производителя на территории РБ: УП «ФИАТОС», 220035, г. Минск, ул. Фабричная, 26, часть изолированного помещения 4Н. Тел.: (+375 17) 221-02-90. E-mail: fatos@mail.ru. www.LittleDoctor.ru

ENG Digital Blood Pressure Monitor LD51A. Arm Measurement. Automatic Inflation. Arrhythmia Indicator. Dial 90 Times Memory (Blood Pressure, Pulse, Date, Time) and Average of Last 3 Measurements. Extended Range Cuff (Arm Circumference 25-36 cm). Easy-to-read Large LCD Display with Blood Pressure, Pulse, Date/Time. Date and Time Indication in Sleep Mode. Measuring Phases Sound Indication. Holding Memory Results without Batteries. Complete Set: Main Unit, Cuff model Cuff-LDA, 4 «AA» Batteries, Power Adapter model LD-N057, Bag, Operating Instructions, Warranty Card. www.LittleDoctor.sg

KAZ Күре тамырдың қан қысымын және тамырдың соғу жиілігін өлшеуге арналған сандық аспап LD51A. Білектен автоматты түрде өлшеу. Соңғы 3 өлшеулер бойынша орташа мәнді есептеп шығару функциясы бар 90 өлшеуге (қан қысымы, тамырдың соғуы) арналған жад. Көлемі ұлғайтылған көмкерме (білектің шеңбері 25-36 см). Қан қысымы мен тамырдың соғуын бір мезетте индикациялай алатын үлкен үшжолқты дисплей. Қоректендіру элементтеріз сақтағанда құралдың есіне мәліметтерді сақтау. Жиынтығы: электронды блок, Cuff-LDA көмкермесі «AA» түріндегі 4 қоректендіру элементі, LD-N057 электрлі қоректендіру көзі, тәмке пайдалану бойынша басшылық, кепілдік талон. www.LittleDoctor.ru

RUS Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса цифровой LD, вариант исполнения LD51A. Автоматическое измерение по плечу. Индикатор аритмии. Два блока памяти по 90 результатов измерений в каждом (давление, пульс, дата, время) + среднее значение 3-х последних измерений. Манжета увеличенного размера (окружность плеча 25-36 см). Большой дисплей с одновременной индикацией давления, пульса, даты/времени. Режим индикации даты и времени. Звуковая индикация этапов измерения. Сохранение данных в памяти прибора при хранении без элементов питания. Комплектация: электронный блок LD51A, манжета Cuff-LDA, 4 элемента питания «AA», источник электропитания LD-N057, сумка, руководство по эксплуатации, гарантийный талон. Тел. бесплатной горячей линии: 8-800-200-00-37. www.LittleDoctor.ru

UZB Pulsning (hastotasi va arterial qon bosimini LD raqam orqali o'lchash uchun asbob bo'lib, LD51A tomonidan bajariladi. Yelka orqali o'lchanadi. Anitmiya indicatori. Har birda 90 natijali o'lchovlar bo'yicha hotira ikki bloke (bosim, puls, san, vaqt) + so'ngi uch o'lchovlarning o'rtacha mazmuni. Manjetni kattalashtirilgan o'lchovi (yelka uzunligi 25-36 sm). Bir vaqtni o'zida puls, sana, bosim qayd qiluvchi: katta display. Sana va vaqtni qayd etish rejimi. O'lchov darajalarini ovoz indeksiyalari. Komplektasiya: elektr bloki, manjet, Cuff-LDA, AA turli energiya olish 4 elementi, LD-N057 elekt kuvvat olish manbai, haltachasi, ishlatish bo'yicha qo'llanma, kafolat taloni.



DOWNLOAD
USER MANUAL

www.littledoctor.sg/manuals



Little Doctor Electronic (Nantong) Co., Ltd.,
No.8, Tongxing Road Economic & Technical Development
Area, 226010 Nantong, Jiangsu, People's Republic of China



Little Doctor Europe Sp. z o.o.
57G Zawila Street Krakow 30-390 Poland

CE 0123



Условия эксплуатации
+40°C
+10°C
15%
85%
86kPa
106kPa



Условия хранения/транспортировки
+50°C
-20°C
15%
85%
50kPa
106kPa

Росздравнадзор РФ
№ РЗН 2015/2901

МАКЕТ МАРКИРОВКИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ) ТАРЫ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса цифровой LD, вариант исполнения LD51U



Buò A

Little Doctor® LD51U

DIGITAL BLOOD PRESSURE MONITOR



© Copyright Little Doctor International (S) Pte. Ltd., 2023
® Registered trade marks of Little Doctor International (S) Pte. Ltd.



WWW.LITTLEDOCTOR.SG

Little Doctor

LD51U

ЭЛЕКТРОННЫЙ
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТОНОМЕТР



УНИВЕРСАЛЬНАЯ МАНЖЕТА 22-42 см

На манжету нанесены размерные метки для контроля правильного размещения манжеты на руке.



КЛИНИЧЕСКИ ПРОТЕСТИРОВАН

Точность измерений подтверждена Британским и Ирландским Обществом Гипертонии (BHS), поэтому Вы и Ваш врач можете полностью доверять результатам измерений прибора.



АДАПТЕР ЭЛЕКТРОСЕТИ

В комплекте источник электропитания LD-N057 сертифицированный для медицинских приборов.



ИНДИКАТОР АРИТМИИ

Специальный символ на дисплее прибора сообщает о наличии нерегулярного пульса.



ШКАЛА ВОЗ

Классификация результатов измерения в соответствии с рекомендациями Всемирной Организации Здравоохранения.



ДВА БЛОКА ПАМЯТИ

Два блока по 90 ячеек энергонезависимой памяти + среднее значение 3-х последних измерений.



Manufactured under control and for
Little Doctor International (S) Pte. Ltd.,
Yishun Central P.O. Box 9293 Singapore 917699.
For more information please visit www.littledoctor.sg

LD51U



Little Doctor® **LD51U**

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТОНОМЕТР



ГАРАНТИЯ
5
ЛЕТ

BIHS
КЛИНИЧЕСКИ
ПРОТЕСТИРОВАН

АДАПТЕР
В КОМПЛЕКТЕ

22-42cm
УНИВЕРСАЛЬНАЯ
МАНЖЕТА

BC-0051U-2304-14



Important notice!

This device is the complex technical equipment. Before use please read the «Operating Instructions» carefully.

Внимание!

Данный прибор является сложным техническим устройством. Перед использованием внимательно прочтите «Руководство по эксплуатации».

Eskiye bolson!

Buni aslan kursali texnikallik kurayti bolup tabiladi. Qoldanar aldingda «Taydalanu» jennedgi basqan nusa/ulqatni muqiat oqip shayiro.

LD51U

DIGITAL BLOOD PRESSURE MONITOR

BLR Измеритель артериального давления автоматический с принадлежностями: прибор для измерения артериального давления и частоты пульса цифровой LD51U. Срок службы – 7 лет. Гарантийный срок – 5 лет. Комплектность, правила эксплуатации и адреса сервисных центров см. в Руководстве по эксплуатации. Импортёр и Уполномоченный представитель производителя на территории РБ: УП «ФИАТОС», 220033 г. Минск, ул. Фабричная, 26, часть изолированного помещения 4Н. Тел.: (+375 17) 221-02-90 E-mail: ftiatos@mail.ru www.LittleDoctor.ru

ENG Digital Blood Pressure Monitor LD51U. Arm Measurement. Automatic Inflation. Arrhythmia indicator. Dual 90-Times Memory (Blood Pressure, Pulse, Date, Time) and Average of Last 3 Measurements. Universal Range Cuff (Arm Circumference 22-42 cm). Easy-to-read Large LCD Display with Blood Pressure, Pulse, Date/Time. Date and Time Indication in Sleep Mode. Measuring Phases Sound Indication. Holding Memory Results without Batteries. Complete Set: Main Unit, Cuff model Cuff-LDU, 4 «AA» Batteries, Power Adapter model LD-N057, Bag, Operating Instructions, Warranty Card. www.littledoctor.sg

KAZ Күре тамырдың қан қысымын және тамырдың соғу жиілігін өлшеуге арналған сандық аспап LD51U. Білектен автоматты түрде өлшеу. Соңғы 3 өлшеулер бойынша орташа мән есептеп шығару функциясы бар 90 өлшеуге (қан қысымы, тамырдың соғуы) арналған жад. Көлемі әмбебап көмкерме (білектің шеңбері 22-42 см). Қан қысымы мен тамырдың соғуын бір мезетте индикациялай алатын үлкен үшжолқты дисплей. Қоректендіру элементтерісіз сақтағанда құралдың есіне мәліметтерді сақтау. Жиынтығы: электронды блок, Cuff-LDU көмкермесі, «AA» түріндегі 4 қоректендіру элементі, LD-N057 электрлі қоректендіру көзі, сөмке, пайдалану бойынша басшылық, кепілдік талон. www.LittleDoctor.ru

RUS Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса цифровой LD, вариант исполнения LD51U. Автоматическое измерение по плечу. Индикатор аритмии. Два блока памяти по 90 результатов измерений в каждом (давление, пульс, дата, время) + среднее значение 3-х последних измерений. Манжета универсального размера (окружность плеча 22-42 см). Большой дисплей с одновременной индикацией давления, пульса, даты/времени. Режим индикации даты и времени. Звуковая индикация этапов измерения. Сохранение данных в памяти прибора при хранении без элементов питания. Комплектация: электронный блок LD51U, манжета Cuff-LDU, 4 элемента питания «AA», источник электропитания LD-N057, сумка, руководство по эксплуатации, гарантийный талон. Тел. бесплатной горячей линии: 8-800-200-00-37. www.LittleDoctor.ru

UZB Pulsning chastotasi va arterial qon bosimini LD raqam orqali o'lchash uchun asbob bo'lib, LD51U tomonidan bajariladi. Yelka orqali o'lchanadi. Aritmiya indikator. Har birda 90 natijali o'lchovlar bo'yicha hotira ikki bloke (bosim, puls, san, vaqt) + so'ngi uch o'lchovlarning o'rtacha mazmuni. Manjetni universal o'lchami (elka uzunligi 22-42 sm). Bir vaqtni o'zida puls, sana, bosim qayd qiluvchi katta display. O'lchov darajalarini ovoz indeksyalari. Komlektasiya: elektr bloki, manjet, Cuff-LDU, AA turli energiya olish 4 elementi, LD-N057 elekt kuvvat olish manbai, haltachasi, ishlatish bo'yicha qollanma, kafolat taloni.



DOWNLOAD
USER MANUAL

www.littledoctor.sg/manuals



Little Doctor Electronic (Nantong) Co., Ltd.
No.8, Tongxing Road Economic & Technical Development
Area, 226010 Nantong, Jiangsu, People's Republic of China



Little Doctor Europe Sp. z o.o.
57G Zawila Street Krakow 30-390 Poland

CE 0123



Росздравнадзор РФ

№ РЗН 2015/2901

МАКЕТ МАРКИРОВКИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ) ТАРЫ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса цифровой LD, вариант исполнения LD51S



Buò A

Little Doctor® LD51S

DIGITAL BLOOD PRESSURE MONITOR



© Copyright Little Doctor International (S) Pte. Ltd., 2023
® Registered trade marks of Little Doctor International (S) Pte. Ltd.



WWW.LITTLEDOCTOR.SG

Little Doctor

LD51S

ЭЛЕКТРОННЫЙ
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТОНОМЕТР



«ГОВОРЯЩИЙ» ТОНОМЕТР

Функция голосового сопровождения (сообщения результатов измерений, содержимого памяти, рекомендаций по использованию прибора). Позволяет пациентам с ослабленным зрением более уверенно использовать тонометр.



КЛИНИЧЕСКИ ПРОТЕСТИРОВАН

Точность измерений подтверждена Британским и Ирландским Обществом Гипертонии (BIHS), поэтому Вы и Ваш врач можете полностью доверять результатам измерений прибора.



АДАПТЕР ЭЛЕКТРОСЕТИ

В комплекте источник электропитания LD-N057 сертифицированный для медицинских приборов.



ДВА БЛОКА ПАМЯТИ

Два блока по 90 ячеек энергонезависимой памяти + среднее значение 3-х последних измерений.



УВЕЛИЧЕННАЯ МАНЖЕТА 25-36 см

На манжете нанесены размерные метки для контроля правильного размещения манжеты на руке.



Manufactured under control and for
Little Doctor International (S) Pte. Ltd.,
Yishun Central P.O. Box 9293 Singapore 917699.
For more information please visit www.littledoctor.sg



Вид В

LD51S



Little Doctor® LD51S

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТОНОМЕТР



BC-0051S-2304-1S



Important notice!
This device is for complex technical equipment. Before use please read the «Operating instructions» carefully.

Внимание!
Данный прибор является сложным техническим устройством. Перед использованием внимательно прочитайте «Руководство по эксплуатации».

Esizide bolsund
Bul asbap kurdagi texnikalash kursatki bolmatiboladi. Koldanor avvaldan «Pайдалану жиналгачы басшылык кужат» курап оый шалыңыз.

LD51S

DIGITAL BLOOD PRESSURE MONITOR

BLR Измеритель артериального давления автоматический с принадлежностями: прибор для измерения артериального давления и частоты пульса цифровой LD51S. Срок службы - 7 лет. Гарантийный срок - 5 лет. Комплектность, правила эксплуатации и адреса сервисных центров см. в Руководстве по эксплуатации. Импортёр и Уполномоченный представитель производителя на территории РБ: УП «ФИАТОС», 220033, г. Минск, ул. Фабричная, 26, часть изолированного помещения 4Н. Тел.: (+375 17) 221-02-90. E-mail: fiatos@mail.ru, www.LittleDoctor.ru

ENG Digital Blood Pressure Monitor LD51S. Arm Measurement. Automatic Inflation. Voice announcement system (Russian, English, French, Spanish, German) with Volume Control. Dual 90 Times Memory (Blood Pressure, Pulse) and Average of Last 3 Measurements. Extended Range Cuff (Arm Circumference 25-36 cm). Easy-to-read Large LCD Display with Blood Pressure and Pulse. Holding Memory Results without Batteries. Complete Set: Main Unit, Cuff model Cuff-LDA, 4 «AA» Batteries, Power Adapter model LD-N057, Bag, Operating Instructions, CD, Warranty Card. www.littledoctorsg

KAZ Күре тамырдың қан қысымын және тамырдың соғу жиілігін өлшеуге арналған сандық аспап LD51S. Дыбыс қаттылығын реттеу мүмкіндігі бар бес тілдері (орыс, ағылшын, француз, испан, неміс) дауыстық сүйемелденілу. Білектен автоматты түрде өлшеу. Соңғы 3 өлшеулер бойынша орташа мәнді есептеп шығару функциясы бар 90 өлшеуге (қан қысымы, тамырдың соғуы) арналған жад. Көлемі ұлғайтылған көмкерме (білектің шеңбері 25-36 см). Қуат көзінің автоматты түрде ажыратылуы. Коректендіру элементерсіз сақтағанда құралдың есіне мәліметтерді сақтау. Жиынтығы: электронды блок, Cuff-LDA көмкермесі, «AA» түріндегі 4 коректендіру элементі, LD-N057 электрлі коректендіру көзі, сөмке, пайдалану жөніндегі басшылық құжат, CD, кепілдік талон. www.LittleDoctor.ru

RUS Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса цифровой LD, вариант исполнения LD51S. Голосовое сопровождение на пяти языках (русский, английский, французский, испанский, немецкий) с возможностью регулирования громкости. Автоматическое измерение по плечу. Два блока памяти по 90 результатов измерения в каждом (давление, пульс) + среднее значение 3-х последних измерений. Манжета увеличенного размера (окружность плеча 25-36 см). Большой дисплей с одновременной индикацией давления и пульса. Сохранение данных в памяти прибора при хранении без элементов питания. Комплектация: электронный блок LD51S, манжета Cuff-LDA, 4 элемента питания «AA», источник электропитания LD-N057, сумка, руководство по эксплуатации, компакт-диск, гарантийный талон, упаковка. Тел. бесплатной горячей линии 8 800 200 00 37 www.LittleDoctor.ru

UZB Pulsning chastotasi va arterial qon bosimini LD raqam orqali o'lchash uchun asbob bo'lib, LD51S tomonidan bajariladi. 5 til bilan birga balandligini to'g'irlash imkoni (Rus, Ingliz, Fransuz, Ispan, Nemis). Yelka orqali o'lchanadi. Har birda 90 natijali o'lchovlar bo'yicha hotira ikki bloke (bosim, puls) + so'ngi uch o'lchovlarning o'rtacha mazmuni. Manjetni kattalashtirilgan o'lchovi (yelka uzunligi 25-36 sm). Puls va qon bosimini bir maromidagi indeksiyasi bilan birga display. Komplektasiya: elektr bloki, manjet, Cuff-LDA, AA turli energiya olish 4 elementi, LD-N057 elekt quvvat olish manbai, haltachasi, ishlatish bo'yicha qollanma, kafolat taloni.



DOWNLOAD
USER MANUAL

www.littledoctor.sg/manuals



Little Doctor Electronic (Nantong) Co., Ltd.,
No.8, Tongxing Road Economic & Technical Development
Area, 226010 Nantong, Jiangsu, People's Republic of China



Little Doctor Europe Sp. z o.o.
57G Zawila Street Krakow 30-390 Poland

CE 0123



Условия эксплуатации
+10°C +40°C 85% 106kPa
15% 86kPa



Условия хранения/транспортировки
-20°C +50°C 85% 106kPa
15% 50kPa

Росздравнадзор РФ

№ РЗН 2015/2901



Little Doctor®

Little Doctor International (S) Pte. Ltd.

Yishun Central P.O. Box 9293 Singapore 917699

Fax: 65-62342197 www.LittleDoctor.sg

LD23 DIGITAL BLOOD PRESSURE MONITOR Manufacturer: Little Doctor Electronic (Nantong) Co., Ltd., P.R. China		PC
Ref. info.	Carton No.	From.

CE 0123

Макет этикетки транспортной упаковки на английском языке



Обращаться осторожно

Little Doctor®

Little Doctor International (S) Pte. Ltd.

Yishun Central P.O. Box 9293 Singapore 917699

Fax: 65-62342197 www.LittleDoctor.sg

LD23 Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса цифровой LD Little Doctor Electronic (Nantong) Co., Ltd., P.R. China		Количество в коробке
Примечание	Серийный №	Адрес склада

CE 0123

Макет этикетки транспортной упаковки на русском языке



Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью: 45 (сорок пять) лист(а/ов)

Генеральный директор
ООО «Фирма К и К» Сева Ю.М. Стародумов