

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Артис Медикл»



Медик А.В.

30» октября 2023г.


**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

Салфетка углеродная ранозаживляющая стерильная «Артис»


по ТУ 32.50.50-001-03996419-2022

1. Общий вид медицинского изделия


1.1 Салфетка углеродная ранозаживляющая стерильная «Артис» по ТУ 32.50.50-001-03996419-2022



1.2 Салфетка углеродная ранозаживляющая стерильная «Артис» по ТУ 32.50.50-001-03996419-сорбирующая




1.3 Салфетка углеродная ранозаживляющая стерильная «Артис» по ТУ 32.50.50-001-03996419-2022
абсорбирующая многослойная




2. Фотографические изображения медицинского изделия в индивидуальной упаковке


2.1 Салфетка углеродная ранозаживляющая стерильная «Артис» по ТУ 32.50.50-001-03996419-2022 регенерирующая



Салфетка углеродная ранозаживляющая стерильная «Артис» по ТУ 32.50.50-001-03996419-2022
собирающая



Салфетка углеродная ранозаживляющая стерильная «Артис» по ТУ 32.50.50-001-03996419-2022
оборачивающая многослойная



Углерод
основы
жизни

САЛФЕТКА УГЛЕРОДНАЯ
РАЗОСАЖИВАЮЩАЯ СТЕРИЛЬНАЯ «АРТИС»
по ТУ 32.50.50-001-03996419-2022

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ:
СОРБИРУЮЩАЯ МНОГОСЛОЙНАЯ, 2x5см

Производитель: ООО «Артис Медикл»
Адрес производства: Россия, 173009, Новгородская
область, г. Великий Новгород, ул. Речная, д. 3
Количество изделий в упаковке: 10шт

LOT 001-3

15.03.2023

03.2026

НЕТОКСИЧНО СТЕРИЛЬНОЕ ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

☀ ☂ ☯ ☒ ✂

STERILE R


РУ № _____ ОТ _____

40672050000340




3.2 - 100шт./уп.

4. Фотографические изображения медицинского изделия в транспортной упаковке



маркировка транспортной упаковки



Прошито, пронумеровано
10 листа(ов) дмв
«30» сентября 2023г.
Генеральный директор
ООО «Артис Медикл»
М.В. Медик А.В.
Подпись



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Артис Медикл»



Медик А.В.

«30» октября 2023г.

МАКЕТЫ МАРКИРОВКИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Салфетка углеродная ранозаживляющая стерильная «Артис»

по ТУ 32.50.50-001-03996419-2022

**Макет индивидуальной маркировки изделия на примере варианта исполнения –
Салфетка углеродная ранозаживляющая стерильная «Артис» по ТУ 32.50.50-001-03996419-2022
регенерирующая, 5х5 см:**



Салфетка углеродная ранозаживляющая стерильная «Артис» по ТУ 32.50.50-001-03996419-2022

вариант исполнения: **регенерирующая, 5 x 5 см**

Выбор углеродной ткани для изготовления салфеток основывается на уникальных природных свойствах углерода



ООО «Артис Медикл»

адрес производства: Россия, 173009, Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Речная, д.3

Показания к применению

Салфетка регенерирующая применяется при лечении повреждений мягких тканей на всех стадиях раневого процесса:

- | | |
|--------------------------------|---------------------|
| – огнестрельные раны, | – ожоги, |
| – инфицированные раны, | – трофические язвы, |
| – раны при открытых переломах, | – свищи, |
| – послеоперационные раны, | – экземы, пролежни. |

Эффективность

- способствует очищению и заживлению ран в короткие сроки без образования грубых рубцов;
- может находиться на ране длительное время без замены с возможностью пропитки лекарственными препаратами;
- снижает болевые ощущения, воспаление и отек;
- не прилипает и не травмирует поверхность раны при перевязках;
- предупреждает инфицирование ран и развитие других осложнений.

Способ применения

Вскрыть упаковку, вынуть салфетку, наложить ее на поверхность раны, покрыть двойным слоем марлевой повязки, зафиксировать с помощью бинта, сетки или пластыря.

Смена салфетки производится через 2-3 дня для наблюдения за поверхностью раны.

Лечебный эффект салфетки возможно усилить применением лекарственных препаратов, которыми салфетку пропитывают, не снимая с раны.

Обычно салфетка легко удаляется с раневой поверхности. В случае прилипания салфетки к ране, ее можно удалить, смачивая физраствором, раствором фурацилина, хлоргексидина или другого антисептика.

Лечение салфеткой рекомендуется проводить до полной эпителизации раневых дефектов.

Противопоказаний нет.

Побочные эффекты не выявлены.

НЕТОКСИЧНО СТЕРИЛЬНО!
ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ.



STERILE R



РУ № _____ от _____

LOT



Макет групповой упаковки на примере варианта исполнения –

*Салфетка углеродная ранозаживляющая стерильная «Артис» по ТУ 32.50.50-001-03996419-2022
сорбирующая, 10х10 см, 10 шт./уп.:*



Салфетка углеродная ранозаживляющая стерильная «Артис» по ТУ 32.50.50-001-03996419-2022

вариант исполнения: сорбирующая, 10х10 см



ООО «Артис Медикл»

адрес производства: Россия, 173009, Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Речная д.3

количество изделий в упаковке 10 штук

НЕТОКСИЧНО СТЕРИЛЬНО!

ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

LOT _____



STERILE



РУ № _____ \ от _____

Макет транспортной упаковки на примере варианта исполнения –
Салфетка углеродная ранозаживляющая стерильная «Артис» по ТУ 32.50.50-001-03996419-2022
сорбирующая многослойная, 2х5 см:

 Углерод - основа жизни Салфетка углеродная ранозаживляющая стерильная «Артис» по ТУ 32.50.50-001-03996419-2022 вариант исполнения: сорбирующая многослойная, 2х5см  ООО «Артис Медикл» адрес производства: Россия, 173009, Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Речная д.3 количество групповых упаковок и количество изделий 8 уп./80 штук	
LOT  	
НЕТОКСИЧНО СТЕРИЛЬНО! ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ	
    STERILE 	
РУ № _____ от _____	

Прошито, пронумеровано

4 листа(ов) четыре

«30» октября 2023г.

Генеральный директор

ООО «Артис Медикл»



Медик А.В.

Подпись

