


Фотографическое изображение нанесения маркировки на медицинское изделие
Устройство для обработки эндоскопов ЭНДОДЕЗ-«КРОНТ»
по ТУ 9451-056-11769436-2016






Прошнуровано и скреплено


печатью 2 листов

Генеральный директор
В.П.Сизиков



Фотографическое изображение внешнего вида медицинского изделия
«Устройство для обработки эндоскопов ЭНДОДЕЗ-«КРОНТ»
по ТУ 9451-056-11769436-2016





ЭНДОДЕЗ-«КРОНТ»
Магистраль напорная, комплект:

- Магистраль напорная №1 – 1 шт.
- Магистраль напорная №2 – 1 шт.

ЭНДОДЕЗ-«КРОНТ»
Кронштейн для размещения
Устройства на стене
Вспомогательные элементы для
размещения на стене

- дюбель 2 шт.
- шуруп – 2 шт.

ЭНДОДЕЗ-«КРОНТ»
Запасные части, комплект:

- Трубка ø5xø8 (1000±50 мм) – 2 шт.
- Трубка ø5xø8 (200±50 мм) – 7 шт.
- Адаптер 0001 – 6 шт.
- Адаптер 0003 – 4 шт.
- Адаптер 0006 – 2 шт.
- Адаптер комбинированный 0004 с уплотнителем – 2 шт.
- Адаптер комбинированный 0004 – 2 шт.
- Дроссель 0005 – 2 шт.
- Дроссель 0005 комбинированный – 3 шт.
- Переходник Y-образный Ø 4/6 – 3 шт.
- Сетка фильтра 0.1 мм – 2 шт.
- Стяжка нейлоновая – 5 шт.
- Колпачок 0002 – 4 шт.
- Колпачок 0008 – 4 шт.
- Наконечник luer-lock – 10 шт.

ЭНДОДЕЗ-«КРОНТ»
Магистраль
для продувки
воздухом/промывания
спиртом


ЭНДОДЕЗ-«КРОНТ»
Магистраль заборная

Прошнуровано и скреплено
печатью 2 листов

Генеральный директор
В.П.Сизиков



Фотографическое изображение внешнего вида медицинского изделия с принадлежностями «Устройство для обработки эндоскопов ЭНДОДЕЗ-«КРОНТ» по ТУ 9451-056-11769436-2016



Фотографическое изображение внешнего вида медицинского изделия
«Устройство для обработки эндоскопов ЭНДОДЕЗ-«КРОНТ»
по ТУ 9451-056-11769436-2016



**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
МАРКИРОВКИ И УПАКОВКИ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
«УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОБРАБОТКИ ЭНДОСКОПОВ ЭНДОДЕЗ-«КРОНТ»
ПО ТУ 9451-056-11769436-2016**





GSM25E12-P1J
MEAN WELL ENTERPRISES CO., LTD.
No. 22, Wuquan 2nd Rd., Wuqi Dist.,
New Taipei City 24601, Taiwan

Источник питания (AC-CD адаптер)

Модель GSM25E12-P1J
Фирма Mean Well, Китай.

(Вход: 100-240 В, 50/60 Гц, 0,7-0,35 А
Выход: 12 В DC, 2,08 А, 25Вт)

ЭНДОДЕЗ-«КРОНТ»
Магистраль заборная





ЭНДОДЕЗ-«КРОНТ»
Магистраль напорная, комплект:
- Магистраль напорная №1 – 1 шт.
- Магистраль напорная №2 – 1 шт.



ЭНДОДЕЗ-«КРОНТ»
Магистраль
для продувки
воздухом/промывания
спиртом



ЭНДОДЕЗ-«КРОНТ»
Кронштейн для размещения
Устройства на стене
Вспомогательные элементы:
- дюбель 2 шт.
- шуруп – 2 шт.

Прошнуровано и скреплено

печатью 8 листов

Генеральный директор
В.П.Сизиков



[Handwritten signature]

Маркировочная табличка
Устройство для обработки эндоскопов ЭНДОДЕЗ-«КРОНТ»
по ТУ 9451-056-11769436-2016

	АО «КРОНТ-М» РУ № РЗН 2017/6173 Устройство для обработки эндоскопов ЭНДОДЕЗ-«КРОНТ» по ТУ 9451-056-11769436-2016 12 В, 9 Вт, IP22, 	
Россия	Месяц/ Год выпуска: _____ /20 _____	Зав.№ _____

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

АО «КРОНТ-М»

В.П. СИЗИКОВ



ТРАНСПОРТИРОВОЧНАЯ ТАБИЧКА
Устройство для обработки эндоскопов ЭНДОДЕЗ-«КРОНТ»
по ТУ9451-056-11769436-2016



АО «КРОНТ-М»

Место
Нанесения
штрих-кода

Устройство для обработки эндоскопов
ЭНДОДЕЗ-«КРОНТ»
по ТУ 9451-056-11769436-2016

РУ №РЗН 2017/6173
Срок службы 5 лет



Сделано в России



Акционерное общество «КРОНТ-М» (АО «КРОНТ-М»)
Адрес: Россия, 141402, Московская область, г. Химки, ул. Спартаковская, дом 9, пом.1.
Тел. +7 (495)500-48-84 E-mail: info@kront.com www.kront.com

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

